



» PRÍSLUŠENSTVO K OPERAČNÝM STOLOM «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
Nemecko

SRN: DE-MF-000005822

Telefón: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Pošta: mail@tekno-medical.com

Webb: www.tekno-medical.com



OBSAH

1	Rozsah	4
2	Manažment.....	4
3	Účel.....	4
4	Kontraindikácie.....	4
5	Pacientska populácia	4
6	Zamýšľaní používateľa	4
7	Poznámka.....	4
7.1	Environmentálne podmienky.....	4
7.2	Kombinácia s inými prístrojmi alebo lekárskymi doplnkami	5
7.3	Rozobratie a úpravy	5
8	Manuálne nastavenia	5
8.1	Čelo postele	5
8.1.1	Nastavenie čela postele (5 sekcií)	5
8.1.2	Nastavenie čela postele (6 sekcií)	6
8.2	Operadlo	6
8.3	Hrudný rez.....	6
8.4	Časť na nohách	6
8.4.1	Zavedenie časti nohy.....	7
8.4.2	Úprava časti nohy.....	7
8.4.3	Uvoľnenie sekcie nohy	7
8.4.4	Rozťahujúce sa kostné segmenty	8
8.5	Časť na nohách so 4 segmentmi.....	8
8.6	Obnovy.....	9
8.6.1	Rozšírenie hlavnej stránky (5 segmentov)	9
8.6.2	Rozšírenie hlavnej stránky (6 segmentov)	9
8.6.3	Bočné predĺženie nôh	9
8.7	Podpora panvy / opierka na rameno.....	9
8.8	Drepová lavička.....	10
8.9	Segment pečenia.....	10
8.10	Požiadavky	10
9	Príslušenstvo pre CF modely	10
9.1	Držiak na strelecké príslušenstvo.....	10
9.2	Stabilizačné tyče	10
10	Skladovanie a preprava.....	11
10.1	Skladovanie.....	11
10.2	Doprava	11
11	Utrangering	11
12	Použitie s neoriginálnymi doplnkami.....	11
13	Údržba, čistenie a dezinfekcia	11
13.1	Segment	11
13.2	Požiadavky	12
13.3	Prepravný vozík	12
13.3.1	Čistenie.....	12
13.3.2	Testovanie a mazanie.....	12
14	Hlásenie problémov s produktom.....	12
15	Záruka	12
16	Servis a opravy	12
17	Symbol	13
18	Produktlista	14



Tento návod je potrebné pred použitím príslušenstva dôkladne prečítať, aby ste sa oboznámili s jeho funkciami. Súlad s platnými bezpečnostnými predpismi zaručuje vysokú kvalitu produktov, jednoduchú manipuláciu a dlhú životnosť.

1 ROZSAH

Tieto prevádzkové pokyny sa vzťahujú na nasledujúce produkty:



- **Príslušenstvo k operačnému stolu.** (Pozri zoznam produktov v poslednom odseku.)

2 MANAŽMENT

Produkty môžu byť použité na zamýšľané použitie v lekárskech špecializáciách iba primerane vyškoleným a kvalifikovaným personálom. Zodpovednosť za výber produktov pre konkrétne aplikácie, primerané školenie a informácie a dostatočné skúsenosti na manipuláciu s produktmi nesie zodpovedný lekár alebo používateľ.

3 ÚČEL

Podpora pacienta v rôznych fázach operácie, ako je príprava na operáciu, anestézia, vykonanie zákroku a prebudenie pacienta z anestézie po operácii.

4 KONTRAINDIKÁCIE

V zásade neboli identifikované žiadne kontraindikácie pre používanie doplnkov na operačný stôl.

5 PACIENTSKA POPULÁCIA

Používanie operačných stolov a ich príslušenstva sa odporúča všetkým pacientom, ktorí musia podstúpiť rôzne diagnostické vyšetrenia alebo operácie na operačnej sále.

6 ZAMÝŠĽANÍ POUŽÍVATELIA

Používanie operačných stolov a ich príslušenstva v praxi je vyhradené výhradne pre vyškolených odborníkov.

Čistenie a údržbu by mali vykonávať len vyškolení odborníci.

7 POZNÁMKA

7.1 Environmentálne podmienky

Operačný stôl a príslušenstvo musia byť použité v operačnej sále dostatočne veľkej, aby sa zariadenie zmestilo a umožnilo jeho pohyby.

Prevádzkové prostredie musí tiež zabezpečiť splnenie nasledujúcich pracovných podmienok:

- Teplota od 10°C do 35°C
- Vlhkosť od 30 % do 70 %

Operačný stôl by sa mal používať v miestnostiach s vhodne hladkou a antistatickou podlahou a s uzemnením.



7.2 Kombinácia s inými prístrojmi alebo lekárskymi doplnkami

Pred použitím akéhokoľvek iného vybavenia alebo príslušenstva si dôkladne prečítajte návod na obsluhu zariadenia alebo príslušenstva a uistite sa, že operačný stôl a jeho príslušenstvo nie sú vystavené žiadnym nepriaznivým účinkom.

Pred inštaláciou príslušenstva od externého dodávateľa kontaktujte svojho predajcu alebo našu spoločnosť. Niektoré doplnky sa nedajú nasadiť!

Z hygienických dôvodov používajte sterilizované obrúsky na miestach produktu, ktoré prichádzajú do kontaktu s pacientom.

Ak používate operačný stôl, nezabudnite skontrolovať polohy ostatných zariadení. Počas prevádzky sa môžu navzájom dotýkať a byť poškodené.

7.3 Rozobratie a úpravy

Nepokúšajte sa rozobrať alebo upravovať stôl či príslušenstvo, aby ste predišli riziku zlyhania.

Neupravujte príslušenstvo bez súhlasu výrobcu. Pri úprave produktu musia byť vykonané vhodné vyšetrenia a testy, aby sa zabezpečilo pokračujúce bezpečné používanie.

8 MANUÁLNE NASTAVENIA

Operačné stoly umožňujú manuálne nastavenie pre nasledujúce úseky:


- Čelo postele,
- Thorax,
- Operadlo,
- Panvové predĺženie,
- Predĺženie kolennej páky,
- Predĺženie operadla,
- Sekcie nôh.

8.1 Čelo postele

Hlavná časť, ktorá je súčasťou ovládacieho stola, umožňuje nastavenie záporným a kladným nastavením, okrem toho je možné ho odstrániť a nahradiť inými hlavnými dielmi zo série príslušenstva (pozri katalóg príslušenstva).

8.1.1 Nastavenie čela postele (5 sekcií)

Na nastavenie a vytiahnutie čela postele urobte nasledovné:



Na nastavenie náklonu použite rukoväť A a priskrutkujte ju na miesto. Keď otvoríte rukoväť, upravte čelo postele a keď dosiahnete polohu, rukoväť zatvorte (predtým, než oprete váhu pacienta).

Na vytiahnutie čela postele použite dve rukoväte (A a B) odskrutkovaním, ale nie úplne (môžu sa uvoľniť). Keď je tento proces dokončený, vytiahnite čelo postele smerom von. Teraz môžete používať stôl bez čela postele alebo pridať iné čelá postele. Na vloženie ostatných čelných dosiek postupujte podľa nižšie uvedených postupov.

Na vloženie čela postele sa uistite, že úchyty A a B sú na rovnakom mieste ako pri ťahaní.

Keď sú zatvorené, otvorte ich odskrutkovaním (nie úplne, lebo sa môžu uvoľniť). Vlož držiačky na čelo postele do otvorov na zadnej strane a potom uzavri rukoväte až na koniec.



8.1.2 Nastavenie čela postele (6 sekcií)

Na nastavenie a vytiahnutie čela postele urobte nasledovné:



Na nastavenie náklonu použite rukoväť A a priskrutkujte ju na miesto. Keď otvoríte rukoväť, upravte čelo postele a keď dosiahnete požadovanú polohu, rukoväť zatvorte.

Na vytiahnutie čela postele použite dve rukoväte (A a B) odskrutkovaním, ale nie úplne (môžu sa uvoľniť). Keď je tento proces dokončený, vytiahnite čelo postele smerom von. Teraz môžete používať stôl bez čela postele alebo pridať iné čelá postele. Na vloženie ostatných čelných dosiek postupujte podľa nižšie uvedených postupov.

Na vloženie čela postele sa uistite, že úchyty A a B sú na rovnakom mieste ako pri ťahaní.

Keď sú zatvorené, otvorte ich odskrutkovaním (nie úplne, lebo sa môžu uvoľniť). Vlož držiaky na čelo postele do otvorov na zadnej strane a potom uzavri rukoväte až na koniec.

8.2 Operadlo

Zadná časť sa nastavuje tak, že kľuka je v polohe (A).

Vlož kľuku tak, ako je ukázané, a otoč ju v smere hodinových ručičiek, aby si zdvihol zadnú časť.

Otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste znížili.



8.3 Hrudný rez

Vložte kľuku do polohy (B) a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby ste zdvihli hrudnú časť. Rotácia proti smeru hodinových ručičiek znižuje časť hrudníka.



8.4 Časť na nohách

Časti nôh, ktoré sú súčasťou operačného stola, sa dajú nastaviť manuálne.

Môžu byť dodané dva typy modelov, s dvoma sekciami a so štyrmi sekciami.

Kostný rez so štyrmi segmentmi



Kostný rez s dvoma segmentmi



Oba sa dajú nastaviť hore alebo dole. Môžu sa rozťahovať a vytiahnuť o 90°.



8.4.1 Zavedenie časti nohy

Po kontrole, že skrutka krídla je odskrutkovaná, vložte časť nohy do priehradky na skrutky a časť na nohu nechajte naklonenú



S naklonenou časťou nohy vložte konektor nožnej časti do konektora na doske stola.



Polohujte časť nohy podľa želania (pokračujte v podpore časti na nohách).



Po kontrole správneho zasunutia do riadenia dotiahni skrutku krídla (teraz môžeš povoliť časť nohy).



8.4.2 Úprava časti nohy

Na nastavenie náklonu časti nôh so štyrmi segmentmi stačí použiť páku. Tlačením vnútorný mechanizmus zdvíha alebo spúšťa časť v závislosti od toho, či je stlačená nadol alebo hore. Na zaistenie polohy po dosiahnutí požadovanej výšky jednoducho uvoľníte páku.



Na roztiahnutie nožných častí odskrutkujte gombík a otvorte časť nohy maximálne o 90°, pred vykonaním ďalších operácií gombík úplne utiahnite.



8.4.3 Uvoľnenie sekcie nohy

Jednou rukou povoľte skrutku krídla a druhou podoprete časť nohy.



Po kontrole, že skrutka krídla je zaskrutkovaná, nakloňte časť nohy.



Ak držíte časť nohy naklonenú, vytiahnite ju z priehradky konektora.





8.4.4 Rozt'ahujúce sa kostné segmenty

Zámok otvoríte otočením kľučky proti smeru hodinových ručičiek.




Podoprite časť nohy jednou rukou, pevne držte bočnú rukoväť a druhou rukou roztiahnite časť nohy z druhého konca.



Jednou rukou podoprite koniec najďalej od rukoväte a otvorte časť nohy von maximálne o 90° pomocou rukoväte.



8.5 Časť na nohách so 4 segmentmi



Na naklonenie časti nohy hore alebo dole jednoducho použijete páku (4) a skrutku na palec (3):

- Povolte skrutku krídla a držte časť nohy
- Posuňte páku do polohy "otvorené"

Mechanizmus zuba sa otvorí a môžete si vybrať polohu, ktorú chcete. Na zaistenie nožnej časti v tejto polohe stačí znova stlačiť páku (4) a úplne ju utiahnuť.

Ak chcete nakloniť dolnú a hornú časť nohy o 90° (výšku kolena), musíte otvoriť páku (2). Tentoraz sa otvorí aj mechanizmus zuba, kde sa dá nakloniť časť nohy, a tento náklon môžete nastaviť. Rez môže byť natočený pod uhlom 90°, a to pozitívne aj negatívne.



Na rozloženie na nohu uvoľnite tlačidlo (5). Keď nájdete správnu polohu, zatvorte tlačidlo 5, kým neuvídite, že zuby v mechanizme zubov sa zablokujú.



8.6 Obnovy

8.6.1 Rozšírenie hlavnej stránky (5 segmentov)

Na vloženie predĺženia sa uistite, že krídlové skrutky sú v rovnakej polohe, v akej boli ponechané pri vyťahovaní. Keď sú zatvorené, otvorte ich odskrutkovaním (aspoň nie, lebo sa môžu uvoľniť).

Vložte predĺžovacie káble do otvorov na zadnej strane a potom skrutky krídla úplne zatvorte.



Na vytiahnutie predĺženia použite dve krídlové skrutky povolením, ale nie úplne (môžu sa uvoľniť). Keď je tento proces dokončený, vytiahnite časť smerom von. Teraz môžete použiť tabuľku bez rozšírenia alebo vložiť inú sekcie.

8.6.2 Rozšírenie hlavnej stránky (6 segmentov)

Na vloženie predĺženia sa uistite, že krídlové skrutky sú v rovnakej polohe, v akej boli ponechané pri vyťahovaní. Keď sú zatvorené, otvorte ich odskrutkovaním (aspoň nie, lebo sa môžu uvoľniť). Vložte predĺžovacie káble do otvorov na zadnej strane a potom skrutky krídla úplne zatvorte.



Na vytiahnutie predĺženia použite dve krídlové skrutky povolením, ale nie úplne (môžu sa uvoľniť). Keď je tento proces dokončený, vytiahnite časť smerom von. Teraz môžete použiť tabuľku bez rozšírenia alebo vložiť inú sekcie.

8.6.3 Bočné predĺženie nôh

Na vloženie predĺženia postupujte nasledovne: Predĺženie vložte vkladáním zámkov do príslušných vodičov. Po skontrolovaní, že zámkové sú správne vložené, dotiahnite skrutkové gombíky.




8.7 Podpora panvy / opierka na rameno

Pred zavedením týchto segmentov sa uistite, že všetky časti kosti boli odstránené. Zasuňte západku na panvovú oporu alebo operadlo do príslušných vodičov.

Po skontrolovaní, že zámkové sú správne zasunuté, dotiahnite gombíky.

Na odstránenie segmentu odskrutkujte tlačidlá, naklonte segment nahor a vytiahnite ho z príslušného vodička.



Na nastavenie kĺbového ramenného operadla použite kľuku (A) nasledovne:

- Nakloň sa nahor, otoč proti smeru hodinových ručičiek,
- Nakloň sa nadol, otoč v smere hodinových ručičiek.

Dve bočné oporné časti (B) operadla môžete odstrániť nasledovne:

- Uvoľnite rukoväť otočením v smere hodinových ručičiek a posúvajte oporu, ktorú chcete odstrániť, pozdĺž vodiacej časti (C), aby ste ju vytiahli von.



Na opätovné vloženie týchto dvoch častí postupujte v opačnom poradí:

- Posúvajte časť pozdĺž vodidla a potom ju zafixujte otočením rukoväte proti smeru hodinových ručičiek.

Nad operadlo môžete pridať sekcie opierky hlavy nasledovne:

- Vlož opierku hlavy (A) blízko k volant (C) a upevni ju k operadli pomocou krídelnej skrutky.

8.8 Drepová lavička


Na vloženie kolennej lavice postupujte nasledovne: Vložte kolennú lavicu vložením do správnej vodiacej plochy.

Po skontrolovaní, že je kolenná lavička správne zasunutá, dotiahnite gombík (B).

Na odstránenie kolennej lavice povelte gombík (B), naklonte časť nahor a vytiahnite ju z riadidiel.


Na nastavenie kolennej lavice použite kľuku (A):

- na zdvíhanie, otáčanie proti smeru hodinových ručičiek,
- Otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili.



8.9 Segment pečenia

Na vloženie segmentu činelu ho zasunúť do príslušných vodidiel (A) pod stolom.



8.10 Požiadavky

Odporúča sa pravidelne meniť vložky:

- každých päť rokov pre vrstvy vyrobené z POLYURETÁNOVÉHO MATERIÁLU
- Každých desať rokov, pre vrchy z pamäťovej peny

Bez ohľadu na typ materiálu musíte podložky okamžite vymeniť v prípade opotrebenia alebo poškodenia.

9 PRÍSLUŠENSTVO PRE CF MODEL

9.1 Držiak na strelecké príslušenstvo

Pred zasunutím/odstránením držiaka príslušenstva vykonajte samovyrovnávanie stola (LEVEL).



Na vloženie držiaka uvoľnite tlačidlá bez ich odstránenia, potom vložte držiak do bočných predĺženie hore a zasunúť ho do požadovanej polohy.

Na odstránenie držiaka uvoľnite tlačidlá bez ich odstránenia a potom posúvajte držiak pozdĺž predĺžení, kým nie je odstránený.

Či už sú gombíky maximálne dotiahnuté alebo nie, držiak je postavený tak, aby sledoval pohyb pod pozdĺžnymi translačnými vychýleniami platne a posuvov integrovaných s platňou bez upchatia.

9.2 Stabilizačné tyče

Na vloženie tyčí odskrutkujte gombíky bez ich vyberania a potom ich posuňte po prednej strane operačného stola. Keď dosiahnete požadovanú polohu, gombíky našróbujte späť.



Na nastavenie výšky riadidla nastavte kľuku.

Na vybratie tyče odskrutkujte gombíky bez úplného odstránenia a potom posúvajte pozdĺž vodiacej tyče, kým ju nevyberiete.

Odporúča sa zasunúť tyč pred vykonaním nasledujúcich pohybov: pozdĺžny posun, maximálne vychýlenie.



Dĺžka stola max. 1100 mm bez bezpečnostnej tyče!



Vždy vložte bezpečnostné tyče pred bočným svahom, aby ste znížili riziko prevrátenia!
Pri aktivácii zdvíhacích a spúšťacích pohybov povolte bezpečnostné tyče.

Odstráňte tyče, pri Trendelenburg / Reverse Trendelenburg, bočný náklon (doprava / doľava) a pri resete (vyrovnávanie).
Tým sa zabráni bezpečnostným tyčiam v odpore, čo môže poškodiť stôl.



10 SKLADOVANIE A PREPRAVA

10.1 Skladovanie

Ak má byť operačný stôl uskladnený, musí byť vrátený do pôvodného balenia spolu s príslušenstvom a usporiadaný presne tak, ako ho dodal výrobca. Balenie chráni zariadenie pred bežnými otrasmí a vibráciami, ktoré môžu nastať počas prepravy.

Prosím, dodržiavajte tiež nasledujúce podmienky skladovania:

- Teplota: -5 °C / +35 °C;
- Vlhkosť: <50 %;
- Čisté, bezprachové prostredie.

10.2 Doprava

Stôl a jeho príslušenstvo musia byť prepravené v pôvodnom balení. Balenie chráni zariadenie pred bežnými otrasmí a vibráciami, ktoré môžu nastať počas prepravy.

Balenie na prepravu nie je vodotesné!

11 UTRANGERING

Na konci svojej životnosti musia byť zdravotnícke pomôcky zlikvidované autorizovanou spoločnosťou v súlade s platnou legislatívou špecifickou pre jednotlivé krajiny.

12 POUŽITIE S NEORIGINÁLNYMI DOPLNKAMI

Operačné stoly je možné použiť s príslušenstvom od iných výrobcov, pretože vodítka (rozhrania) sú štandardizované. V takom prípade je na zabezpečenie bezpečnej a správnej prevádzky potrebné skontrolovať, či je dosiahnutá maximálna kapacita (nosnosť) príslušného segmentu, pričom sa zohľadní hmotnosť pacienta aj zostavené príslušenstvo.

13 ÚDRŽBA, ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Je dôležité vždy odpojiť stôl od napájania odpojením zástrčky pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia.

Používanie abrazívnych čističov a dezinfekčných prostriedkov je zakázané. Chlór, chloridové a octové detergenty sú tiež zakázané.

13.1 Segment

Starostlivosť o segmenty je obmedzená na pravidelné čistenie vhodnými látkami.

Nasledujúce čistiace prostriedky sú schválené pre nerezové komponenty: všetky komerčne dostupné čističe z nehrdzavejúcej ocele. Nasledujúce čistiace prostriedky sú schválené pre plastové komponenty: všetky mierne alkalické čistiace prostriedky.

Všetky dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu môžu byť použité, pokiaľ spĺňajú špecifické požiadavky (s označením CE).



13.2 Požiadavky

Podložky sú úplne odnímateľné, takže segmenty sa dajú úplne vyčistiť aj pod nimi. Okrem toho ošetrovia na povrchoch zvyšujú účinnosť čistenia a dezinfekcie náterov.

Predtým, než začnete čistiť, odstráňte dlaždice z segmentov, aby ste predišli hromadeniu materiálu a zvyškovej špiny medzi vrchmi segmentov a podložkami.

Pre hygienické vložky sú povolené nasledujúce čistiace prostriedky: všetky s nízkou alkalickou hodnotou. Všetky dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu môžu byť použité, pokiaľ spĺňajú špecifické požiadavky (s označením CE).

13.3 Prepravný vozík

Údržba transportných vozíkov je obmedzená na čistenie po servise a pravidelnú kontrolu a mazanie pohyblivých častí.

13.3.1 Čistenie

Nasledujúce čistiace prostriedky sú schválené pre nerezové komponenty: všetky komerčne dostupné čističe z nehrdzavejúcej ocele.

Nasledujúce čistiace prostriedky sú schválené pre plastové komponenty: všetky mierne alkalické čistiace prostriedky.

Všetky dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu môžu byť použité, pokiaľ spĺňajú špecifické požiadavky (s označením CE).

13.3.2 Testovanie a mazanie

- Pravidelne kontrolujte kolieska na opotrebovanie a v prípade potreby ich vymeňte.
- Pravidelne kontrolujte skrutkové spoje, či sú pevné.
- Pravidelne mažte všetky pohyblivé aj mechanické časti.

14 HLÁSENIE PROBLÉMOV S PRODUKTOM



V súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach a nášho systému riadenia kvality musia byť všetky problémy s výrobkom nahlásené výrobcovi.

Počas pracovných hodín nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle +49 (0) 07461 / 1701-0.

Mimo bežných pracovných hodín pošlite e-mail na adresu safety@tekno-medical.com.

Závažné incidenty sa musia nahlásiť aj miestnemu úradu zodpovednému za ich miesto.

15 ZÁRUKA

Výrobky sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a pred dodaním prechádzajú kontrolou kvality. V prípade akýchkoľvek chýb kontaktujte naše servisné oddelenie. Spoločnosť Tekno-Medical nemôže za-ručiť, že produkty sú vhodné pre akýkoľvek konkrétny postup. Toto musí určiť používateľ. Spoločnosť Tekno-Medical nepreberá žiadnu zodpovednosť za náhodné alebo následné škody.

Spoločnosť Tekno-Medical nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak sa preukáže porušenie týchto pokynov na použitie.

16 SERVIS A OPRAVY

Nepokúšajte sa o žiadne opravy ani úpravy produktu sami. Za to zodpovedajú výlučne autorizovaní pracovníci výrobcu. Chybné produkty musia pred vrátením na opravu prejsť celým procesom renovácie. Pre vrátenie tovaru použite, prosím, náš formulár žiadosti o vrátenie tovaru (RMA) a certifikát o dekontaminácii. Formuláre nájdete na našej domovskej stránke:

<https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>



17 SYMBOL

Symboły použité v tomto návode a na štítku majú podľa normy DIN EN ISO 15223-1 nasledujúci význam:

Symbol	Úplný popis	Symbol	Úplný popis
	Pozor!		Výrobca
	Lekárske pomôcky		Dátum výroby
	Unsteril		Postupujte podľa návodu na použitie
	Katalógové číslo		Chráňte pred slnečným svetlom
	Označenie série		Skladujte na suchom mieste
	Jedinečná identifikácia produktu		CE-märke



18 PRODUKTLISTA

Stav: 23.10.2024

300-1000	300-6020	301-2010	302-2040	305-0100	306-8000
300-1010	300-6030	301-2011	302-3000	305-0110*	306-9010
300-1020	300-6040	301-2020	302-4000	305-0130	306-9020
300-1030	300-6050	301-2021	302-5000	305-0200	307-1000
300-1040	300-6160	301-2030	302-8000	305-0220	307-1010
300-1050	300-6190	301-2040	302-9000	305-0260	307-1020
300-1060	300-7000	301-2041	302-9001	305-0300	307-6000
300-1070	300-8000	301-2050	302-9021	305-0400	307-8002
300-1110	300-8010	301-2060	302-9190	305-0500	307-8003
300-1120	300-8020	301-2070	303-0000	305-0830	308-0000
300-1130	300-8040	301-2080	303-0010	305-1200	308-3000
300-1160	300-8050	301-2090	303-0020	305-1300	308-3010
300-1170	300-9000	301-2100	303-0040	305-1410	308-4000
300-1180	301-0001	301-2200	303-1000	305-1420	308-4010
300-1330	301-0002	301-3050	303-2000	305-1600	308-5000
300-2000	301-0010	301-5000	303-3000	305-1610	309-0000
300-2010	301-0030	301-5011	303-3010	305-1710	309-1000
300-2020	301-0040	301-5020	303-3070	305-1720	309-2000
300-2030	301-0050	301-5030	303-3080	305-2000	309-2010
300-2050	301-0101	301-6000	303-3140	305-2010	309-2020
300-2070	301-0200	301-6010	303-3220	305-2100	309-2030
300-2120	301-0202*	301-6020	303-5000	305-2300	309-2040
300-2180	301-0210	301-6030	303-8000	305-2400	309-3000
300-2190	301-0300	301-6050	303-9010	305-2600	309-3020
300-2191	301-0320*	301-8000	303-9020	305-3000	309-4000
300-3000	301-0325	301-8160	304-0020	305-3001	309-4040
300-4010	301-0330	302-0000	304-3000	305-3100	309-4193
300-5010	301-0335	302-2001	304-4000	306-1000	309-4210
300-5130	301-0401	302-2010	304-9000	306-1010	309-4211
300-5190	301-1020	302-2020	305-0000	306-2000	309-4419
300-6010	301-2000	302-2030	305-0010	306-7010	309-6010