



» PRIPOMOČKI ZA OPERACIJSKE MIZE «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11

78532 Tuttlingen

Nemčija

SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 7461 17 01 0

Pošta: mail@tekno-medical.com

Webb: www.tekno-medical.com



VSEBINA

1	Obseg.....	4
2	Upravljanje	4
3	Namen.....	4
4	Kontraindikacije.....	4
5	Populacija pacientov.....	4
6	Namenjeni uporabniki.....	4
7	Opomba	4
7.1	Okoljski pogoji.....	4
7.2	Kombinacija z drugimi napravami ali medicinskimi dodatki	5
7.3	Razstavljanje in spremembe	5
8	Ročne nastavitve	5
8.1	Vzglavje.....	5
8.1.1	Nastavitev vzglavja (5 delov)	5
8.1.2	Nastavitev vzglavja (6 delov)	6
8.2	Naslonjalo	6
8.3	Prsni rez	6
8.4	Sekcija za noge	6
8.4.1	Vstavljanje prereza noge	7
8.4.2	Prilagajanje predela noge	7
8.4.3	Sprostitev prereza noge	7
8.4.4	Razširjajoči se kostni segmenti	8
8.5	Sekcija za noge s 4 segmenti.....	8
8.6	Obnove.....	9
8.6.1	Razširitev glavne strani (5 segmentov)	9
8.6.2	Razširitev glavne strani (6 segmentov)	9
8.6.3	Stranski podaljšek nog.....	9
8.7	Podpora medenice / naslon za ramo	9
8.8	Klop za počep.....	10
8.9	Segment peke	10
8.10	Zahteve.....	10
9	Dodatki za CF modele.....	10
9.1	Držalo za strelske dodatke.....	10
9.2	Stabilizacijske palice	10
10	Shranjevanje in prevoz.....	11
10.1	Shranjevanje	11
10.2	Promet.....	11
11	Utrangering	11
12	Uporaba z neoriginalnimi dodatki.....	11
13	Vzdrževanje, čiščenje in razkuževanje	12
13.1	Segment	12
13.2	Zahteve.....	12
13.3	Transportni voziček	12
13.3.1	Čiščenje	12
13.3.2	Testiranje in mazanje	12
14	Poročanje o težavah z izdelki	12
15	Garancija.....	12
16	Servis in popravila	13
17	Simbol.....	13
18	Produktlista	14



Ta navodila je treba pred uporabo dodatka natančno prebrati, da se seznanimi z njegovimi funkcijami. Skladnost z veljavnimi varnostnimi predpisi zagotavlja visoko kakovost izdelkov, enostavno rokovanje in dolgo življenjsko dobo.

1 OBSEG

Ta navodila za delovanje veljajo za naslednje izdelke:



- **Dodatki za operacijsko mizo.** (Glej seznam izdelkov v zadnjem odstavku.)

2 UPRAVLJANJE

Izdelki se lahko uporabljajo le za njihovo namenjeno uporabo v medicinskih specialnostih s strani ustrezno usposobljenega in kvalificiranega osebja. Odgovornost za izbiro izdelkov za specifične namene, ustrezno usposabljanje in informacije ter zadostne izkušnje za ravnanje z izdelki je na odgovornem zdravniku ali uporabniku.

3 NAMEN

Podpora pacientu v različnih fazah operacije, kot so priprava na operacijo, anestezija, izvedba postopka in prebujanje pacienta iz anestezije po operaciji.

4 KONTRAINDIKACIJE

Načeloma niso bile ugotovljene kontraindikacije za uporabo operacijskih miz.

5 POPULACIJA PACIENTOV

Uporaba operacijskih miz in njihovih pripomočkov je priporočena vsem pacientom, ki morajo opraviti različne diagnostične preglede ali operacije v operacijski sobi.

6 NAMENJENI UPORABNIKI

Uporaba operacijskih miz in njihovih pripomočkov v praksi je rezervirana izključno za usposobljene strokovnjake.

Čiščenje in vzdrževanje morajo izvajati le usposobljeni strokovnjaki.

7 OPOMBA

7.1 Okoljski pogoji

Operacijska miza in dodatki morajo biti uporabljeni v operacijski sobi, ki je dovolj velika, da sprejme napravo in omogoča njeno gibanje.

Operativno okolje mora prav tako zagotoviti, da so izpolnjeni naslednji delovni pogoji:

- Temperatura od 10°C do 35°C
- Vlažnost od 30 % do 70 %

Operacijsko mizo je treba uporabljati v prostorih z ustrezno gladkim in antistatičnim tlakom ter z ozemljitvami.



7.2 Kombinacija z drugimi napravami ali medicinskimi dodatki

Pred uporabo katere koli druge opreme ali dodatka natančno preberite navodila za uporabo naprave ali dodatka in se prepričajte, da operacijska miza in njeni dodatki niso izpostavljeni neželenim učinkom. Pred namestitvijo dodatkov pri zunanjem dobavitelju se obrnite na svojega prodajalca ali naše podjetje. Nekaterih dodatkov ni mogoče pritrditi!

Zaradi higiene poskrbite, da na delih izdelka, ki pridejo v stik s pacientom, uporabite sterilizirane robčke. Če uporabljate operacijsko mizo, preverite položaje druge opreme. Med delovanjem se lahko dotikata in pride do poškodb.

7.3 Razstavljanje in spremembe

Ne poskušajte razstaviti ali spreminjati mize ali dodatkov, da se izognete tveganju okvare.

Dodatkov ne spreminjajte brez dovoljenja proizvajalca. Pri spreminjanju izdelka je treba opraviti ustrezne preglede in teste, da se zagotovi nadaljnja varna uporaba.

8 ROČNE NASTAVITVE

Operacijske mize omogočajo ročno nastavitve za naslednje segmente:


- Vzglavje,
- Thorax,
- Naslonjalo,
- Podaljšanje medenice,
- Podaljšek kolenske ročice,
- Podaljšanje naslonjala,
- Odseki nog.

8.1 Vzglavje

Glavni del, ki je priložen operacijski mizi, omogoča negativno in pozitivno nastavitve, poleg tega pa ga je mogoče odstraniti in zamenjati z drugimi glavnimi deli iz serije dodatkov (glej katalog dodatkov).

8.1.1 Nastavitev vzglavja (5 delov)

Za prilagoditev in izvlečenje vzglavja naredite naslednje:



Za nastavitve nagiba uporabite ročaj A in ga privijte na mesto. Ko odprete ročaj, prilagodite vzglavje in ko dosežete položaj, zaprete ročaj (preden položite težo pacienta).

Za izvlečenje vzglavja uporabite oba ročaja (A in B) tako, da ju odvijete, vendar ne popolnoma (lahko se zrahljata). Ko je ta postopek končan, potegnite vzglavje navzven. Zdaj lahko mizo uporabljate brez vzglavja ali pa namestite druga vzglavja. Za vstavljanje drugih vzglavij sledite spodnjim postopkom za vstavljanje vzglavja.

Za vstavljanje vzglavja poskrbite, da sta ročaja A in B na istem mestu kot pri vlečenju.

Ko so zaprte, jih odprite tako, da jih odvijete (ne popolnoma, saj se lahko sprostijo). V luknje na zadnji strani vstavite nosilce na vzglavju, nato zaprete ročaje do konca.

**8.1.2 Nastavitev vzglavja (6 delov)**

Za prilagoditev in izvlečenje vzglavja naredite naslednje:



Za nastavitev nagiba uporabite ročaj A in ga privijte na mesto. Ko odprete ročaj, prilagodite vzglavje in ko dosežete položaj, ga zaprete.

Za izvlečenje vzglavja uporabite oba ročaja (A in B) tako, da ju odvijete, vendar ne popolnoma (lahko se zrahljata). Ko je ta postopek končan, potegnite vzglavje navzven. Zdaj lahko mizo uporabljate brez vzglavja ali pa namestite druga vzglavja. Za vstavljanje drugih vzglavij sledite spodnjim postopkom za vstavljanje vzglavja.

Za vstavljanje vzglavja poskrbite, da sta ročaja A in B na istem mestu kot pri vlečenju.

Ko so zaprte, jih odprite tako, da jih odvijete (ne popolnoma, saj se lahko sprostijo). V luknje na zadnji strani vstavite nosilce na vzglavju, nato zaprete ročaje do konca.

8.2 Naslonjalo

Zadnji del se nastavlja tako, da je ročična ročica v položaju (A). Vstavite ročico, kot je prikazano, in jo obrnite v smeri urinega kazalca, da dvignete zadnji del. Zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca, da spustiš.

**8.3 Prsni rez**

Vstavite ročico v položaj (B) in jo obrnite v smeri urinega kazalca, da dvignete prsni del. Rotacija v nasprotni smeri urinega kazalca spusti prsni del.

**8.4 Sekcija za noge**

Noge, ki so priložene operacijski mizi, je mogoče nastaviti ročno. Na voljo sta dve vrsti modelov, z dvema oddelkoma in štirimi oddelki.

Kostni prerez s štirimi segmenti**Kostni prerez z dvema segmentoma**

Oboje je mogoče nastaviti navzgor ali navzdol. Lahko jih razširimo in potegnemo za 90°.



8.4.1 Vstavljanje prereza noge

Ko preverite, da je vijak na krilu odvit, vstavite del noge v predal za vijake in ga držite nagnjenega



Z nagnjenim delom noge vstavite konektor nognega dela v konektor na mizi.



Položaj dela noge po želji (še naprej podpiraj del noge).



Po preverjanju pravilnega vstavljanja volana zategni krilni vijak (zdaj lahko popustiš del noge).



8.4.2 Prilagajanje predela noge

Za nastavitve nagiba nognega dela s štirimi segmenti preprosto uporabite ročico. S potiskanjem notranji mehanizem dvigne ali spusti del, odvisno od tega, ali je pritisnjen navzdol ali navzgor. Za zaklepanje položaja, ko je dosežena želena višina, preprosto spustite ročico.



Za razprtitev nogavic, odvijte gumb in odprite nogavico največ za 90°, preden izvedete druge posege, gumb popolnoma zategnite.



8.4.3 Sprostitev prereza noge

Z eno roko olahčaj krilni vijak, z drugo pa podpri del noge.



Ko preverite, da je krilni vijak privijak, nagnite del noge.



Z nagnjenim delom noge izvlcite del za nogo iz priključnega predela.




**8.4.4 Razširjajoči se kostni segmenti**

Odpri ključavnico tako, da kljuko obrneš v nasprotni smeri urinega kazalca.



Podprite del noge z eno roko, močno primite stranski ročaj, z drugo roko pa razširite del noge z drugega konca.

Konec najbolj oddaljen od ročaja podprite z eno roko in z ročajem odprite del noge navzven za največ 90°.

**8.5 Sekcija za noge s 4 segmenti**

Za nagibanje dela noge gor ali dol preprosto uporabite ročico (4) in vijak za palec (3):

- Popusti vijak krila in drži del noge
- Premaknite ročico v položaj "odprto"

Mehanizem zoba se bo odpri in lahko izberete položaj, ki ga želite. Za zaklepanje nogavice v tem položaju preprosto ponovno pritisnite ročico (4) in jo popolnoma zategnite.

Da bi spodnji del in zgornji del noge nagnil pod kotom 90° (višina kolen), morate odpreti ročico (2). To-krat se odpre tudi mehanizem zoba, kjer se lahko nagne del noge, in ta nagib lahko nastaviš. Rez je mogoče nagniti pod kotom 90° tako pozitivno kot negativno.



Za razširitev po nogi spustite gumb (5). Ko najdete pravi položaj, zaprite gumb 5, dokler ne vidite, da se zobje v mehanizmu zaklenejo.



8.6 Obnove

8.6.1 Razširitev glavne strani (5 segmentov)

Za vstavljanje podaljška poskrbite, da so krilni vijaki v istem položaju, kot so bili pri izvleku. Ko so zaprte, jih odprite tako, da jih odvijete (vsaj ne, saj se lahko zrahljajo).

Podaljšek vstavite v luknje na zadnji strani, nato popolnoma zaprete vijake krilca.



Za izvlečenje podaljška uporabite dva krilna vijaka tako, da ju rahljate, vendar ne popolnoma (lahko se zrahljata). Ko je ta postopek končan, izlecite prerez navzven. Zdaj lahko uporabite tabelo brez podaljška ali vstavite druge dele.

8.6.2 Razširitev glavne strani (6 segmentov)

Za vstavljanje podaljška poskrbite, da so krilni vijaki v istem položaju, kot so bili pri izvleku. Ko so zaprte, jih odprite tako, da jih odvijete (vsaj ne, saj se lahko zrahljajo). Podaljšek vstavite v luknje na zadnji strani, nato popolnoma zaprete vijake krilca.



Za izvlečenje podaljška uporabite dva krilna vijaka tako, da ju rahljate, vendar ne popolnoma (lahko se zrahljata). Ko je ta postopek končan, izlecite prerez navzven. Zdaj lahko uporabite tabelo brez podaljška ali vstavite druge dele.


8.6.3 Stranski podaljšek nog

Za vstavljanje podaljška nadaljujte tako: Podaljšek vstavite tako, da ključavnice vstavite v ustrezna vodila. Po preverjanju, da so ključavnice pravilno vstavljene, zategnite vijake.



8.7 Podpora medenice / naslon za ramo

Preden nadaljujete z vstavljanjem teh segmentov, se prepričajte, da so vsi kostni deli odstranjeni. Vstavite zaponko na medenično oporo ali naslonjalo za hrbet v ustreznih vodilih. Ko preverite, da so ključavnice pravilno vstavljene, zategnite gumb. Za odstranitev segmenta odvijte gumb, nagnite segment navzgor in ga izlecite iz ustreznega vodila.



Za nastavitve gibljivega ramenskega naslona uporabite ročico (A) na naslednji način:

- Nagni navzgor, obrni se v nasprotni smeri urinega kazalca,
- Nagnite navzdol, obrnite v smeri urinega kazalca.

Dva stranska podporna dela (B) naslonjala lahko odstranite na naslednji način:

- Ročaj popustite tako, da ga obračate v smeri urinega kazalca, in potisnite oporo, ki jo želite odstraniti, vzdolž vodila (C), da ga potegnete ven.



Za ponovno vstavljanje obeh delov pojdite v obratnem vrstnem redu:

- Odsek potegnite vzdolž vodila in ga nato zaklenite tako, da ročaj obračate v nasprotni smeri urnega kazalca.

Nad naslonjalo za naslonjalo lahko dodate dele za naslonjalo na naslednji način:

- Naslon za glavo (A) vstavite blizu volana (C) in ga pritrdite na naslonjalo z vijakom krilca.

8.8 Klop za počep


Za vstavljanje kolenske klopi naredite tako: Vstavite kolensko klop tako, da jo vstavite v pravilno vodilo.

Po preverjanju, da je kolenska klop pravilno vstavljena, zategnite gumb (B).

Za odstranitev kolenske klopi popustite gumb (B), nagnite del navzgor in ga potegnite iz krmila.


Za nastavitve kolenske klopi uporabite ročico (A):

- za dvigovanje, obračanje v nasprotni smeri urnega kazalca,
- Obrnite v smeri urnega kazalca proti nižjemu številu.



8.9 Segment peke

Za vstavljanje segmenta činel ga potisnite v ustrezne vodila (A) pod mizo.



8.10 Zahteve

Priporočljivo je, da blazinice redno menjate:

- vsakih pet let, za premaze iz POLIURETANSKEGA MATERIALA
- Vsakih deset let, za MEMORY FOAM vrhove

Ne glede na vrsto materiala morate blazinice takoj zamenjati, če pride do obrabe ali poškodb.

9 DODATKI ZA CF MODELE

9.1 Držalo za strelske dodatke

Preden nadaljujete z vstavljanjem/odstranjevanjem nosilca dodatka, izvedite samoizravnano mize (LE-VEL).



Za vstavljanje nosilca sprostite gumbe, ne da bi jih odstranili, nato nastavite nosilec v stranske podaljške na vrhu in ga potisnite v želeni položaj.

Za odstranitev držala zrahljajte gumbe, ne da bi jih odstranjevali, nato pa držalo potegnite vzdolž podaljškov, dokler ga ne odstranite.

Ne glede na to, ali so gumbi maksimalno zategnjeni ali ne, je držalo zgrajeno tako, da sledi gibanju pod vzdolžnimi translacijskimi upogibi plošče in drsnikov, integriranih s ploščo, brez zamašitve.

9.2 Stabilizacijske palice

Za vstavljanje palic odvijte gumbe, ne da bi jih odstranili, nato pa jih potegnite po sprednjem delu operacijske mize. Ko dosežete želeni položaj, privijte gumbe nazaj.



Za nastavitve višine krmila nastavite ročico.

Za odstranitev palice odvijte gumbe, ne da bi jih popolnoma odstranili, nato pa drsite po vodilu, dokler ga ne odstranite.

Priporočljivo je, da se palica vstavi pred izvajanjem naslednjih gibov: vzdolžna translacija, največji upogib.



Dolžina mize (dolžina) največ 1100 mm brez varnostne palice!



Vedno vstavite varnostne palice, preden naredite stranski naklon, da zmanjšate tveganje prevrnitve!
Sprostite varnostne palice, ko aktivirate dvigovalne/spuščajajoče gibe.

Odstrani palice, pri Trendelenburgu / obratni Trendelenburg, bočni nagib (desno / levo) in ob ponovni ponastavitvi (izravnavo).

To preprečuje, da bi varnostne palice upirale, kar lahko poškoduje mizo.



10 SHRANJEVANJE IN PREVOZ

10.1 Shranjevanje

Če naj se operacijska miza shrani, jo je treba skupaj z dodatki vrniti v originalno embalažo in urediti natanko tako, kot jo je zagotovil proizvajalec. Embalaža ščiti napravo pred običajnimi sunki in vibracijami, ki se lahko pojavijo med prevozom.

Prosimo, upoštevajte tudi naslednje pogoje shranjevanja:

- Temperatura: -5 °C / +35 °C;
- Vlažnost: <50 %;
- Čisto, brez prahu okolje.

10.2 Promet

Mizo in njeni dodatki morajo biti prepeljeni v originalni embalaži. Embalaža ščiti napravo pred običajnimi sunki in vibracijami, ki se lahko pojavijo med prevozom.

Transportna embalaža ni vodoodporna!

11 UTRANGERING

Ob koncu življenjske dobe mora medicinske pripomočke odstraniti pooblaščen podjetje v skladu z veljavno zakonodajo, specifično za posamezne države.

12 UPORABA Z NEORIGINALNIMI DODATKI

Operacijske mize se lahko uporabljajo z dodatki drugih proizvajalcev, saj so vodila (vmesniki) standardizirana. V tem primeru je za zagotovitev varnega in pravilnega delovanja potrebno preveriti, ali je dosežena največja kapaciteta (nosilnost) ustreznega segmenta, ob upoštevanju tako teže pacienta kot sestavljenih dodatkov.



13 VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Pomembno je, da vedno odklopite mizo od napajalnika z odstranitvijo vtiča, preden opravite kakršnokoli vzdrževanje ali čiščenje.

Uporaba abrazivnih čistil in razkužil je prepovedana. Klorovi, kloridni in očetni kislini detergenti so prav tako prepovedani.

13.1 Segment

Nega segmentov je omejena na redno čiščenje z ustreznimi snovmi.

Za komponente iz nerjavečega jekla so odobrena naslednja čistila: vsa komercialno dostopna čistila iz nerjavečega jekla. Za plastične komponente so odobrena naslednja čistilna sredstva: vsa blaga alkalna čistila.

Vsa razkužila, ki so na voljo na trgu, se lahko uporabijo, če izpolnjujejo posebne zahteve (z oznako CE).

13.2 Zahteve

Blazinice so popolnoma odstranljive, da se segmenti popolnoma očistijo tudi spodaj. Poleg tega tretmaji na površinah naredijo čiščenje in razkuževanje premazov učinkovitejše.

Preden začnete s čiščenjem, odstranite ploščice s segmentov, da preprečite nabiranje materiala in ostanke umazanije med vrhovi segmentov in blazinicami.

Za higienske vložke so dovoljena naslednja čistila: vsa čistila z nizko alkalno vrednostjo.

Vsa razkužila, ki so na voljo na trgu, se lahko uporabijo, če izpolnjujejo posebne zahteve (z oznako CE).

13.3 Transportni voziček

Vzdrževanje transportnih vozičkov je omejeno na čiščenje po servisu ter redne preglede in mazanje gibljivih delov.

13.3.1 Čiščenje

Za komponente iz nerjavečega jekla so odobrena naslednja čistila: vsa komercialno dostopna čistila iz nerjavečega jekla.

Za plastične komponente so odobrena naslednja čistilna sredstva: vsa blaga alkalna čistila.

Vsa razkužila, ki so na voljo na trgu, se lahko uporabijo, če izpolnjujejo posebne zahteve (z oznako CE).

13.3.2 Testiranje in mazanje

- Redno preverjaj platišča za obrabe in jih po potrebi zamenjaj.
- Redno preverjajte zategnjenost vijakov.
- Vse gibljive in mehanske dele redno podmazujte.

14 POROČANJE O TEŽAVAH Z IZDELKI



V skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in našem sistemom vodenja kakovosti je treba vse težave z izdelkom sporočiti proizvajalcu.

Med delovnim časom nas lahko pokličete na telefonsko številko +49 (0) 07461 / 1701-0.

Izven rednega delovnega časa pošljite e-pošto na naslov safety@tekno-medical.com.

Resne incidente je treba prijaviti tudi lokalnemu organu, pristojnemu za njihovo lokacijo.

15 GARANCIJA

Izdelki so izdelani iz visokokakovostnih materialov in so pred dostavo podvrženi kontroli kakovosti. V primeru kakršnih koli napak se obrnite na naš servisni oddelek. Tekno-Medical ne more zagotoviti, da so izdelki primerni za določen postopek. To mora ugotoviti uporabnik. Tekno-Medical ne prevzema nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo.

Tekno-Medical ne prevzema nobene odgovornosti, če se dokaže, da so bila ta navodila za uporabo kršena.

**16 SERVIS IN POPRAVILA**

Izdelka ne poskušajte popravljati ali spreminjati sami. To je izključna odgovornost pooblaščenega osebja proizvajalca. Okvarjeni izdelki morajo pred vrnitvijo v popravilo prestati celoten postopek obnove.

Za vračila uporabite naš obrazec za vračilo blaga (RMA) in potrdilo o dekontaminaciji.

Obrazce najdete na naši domači strani: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

17 SIMBOL

Simboli, uporabljeni v tem navodilu in na etiketi, imajo v skladu z DIN EN ISO 15223-1 naslednji pomen:

Simbol	Celoten opis	Simbol	Celoten opis
	Pozor!		Proizvajalec
	Medicinski pripomočki		Datum izdelave
	Unsteril		Sledite navodilom za uporabo
	Kataloška številka		Zaščitite pred sončno svetlobo
	Klasifikacija serije		Shranjujte na suhem mestu
	Edinstvena identifikacija izdelka		CE-märke



18 PRODUKTLISTA

Status: 23.10.2024

300-1000	300-6020	301-2010	302-2040	305-0100	306-8000
300-1010	300-6030	301-2011	302-3000	305-0110*	306-9010
300-1020	300-6040	301-2020	302-4000	305-0130	306-9020
300-1030	300-6050	301-2021	302-5000	305-0200	307-1000
300-1040	300-6160	301-2030	302-8000	305-0220	307-1010
300-1050	300-6190	301-2040	302-9000	305-0260	307-1020
300-1060	300-7000	301-2041	302-9001	305-0300	307-6000
300-1070	300-8000	301-2050	302-9021	305-0400	307-8002
300-1110	300-8010	301-2060	302-9190	305-0500	307-8003
300-1120	300-8020	301-2070	303-0000	305-0830	308-0000
300-1130	300-8040	301-2080	303-0010	305-1200	308-3000
300-1160	300-8050	301-2090	303-0020	305-1300	308-3010
300-1170	300-9000	301-2100	303-0040	305-1410	308-4000
300-1180	301-0001	301-2200	303-1000	305-1420	308-4010
300-1330	301-0002	301-3050	303-2000	305-1600	308-5000
300-2000	301-0010	301-5000	303-3000	305-1610	309-0000
300-2010	301-0030	301-5011	303-3010	305-1710	309-1000
300-2020	301-0040	301-5020	303-3070	305-1720	309-2000
300-2030	301-0050	301-5030	303-3080	305-2000	309-2010
300-2050	301-0101	301-6000	303-3140	305-2010	309-2020
300-2070	301-0200	301-6010	303-3220	305-2100	309-2030
300-2120	301-0202*	301-6020	303-5000	305-2300	309-2040
300-2180	301-0210	301-6030	303-8000	305-2400	309-3000
300-2190	301-0300	301-6050	303-9010	305-2600	309-3020
300-2191	301-0320*	301-8000	303-9020	305-3000	309-4000
300-3000	301-0325	301-8160	304-0020	305-3001	309-4040
300-4010	301-0330	302-0000	304-3000	305-3100	309-4193
300-5010	301-0335	302-2001	304-4000	306-1000	309-4210
300-5130	301-0401	302-2010	304-9000	306-1010	309-4211
300-5190	301-1020	302-2020	305-0000	306-2000	309-4419
300-6010	301-2000	302-2030	305-0010	306-7010	309-6010