



» ACCESSOIRES POUR TABLES D'OPÉRATION «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
Allemagne

SRN : DE-MF-000005822

Téléphone : +49 (0) 7461 / 17 01 0

Courrier : mail@tekno-medical.com

Web : www.tekno-medical.com



SOMMAIRE

1	Champ d'application	5
2	Maniabilité.....	5
3	Objectif	5
4	Contre-indications	5
5	Population de patients	5
6	Utilisateurs visés	5
7	Remarques	5
7.1	Conditions environnementales.....	5
7.2	Combinaison avec d'autres dispositifs ou accessoires médicaux.....	6
7.3	Démontage et modifications	6
8	Réglages manuels.....	6
8.1	Tête de lit	6
8.1.1	Réglage de la tête de lit (5 sections)	6
8.1.2	Réglage de la tête de lit (6 sections)	7
8.2	Dossier	7
8.3	Section thoracique	7
8.4	Section de jambe	8
8.4.1	Insertion d'une section de jambe	8
8.4.2	Ajustement d'une section de jambe	8
8.4.3	Détachement d'une section de jambe	9
8.4.4	Segments de jambe écartés	9
8.5	Section de jambe avec 4 segments.....	9
8.6	Renouvellements	10
8.6.1	Extension du côté de la tête (5 segments)	10
8.6.2	Extension du côté de la tête (6 segments)	10
8.6.3	Extension latérale des jambes.....	11
8.7	Soutien pelvien / dossier pour l'épaule.....	11
8.8	Banc à genoux.....	12
8.9	Segment pelvien.....	12
8.10	Exigences.....	12
9	Accessoires pour modèles CF	12
9.1	Support coulissant pour accessoires	12
9.2	Barres de stabilité	12
10	Stockage et transport	13
10.1	Stockage.....	13
10.2	Transport	13
11	Mise au rebut	13
12	Utilisation avec des accessoires non originaux.....	13
13	Entretien, nettoyage et désinfection	14
13.1	Segments.....	14
13.2	Exigences.....	14
13.3	Tramway de transport	14
13.3.1	Nettoyage.....	14
13.3.2	Essais et lubrification	14
14	Signaler les problèmes liés au produit.....	14
15	Garantie	15
16	Service et réparation	15



Instructions d'utilisation – veuillez les lire avant d'utiliser 4 / 16

17 Symboles.....	15
18 Liste des produits	16



Instructions d'utilisation – veuillez les lire avant d'utiliser 5 / 16



Ce manuel d'instructions doit être lu attentivement avant d'utiliser l'accessoire pour vous familiariser avec ses fonctions. Le respect des réglementations de sécurité applicables garantit la haute qualité des produits, la facilité de manipulation et une longue durée de vie.

1 CHAMP D'APPLICATION

Ces instructions d'utilisation sont valables pour les produits suivants :



Accessoires pour tables d'opération. (Voir la liste des produits dans le dernier paragraphe.)

2 MANIABILITÉ

Les produits ne peuvent être utilisés dans leurs spécialités médicales que par du personnel dûment formé et qualifié. La responsabilité de la sélection des produits pour des applications spécifiques, de la formation et des informations appropriées, ainsi que d'une expérience suffisante pour la manipulation des produits, incombe au médecin ou à l'utilisateur responsable.

3 OBJECTIF

Soutien du patient dans les différentes phases de l'opération, telles que la préparation à la chirurgie, l'administration de l'anesthésie, l'exécution de la procédure et le réveil du patient après l'opération.

4 CONTRE-INDICATIONS

En principe, aucune contre-indication n'a été identifiée pour l'utilisation d'accessoires pour tables d'opération.

5 POPULATION DE PATIENTS

L'utilisation des tables d'opération et de leurs accessoires est indiquée pour tous les patients qui doivent subir divers examens diagnostiques ou opérations en salle d'opération.

6 UTILISATEURS VISÉS

L'utilisation effective des tables d'opération et de leurs accessoires est réservée exclusivement aux spécialistes formés.

Le nettoyage et l'entretien ne peuvent également être effectués que par des spécialistes qualifiés.

7 REMARQUES

7.1 Conditions environnementales

La table d'opération et les accessoires doivent être utilisés dans une salle d'opération suffisamment grande pour accueillir l'appareil et permettre ses mouvements.

L'environnement opérationnel doit également garantir que les conditions de travail suivantes soient respectées :

- Température de 10°C à 35°C
- Humidité de 30 % à 70 %

La table d'opération doit être utilisée dans des pièces avec un sol lisse et antistatique adapté, ainsi qu'avec des connexions de mise à la terre.



7.2 Combinaison avec d'autres dispositifs ou accessoires médicaux

Avant d'utiliser tout autre équipement ou accessoire, lisez attentivement le manuel d'instructions de l'appareil ou de l'accessoire et assurez-vous que la table d'opération et ses accessoires ne seront pas exposés à des effets négatifs.

Avant d'installer des accessoires auprès d'un fournisseur tiers, veuillez contacter votre concessionnaire ou notre entreprise. Certains accessoires ne peuvent pas être montés !

Pour des raisons d'hygiène, veuillez à utiliser des lingettes stérilisées sur les zones de ce produit qui entrent en contact avec le patient.

Si vous utilisez la table d'opération, assurez-vous de vérifier la position des autres équipements. Pendant le fonctionnement, ils peuvent se toucher et être blessés.

7.3 Démontage et modifications

N'essayez pas de démonter ou de modifier la table ou les accessoires pour éviter tout risque de dysfonctionnement.

Ne modifiez pas les accessoires sans l'autorisation du fabricant. En cas de modification du produit, des enquêtes et des tests appropriés doivent être réalisés afin d'assurer une utilisation sûre et continue.

8 RÉGLAGES MANUELS

Les tables d'opération permettent des réglages manuels pour les segments suivants :


- Tête de lit,
- Thorax,
- Dossier,
- Extension du bassin,
- Extension du levier du genou,
- Extension du dossier,
- Sections de jambes.

8.1 Tête de lit

La section de tête fournie avec la table d'opération permet un réglage négatif et positif, de plus, il est possible de la retirer et de la remplacer par d'autres pièces de tête de la gamme d'accessoires (voir catalogue des accessoires).

8.1.1 Réglage de la tête de lit (5 sections)

Pour ajuster et retirer la tête de lit, faites ce qui suit :



Pour ajuster l'inclinaison, utilisez la poignée A et vissez-la. Une fois la poignée ouverte, ajustez la tête de lit et, une fois la position atteinte, fermez la poignée (avant de reposer le poids du patient).

Pour retirer la tête de lit, utilisez les deux poignées (A et B) en les dévissant, mais pas complètement (elles pourraient tomber). Une fois ce processus terminé, tirez la tête de lit vers l'extérieur. Vous pouvez maintenant utiliser la table sans tête de lit ou insérer d'autres têtes de lit. Pour insérer les autres têtes de lit, suivez les procédures décrites ci-dessous pour insérer la tête de lit.



Instructions d'utilisation – veuillez les lire avant d'utiliser 7 / 16

Pour insérer la tête de lit, assurez-vous que les poignées A et B sont à la même position qu'au moment de l'extraction.

Quand elles sont fermées, ouvrez-les en les dévissant (pas complètement, car elles pourraient tomber). Insérez les fixations de la tête de lit dans les trous du dos, puis fermez les poignées à l'extrémité.

8.1.2 Réglage de la tête de lit (6 sections)

Pour ajuster et retirer la tête de lit, faites ce qui suit :



Pour ajuster l'inclinaison, utilisez la poignée A et vissez-la. Une fois la poignée ouverte, ajustez la tête de lit et, une fois la position atteinte, refermez la poignée.

Pour retirer la tête de lit, utilisez les deux poignées (A et B) en les dévissant, mais pas complètement (elles pourraient tomber). Une fois ce processus terminé, tirez la tête de lit vers l'extérieur. Vous pouvez maintenant utiliser la table sans tête de lit ou insérer d'autres têtes de lit. Pour insérer les autres têtes de lit, suivez les procédures décrites ci-dessous pour insérer la tête de lit.

Pour insérer la tête de lit, assurez-vous que les poignées A et B sont à la même position qu'au moment de l'extraction.

Quand elles sont fermées, ouvrez-les en les dévissant (pas complètement, car elles pourraient tomber). Insérez les fixations de la tête de lit dans les trous du dos, puis fermez les poignées à l'extrémité.

8.2 Dossier

La section arrière est réglée avec la manivelle en position (A). Insérez la manivelle comme indiqué et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever la partie arrière. Tournez dans le sens antihoraire pour descendre.



8.3 Section thoracique

Insérez la manivelle en position (B) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever la section thoracique. La rotation dans le sens antihoraire abaisse la section thoracique.





8.4 Section de jambe

Les sections de pied fournies avec la table d'opération peuvent être réglées manuellement. Deux types de modèles peuvent être fournis, avec deux sections et quatre sections.

Section de jambe avec quatre segments



Section de jambe avec deux segments



Les deux sont réglables vers le haut ou vers le bas. Ils peuvent être écartés et retirés de 90°.

8.4.1 Insertion d'une section de jambe

Après avoir vérifié que la vis d'aile est dévissée, introduisez la partie de la jambe dans le compartiment de la vis, en gardant la partie de la jambe inclinée



Gardez la section des pieds inclinée et insérez la connexion de la section des pieds dans le raccord sur la table.



Positionnez la section de la jambe selon le souhait (continuez à soutenir la section de la jambe).



Après avoir vérifié l'insertion correcte dans le guide, serrez la vis d'aile (vous pouvez maintenant libérer la partie de la jambe).



8.4.2 Ajustement d'une section de jambe

Pour ajuster l'inclinaison de la section de la jambe avec 4 segments, il suffit d'utiliser le levier. En appuyant, le mécanisme interne élève ou abaisse la section selon qu'elle est poussée vers le bas ou vers le haut. Pour verrouiller la position une fois la hauteur souhaitée atteinte, il suffit de relâcher le levier.



Pour écarter les sections des jambes, dévissez le bouton et ouvrez la section du pied d'un maximum de 90°, avant toute autre opération, serrez complètement le bouton.



8.4.3 Détachement d'une section de jambe

Desserrez la vis de l'aile d'une main et soutenez la section du pied de l'autre.



Après avoir vérifié que la vis d'aile est vissée, inclinez la section de la jambe.



En gardant la section de la jambe inclinée, retirez la section de la jambe du compartiment du connecteur.



8.4.4 Segments de jambe écartés

Ouvrez le loquet en tournant la poignée dans le sens antihoraire.




Soutenez la partie des jambes d'une main, tenez fermement la poignée latérale et écartez la partie de la jambe de l'autre côté.



Soutenez l'extrémité la plus éloignée du manche d'une main et ouvrez la section du pied vers l'extérieur d'un maximum de 90° à l'aide de la poignée.



8.5 Section de jambe avec 4 segments





Instructions d'utilisation – veuillez les lire avant d'utiliser 10 / 16

Pour incliner la section du pied vers le haut ou vers le bas, il suffit d'utiliser le levier (4) et la vis à pince (3) :

- Desserre la vis de l'aile et tiens la section du pied
- Déplacez le levier en position « ouverte »

Le mécanisme de la dent s'ouvre et vous pouvez choisir la position que vous souhaitez. Pour verrouiller la partie de la jambe dans cette position, il suffit d'appuyer à nouveau sur le levier (4) et de le serrer complètement.

Pour incliner la partie inférieure et la partie supérieure de la jambe de 90° (hauteur du genou), il faut ouvrir le levier (2). Cette fois aussi, le mécanisme de la dent, sur lequel la partie de la jambe peut être inclinée, s'ouvre, et vous pouvez ajuster cette inclinaison. La section peut être inclinée de 90° à la fois positivement et négativement.



Pour écarter la partie jambe, desserrez le bouton (5). Une fois la position appropriée trouvée, fermez le bouton 5 jusqu'à ce que vous voyiez que les dents du mécanisme de la dent s'emboîtent.

8.6 Renouvellements

8.6.1 Extension du côté de la tête (5 segments)

Pour insérer l'extension, assurez-vous que les vis d'aile sont à la même position qu'au moment de l'extraction. Quand elles sont fermées, ouvrez-les en les dévissant (pas jusqu'au bout, car elles pourraient tomber). Insérez les guides de l'extension dans les trous de la partie arrière puis fermez complètement les vis d'aile.



Pour retirer l'extension, utilisez les deux vis d'aile en les desserrant, mais pas complètement (elles pourraient tomber). Une fois ce processus terminé, faites glisser la section vers l'extérieur. Vous pouvez maintenant utiliser la table sans extension ou insérer d'autres sections.

8.6.2 Extension du côté de la tête (6 segments)

Pour insérer l'extension, assurez-vous que les vis d'aile sont à la même position qu'au moment de l'extraction. Quand elles sont fermées, ouvrez-les en les dévissant (pas jusqu'au bout, car elles pourraient tomber). Insérez les guides de l'extension dans les trous de la partie arrière puis fermez complètement les vis d'aile.



Pour retirer l'extension, utilisez les deux vis d'aile en les desserrant, mais pas complètement (elles pourraient tomber). Une fois ce processus terminé, faites glisser la section vers l'extérieur. Vous pouvez maintenant utiliser la table sans extension ou insérer d'autres sections.



8.6.3 Extension latérale des jambes

Pour insérer l'extension, procédez ainsi : insérez l'extension en insérant les loquets dans les guides appropriés. Après avoir vérifié que les loquets sont bien insérés, serrez les boutons de vis.




8.7 Soutien pelvien / dossier pour l'épaule

Avant de procéder à l'insertion de ces segments, assurez-vous que toutes les parties des jambes ont été retirées. Insérez les loquets du support pelvien ou du dossier dans les guides appropriés.

Après avoir vérifié que les loquets sont bien insérés, resserrez les boutons.

Pour retirer le segment, dévissez les boutons, inclinez le segment vers le haut et retirez-le du guide correspondant.



Pour régler le dossier articulé de l'épaule, utilisez la manivelle (A) comme suit :

- incline vers le haut, tourne dans le sens antihoraire,
- Incline vers le bas, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vous pouvez retirer les deux sections latérales (B) du dossier comme suit :

- Desserrez la poignée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et faites glisser le support que vous souhaitez retirer le long du guide (C) pour la retirer

Pour réinsérer les deux sections, procédez dans l'ordre inverse :

- Faites glisser la section le long du guide puis verrouillez-la en tournant la poignée dans le sens antihoraire.

Vous pouvez ajouter des sections d'appui-tête au-dessus du dossier comme suit :

- Insérez l'appui-tête (A) près du guide (C) et fixez-le au dossier avec la vis d'aile.



8.8 Banc à genoux


Pour insérer le banc à genoux, procédez comme suit : insérez le banc à genoux en l'insérant dans le guide approprié.

Après avoir vérifié que le banc à genoux est bien inséré, serrez le bouton (B).

Pour retirer le banc de genoux, desserrez le bouton (B), inclinez la pièce vers le haut et retirez-la du guide.

Pour régler le banc à genoux, utilisez la manivelle (A) :

- pour le levage, en tournant dans le sens antihoraire,
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour descendre.



8.9 Segment pelvien

Pour insérer le segment de cymbale, glissez-le dans les guides appropriés (A) situés sous la table.

8.10 Exigences

Il est recommandé de remplacer régulièrement les coussinets :

- tous les 5 ans, pour les superpositions en matériau POLYURÉTHANE
- Tous les 10 ans, pour les surmateaux en mousse à mémoire de forme

Quel que soit le type de matériau, vous devez remplacer les plaquettes immédiatement en cas d'usure ou de dommage.

9 ACCESSOIRES POUR MODÈLES CF

9.1 Support coulissant pour accessoires

Avant de procéder à l'insertion ou au retrait du support accessoire, effectuez un auto-nivellement de la table (LEVEL).



Pour insérer le porte-bouton, desserrez les boutons sans les retirer, puis positionnez le support dans les extensions latérales du dessus et glissez-le à la position souhaitée.

Pour retirer le porte-boutons, desserrez les boutons sans les retirer, puis faites glisser le support le long des rallonges jusqu'à ce qu'il soit retiré.

Que les boutons soient serrés au maximum ou non, le support est construit de manière à suivre le mouvement lui-même lors des déviations longitudinales de la plaque et à glisser intégralement avec la plaque sans bloquer.

9.2 Barres de stabilité

Pour insérer les tiges, dévissez les boutons sans les retirer, puis faites-les glisser le long du guide avant de la table d'opération. Lorsque la position souhaitée est atteinte, vissez les boutons en place.



Pour ajuster la hauteur du poteau, ajustez le vilebrequin.

Pour retirer la tige, dévissez les boutons sans les retirer complètement, puis glissez le long du guide jusqu'à ce qu'il soit retiré.

Il est recommandé d'insérer la barre avant d'effectuer les mouvements suivants : translation longitudinale, déflexion maximale.



Instructions d'utilisation – veuillez les lire avant d'utiliser 13 / 16




Déviation de la table (longueur) ne dépassant pas 1100 mm sans tige de sécurité !



Insérez toujours les tiges de sécurité avant d'effectuer une inclinaison latérale pour réduire le risque de renversement !
Desserre les tiges de sécurité quand tu actives la levée ou les mouvements de descente.

Retirez les tiges, en cas de Trendelenburg / Reverse Trendelenburg, inclinaison latérale (droite/gauche) et lors du réinitialisation (nivellement). Cela empêche les barres de sécurité de résister, ce qui pourrait endommager la table.



10 STOCKAGE ET TRANSPORT

10.1 Stockage

Si la table d'opération doit être stockée, elle doit être remise dans son emballage d'origine, avec ses accessoires, et disposée exactement comme elle a été fournie par le fabricant. L'emballage protège l'appareil des chocs et vibrations normaux pouvant survenir lors du transport.

Respectez également les conditions de stockage suivantes :

- Température : -5 °C / +35 °C ;
- Humidité : <50 % ;
- Environnement propre, sans poussière.

10.2 Transport

La table et ses accessoires doivent être transportés dans leur emballage d'origine. L'emballage protège l'appareil des chocs et vibrations normaux pouvant survenir lors du transport.

L'emballage de transport n'est pas étanche !

11 MISE AU REBUT

À la fin de sa vie, le dispositif médical doit être éliminé par une entreprise autorisée conformément à la législation applicable par pays.

12 UTILISATION AVEC DES ACCESSOIRES NON ORIGINAUX

Les tables d'opération peuvent être utilisées avec des accessoires d'autres fabricants, car les guides (interfaces) sont standardisés. Dans ce cas, afin d'assurer un fonctionnement sûr et correct, il est nécessaire de vérifier que la capacité maximale (capacité de charge) des segments correspondants est atteinte, en tenant compte à la fois du poids du patient et des accessoires assemblés.



13 ENTRETIEN, NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Il est important de toujours déconnecter la table de l'alimentation en retirant la prise avant d'effectuer toute maintenance ou nettoyage.

Il est interdit d'utiliser des nettoyants abrasifs et des désinfectants. Les détergents au chlore, au chlorure et à l'acide acétique sont également interdits.

13.1 Segments

L'entretien des segments se limite à un nettoyage régulier avec des substances appropriées.

Les agents nettoyants suivants sont approuvés pour les composants en acier inoxydable : tous les nettoyants pour acier inoxydable disponibles dans le commerce. Les agents nettoyants suivants sont approuvés pour les composants en plastique : tous les agents de nettoyage alcalins doux.

Tous les désinfectants disponibles sur le marché peuvent être utilisés, à condition qu'ils répondent aux exigences spécifiques (avec marquage CE).

13.2 Exigences

Les coussinets sont entièrement amovibles pour nettoyer complètement les segments même en dessous. De plus, les traitements effectués sur les surfaces rendent le nettoyage et la désinfection des superpositions plus efficaces.

Avant de commencer à nettoyer, retirez les tampons des segments pour éviter l'accumulation de matière et la saleté résiduelle entre le dessus des segments et les tampons.

Les agents nettoyants suivants sont autorisés pour les serviettes : tous les nettoyants à faible valeur alcaline.

Tous les désinfectants disponibles sur le marché peuvent être utilisés, à condition qu'ils répondent aux exigences spécifiques (avec marquage CE).

13.3 Tramway de transport

L'entretien des chariots de transport se limite au nettoyage après la fin de la maintenance ainsi qu'à l'inspection et la lubrification régulières des pièces mobiles.

13.3.1 Nettoyage

Les agents nettoyants suivants sont approuvés pour les composants en acier inoxydable : tous les nettoyants pour acier inoxydable disponibles dans le commerce.

Les agents nettoyants suivants sont approuvés pour les composants en plastique : tous les agents de nettoyage alcalins doux.

Tous les désinfectants disponibles sur le marché peuvent être utilisés, à condition qu'ils répondent aux exigences spécifiques (avec marquage CE).

13.3.2 Essais et lubrification

- Vérifiez régulièrement l'usure des roues et remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement les connexions des vis pour vérifier si elles sont serrées.
- Lubrifiez régulièrement toutes les pièces mobiles et mécaniques.

14 SIGNALER LES PROBLÈMES LIÉS AU PRODUIT



Conformément aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et à notre système de gestion de la qualité, tous les problèmes liés aux produits doivent être signalés au fabricant.

Pendant les heures de bureau, vous pouvez nous joindre par téléphone au +49 (0) 7461 / 1701-0.

En dehors des heures normales de bureau, veuillez envoyer un courriel à safety@tekno-medical.com.

Les incidents graves doivent également être signalés à l'autorité locale compétente.



15 GARANTIE

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et font l'objet d'un contrôle qualité avant livraison. En cas de défaut, veuillez contacter notre service après-vente. Tekno-Medical ne garantit pas l'adéquation de ses produits à une procédure spécifique. Il appartient à l'utilisateur de déterminer cette adéquation. Tekno-Medical décline toute responsabilité en cas de dommages accidentels ou indirects.

Tekno-Medical décline toute responsabilité s'il est prouvé que ces instructions d'utilisation ont été enfreintes.

16 SERVICE ET RÉPARATION

N'essayez pas vous-même de réparer ou de modifier le produit. Cette responsabilité incombe exclusivement au personnel agréé du fabricant. Les produits défectueux doivent avoir subi l'intégralité du processus de remise à neuf avant d'être retournés pour réparation.

Pour les retours, veuillez utiliser notre formulaire de demande RMA et notre certificat de décontamination.

Vous trouverez les formulaires sur notre page d'accueil : <https://www.tekno-medical.com/de/service/repairaturservice/>

17 SYMBOLES

Les symboles utilisés dans cette instruction et sur l'étiquette ont la signification suivante selon la norme DIN EN ISO 15223-1 :

Symbole	Description	Symbole	Description
	Attention !		Fabricant
	Dispositif médical		Date de fabrication
	Non stériles		Suivez les instructions d'utilisation
	Numéro de catalogue		Protéger du soleil
	Désignation par lot		Conserver dans un endroit sec
	Identification unique du produit		Marque CE



18 LISTE DES PRODUITS

Dernière mise à jour : 23.10.2024

300-1000	300-6020	301-2010	302-2040	305-0100	306-8000
300-1010	300-6030	301-2011	302-3000	305-0110*	306-9010
300-1020	300-6040	301-2020	302-4000	305-0130	306-9020
300-1030	300-6050	301-2021	302-5000	305-0200	307-1000
300-1040	300-6160	301-2030	302-8000	305-0220	307-1010
300-1050	300-6190	301-2040	302-9000	305-0260	307-1020
300-1060	300-7000	301-2041	302-9001	305-0300	307-6000
300-1070	300-8000	301-2050	302-9021	305-0400	307-8002
300-1110	300-8010	301-2060	302-9190	305-0500	307-8003
300-1120	300-8020	301-2070	303-0000	305-0830	308-0000
300-1130	300-8040	301-2080	303-0010	305-1200	308-3000
300-1160	300-8050	301-2090	303-0020	305-1300	308-3010
300-1170	300-9000	301-2100	303-0040	305-1410	308-4000
300-1180	301-0001	301-2200	303-1000	305-1420	308-4010
300-1330	301-0002	301-3050	303-2000	305-1600	308-5000
300-2000	301-0010	301-5000	303-3000	305-1610	309-0000
300-2010	301-0030	301-5011	303-3010	305-1710	309-1000
300-2020	301-0040	301-5020	303-3070	305-1720	309-2000
300-2030	301-0050	301-5030	303-3080	305-2000	309-2010
300-2050	301-0101	301-6000	303-3140	305-2010	309-2020
300-2070	301-0200	301-6010	303-3220	305-2100	309-2030
300-2120	301-0202*	301-6020	303-5000	305-2300	309-2040
300-2180	301-0210	301-6030	303-8000	305-2400	309-3000
300-2190	301-0300	301-6050	303-9010	305-2600	309-3020
300-2191	301-0320*	301-8000	303-9020	305-3000	309-4000
300-3000	301-0325	301-8160	304-0020	305-3001	309-4040
300-4010	301-0330	302-0000	304-3000	305-3100	309-4193
300-5010	301-0335	302-2001	304-4000	306-1000	309-4210
300-5130	301-0401	302-2010	304-9000	306-1010	309-4211
300-5190	301-1020	302-2020	305-0000	306-2000	309-4419
300-6010	301-2000	302-2030	305-0010	306-7010	309-6010