



» ACCESORII PENTRU MESE DE OPERAȚIE «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
Germania

SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Mail: mail@tekno-medical.com

Web: www.tekno-medical.com



INSPIRĂ

1	Domeniu de aplicare	4
2	Manevrabilitate	4
3	Scop	4
4	Contraindicații	4
5	Populația de pacienți	4
6	Utilizatori vizați	4
7	Observații	4
7.1	Condiții de mediu	4
7.2	Combinare cu alte dispozitive sau accesorii medicale	5
7.3	Demontare și modificări	5
8	Ajustări manuale	5
8.1	Tăblia patului	5
8.1.1	Ajustarea tăbliei patului (5 secțiuni)	5
8.1.2	Ajustarea tăbliei patului (6 secțiuni)	6
8.2	Spătar	6
8.3	Secțiune toracică	6
8.4	Secțiunea piciorului	7
8.4.1	Inserarea unei secțiuni de picior	7
8.4.2	Ajustarea unei secțiuni de picior	7
8.4.3	Detășarea unei secțiuni de picior	8
8.4.4	Segmentele de picior desfăcute	8
8.5	Secțiune de picior cu 4 segmente	8
8.6	Reînnoiri	9
8.6.1	Extinderea părții capului (5 segmente)	9
8.6.2	Extensia părții capului (6 segmente)	9
8.6.3	Extensia laterală a picioarelor	10
8.7	Suport pelvin / spătar pentru umăr	10
8.8	Bancă pentru genunchi	11
8.9	Segmentul pelvin	11
8.10	Cerințe	11
9	Accesorii pentru modelele CF	11
9.1	Suport pentru accesorii glisante	11
9.2	Bare de stabilitate	11
10	Depozitare și transport	12
10.1	Depozitare	12
10.2	Transport	12
11	Eliminarea	12
12	Utilizare cu accesorii neoriginale	12
13	Întreținere, curățare și dezinfectare	13
13.1	Segmente	13
13.2	Cerințe	13
13.3	Cărucior de transport	13
13.3.1	Curățenie	13
13.3.2	Testare și lubrifiere	13
14	Raportarea problemelor produsului	13
15	Garanție	14
16	Service și reparații	14
17	Simbol	14
18	Listă de produse	15



Acest manual de instrucțiuni trebuie citit cu atenție înainte de a folosi accesoriul pentru a vă familiariza cu funcțiile acestuia. Respectarea reglementărilor aplicabile privind siguranța garantează calitatea superioară a produselor, manipularea ușoară și o durată de viață lungă de serviciu.

1 DOMENIU DE APLICARE

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru următoarele produse:



- **Accesorii pentru mese de operație.** (Vezi lista de produse din paragraful anterior.)

2 MANEVRABILITATE

Produsele pot fi folosite doar pentru utilizarea lor destinată în specialitățile medicale de către personal pregătit și calificat corespunzător. Responsabilitatea pentru selecția produselor pentru aplicații specifice, instruirea și informațiile adecvate, precum și experiența suficientă pentru manipularea produselor aparține medicului sau utilizatorului asistent.

3 SCOP

Sprrijinul pacientului în diferitele faze ale operației, cum ar fi pregătirea pentru operație, administrarea anesteziei, executarea procedurii și trezirea pacientului după operație.

4 CONTRAINDICAȚII

În principiu, nu au fost identificate contraindicații pentru utilizarea accesoriilor la mesele de operație.

5 POPULAȚIA DE PACIENȚI

Utilizarea meselor de operație și a accesoriilor acestora este indicată pentru toți pacienții care trebuie să treacă prin diverse examene sau operații de diagnostic în sala de operație.

6 UTILIZATORI VIZAȚI

Utilizarea meselor de operație și a accesoriilor lor în utilizarea efectivă este rezervată exclusiv specialiștilor instruiți.

Curățarea și întreținerea pot fi, de asemenea, efectuate doar de specialiști instruiți.

7 OBSERVAȚII

7.1 Condiții de mediu

Masa de operație și accesoriile trebuie folosite într-o sală de operație suficient de mare pentru a găzdui dispozitivul și a-i permite mișcările.

Mediul operațional trebuie, de asemenea, să asigure respectarea următoarelor condiții de muncă:

- Temperatura cuprinsă între 10°C și 35°C
- Umiditate de la 30% la 70%

Masa de operație trebuie folosită în camere cu podele netede și antistatice adecvate și cu conexiuni la împământare.



7.2 Combinare cu alte dispozitive sau accesorii medicale

Înainte de a folosi orice alt echipament sau accesoriu, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni al dispozitivului sau accesoriului și asigurați-vă că masa de operație și accesoriile acesteia nu vor fi expuse niciunui efect negativ.

Înainte de a instala accesorii de la un furnizor terț, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră sau compania noastră. Unele accesorii nu pot fi montate!

Din motive de igienă, asigurați-vă că folosiți șervețele sterilizate pe zonele acestui produs care intră în contact cu pacientul.

Dacă folosești masa de operație, asigură-te că verifici pozițiile celorlalte echipamente. În timpul funcționării, se pot atinge între ele și pot fi afectate.

7.3 Demontare și modificări

Nu încercați să demontați sau să modificați masa sau accesorii pentru a evita riscul de defecțiune.

Nu modificați accesorii fără permisiunea producătorului. În cazul modificării produsului, trebuie efectuate investigații și teste adecvate pentru a asigura utilizarea în siguranță continuă.

8 AJUSTĂRI MANUALE

Tabelele de operație permit setări manuale pentru următoarele segmente:


- Tăblia patului,
- Thorax,
- Spătar,
- Extinderea pelvisului,
- Extensia manetei genunchiului,
- Extinderea spatelui,
- Secțiuni de picioare.

8.1 Tăblia patului

Secțiunea capului furnizată împreună cu masa de operație permite reglare negativă și pozitivă, în plus, este posibilă îndepărtarea acesteia și înlocuirea cu alte piese de cap din linia de accesorii (vezi catalogul accesoriilor).

8.1.1 Ajustarea tăbliei patului (5 secțiuni)

Pentru a ajusta și a scoate tăblia patului, faceți următoarele:



Pentru a ajusta înclinarea, folosește mânerul A și înșurubează-l. După ce ai deschis mânerul, ajustează tăblia patului și, când ajungi în poziție, închide mânerul (înainte de a odihni greutatea pacientului).

Pentru a scoate tăblia patului, folosește cele două mânere (A și B) desfăcându-le, dar nu complet (ar putea să cadă). După ce acest proces este finalizat, trage tăblia patului spre exterior. Acum poți folosi masa fără tăblie de pat sau să introduci alte tăblii patului. Pentru a introduce celelalte tăblii patului, urmează procedurile prezentate mai jos pentru a introduce tăblia patului.



Instrucțiuni de utilizare – vă rugăm să citiți înainte de utilizare 6 / 15

Pentru a introduce tăblia patului, asigurați-vă că mânerele A și B sunt în aceeași poziție ca la momentul extragerii.

Când sunt închise, deschide-le desfășurându-le (nu complet, pentru că ar putea cădea). Introdu fixările tăbliei patului în găurile spatelui, apoi închide mânerele până la capăt.

8.1.2 Ajustarea tăbliei patului (6 secțiuni)

Pentru a ajusta și a scoate tăblia patului, faceți următoarele:



Pentru a ajusta înclinarea, folosește mânerul A și înșurubează-l. După ce ai deschis mânerul, ajustează tăblia patului și, când ajungi în poziție, închide mânerul.

Pentru a scoate tăblia patului, folosește cele două mâneri (A și B) desfășurându-le, dar nu complet (ar putea să cadă). După ce acest proces este finalizat, trage tăblia patului spre exterior. Acum poți folosi masa fără tăblie de pat sau să introduci alte tăblii patului. Pentru a introduce celelalte tăblii patului, urmează procedurile prezentate mai jos pentru a introduce tăblia patului.

Pentru a introduce tăblia patului, asigurați-vă că mânerele A și B sunt în aceeași poziție ca la momentul extragerii.

Când sunt închise, deschide-le desfășurându-le (nu complet, pentru că ar putea cădea). Introdu fixările tăbliei patului în găurile spatelui, apoi închide mânerele până la capăt.

8.2 Spătar

Secțiunea din spate este reglată cu manivela în poziția (A).

Introdu manivela așa cum este indicat și rotește-o în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica partea din spate.

Rotește în sens invers acelor de ceasornic pentru a coborî.



8.3 Secțiune toracică

Introdu manivela în poziția (B) și rotește-o în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica secțiunea toracică. Rotația în sens invers acelor de ceasornic coboară secțiunea toracică.





8.4 Secțiunea piciorului

Secțiunile picioarelor furnizate cu masa de operație pot fi reglate manual.
Se pot furniza două tipuri de modele, cu două secțiuni și patru secțiuni.

Secțiune de picior cu patru segmente



Secțiune de picior cu două segmente



Ambele sunt reglabile în sus sau în jos. Pot fi răspândite și retrase cu 90°.

8.4.1 Inserarea unei secțiuni de picior

După verificarea faptului că șurubul aripii este desfăcut, aduceți partea piciorului în compartimentul șuruburilor, menținând partea piciorului înclinată



Ține secțiunea piciorului înclinată și introdu conexiunea secțiunii piciorului în cu-plajul de pe masă.



Poziționați secțiunea piciorului după dorință (continuați să susțineți secțiunea pi-ciorului).



După ce verifici inserția corectă în ghidaj, strânge șurubul aripii (acum poți elibera partea piciorului).



8.4.2 Ajustarea unei secțiuni de picior

Pentru a ajusta înclinația secțiunii piciorului cu 4 segmente, pur și simplu folosește ma-neta. Prin apăsare, mecanismul intern ridică sau coboară secțiunea în funcție de faptul dacă este împinsă în jos sau în sus. Pentru a bloca poziția odată ce se atinge înălțimea dorită, pur și simplu eliberează maneta.



Pentru a deschide secțiunile picioarelor, desfilează butonul și deschide secțiu-ne piciorului cu maximum 90°, înainte de a efectua orice altă operație, strânge complet butonul.





8.4.3 Detașarea unei secțiuni de picior


Slăbește șurubul aripii cu o mână și susține secțiunea piciorului cu cealaltă.



După ce verifici că șurubul aripii este prins, înclină secțiunea piciorului.



Menținând secțiunea piciorului înclinată, scoate secțiunea piciorului din compartimentul conectorului.



8.4.4 Segmentele de picior desfăcute

Deschide zăvorul rotind mânerul în sens invers acelor de ceasornic.




Susține secțiunea piciorului cu o mână, ține ferm mânerul lateral și deschide secțiunea piciorului de la celălalt capăt cu cealaltă mână.



Susține capătul cel mai îndepărtat de mâner cu o mână și deschide secțiunea piciorului spre exterior cu maximum 90° cu ajutorul mânerului.



8.5 Secțiune de picior cu 4 segmente





Instrucțiuni de utilizare – vă rugăm să citiți înainte de utilizare 9 / 15

Pentru a înclina secțiunea piciorului în sus sau în jos, folosește pur și simplu maneta (4) și șurubul de deget mare (3):

- Slăbește șurubul aripii și ține secțiunea piciorului
- Mutați maneta în poziția "deschisă"

Mecanismul dintelui se deschide și poți alege poziția dorită. Pentru a bloca partea de picior în această poziție, pur și simplu apasă din nou maneta (4) și strânge-o complet.

Pentru a înclina partea inferioară și partea superioară a piciorului cu 90° (înălțimea genunchiului), trebuie să deschizi maneta (2). De data aceasta, de asemenea, mecanismul dintelui, pe care partea piciorului poate fi înclinată, se deschide și poți ajusta această înclinație. Secțiunea poate fi înclinată cu 90° atât pozitiv, cât și negativ.



Pentru a deschide partea piciorului, slăbește butonul (5). După ce ai găsit poziția potrivită, închide butonul 5 până vezi că dinții mecanismului dintelui se blochează.

8.6 Reînnoiri

8.6.1 Extinderea părții capului (5 segmente)

Pentru a introduce extensia, asigură-te că șuruburile aripii sunt în aceeași poziție în care au fost lăsate la extracție. Când sunt închise, deschide-le desfăcându-le (nu până la capăt, pentru că ar putea cădea).

Introdu ghidajele extensiei în găurile părții din spate și apoi închide complet șuruburile aripilor.



Pentru a scoate extensia, folosește cele două șuruburi de aripă slăbindu-le, dar nu complet (ar putea să cadă). După ce acest proces este finalizat, trage secțiunea spre exterior. Acum poți folosi tabelul fără extensie sau să inserezi alte secțiuni.

8.6.2 Extensia părții capului (6 segmente)

Pentru a introduce extensia, asigură-te că șuruburile aripii sunt în aceeași poziție în care au fost lăsate la extracție. Când sunt închise, deschide-le desfăcându-le (nu până la capăt, pentru că ar putea cădea). Introdu ghidajele extensiei în găurile părții din spate și apoi închide complet șuruburile aripilor.



Pentru a scoate extensia, folosește cele două șuruburi de aripă slăbindu-le, dar nu complet (ar putea să cadă). După ce acest proces este finalizat, trage secțiunea spre exterior. Acum poți folosi tabelul fără extensie sau să inserezi alte secțiuni.



8.6.3 Extensia laterală a picioarelor

Pentru a introduce extensia, procedați astfel: Introduceți extensia prin inserarea încuietorilor în ghidajele corespunzătoare. După verificarea faptului că zăvoarele sunt introduse corect, strângeți butoanele cu șurub.




8.7 Suport pelvin / spătar pentru umăr

Înainte de a continua cu inserarea acestor segmente, asigurați-vă că toate părțile piciorului au fost îndepărtate. Introduceți încuietorii suportului pelvin sau spătarului în ghidajele corespunzătoare.

După verificarea faptului că zăvoarele sunt introduse corect, strângeți butoanele.

Pentru a scoate segmentul, desfilează butoanele, înclină segmentul în sus și trage-l din ghidajul corespunzător.



Pentru a regla spătarul articulat pentru umăr, folosește manivela (A) după cum urmează:

- Înclină în sus, rotește în sens invers acelor de ceasornic,
- Înclină în jos, rotește în sensul acelor de ceasornic.

Poți îndepărta cele două secțiuni laterale de susținere (B) ale spătarului astfel:

- Slăbește mânerul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic și glisează suportul pe care vrei să-l îndepărtezi de-a lungul ghidajului (C) pentru a-l scoate

Pentru a reintroduce cele două secțiuni, procedați în ordine inversă:

- Alunecă secțiunea de-a lungul ghidajului și apoi blochează-l la loc rotind mânerul în sens invers acelor de ceasornic.

Poți adăuga secțiuni de tetiere deasupra spătarului după cum urmează:

- Introdu tetiera (A) lângă ghidaj (C) și fixează-o de spătar cu șurubul aripii.




8.8 Bancă pentru genunchi

Pentru a introduce banca de îngenunchere, procedați astfel: Introduceți banca pentru îngenunchați inserând-o în ghidul corespunzător. După verificarea faptului că banca de îngenunchi este inserată corect, strângeți butonul (B).

Pentru a scoate banca de genunchi, slăbește butonul (B), înclină piesa în sus și trage-o din ghidaj.

Pentru a regla banca de genunchi, folosiți manivela (A):

- pentru ridicare, rotirea în sens invers acelor de ceasornic,
- Rotește în sensul acelor de ceasornic pentru a coborî.



8.9 Segmentul pelvin

Pentru a introduce segmentul de cinele, glisează-l în ghidajele corespunzătoare (A) situate sub masă.

8.10 Cerințe

Se recomandă înlocuirea plăcuțelor regulat:

- la fiecare 5 ani, pentru straturile din material POLIURETANIC
- La fiecare 10 ani, pentru topperlele din material din spumă cu memorie

Indiferent de tipul materialului, trebuie să înlocuiești plăcuțele imediat în caz de uzură sau deteriorare.

9 ACCESORII PENTRU MODELELE CF

9.1 Suport pentru accesorii glisante

Înainte de a continua cu inserarea/îndepărtarea suportului accesoriilor, efectuați o auto-nivelare a mesei (LEVEL).



Pentru a introduce suportul, slăbește butoanele fără a-i scoate, apoi poziționează suportul în extensiile laterale ale capacului și alunecă-l în poziția dorită.

Pentru a scoate suportul, slăbește butoanele fără a-i scoate, apoi glisează suportul de-a lungul extensiilor până când este îndepărtat.

Indiferent dacă butoanele sunt strânse maxim sau nu, suportul este construit astfel încât să urmeze mișcarea în timpul deflecțiilor longitudinale translaționale ale plăcii și să alunece integral cu placa fără a bloca.

9.2 Bare de stabilitate

Pentru a introduce **tije**, desfilează butoanele fără a le scoate, apoi glisează-le de-a lungul ghidajului frontal al mesei de operație. Când se ajunge la poziția dorită, prindeți la loc butoanele.



Pentru a ajusta înălțimea stâlpului, reglează manivela.

Pentru a scoate tija, desfilează butoanele fără să le scoți complet, apoi alunecă de-a lungul ghidajului până când acesta este îndepărtat.

Se recomandă introducerea barei înainte de a efectua următoarele mișcări: translație longitudinală, deviere maximă.




Devierea mesei (lungime) nu depășește 1100 mm fără tijă de siguranță!



Introdu întotdeauna tijele de siguranță înainte de a face o înclinare laterală pentru a reduce riscul de răsturnare!
Slăbește tijele de siguranță când activezi ridicarea/coborârea.

Îndepărtați tijele, în cazul Trendelenburg / Trendelenburg invers, înclinare laterală (dreapta / stânga) și la resetare (nivelare).

Acest lucru împiedică rezistența barelor de siguranță, ceea ce ar putea deteriora masa.



10 DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

10.1 Depozitare

Dacă masa de operație urmează să fie depozitată, trebuie pusă înapoi în ambalajul său original, împreună cu accesoriile sale, și aranjată exact așa cum a fost furnizată de producător. Ambalajul protejează dispozitivul de șocurile și vibrațiile normale care pot apărea în timpul transportului.

De asemenea, respectă următoarele condiții de depozitare:

- Temperatură: -5 °C / +35 °C;
- Umiditate: <50%;
- Mediu curat, fără praf.

10.2 Transport

Masa și accesoriile ei trebuie transportate în ambalajul lor original. Ambalajul protejează dispozitivul de șocurile și vibrațiile normale care pot apărea în timpul transportului.

Ambalajul de transport nu este impermeabil!

11 ELIMINAREA

La sfârșitul vieții sale, dispozitivul medical trebuie eliminat de o companie autorizată, în conformitate cu legislația aplicabilă fiecărei țări.

12 UTILIZARE CU ACCESORII NEORIGINALE

Mesele de operație pot fi folosite cu accesorii de la alți producători, deoarece ghidajele (interfețele) sunt standardizate. În acest caz, pentru a asigura o funcționare sigură și corectă, este necesar să se verifice dacă capacitatea maximă (capacitatea de încărcare) a segmentelor corespunzătoare a fost atinsă, ținând cont atât de greutatea pacientului, cât și de accesoriile asamblate.



13 ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

Este important să deconectați întotdeauna masa de la sursa de alimentare prin scoaterea prizei înainte de a efectua orice întreținere sau curățare.

Este interzis utilizarea produselor de curățare abrazivă și a dezinfectanților. Detergenții cu clor, clorură și acid acetic sunt, de asemenea, interziși.

13.1 Segmente

Îngrijirea segmentelor este limitată la curățarea regulată cu substanțe potrivite.

Următorii agenți de curățare sunt aprobați pentru componentele din oțel inoxidabil: toate produsele de curățare din oțel inoxidabil disponibile comercial. Următorii agenți de curățare sunt aprobați pentru componentele din plastic: toți agenți de curățare alcalini ușori.

Toți dezinfectanții disponibili pe piață pot fi folosiți, cu condiția să îndeplinească cerințele specifice (cu marcaj CE).

13.2 Cerințe

Pad-urile sunt complet detașabile pentru a curăța complet segmentele chiar și dedesubt. În plus, tratamentele efectuate pe suprafețe fac curățarea și dezinfectarea suprapunerilor mai eficientă.

Înainte să începi curățarea, scoate tampoanele de pe segmente pentru a evita acumularea de materiale și murdăria reziduală între partea de sus a segmentelor și tampoane.

Următorii agenți de curățare sunt permisi pentru tampoane: toate cu o valoare alcalină scăzută.

Toți dezinfectanții disponibili pe piață pot fi folosiți, cu condiția să îndeplinească cerințele specifice (cu marcaj CE).

13.3 Cărucior de transport

Îngrijirea cărucioarelor de transport se limitează la curățarea după finalizarea serviciului și la inspecția și ungerea regulată a pieselor mobile.

13.3.1 Curățenie

Următorii agenți de curățare sunt aprobați pentru componentele din oțel inoxidabil: toate produsele de curățare din oțel inoxidabil disponibile comercial.

Următorii agenți de curățare sunt aprobați pentru componentele din plastic: toți agenți de curățare alcalini ușori.

Toți dezinfectanții disponibili pe piață pot fi folosiți, cu condiția să îndeplinească cerințele specifice (cu marcaj CE).

13.3.2 Testare și lubrifiere

- Verifică regulat roțile pentru uzură și înlocuiește-le dacă este necesar.
- Verifică regulat dacă conexiunile șuruburilor sunt strânse.
- unge regulat toate piesele mobile și mecanice.

14 RAPORTAREA PROBLEMELOR PRODUSULUI



În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale și cu sistemul nostru de management al calității, toate problemele produsului trebuie raportate producătorului.

În timpul programului de lucru ne puteți contacta telefonic la +49 (0) 07461 / 1701-0.

În afara orelor normale de program, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa safety@tekno-medical.com.

Incidentele grave trebuie, de asemenea, raportate autorității locale responsabile de locația lor.

**15 GARANȚIE**

Produsele sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și sunt supuse controlului calității înainte de livrare. În cazul în care apar defecte, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service. Tekno-Medical nu poate garanta că produsele sunt potrivite pentru o anumită procedură. Acest lucru trebuie determinat de către utilizator. Tekno-Medical nu își asumă nicio răspundere pentru daune accidentale sau indirecte.

Tekno-Medical nu își asumă nicio răspundere dacă se poate dovedi că aceste instrucțiuni de utilizare au fost încălcate.

16 SERVICE ȘI REPARAȚII

Nu încercați să efectuați singur nicio reparație sau modificare a produsului. Aceasta este responsabilitatea exclusivă a personalului autorizat al producătorului. Produsele defecte trebuie să treacă prin întregul proces de recondiționare înainte de a fi returnate pentru reparații.

Pentru returnări, vă rugăm să utilizați formularul nostru de cerere RMA și certificatul de decontaminare. Puteți găsi formularele pe pagina noastră principală:

<https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

17 SIMBOL

Simbolurile utilizate în aceste instrucțiuni și pe etichetă au următoarea semnificație conform DIN EN ISO 15223-1:

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	Atenție!		Producător
	Dispozitiv medical		Data fabricației
	Unsteril		Urmați instrucțiunile de utilizare
	Număr de catalog		Protejează-te de lumina soarelui
	Desemnarea lotului		Păstrează într-un loc uscat
	Identificarea unică a produsului		Marca CE



18 LISTĂ DE PRODUSE

Stand: 23.10.2024

300-1000	300-6020	301-2010	302-2040	305-0100	306-8000
300-1010	300-6030	301-2011	302-3000	305-0110*	306-9010
300-1020	300-6040	301-2020	302-4000	305-0130	306-9020
300-1030	300-6050	301-2021	302-5000	305-0200	307-1000
300-1040	300-6160	301-2030	302-8000	305-0220	307-1010
300-1050	300-6190	301-2040	302-9000	305-0260	307-1020
300-1060	300-7000	301-2041	302-9001	305-0300	307-6000
300-1070	300-8000	301-2050	302-9021	305-0400	307-8002
300-1110	300-8010	301-2060	302-9190	305-0500	307-8003
300-1120	300-8020	301-2070	303-0000	305-0830	308-0000
300-1130	300-8040	301-2080	303-0010	305-1200	308-3000
300-1160	300-8050	301-2090	303-0020	305-1300	308-3010
300-1170	300-9000	301-2100	303-0040	305-1410	308-4000
300-1180	301-0001	301-2200	303-1000	305-1420	308-4010
300-1330	301-0002	301-3050	303-2000	305-1600	308-5000
300-2000	301-0010	301-5000	303-3000	305-1610	309-0000
300-2010	301-0030	301-5011	303-3010	305-1710	309-1000
300-2020	301-0040	301-5020	303-3070	305-1720	309-2000
300-2030	301-0050	301-5030	303-3080	305-2000	309-2010
300-2050	301-0101	301-6000	303-3140	305-2010	309-2020
300-2070	301-0200	301-6010	303-3220	305-2100	309-2030
300-2120	301-0202*	301-6020	303-5000	305-2300	309-2040
300-2180	301-0210	301-6030	303-8000	305-2400	309-3000
300-2190	301-0300	301-6050	303-9010	305-2600	309-3020
300-2191	301-0320*	301-8000	303-9020	305-3000	309-4000
300-3000	301-0325	301-8160	304-0020	305-3001	309-4040
300-4010	301-0330	302-0000	304-3000	305-3100	309-4193
300-5010	301-0335	302-2001	304-4000	306-1000	309-4210
300-5130	301-0401	302-2010	304-9000	306-1010	309-4211
300-5190	301-1020	302-2020	305-0000	306-2000	309-4419
300-6010	301-2000	302-2030	305-0010	306-7010	309-6010