



» OUTILS ET AIDES «



Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
GERMANY

Telefon: +49 7461 17 01 0

Mail : mail@tekno-medical.com

Web : www.tekno-medical.com

**Table des matières**

| | | |
|-------|--|---|
| 1 | Champ d'application | 4 |
| 2 | Examens | 4 |
| 3 | Manipulation..... | 4 |
| 4 | Objet | 4 |
| 5 | Indications..... | 4 |
| 6 | Contre-indications..... | 4 |
| 7 | Population de patients | 4 |
| 8 | Élimination..... | 4 |
| 9 | Avertissements..... | 5 |
| 10 | Instructions de retraitement | 5 |
| 10.1 | Préparation sur place..... | 5 |
| 10.2 | Transports..... | 5 |
| 10.3 | Préparation à la décontamination..... | 5 |
| 10.4 | Pré-nettoyage manuel..... | 5 |
| 10.5 | Nettoyage dans la machine | 6 |
| 10.6 | Désinfection automatique (thermique) | 6 |
| 10.7 | Essais fonctionnels | 6 |
| 10.8 | Entretien des instruments | 6 |
| 10.9 | Emballage | 6 |
| 10.10 | Stérilisation | 6 |
| 10.11 | Stockage | 7 |
| 10.12 | Informations sur la validation de la préparation | 7 |
| 11 | Instructions supplémentaires..... | 7 |
| 12 | Signaler les problèmes liés au produit | 7 |
| 13 | Garantie..... | 7 |
| 14 | Service et réparation..... | 7 |
| 15 | Symboles..... | 8 |
| 16 | Liste de produits | 8 |



Afin de réduire autant que possible les risques pour les patients, les utilisateurs ou, si nécessaire, les tiers, les instructions d'utilisation doivent être soigneusement respectées. L'application, la préparation et les essais des instruments ne peuvent être effectués que par des spécialistes formés. Les produits sont livrés non stériles et doivent subir le cycle complet de traitement (nettoyage, désinfection et, si nécessaire, stérilisation) avant la première et chaque utilisation ultérieure.



1 CHAMP D'APPLICATION

Ces instructions d'utilisation sont valables pour les outils et aides suivants de Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH (ci-après « Tekno-Medical ») :

- Marteaux, spatules, pinces à tissu, colliers de serrage, porte-lames, instruments de mesure, scies annulaires,
- Couteaux à plâtre, pinces à plâtre, perceuses à main, instruments de pliage, pinces à fil, bols, tasses, plateaux,
- Chiffons d'emballage, pinceaux, distributeurs de pinceaux, conteneurs à déchets, couteaux à cire, décapsuleurs, autres accessoires.



(Voir la liste des produits dans la dernière section)

2 EXAMENS

La fonctionnalité des instruments doit être vérifiée avant chaque utilisation.

Les dommages à la surface tels que les rayures, les fissures, les entailles, etc., ainsi que les pièces pliées signifient que l'instrument ne doit pas être utilisé. Les produits doivent ensuite être réparés par un service de réparation agréé ou éliminés de la manière habituelle en milieu hospitalier.

Les produits endommagés ne doivent pas être utilisés !

3 MANIPULATION

Les produits ne peuvent être utilisés conformément à leur destination que par du personnel dûment formé et qualifié. Le médecin traitant ou l'utilisateur est responsable de la sélection des instruments pour des applications spécifiques ou une utilisation opérationnelle, de la formation appropriée du personnel et de l'expérience dans la manipulation des produits.

4 OBJET

Outils et aides à guidage manuel sans contact direct avec le patient pour utilisation sur instruments médicaux, pansements et implants (fils et plaques). Les produits sont uniquement destinés à soutenir des procédures médicales ou d'autres traitements. La durée d'utilisation est temporaire (dans des conditions normales destinées à une utilisation ininterrompue sur une durée inférieure à 60 minutes) conformément au Règlement (UE) 2017/745.

5 INDICATIONS

Les outils et aides sont généralement utilisés pour soutenir divers examens et interventions.

6 CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation d'instruments coupants réutilisables est généralement contre-indiquée lorsque le recours à d'autres techniques est indiqué.

Il existe également des contre-indications :

- si le patient n'est pas préparé ;
- si les exigences techniques ne sont pas respectées.

Les instruments ne sont pas destinés à être utilisés sur le cœur ou sur le système nerveux central et circulatoire !

7 POPULATION DE PATIENTS

Il n'y a pas de restrictions sur la population de patients.

8 ÉLIMINATION

Si les instruments ne peuvent plus être réparés et reconditionnés, ils doivent être éliminés conformément aux réglementations et lois spécifiques au votre pays.



9 AVERTISSEMENTS

Les instruments en acier inoxydable ne doivent pas être placés dans une solution saline physiologique (NaCl), un contact prolongé peut entraîner des piqûres ou une corrosion sous contrainte. Les instruments ne peuvent être stérilisés qu'après un nettoyage et une désinfection préalable.

Les produits neufs doivent subir une seule fois l'ensemble du processus de préparation avant d'être utilisés pour la première fois. Un nouveau dispositif médical doit être soumis à une inspection visuelle et fonctionnelle approfondie après la livraison. Si le dispositif médical présente des défauts visibles de l'extérieur (rayures, cassures, fissures, entailles, parties pliées et rigidité) ou s'il ne fonctionne pas comme décrit dans ce mode d'emploi, nous, en tant que fabricant ou votre partenaire commercial, devons en être immédiatement informés.

Pour garantir le fonctionnement sûr des produits mentionnés, un entretien et un entretien corrects des produits sont essentiels. Un test fonctionnel ou visuel doit donc être effectué avant chaque utilisation. C'est pourquoi nous renvoyons aux sections correspondantes de ce mode d'emploi.

Il n'y a pas d'exigences spécifiques pour le stockage des produits avant stérilisation. Nous recommandons néanmoins de stocker les dispositifs médicaux dans un environnement propre et sec.

Tous les instruments médicaux doivent toujours être manipulés avec le plus grand soin lors du transport, du nettoyage, de l'entretien, de la stérilisation et du stockage.

Cela s'applique en particulier aux extrémités de travail, aux barrières et autres zones sensibles.

10 INSTRUCTIONS DE RETRAITEMENT

En général, les instruments chirurgicaux ne peuvent être retraités que par des personnes disposant de l'expertise nécessaire pour les activités prévues. Des informations détaillées sur la préparation des instruments peuvent être trouvées dans la „Brochure rouge“ de l'AKI. Sous www.a-k-i.org vous trouverez également des liens vers des lois, des normes et des comités d'experts en retraitement.

En raison de la conception du produit et des matériaux utilisés, aucune limite définie d'applications maximales réalisables ne peut être fixée. La durée de vie des dispositifs médicaux est essentiellement déterminée par leur fonction et leur manipulation soignée. Un retraitement fréquent a peu d'impact sur le produit. La fin de vie du produit est généralement déterminée par l'usure et les dommages dus à l'utilisation.

10.1 Préparation sur place

Immédiatement après utilisation, enlever la saleté grossière des instruments. N'utilisez pas d'agents fixateurs ou d'eau chaude (>40 °C), car cela entraînerait le gel des résidus et pourrait nuire au succès du nettoyage.

10.2 Transports

Stockage sûr dans un container fermé et transport des instruments vers le site de retraitement pour éviter d'endommager les instruments et de contaminer l'environnement.

10.3 Préparation à la décontamination

Si possible, les instruments doivent être démontés ou ouverts pour être retraités.

Les instruments doivent être stockés sur des supports d'instruments compatibles avec les machines et allant à la lave. La nature des tableaux de bord ne doit pas interférer avec le nettoyage et la désinfection ultérieurs par le son ou les ombres de rinçage.

10.4 Pré-nettoyage manuel

Faire tremper les instruments dans de l'eau déminéralisée froide pendant au moins 5 minutes. Si possible, démontez les instruments et nettoyez-les à l'eau froide avec une brosse douce jusqu'à ce qu'aucun résidu ne soit visible. Cavités, trous et filetages d'au moins 10 sec. Rinçage sous pression avec un pistolet à eau (méthode pulsée, pression minimale 2 bar). Placer les instruments dans un bain à ultrasons à 40 °C pendant 15 minutes avec un nettoyant alcalin ou enzymatique à 0,5 % et start l'ultrason. Retirer les instruments et rincer à l'eau froide.

La solution de nettoyage doit être changée au moins une fois par jour, plus souvent si nécessaire. Trop de contamination nuit à l'effet nettoyant et augmente le risque de corrosion. Les lois et directives nationales doivent être respectées.



10.5 Nettoyage dans la machine

Placez les instruments à l'état ouvert dans un plateau de tamis sur le chariot coulissant et commencez le processus de nettoyage. Instruments dissemblables dans leurs parties individuelles autant que possible.

| Pas | Paramètre | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| Prérinçage | Température de rinçage + qualité de l'eau | Eau froide de ville |
| | Temps d'exposition | 60 s |
| Prérinçage | Température de rinçage + qualité de l'eau | Eau froide de ville |
| | Temps d'exposition | 180 s |
| Nettoyage | Température de nettoyage | 45 °C |
| | Qualité de l'eau | Eau de ville |
| | Temps d'exposition | 300 s (pire condition) / RKI : 600 s |
| | Détergent | Neodisher Medizym |
| | Concentration | 0,50 % |
| Neutralisation | Température de rinçage | 40 °C |
| | Qualité de l'eau | Eau de ville |
| | Temps d'exposition | 180 s |
| | Agents neutralisants | Neodisher Z |
| | Concentration | 0,10 % |
| Rinçage | Température de rinçage | 40 °C |
| | Qualité de l'eau | Désionisée |
| | Temps d'exposition | 120 s |

10.6 Désinfection automatique (thermique)

| Pas | Paramètre | |
|------------------------|---|-----------------------------|
| Désinfection thermique | Température de désinfection | 90 °C (A ₀ 3000) |
| | Qualité de l'eau | Désionisée |
| | Temps d'exposition | 300 s |
| Séchage | Séchage de l'extérieur des instruments par le cycle de séchage du nettoyage / dispositif de désinfection. Si nécessaire, le séchage manuel peut également être effectué à l'aide d'un tissu peut être atteint. Cavités et canaux d'instruments avec air comprimé stérile sec. | |

10.7 Essais fonctionnels

Après chaque nettoyage, les produits doivent être macroscopiquement propres, c'est-à-dire exempts de contamination visible. Les produits tachés doivent être triés immédiatement et faire l'objet d'un traitement particulier. Toutes les pièces mobiles doivent être vérifiées avec une attention particulière. Si des erreurs ou des dommages surviennent, les produits doivent être immédiatement triés.

10.8 Entretien des instruments

« Entretien » signifie essentiellement l'application d'huile pour instruments ou de lait pour instruments (émulsion d'huile blanche dans l'eau). Les produits à mâchoires mobiles, articulations, serrures ou à surfaces coulissantes métalliques doivent être traités avec des produits d'entretien à base d'huile de paraffine stérilisables à la vapeur. L'huile de paraffine doit être conforme à la pharmacopée en vigueur et être physiologiquement inoffensive. (De plus amples informations figurent dans la norme DIN 96298-4.)

10.9 Emballage

Sélectionner un emballage pour la stérilisation conformément aux normes DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 et DIN EN 868-8.

10.10 Stérilisation

Stérilisation des produits par procédé de pré-vide fractionné (conformément à la DIN EN ISO 17665), en tenant compte des exigences nationales respectives.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pré-vide : | 3 fois |
| Température de stérilisation : | 134 °C |
| Temps de stérilisation : | 5 min |
| Séchage : | 20 min. |

L'utilisation de tout autre procédé de stérilisation est hors de notre responsabilité.



10.11 Stockage



Les instruments stérilisés doivent être stockés dans un emballage approprié dans un environnement sec, propre et exempt de poussière et à un niveau d'humidité constant. La distance entre le sol et l'étagère doit être d'au moins 30 cm. La durée de conservation doit être déterminée par l'utilisateur lui-même.

10.12 Informations sur la validation de la préparation

Les instructions d'essai, les matériaux et les machines suivants ont été utilisés pour la validation :

| | |
|---|-------------------------------|
| Détergent | Neodisher Medizym 0,5 % (v/v) |
| Neutralisant | Neodisher Z 0,1 % (v/v) |
| Laveur-désinfecteur | Miele PG 8535 |
| Autoclave à vapeur | Lautenschläger ZentraCert |
| Pour plus de détails, voir les rapports :23277 / 23279 / 23278 (CleanControlling Medical GmbH & Co. KG) | |

11 INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Si les produits chimiques et les machines décrits ci-dessus ne sont pas disponibles, il appartient à l'utilisateur de valider son procédé en conséquence.



Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le processus de refabrication, y compris les ressources, les matériaux et le personnel, est approprié pour atteindre les résultats requis.

State-of-the-art et les lois nationales exigent le respect de processus validés.

Pendant le retraitement, la température agissant sur l'instrument ne doit pas dépasser **140°C**. En principe, le nettoyage et la désinfection mécaniques sont toujours préférables au nettoyage manuel. Grâce au nettoyage et à la désinfection mécanique, le processus est plus sûr. Les instruments ne doivent pas être stérilisés dans des stérilisateur à air chaud. Les produits de nettoyage fortement alcalins endommagent les plastiques et les revêtements anodisés.

12 SIGNALER LES PROBLÈMES LIÉS AU PRODUIT



Conformément aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et à notre système de gestion de la qualité, tous les problèmes liés aux produits doivent être signalés au fabricant.

Pendant les heures de bureau, vous pouvez nous joindre par téléphone au +49 (0) 07461 / 1701-0.

En dehors des heures normales de bureau, veuillez envoyer un courriel à safety@tekno-medical.com.

Les incidents graves doivent également être signalés à l'autorité locale compétente.

13 GARANTIE

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et font l'objet d'un contrôle qualité avant livraison. En cas de défaut, veuillez contacter notre service client.

Tekno-Medical ne garantit pas l'adéquation de ses produits à toutes les interventions. Il appartient à l'utilisateur de le déterminer. Tekno-Medical décline toute responsabilité en cas de dommages accidentels ou indirects. Tekno-Medical décline également toute responsabilité en cas de non-respect avéré du mode d'emploi.

Attention : En cas d'utilisation des instruments sur des patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, Tekno-Medical décline toute responsabilité quant à leur réutilisation.

14 SERVICE ET RÉPARATION

N'essayez pas vous-même de réparer ou de modifier le produit. Cette responsabilité incombe exclusivement au personnel agréé du fabricant. Les produits défectueux doivent avoir subi l'intégralité du processus de remise à neuf avant d'être retournés pour réparation.

Pour les retours, veuillez utiliser notre formulaire de demande RMA et notre certificat de décontamination.

Vous trouverez les formulaires sur notre page d'accueil :

<https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>



15 SYMBOLES

Les symboles utilisés dans ces instructions et sur l'étiquette ont la signification suivante selon DIN EN ISO 15223-1 :

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | Attention ! | | Fabricant |
| | Dispositif médical | | Fabriquer en |
| | Respectez les instructions d'utilisation | | Non stérile |
| | Catalogue | | Protéger de la lumière du soleil |
| | Désignation du lot | | Conserver dans un endroit sec |
| | Identification claire du produit | | Marquage CE |

16 LISTE DE PRODUITS



Imprimé le 12.03.2026

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 4605-01 | 12850-13 | 24084-00 | 38564-07 | 56581-19 W | 83132-23* | 87036-03 | 87550-LRC-SI |
| 4605-02 | 14100-15 | 24084-01 | 38564-18 | 707-604 | 83132-30* | 87036-04 | 87550-LRC-YE |
| 4607-01* | 14100-16 | 24622-20 | 38565-17 | 707-605 | 83132-35* | 87036-05 | 87551-B0F-RC |
| 4612-01 | 14100-19 | 24855-00 | 38565-22 | 707-610 | 83132-38* | 87036-06 | 87552-B0F-RC |
| 4615-00 | 14100-20* | 24857-00 | 38569-01 | 708-747 | 83132-42* | 87036-07 | 88530-LRC-BK |
| 4625-08 | 14100-24 | 24858-00 | 38569-17 | 71200-01* | 83133-01+ | 87036-08 | 88532-B0F-RC |
| 4630-01 | 14101-15 | 24859-06 | 38571-05 | 71200-02* | 83142-08 | 87036-09 | BC 805-09 |
| 4651-10 | 14101-16 | 24860-00 | 38571-07 | 71500-00 | 83142-11 | 87036-10 | BC 805-11 |
| 4651-15 | 14101-19 | 24862-00 | 38572-16 | 71500-01* | 83142-12 | 87250-BL | BC 805-13 |
| 4651-20 | 14101-20 | 24863-00 | 38573-02 | 71501-16 | 83142-16 | 87250-GR | BC 805-15 |
| 4651-30 | 14110-16 | 24864-06 | 38573-18 | 71501-16HF | 83143-10* | 87250-RE | TKKS00006 |
| 4651-50 | 14110-18 | 24910-81 | 38573-20 | 71505-16 | 83143-14 | 87250-SI | TKKS00010 |
| 4668-15 | 14120-14 | 24910-82 | 38573-24 | 71506-17 | 83143-17 | 87250-YE | Z0000095160 |
| 4950-00 | 14150-14 | 24910-83 | 38575-16* | 71507-00 | 83143-19 | 87510-B0F-RC | Z0000112383 |
| 4963-20 | 14160-18 | 26011-11* | 38576-01* | 71507-00HF | 83143-20 | 87510-LRC-BK | Z0000117654 |
| 5110-11 | 17830-02 | 29999-26 | 38576-02* | 71509-00 | 83143-21 | 87510-LRC-BL | Z0000119257 |
| 5110-12 | 17837-19 | 30430-01 | 38578-16* | 71509-00HF | 83144-50 | 87510-LRC-GR | Z0000121244 |
| 5110-13 | 20800-15 | 30430-02 | 38583-18 | 71509-00HFE | 83153-09 | 87510-LRC-RE | Z0000123240 |
| 7006-12 | 20800-18 | 30430-03 | 38584-19 | 71512-00* | 83153-10 | 87510-LRC-SI | Z0000124899 |
| 7006-18 | 20800-20 | 30430-04 | 40184-00 | 71514-00 | 83153-12 | 87510-LRC-YE | Z0000126152 |
| 7215-13 | 20801-15 | 30444-39 | 40275-20 | 72520-00 | 83153-15 | 87511-B0F-RC | Z0000126273 |
| 7220-09 | 20801-18 | 30445-35 | 40275-40 | 72521-17 | 83155-10* | 87512-B0F-RC | Z0000127497 |
| 7225-09 | 20801-20 | 32560-20 | 40276-15 | 790-414 | 83155-25* | 87513-B0F-RC | Z0000128104 |
| 9592-12 | 20827-16* | 34261-15 | 40276-20 | 83105-15 | 83155-50 | 87514-B0F-RC | Z0000128676 |
| 9593-10D | 23100-14 | 34261-27 | 40276-40 | 83105-17 | 83160-90 | 87520-B0F-RC | Z0000129032 |
| 9622-12 | 23110-18 | 34265-18 | 40277-20 | 83105-18 | 83165-17 | 87520-LRC-BK | Z0000129136 |
| 9629-12 | 23120-20 | 34265-19 | 40277-40 | 83105-22* | 83165-20 | 87520-LRC-BL | Z0000129137 |
| 9632-12 | 23150-18 | 35800-34 | 40800-00 | 83105-23* | 83165-25 | 87520-LRC-GR | Z0000129361 |



| | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 9637-12 | 23160-18 | 35805-35 | 40800-01 | 83105-26 | 83165-27 | 87520-LRC-RE | Z0000129362 |
| 12800-10 | 23180-21* | 37150-02 | 48175-14 | 83105-28 | 83165-40* | 87520-LRC-SI | Z0000129490 |
| 12800-12 | 23250-30 | 38125-30 | 48177-11* | 83105-30 | 83170-23 | 87520-LRC-YE | Z0000129862 |
| 12800-14 | 23270-28 | 38388-10 | 48185-00 | 83105-32 | 83170-31 | 87521-B0F-RC | Z0000130147 |
| 12800-16 | 23275-23 | 38391-03 | 48188-01 | 83105-36 | 83180-01 | 87522-B0F-RC | Z0000130354 |
| 12800-18 | 23290-18 | 38391-05 | 48188-17 | 83105-39 | 83217-00 | 87530-B0F-RC | Z0000130511 |
| 12801-09 | 23290-24 | 38394-24 | 48190-01 | 83108-25+ | 83217-10 | 87530-LRC-BK | Z0000131103 |
| 12801-09* | 24025-21 | 38395-00 | 48190-16 | 83110-02 | 83217-20 | 87530-LRC-BL | Z0000131306 |
| 12802-13 | 24030-21 | 38397-02 | 48192-01 | 83110-04* | 86500-70 | 87530-LRC-GR | Z0000131307 |
| 12802-15 | 24035-21 | 38399-08 | 48192-17 | 83110-05 | 86500-71 | 87530-LRC-RE | Z0000131308 |
| 12805-09 | 24036-01 | 38439-06 | 50029-00 | 83110-06* | 86600-00 | 87530-LRC-SI | Z0000131311 |
| 12805-09HF | 24036-02 | 38439-08 | 50029-01 | 83110-08* | 86605-00 | 87530-LRC-YE | Z0000131312 |
| 12805-11 | 24040-19 | 38447-01 | 50029-02 | 83110-09 | 86610-00 | 87531-B0F-RC | Z0000131313 |
| 12805-13 | 24041-24 | 38447-02 | 50029-03 | 83110-11* | 86611-00 | 87532-B0F-RC | Z0000131314 |
| 12805-13HF | 24042-28 | 38447-03 | 50428-08* | 83110-12* | 87001-10 | 87533-B0F-RC | Z0000131377 |
| 12805-15 | 24042-30 | 38542-10 | 50429-08* | 83110-13 | 87001-11 | 87534-B0F-RC | Z0000131526 |
| 12806-11* | 24043-24 | 38542-15 | 50430-00 | 83110-15 | 87003-00 | 87540-B0F-RC | Z0000138511 |
| 12807-11 | 24044-18 | 38542-25 | 50430-02* | 83110-20 | 87003-01 | 87540-LRC-BK | Z0000138520 |
| 12809-13 | 24044-20 | 38542-35 | 50434-01 | 83110-25* | 87021-15 | 87540-LRC-BL | |
| 12810-05 | 24047-21 | 38543-20 | 50581-00* | 83122-02* | 87026-01 | 87540-LRC-GR | |
| 12810-09 | 24050-17 | 38544-20 | 50581-19 | 83122-05 | 87026-02 | 87540-LRC-RE | |
| 12820-09 | 24050-90 | 38545-20 | 50924-00 | 83122-10 | 87026-03 | 87540-LRC-SI | |
| 12825-18 | 24051-20 | 38548-04 | 50930-00 | 83122-20 | 87026-04 | 87540-LRC-YE | |
| 12830-10 | 24053-18 | 38554-22 | 50930-01 | 83124-00* | 87026-05 | 87541-B0F-RC | |
| 12830-13 | 24054-01 | 38554-23 | 50930-03 | 83130-23* | 87026-06 | 87542-B0F-RC | |
| 12840-13 | 24054-02 | 38555-18 | 50930-04 | 83131-19 | 87026-07 | 87543-B0F-RC | |
| 12840-15 | 24055-16 | 38556-15 | 50930-15 | 83131-24 | 87026-08 | 87544-B0F-RC | |
| 12840-20 | 24056-19 | 38558-45 | 50930-17 | 83131-28+ | 87026-09 | 87550-B0F-RC | |
| 12845-10 | 24056-90 | 38560-04 | 50930-22 | 83131-29 | 87026-10 | 87550-LRC-BK | |
| 12845-13 | 24057-01 | 38563-14 | 50930-50 | 83131-32 | 87027-49 | 87550-LRC-BL | |
| 12847-14 | 24057-02 | 38563-17 | 53375-01 | 83131-38 | 87036-01 | 87550-LRC-GR | |
| 12850-11 | 24059-24 | 38564-05 | 54110-00 | 83132-21* | 87036-02 | 87550-LRC-RE | |