



» ADGANGSINSTRUMENTER «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
TYSKLAND

SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Mail: mail@tekno-medical.com

Web: www.tekno-medical.com



1	ANVENDELSESOMRÅDE	4
2	KONTROLLER	4
3	HÅNDBETING	4
4	ANVENDELSESFORMÅL	4
4.1	VERESS-NÅLE (INSUFFLATIONSKANYLER)	4
4.2	TROKARER	4
4.3	AKSLER	5
5	INDIKATIONER	5
6	KONTRAINDIKATIONER	5
7	PATIENTPOPULATION	5
8	KOMBINATIONER	5
9	BORTSKAFFELSE	5
10	ADVARSLER	5
11	OPARBEJDNING	6
11.1	FORBEREDELSE PÅ ANVENDELSESSTEDET	6
11.2	TRANSPORT	6
11.3	FORBEREDELSE TIL STERILISERING	6
11.4	MANUEL FOR-RENGØRING	6
11.4.1	Generelt	6
11.4.2	Veress-nåle	6
11.5	RENGØRING I MASKINE	6
11.6	MASKINEL (TERMISK) DESINFICERING	7
11.7	FUNKTIONSKONTROL, VEDLIGEHOLDELSE	7
11.8	EMBALLAGE	7
11.9	STERILISATION	7
11.10	OPBEVARING	7
11.11	INFORMATION OM VALIDERING AF BEARBEJDELSEN	7
12	YDERLIGERE VEJLEDNINGER	7
13	RAPPORTERING AF PRODUKTPROBLEMER	8
14	GARANTI	8
15	SERVICE OG REPARATION	8
16	MONTERING OG DEMONTERING	9
16.1	VERESS-NÅLE	9
16.2	SIKKERHEDSTROKAR	9
16.3	TROKARHYLSTER (AUTOMATISK)	10
16.4	ARTROSKOPISK SKAFT	11
17	SYMBOLER	12
18	PRODUKTLISTE	12



For at minimere risici for patienter, brugere eller tredjeparter skal brugsanvisningen følges nøje. Brug, klargøring og test af instrumenterne må kun udføres af uddannede specialister.



Adgangsinstrumenterne fra Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH leveres usterile og skal gennemgå en komplet rengørings- og steriliseringscyklus før første og hver efterfølgende brug.

1 ANVENDELSESOMRÅDE

Omfanget af denne brugsanvisning henviser til følgende produkter: Access-instrumenter fra Tekno Medical Optik-Chirurgie GmbH (se produktlisten for brugsanvisninger i appendiks).

Disse omfatter blandt andet:

- Trokarer (sleeves, tubes, mandrels),
- Aksler (artroskopiskeder, resektoskopiskeder, cystouretroskopiskeder, diagnostiske skeder, nefroskopiskeder, albara-greb, permanente irrigationsskeder etc.),
- Hasson-vedhæftninger, dilatatorer og obturatorer,
- Optiske broer,
- Veress-nåle.



2 KONTROLLER

Før hver brug af kirurgiske instrumenter skal de kontrolleres for brud, revner, deformation, skader og funktionalitet. Følsomme områder som stophaner, tætninger, tætningsflader og alle bevægelige dele skal kontrolleres særligt omhyggeligt. Slidte, korroderede, deformerede, porøse eller på anden måde beskadigede komponenter skal afvises. De rustfrie ståltyper, der anvendes i produktionen, danner specifikke passive lag som beskyttende belægninger på grund af deres legering. Disse ståltyper er kun delvist modstandsdygtige over for angreb fra kloridioner og aggressive medier og væsker!



Beskadigede produkter må ikke anvendes!

Instrumenter skal kontrolleres for korrekt funktion før hver brug!

Instrumenter med stophaner, tætninger, klapper og tilslutninger skal også kontrolleres for utætheder.

Tab af pneumoperitoneum er muligt på grund af utætte stophaner eller manglende/beskadigede tætninger!

3 HÅNTERING

Instrumenterne må ikke overbelastes ved vridning eller løft, da dette kan føre til beskadigelse eller brud på instrumentets dele.

Instrumenterne må kun anvendes af kirurgisk uddannet sundhedspersonale.

Disse instrumenter er ikke beregnet til brug på hjertet eller det centrale nerve- og kredsløbssystem!

4 ANVENDELSESFORMÅL

Brug uden for det tilsigtede formål kan resultere i komplikationer eller skader på patienten, og det kan være nødvendigt med en ny operation.

Brugeren afgør på baggrund af sin ekspertise, om instrumentet er egnet til den pågældende anvendelse.

Varighed af brug: Kortvarig (beregnet til uafbrudt brug under normale forhold i en periode på op til 30 dage) i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745.

4.1 Veress-nåle (insufflationskanyler)

Veress-nålen bruges til at indføre kuldioxid eller andre gasser i abdomen under laparoskopiske procedurer. Den indstrømmende gas løfter bugvæggen og minimerer dermed risikoen for skader på de indre organer under operationen. Den består af et indre og et ydre skaft. Det indre skaft skubbes tilbage af en fjeder, når snittet lægges, så spidsen af det ydre skaft kommer til syne. Den stumpe, distale ende af det indre skaft glider derefter fremad igen og dækker spidsen af det ydre skaft for ikke at skade de indre organer.

4.2 Trokarer

Trokarer er instrumenter, der bruges til at skabe en åbning i en kropshule (f.eks. bughulen, brysthulen) og holdes åben af et rør. Gas (normalt CO₂) kan også føres ind i kroppen via trokaren for at opretholde det kirurgiske felt. Slangen og trokaren føres ind i bughulen gennem f.eks. bugvæggen. Når trokaren er fjernet fra røret, har kirurgen mulighed for at se ind i bughulen med et endoskop eller udføre minimalt invasiv kirurgi i bughulen ved hjælp af gribe-, skære- og andre instrumenter.



4.3 Aksler

Disse instrumenter bruges som føringer for andre kirurgiske instrumenter eller optik (endoskoper). Aksler kan også have grænseflader (forbindelser) til andre instrumenter eller enheder.

5 INDIKATIONER

Adgangsinstrumenterne fra Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH bruges til minimalt invasive procedurer. De bruges primært til at skabe og opretholde adgang til det kirurgiske felt eller som føringer for andre kirurgiske instrumenter, såsom arbejdsskafter eller optik.

6 KONTRAINDIKATIONER

Brugen af adgangsinstrumenter i forbindelse med minimalt invasive procedurer er generelt kontraindiceret, hvis brugen af andre kirurgiske teknikker er indiceret, og i tilfælde af helbredstilstande, der hæmmer helingsprocessen, f.eks:

- Nedsat blodforsyning,
- ekstrem fedme,
- akutte og kroniske, lokale eller systemiske infektioner,
- dybe eller overfladiske infektioner,
- systemiske sygdomme og metaboliske dysfunktioner,
- Psykiske tilstande, der umuliggør deltagelse i rehabiliteringsprogrammet (Parkinsons sygdom, alkoholisme, stofmisbrug osv.),
- Allergier eller andre reaktioner på det anvendte materiale.

Der er også kontraindikationer,

- generel inoperabilitet;
- hvis patienten ikke er villig;
- hvis de tekniske krav ikke er opfyldt.

Ikke til brug på hjertet og det centrale kredsløbs- og nervesystem.

Den ansvarlige læge skal beslutte, om den påtænkte anvendelse kan udføres på baggrund af patientens generelle tilstand.

7 PATIENTPOPULATION

Bortset fra de kontraindikative anvendelser, som er anført i denne brugsanvisning, er der ingen begrænsninger hvad angår patientpopulationen.

8 KOMBINATIONER

Produkterne i denne gruppe kan forbindes til insufflatorer eller suge- og skylleapparater via standardiserede Luer-Lock-forbindelser.

Adgangsinstrumenterne bruges generelt i kombination med andre minimalt invasive instrumenter, såsom optik, arbejdsskafter, holdepinsetter, sakse osv. Disse kombinationsprodukter er ikke en del af denne produktgruppe. Disse kombinationsprodukter er ikke en del af denne produktgruppe, og brugen og kombinationen (med bivirkninger og interaktioner) kan derfor ikke beskrives i denne vejledning.

Ansvar for brugen af vores adgangsinstrumenter i kombination med tredjeparts instrumenter ligger udelukkende hos den behandlende læge.

Instrumenternes og anordningernes kompatibilitet med hinanden skal kontrolleres før hver procedure.

9 BORTSKAFFELSE

Hvis instrumenterne ikke længere kan repareres og istandsættes, skal instrumenterne bortskaffes i overensstemmelse med gældende landespecifikke regler og love.

10 ADVARSLER



Instrumenter af rustfrit stål må ikke anbringes i fysiologisk saltopløsning (NaCl), da langvarig kontakt kan føre til grubetæring eller spændingskorrosion.

Instrumenter må kun steriliseres efter forudgående rengøring og desinfektion.

Rør ikke ved skarpe kanter og spidser.

**11 OPARBEJDNING**

Generelt må kirurgiske instrumenter kun oparbejdes af personer, der har den nødvendige ekspertise til de planlagte aktiviteter. Detaljerede oplysninger om forberedelse af instrumenter findes i AKI's "røde brochure".

Under www.a-k-i.org finder du også links til love, standarder og ekspertudvalg for oparbejdning.

På grund af produktdesignet og de anvendte materialer kan der ikke fastsættes nogen defineret grænse for maksimalt mulige anvendelser. Medicinsk udstyrs levetid bestemmes af deres funktion og skånsomme håndtering. Hyppig oparbejdning har ringe effekt på produktet. Slutningen af produktets levetid bestemmes normalt af slid og skader forårsaget af brug. Mærkningens læsbarhed er blevet verificeret over 200 præparater.

11.1 Forberedelse på anvendelsesstedet

Fjern groft snavs fra instrumenterne umiddelbart efter brug. Brug ikke fikseringsmidler eller varmt vand (>40 °C), da dette kan forårsage, at rester storkner og forringe rengøringsresultaterne negativt. Skyl hulrummene med koldt vand. Hvis det ikke er muligt at skylle med koldt vand, skal instrumentet pakkes ind i en fugtig klud for at forhindre, at rester tørrer ind på instrumentet.

11.2 Transport

Sikker opbevaring i en lukket beholder og transport af instrumenterne til oparbejdningsstedet for at undgå beskadigelse af instrumenterne og forurening af miljøet.

11.3 Forberedelse til sterilisering

Instrumenterne skal, om muligt, adskilles eller åbnes i forbindelse med bearbejdelse (se produktspecifikke anvisninger). Instrumenter skal anbringes på maskinelt egnede instrumentbakker, så de kan skylles på korrekt vis. Instrumentbakkernes beskaffenhed skal sikre, at de ikke skygger for den efterfølgende rengøring og desinficering via lyd eller skylning.

11.4 Manuel for-rengøring**11.4.1 Generelt**

Dyp instrumenterne i koldt, deioniseret vand i mindst 5 minutter. Hvis det er muligt, skil instrumenterne ad, og rengør dem under koldt rindende vand med en blød børste, indtil der ikke er synlige rester. Skyl hulrum, borer og gevind med en højtryksrensner i mindst 10 sekunder (puls metode, minimumstryk 2 bar). Placer instrumenterne i et ultralydsbad ved 40 °C med et 0,5 % alkalisk eller enzymatisk rengøringsmiddel, og soniker i 15 minutter. Tag instrumenterne ud, og skyl dem med koldt vand.

Rengøringsopløsningen bør skiftes mindst én gang om dagen, og oftere om nødvendigt. Overdreven tilsmudsning forringer rengøringseffekten og øger risikoen for korrosion. Nationale love og regler skal overholdes.

11.4.2 Veress-nåle

Veress-nåle kan på grund af deres lange og tynde lumen stadig indeholde interne forurenende stoffer efter manuel forrensning. Derfor skal de skylles flere gange med åben hane før adskillelse og maskinrengøring. Skylleopløsning eller demineraliseret vand bør fortrinsvis anvendes til dette formål.

11.5 Rengøring i maskine

Placer åbne instrumenter i en sibakke på vognen, og start rengøringsprocessen. Adskil instrumenterne så meget som muligt i deres individuelle dele (se den instrumentspecifikke vejledning). Instrumenter med skylle- eller Luer-lock-tilslutning skal tilsluttes vaske- og desinfektionsmaskinens skylleport ved hjælp af en skylleadapter.

Trin	Parameter	
Forskyll	Skylletemperatur + vandets kvalitet	Koldt vand fra hanen
	Virkningstid	60 sek.
Forskyll	Skylletemperatur + vandets kvalitet	Koldt vand fra hanen
	Virkningstid	180 sek.
Rengøring	Rengøringstemperatur	45 °C
	Vandkvalitet	Vand fra hanen
	Virkningstid	300 sek. (worst case condition) / RKI-anbefaling 600 sek.
	Rengøringsmiddel	Neodisher Medizym
	Koncentration	0,50 %
Neutralisering	Skylletemperatur	40 °C
	Vandkvalitet	Vand fra hanen
	Virkningstid	180 sek.
	Neutraliseringsmiddel	Neodisher Z
Efterskyll	Koncentration	0,10 %
	Skylletemperatur	40 °C
	Vandkvalitet	Demineraliseret vand
	Virkningstid	120 sek.

**11.6 Maskinel (termisk) desinficering**

Trin	Parameter	
Termisk desinficering	Desinficeringstemperatur	90 °C (A ₀ 3000)
	Vandkvalitet	Demineraliseret vand
	Virkningstid	300 sek.
Tørring	Tørring af ydersiden af instrumenterne via rengørings- / desinficeringsapparatets tørrecyklus. Om nødvendigt, kan der desuden foretages en manuel aftørring med en frugfri klud. Hulrum og kanaler i instrumenterne tørres med steril trykluft.	

11.7 Funktionskontrol, vedligeholdelse

Visuel inspektion for renhed; om nødvendigt samles instrumenterne igen, plejes og funktionstestes i henhold til denne betjeningsvejledning.

Gentag om nødvendigt oparbejdningsprocessen, indtil instrumentet er visuelt rent.

Alle plastdele og tætninger skal kontrolleres efter sterilisering for at sikre, at de ikke er revnede, skøre eller slidte.

Hvis disse dele er beskadigede, skal de udskiftes med nye originale dele.

Behandl instrumenter med bevægelige dele med plejeolie, f.eks: TK95 100-00.

Haner og ventilstempler skal smøres før sterilisering (vi anbefaler vores rørfedt Z0000128110).

Defekte eller beskadigede instrumenter skal kasseres med det samme.

(Yderligere oplysninger kan findes i DIN 96298-4).

11.8 Emballage

Vælg standardkonform emballage til instrumenterne til sterilisering i henhold til DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 og DIN EN 868-8.

11.9 Sterilisation

Sterilisation af produkterne foregår via en fraktioneret præ-vakuumpoces (iht. DIN EN ISO 17665) under hensyntagen til de pågældende nationale krav.

Præ-vakuumpoces:	3 gange
Sterilisationstemperatur:	134 °C
Sterilisationstid:	5 min.
Tørretid:	20 min.

Vi fratægger os ansvaret i tilfælde af brug af anden sterilisationsmetode!

11.10 Opbevaring

Opbevaring af de steriliserede instrumenter skal foregå i en egnet emballage under tørre, rene og støvfri forhold ved en moderat temperatur mellem +5 °C og +40 °C ved en konstant luftfugtighed. Må ikke opbevares sammen med kemikalier. Afstanden mellem gulv og hyldes bær være mindst 30 cm. Opbevaringstiden



fastlægges af brugeren. Beskyt mod sollys!

11.11 Information om validering af bearbejdelsen

Følgende materialer og maskiner blev anvendt i forbindelse med valideringen af den maskinelle bearbejdelse:

Rengøringsmiddel:	Neodisher Medizym 0,5 % (v/v)
Neutralisation:	Neodisher Z 0,1 % (v/v)
Rengørings-desinfektionsapparat:	Miele PG 8535
Dampautoklave:	Lautenschläger ZentraCert
For detaljer, se testrapporterne: 23277 / 23278 / 23279 (CleanControlling Medical GmbH & Co. KG)	

12 YDERLIGERE VEJLEDNINGER

Hvis de kemikalier og maskiner, der er beskrevet ovenfor, ikke er tilgængelige, er det brugerens ansvar at validere sin proces i overensstemmelse hermed. Det er brugerens ansvar at sikre, at oparbejdningsprocessen, herunder ressourcer, materialer og personale, er egnet til at opnå de krævede resultater. Den nyeste teknologi og nationale love kræver, at validerede processer følges. Under oparbejdningen må temperaturen på instrumentet ikke overstige **140 °C**. I princippet er automatiseret rengøring og desinfektion altid at foretrække frem for manuel rengøring og desinfektion. Der er større sikkerhed i processen med automatiseret rengøring og desinfektion.

Brug aldrig metalbørster, metalsvampe eller slibende rengøringsmidler til manuel rengøring/forrengøring. Stærkt alkaliske rengøringsmidler beskadiger plast og anodiserede lag. Instrumenterne må ikke steriliseres i varmluftsterilisatorer. Brug ikke ætsende rengøringsmidler. Brug ikke stærkt oxiderende rengøringsmidler. Midler med en neutral pH-værdi (7,0) er bedst egnede.



13 RAPPORTERING AF PRODUKTPROBLEMER



I overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr og vores kvalitetsstyringssystem skal alle produktproblemer rapporteres til producenten.

I åbningstiden kan du kontakte os på telefon på +49 (0) 07461 / 1701-0.

Uden for almindelig åbningstider bedes du sende en e-mail til safety@tekno-medical.com.

Alvorlige hændelser skal også rapporteres til den kompetente myndighed i deres lokalområde.

14 GARANTI

Produkterne er lavet af materialer af høj kvalitet og gennemgår kvalitetskontrol før levering. Hvis der stadig opstår fejl, bedes du kontakte vores service. Tekno-Medical kan ikke garantere, at produkterne er egnede til den pågældende procedure. Dette skal bestemmes af brugeren selv.

Tekno-Medical påtager sig intet ansvar for tilfældige eller deraf følgende skader.

Tekno-Medical påtager sig intet ansvar, hvis det bevises, at disse brugsanvisninger er blevet overtrådt.

Opmærksomhed: I tilfælde af brugen af instrumenterne hos patienter med Creutzfeldt-Jakobs sygdom afviser Tekno-Medical ethvert ansvar for genbrug.

15 SERVICE OG REPARATION

Udfør ikke nogen reparationer eller ændringer på produktet på egen hånd. Kun autoriseret personale fra producenten er ansvarlige og har ansvaret for dette.

Defekte produkter skal have gennemgået hele remanufacturing-processen, før de kunne returneres til reparation.


Til returneringer skal du bruge vores RMA-ansøgningsformular og dekontamineringscertifikatet.

Du kan finde formularerne på vores hjemmeside: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>




16 MONTERING OG DEMONTERING

16.1 Veress-nåle



16.2 Sikkerhedstrokar

**Samling af instrumentet**

Før den rillede ærme **01** over fjederstangen **02a** eller **02b**, og drej den, indtil styrestiften er i styresporet. Hold den rillede ærme **01** fast i rullen, og skru den fast på hættten **04**. Kontrollér, at instrumentet fungerer korrekt.



Skil instrumentet ad

Afmonter kun forrensede instrumenter!

Skru hættten **04** af piercing ærme **01**, og træk fjederstangen 02a eller 02b ud. Sikkerhedstrokareren er nu helt afmonteret.




16.3 Trokarhylster (automatisk)




Samling af instrumentet

1. Monter forseglingshætten.



2. Sæt tætningen i, så tætningslæben stikker ud.



3. Skru holder til forseglingsskappe fast på hoveddelen.




4. Monter O-ringen.



5. Skru hoveddelen fast på bolig.



6. Sæt hane ind i hane kroppen hane kroppen, så stiften løber ind i vinduet.



7. Skrues på med fjederkappe.

8. Skru akselrøret på.

Skil instrumentet ad


1. Fjern forseglingsskappen.
2. Skru tætningshætteholderen af.3. Skru hoveddelen af.
4. Fjern O-ringen.6. Skru fjederhætten af,
7. Fjern hane.
8. Skru akselrøret af.

5. Forsegling fjern.




16.4 Artroskopisk skaft

Skil instrumentet ad



1. Løsn og fjern omløbermøtrikken.



2. Fjern dækringen.



4. Fjern hanen.


3 Skru fjederkappene af.



5. Fjern O-ringene.

Samling af instrumentet

1. Indsæt begge O-ringe.



2. Sæt hanen ind i hanekroppen
hanekroppen, så stiften
løber ind i vinduet




3. Skrues på med fjederkappe.



4. Træk dækringen over akselrøret.

5. Skub omløbermøtrikken
over akselrøret, og spænd
den fast.





17 SYMBOLER

De symboler, der anvendes i denne instruktion og på etiketten, har følgende betydning i henhold til DIN EN ISO 15223-1:

	Opmærksomhed!		Fabrikant
	Hospitalsudstyr		Fremstillingsdato
	Ikke-steril		Overhold brugsanvisningen
	Katalog no.		Beskyt mod sollys
	Batch betegnelse		Opbevares tørt
	Tydelig produktidentifikation		
	CE-mærkning med nummeret på det bemyndigede organ mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart		

18 PRODUKTLISTE

REF

Trykt den: 19.03.2026

6150-30	704-012*	704-157	704-4025*	730-162	790-531*	791-056	793-024*
6150-35	704-012-15	704-158	704-4026	730-170	790-533*	791-057	793-027*
6150-40	704-013	704-160	704-4027*	730-171	790-535*	791-058	793-028*
6150-45	704-014	704-161	704-4030*	730-172	790-542	791-060	793-040
6150-50	704-015	704-162	704-4033	730-173*	790-543	791-061	793-049
6150-55	704-016	704-170	704-4037	730-210	790-544	791-064	793-050
6150-60	704-016-07	704-171	704-4039	730-220	790-545	791-065	793-052
6152-30	704-016-15	704-172	704-4080	790-040	790-546	791-070	793-121
6152-35	704-016-20*	704-175	704-4081	790-042	790-573	791-072	793-123
6152-40	704-017	704-176	704-4082	790-044	790-574	791-078	793-126
6152-45	704-019	704-177	704-4084	790-046	790-575	791-079	793-127
6152-50	704-020	704-200	704-415	790-047	790-589*	791-130	793-321
6152-55	704-021*	704-203	704-416	790-048	790-615	791-131	793-323
6152-60	704-022	704-204	704-418	790-050	790-617	791-132	794-040
6154-30	704-022-15	704-207	704-419	790-052	790-619	791-133	794-041
6154-40	704-023	704-216	704-435*	790-054	790-621	791-134	794-042
6154-50	704-024	704-217	704-436	790-055	790-623	791-136	794-043
6154-55	704-025	704-218	704-437*	790-059	790-625	791-137	794-044
6154-60	704-026	704-232*	704-438	790-2701Z*	790-642	791-138	797-311
6168-11	704-026-15	704-233*	704-439*	790-316	790-643	791-140	797-3111
6182-24	704-027*	704-238	704-440	790-317	790-644	791-142	797-312
6195-23	704-027-15	704-240	704-450	790-318	790-645	791-143	797-313
6197-23	704-028	704-241	704-451*	790-319*	790-646	791-144	797-314
6200-60	704-029	704-242	704-452	790-321	790-662	791-250	797-321
25224-72	704-030*	704-243	704-452-15	790-322	790-691	791-251	797-3211
39110-01*	704-031	704-244	704-453	790-323	790-696	791-252	797-322



39111-03*	704-032	704-245	704-454*	790-324	790-697	791-253	797-323
39112-01	704-033	704-3002*	704-460	790-324U	790-725	791-256	797-324
39112-02	704-034	704-3006*	704-460-15	790-325	790-726	791-257	797-325
39112-03	704-035	704-3007*	704-461*	790-327	790-727	791-258	797-326
39112-04	704-036*	704-3008*	704-461-15	790-328*	790-807	791-2601	797-327
39112-05*	704-037*	704-3009*	704-462	790-330-XL*	790-808	791-2601A	797-331
39113-01	704-038*	704-3036*	704-462-15	790-331	790-809	791-26010	797-3311
39113-02	704-060	704-3038*	704-463	790-332	790-810	791-2602	797-332
39113-03	704-061	704-3039*	704-464	790-335*	790-811	791-2604	797-333
39113-04	704-062	704-3052*	704-470	790-337*	790-812	791-2606	797-340
39113-05	704-063*	704-3056*	704-472	790-342*	790-813	791-2608	797-342
39113-05S*	704-064*	704-3057*	704-475	790-343	790-814	791-2610	797-343
39113-06*	704-065	704-3058*	704-475-07	790-344	790-815	791-2612	797-345
39114-02*	704-066*	704-3059*	704-475-15	790-345	790-828	791-2614	797-437
39114-03*	704-067	704-359*	704-476	790-345-XL*	790-829	791-2720	797-445
39114-04*	704-068*	704-362	704-477*	790-362	790-833	791-2721	797-493
39115-01	704-070	704-364*	704-478	790-375	790-843	791-2722	797-494
39115-02	704-072	704-366*	704-479	790-376	790-852	791-2723	797-573
39115-03	704-073*	704-366/13*	704-479-15	790-382*	790-862	791-2724	797-574
39117-01	704-076	704-367	704-481	790-416	791-014*	791-2801	797-575
39117-02	704-077	704-368	704-487	790-428*	791-024	791-2801A	797-589
39117-03	704-078	704-389K	704-488	790-429*	791-026	791-28010	799-311
39117-04	704-087	704-390K	704-489*	790-437*	791-030	791-2802	799-312
39175-01	704-088	704-397K	704-491	790-438*	791-031	791-2802A*	799-313
39175-02	704-090	704-398K*	704-497	790-439*	791-032	791-2805	799-321
39205-10	704-091	704-399G*	704-498	790-473	791-033	791-2806	799-322
39205-12	704-092	704-399K	704-499*	790-474	791-034	791-2900	799-323
39205-14	704-093	704-400*	712-440	790-475	791-035	791-2902	799-324
39205-20*	704-095	704-4001*	712-441	790-491	791-037	791-2904	799-325*
39205-21*	704-096	704-4001K*	712-443	790-492	791-038*	791-2910	799-326
39205-25	704-098	704-4002*	712-450	790-493*	791-040	791-2912	799-327
39205-30	704-099	704-4005*	712-451	790-494*	791-045	791-2914	799-331
39205-31	704-100	704-4006*	712-453	790-498	791-046	791-2919	799-331W*
39205-35	704-101	704-4008*	712-460	790-515	791-047	793-012*	799-332
39205-36	704-102	704-4010*	712-461	790-517	791-048	793-014*	799-333
704-000	704-103	704-4012*	712-463	790-519	791-049	793-015*	799-345
704-005*	704-150	704-4020*	712-470	790-521	791-050	793-016*	Z0000119997
704-006	704-151	704-4021	712-471	790-523	791-051	793-017*	Z0000120788
704-006-15	704-152	704-4022*	712-473	790-525	791-052	793-018*	Z0000129808
704-006-20*	704-154	704-4023*	730-160	790-527*	791-053	793-019*	Z0000130872
704-010	704-156	704-4024*	730-161	790-529*	791-055	793-020*	