



» PŘÍSTUPOVÉ NÁSTROJE «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
GERMANY

SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Mail: mail@tekno-medical.com

Web : www.tekno-medical.com



1	ROZSAH PLATNOSTI	4
2	KONTROLY	4
3	MANIPULACE	4
4	URČENÝ ÚČEL	4
4.1	VERESOVY JEHLY.....	4
4.2	TROKARY.....	4
4.3	HŘÍDELE.....	4
5	INDIKACE	5
6	KONTRAIKADIKACE	5
7	POPULACE PACIENTŮ	5
8	KOMBINACE	5
9	LIKVIDACE	5
10	VAROVÁNÍ	5
11	PŘEPRACOVÁNÍ	5
11.1	PŘÍPRAVA V MÍSTĚ POUŽITÍ.....	5
11.2	DOPRAVA.....	6
11.3	PŘÍPRAVA NA DEKONTAMINACI.....	6
11.4	RUČNÍ PŘEDČIŠTĚNÍ.....	6
11.4.1	<i>Obecné ustanovení</i>	6
11.4.2	<i>Veressovy jehly</i>	6
11.5	STROJNÍ ČIŠTĚNÍ.....	6
11.6	STROJNÍ (TEPELNÁ) DEZINFEKCE.....	6
11.7	FUNKČNÍ ZKOUŠKA, ÚDRŽBA.....	7
11.8	BALENÍ.....	7
11.9	STERILIZACE.....	7
11.10	SKLADOVÁNÍ.....	7
11.11	INFORMACE O OVĚŘENÍ ZPRACOVÁNÍ.....	7
12	DALŠÍ POKYNY	7
13	HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ S PRODUKTEM	7
14	ZÁRUKA	8
15	SERVIS A OPRAVY	8
16	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	9
16.1	VERESOVA JEHLA.....	9
16.2	BEZPEČNOSTNÍ VOZÍKY.....	9
16.3	TROKAROVÉ POUZDRO (AUTOMATICKÉ).....	10
16.4	ARTROSKOPICKÁ HŘÍDEL.....	11
17	SYMBOLY	12
18	SEZNAM VÝROBKŮ	12



Aby se minimalizovala rizika pro pacienty, uživatele nebo třetí strany, je třeba pečlivě dodržovat návod k použití. Používání, přípravu a testování přístrojů mohou provádět pouze vyškolení odborníci.



Přístupové nástroje společnosti Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH jsou dodávány nesterilní a před prvním a každým dalším použitím musí projít kompletním čistícím a sterilizačním cyklem.

1 ROZSAH PLATNOSTI

Tento návod k použití se vztahuje na následující výrobky: Přístupové přístroje společnosti Tekno Medical Optik-Chirurgie GmbH (viz seznam výrobků pro návod k použití v příloze).

Patří mezi ně mimo jiné:

- trokary (objímky, trubice, trny),
- návleky (artroskopické návleky, návleky pro resektoskop, návleky pro cysto-uretroskop, diagnostické návleky, návleky pro nefroskop, albarové páky, permanentní irigační návleky atd.),
- Hassonovy nástavce, dilatátory a obturátory,
- optické můstky,
- Veressovy jehly.

2 KONTROLY

Před každým použitím chirurgických nástrojů je třeba zkontrolovat, zda nejsou zlomené, prasklé, deformované, poškozené a funkční. Zvláště pečlivě je třeba zkontrolovat citlivá místa, jako jsou uzávěry, těsnění, těsnicí plochy a všechny pohyblivé části. Opotřebované, zkorodované, deformované, porézní nebo jinak poškozené součásti musí být odmítnuty.

Nerezové oceli používané k výrobě tvoří díky své slitině specifické pasivní vrstvy jako ochranné povlaky. Tyto oceli jsou pouze částečně odolné vůči působení chloridových iontů a agresivních médií a kapalin!

Poškozené výrobky se nesmí používat!

Před každým použitím je nutné zkontrolovat správnou funkci přístrojů!

Přístroje s uzavíracími kohouty, těsněními, klapkami a přípojkami musí být rovněž zkontrolovány na těsnost.



Ztráta pneumoperitonea je možná v důsledku netěsných kohoutů nebo chybějících / poškozených těsnění!

3 MANIPULACE

Přístroje se nesmí přetěžovat kroucením nebo páčením, protože to může vést k poškození nebo zlomení částí přístroje.

Nástroje smí používat pouze chirurgicky vyškolení zdravotníci.

Tyto nástroje nejsou určeny k použití na srdce nebo centrální nervový a oběhový systém!

4 URČENÝ ÚČEL

Použití mimo určený účel může vést ke komplikacím nebo poškození pacienta a může být nutná reoperace.

Uživatel rozhodne, zda je přístroj vhodný pro dané použití, na základě svých odborných znalostí.

Doba použití: Krátkodobé (určené k nepřetržitému používání za běžných podmínek po dobu až 30 dnů) podle nařízení (EU) 2017/745.

4.1 Veressovy jehly

Veressova jehla se používá k zavádění oxidu uhličitého nebo jiných plynů do břicha během laparoskopických zákroků. Vháněný plyn nadzvedává břišní stěnu a minimalizuje tak riziko poranění vnitřních orgánů během operace. Skládá se z vnitřního a vnějšího díku. Vnitřní hřídel je v okamžiku řezu pružinou zatlačena zpět, čímž se odkryje hrot vnější hřídele. Tupý, distální konec vnitřního díku se pak opět posune dopředu a zakryje špičku vnějšího díku, aby nedošlo k poranění vnitřních orgánů.

4.2 Trokary

Trokary jsou nástroje, které se používají k vytvoření otvoru v tělní dutině (např. v dutině břišní nebo hrudní) a jsou drženy v otevřeném stavu pomocí trubičky. Prostřednictvím trokaru může být do těla zaveden také plyn (obvykle CO₂) k udržení operačního pole.

Trubice a trokar se zavádějí do dutiny břišní například přes břišní stěnu. Po vyjmutí trokaru z trubice má pak chirurg možnost nahlédnout do dutiny břišní endoskopem nebo provést minimálně invazivní operaci v dutině břišní pomocí úchopových, řezacích a jiných nástrojů.

4.3 Hřídele

Opakovaně použitelné chirurgicky invazivní výrobky.

Tyto nástroje se používají jako vodítka pro jiné chirurgické nástroje nebo optiku (endoskopy). Hřídele mohou mít také rozhraní (připojení) k jiným nástrojům nebo zařízením.



5 INDIKACE

Přístupové nástroje společnosti Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH se používají při minimálně invazivních zákrocích. Používají se především k vytvoření a udržení přístupu do operačního pole nebo jako vodítka pro jiné chirurgické nástroje, jako jsou pracovní hřídele nebo optika.

6 KONTRAINDIKACE

Použití přístupových nástrojů v rámci minimálně invazivních zákroků je obecně kontraindikováno, pokud je indikováno použití jiných chirurgických technik a v případě zdravotních potíží, které brání procesu hojení, např.:

- Porucha prokrvení,
- extrémní obezita,
- akutní a chronické, místní nebo systémové infekce,
- hluboké nebo povrchové infekce,
- systémová onemocnění a metabolické dysfunkce,
- Psychické stavy, které znemožňují účast na rehabilitačním programu (Parkinsonova choroba, alkoholismus, užívání drog atd.),
- Alergie nebo jiné reakce na použitý materiál.

Existují také kontraindikace,

- obecná nefunkčnost;
- pokud pacient není ochoten;
- pokud nejsou splněny technické požadavky.

Není určeno pro použití na srdce a centrální oběhový a nervový systém.

Odpovědný lékař musí rozhodnout, zda lze zamýšlenou aplikaci provést na základě celkového stavu pacienta.

7 POPULACE PACIENTŮ

Kromě kontraindikovaných použití uvedených v tomto návodu k použití neexistují žádná omezení týkající se populace pacientů.

8 KOMBINACE

Výrobky této skupiny lze připojit k insuflátorům nebo sacímu zavlažovacímu zařízení pomocí standardizovaných přípojek Luer-Lock.

Přístupové nástroje se obvykle používají v kombinaci s dalšími minimálně invazivními nástroji, jako jsou optika, pracovní hřídele, přídržné kleště, nůžky atd. Tyto kombinované výrobky nejsou součástí této skupiny výrobků. Tyto kombinované výrobky nejsou součástí této skupiny výrobků, jejich použití a kombinace (s vedlejšími účinky a interakcemi) proto nelze v tomto návodu popsat.

Odpovědnost za použití našich přístupových nástrojů v kombinaci s nástroji jiných výrobců nese výhradně ošetřující lékař. Před každým zákrokem je třeba zkontrolovat vzájemnou kompatibilitu nástrojů a přístrojů.

9 LIKVIDACE

Pokud nástroje již nelze opravit a repasovat, musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy a zákony specifickými pro danou zemi.

10 VAROVÁNÍ



Nástroje z nerezové oceli se nesmí umísťovat do fyziologického solného roztoku (NaCl), dlouhodobý kontakt může vést k důlkové nebo napěťové korozi.

Nástroje lze sterilizovat pouze po předchozím vyčištění a dezinfekci.

Nedotýkejte se ostrých hran a hrotů

11 PŘEPRACOVÁNÍ

Obecně platí, že chirurgické nástroje mohou být znovu zpracovávány pouze osobami, které mají pro zamýšlené činnosti potřebné odborné znalosti.

Podrobné informace o repasování chirurgických nástrojů naleznete v "Červené brožuře" AKI. Odkazy na zákony, normy a publikace specializovaných orgánů zabývajících se reprocessingem najdete také na adrese www.a-k-i.org.

Vzhledem ke konstrukci výrobku a použitým materiálům nelze stanovit maximální počet aplikací, které lze provést. Životnost zdravotnických prostředků je dána jejich funkcí a šetrným zacházením. Časté opakované zpracování má na výrobek malý vliv. Konec životnosti výrobku je obvykle určen opotřebením a poškozením způsobeným používáním. Čitelnost označení byla ověřena při 200 cyklech opakovaného zpracování.

11.1 Příprava v místě použití

Hrubé nečistoty odstraňte z nástrojů ihned po použití. Nepoužívejte fixační prostředky ani horkou vodu (>40 °C), protože by mohly způsobit zatuhnutí zbytků a negativně ovlivnit výsledky čištění. Dutiny opláchněte studenou vodou. Pokud není možné opláchnutí studenou vodou, musí být nástroj zabalen do vlhkého hadříku, aby se zabránilo zaschnutí zbytků na nástroji.



11.2 Doprava

Bezpečné skladování v uzavřeném kontejneru a přeprava přístrojů na místo repasování, aby se zabránilo poškození přístrojů a kontaminaci prostředí.

11.3 Příprava na dekontaminaci

Pokud je to možné, je třeba nástroje pro zpracování rozebrat nebo otevřít (viz pokyny pro konkrétní výrobek). Nástroje musí být uloženy způsobem vhodným pro oplachování na nosičích nástrojů, které jsou vhodné pro stroje. Povaha materiálu nosičů nástrojů nesmí kvůli akustickému nebo oplachovacímu stínu omezovat následné čištění a dezinfekci.

11.4 Ruční předčištění

11.4.1 Obecné ustanovení

Ponořte nástroje do studené deionizované vody na dobu alespoň 5 minut. Pokud je to možné, rozeberte nástroje a čistěte je pod tekoucí studenou vodou měkkým kartáčem, dokud nebudou viditelné žádné zbytky. Dutiny, otvory a závity oplachujte tlakovou myčkou po dobu alespoň 10 sekund (pulzní metoda, minimální tlak 2 bary). Vložte nástroje do ultrazvukové lázně o teplotě 40 °C s 0,5% alkalickým nebo enzymatickým čisticím prostředkem a sonikujte po dobu 15 minut. Vyjměte nástroje a opláchněte je studenou vodou.

Čisticí roztok by se měl měnit alespoň jednou denně, v případě potřeby i častěji. Nadměrné znečištění zhoršuje čisticí účinek a zvyšuje riziko koroze. Je nutné dodržovat národní zákony a předpisy.

11.4.2 Veressovy jehly

Jehly Veress mohou kvůli svým dlouhým a tenkým lumenům i po ručním předčištění obsahovat vnitřní nečistoty. Proto je nutné je před demontáží a strojním čištěním několikrát opláchnout s otevřeným kohoutkem. K tomuto účelu by se měl nejlépe použít oplachovací roztok nebo demineralizovaná voda.

11.5 Strojní čištění

Otevřené nástroje umístěte do síťové misky na vozíku a spusťte proces čištění. Nástroje co nejvíce rozeberte na jednotlivé části (viz pokyny pro daný nástroj). Nástroje s proplachovacím nebo Luer-lock připojením musí být připojeny k proplachovacímu portu mycího a dezinfekčního přístroje pomocí proplachovacího adaptéru.

Krok	Parametr	
Předoplach	Teplota oplachování + kvalita vody	Studená městská voda
	Doba působení	60 s
Předoplach	Teplota oplachování + kvalita vody	Studená městská voda
	Doba působení	180 s
Čištění	Teplota čištění	45 °C
	Kvalita vody	Městská voda
	Doba působení	300 s (worst case condition) / doporučení RKI 600 s
	Čisticí prostředek	Neodisher Medizym
	Koncentrace	0,50 %
Neutralizace	Teplota oplachování	40 °C
	Kvalita vody	Městská voda
	Doba působení	180 s
	Neutralizační prostředek	Neodisher Z
	Koncentrace	0,10 %
Spláchnutí	Teplota oplachování	40 C
	Kvalita vody	Demineralizovaná voda
	Doba působení	120 s

11.6 Strojní (tepelná) dezinfekce

Krok	Parametr	
Tepelná dezinfekce	Dezinfekční teplota	90 °C (A ₀ 3000)
	Kvalita vody	Demineralizovaná voda
	Doba působení	300 s
Sušení	Sušení vnějších strany nástrojů pomocí sušicího cyklu čisticího/ dezinfekčního přístroje. Je-li to nutné, lze provést dodatečné ruční sušení pomocí hadříku, který nepouští vlákna. Dutiny a kanály nástrojů vysušte sterilním stlačeným vzduchem.	



11.7 Funkční zkouška, údržba

Vizuální kontrola čistoty; v případě potřeby opětovné sestavení přístrojů, ošetření a zkouška funkčnosti podle tohoto návodu k obsluze.

V případě potřeby opakujte proces opětovného zpracování, dokud není přístroj vizuálně čistý.

Po sterilizaci je třeba zkontrolovat všechny plastové díly a těsnění, zda nejsou prasklé, křehké nebo opotřebované.

Pokud jsou poškozené, musí být tyto díly vyměněny za nové originální díly.

Přístroje s pohyblivými částmi ošetřujte pečlivě olejem, např: TK95 100-00.

Kohoutky a písty ventilů je třeba před sterilizací namazat (doporučujeme naše mazivo na trubičky Z0000128110).

Vadné nebo poškozené nástroje je třeba okamžitě zlikvidovat.

(Další informace naleznete v normě DIN 96298-4).

11.8 Balení

Vyberte standardní balení sterilizačních přístrojů podle DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 a DIN EN 868-8.

11.9 Sterilizace

Sterilizace výrobků pomocí frakcionovaného předvakuového procesu (podle DIN EN ISO 17665) s ohledem na příslušné národní požadavky.

Předvakuum:	3-krát
Sterilizační teplota:	134 °C
Doba sterilizace:	5 min
Doba sušení:	20 min.

Použití jakéhokoli jiného sterilizačního postupu je mimo naši odpovědnost!

11.10 Skladování



Sterilizované nástroje musí být skladovány ve vhodných obalech v suchém, čistém a bezprašném prostředí při mírných teplotách od +5 °C do +40 °C a stálé vlhkosti vzduchu. Neskladujte společně s chemikáliemi.



Vzdálenost mezi podlahou a regálem by měla být alespoň 30 cm. Doba skladování určuje uživatel sám. Chraňte před slunečním světlem!

11.11 Informace o ověření zpracování

Následující materiály a stroje byly použity při ověření strojního zpracování:

Čisticí prostředek:	Neodisher Medizym 0,5 % (v/v)
Neutralizátor:	Neodisher Z 0,1 % (v/v)
Mycí a dezinfekční automat:	Miele PG 8535
Parní autokláv:	Lautenschläger ZentraCert
Podrobnosti viz zkušební protokoly: 23277 / 23278 / 23279 (CleanControlling Medical GmbH & Co. KG)	

12 DALŠÍ POKYNY

Pokud výše popsané chemikálie a stroje nejsou k dispozici, je na uživateli, aby svůj postup odpovídajícím způsobem validoval. Uživatel je odpovědný za to, že proces přepracování, včetně zdrojů, materiálů a personálu, je vhodný k dosažení požadovaných výsledků. Současný stav techniky a národní zákony vyžadují, aby se postupovalo podle validovaných procesů.

Během repasování by teplota působící na přístroj neměla překročit **140 °C**.

Automatizované čištění a dezinfekce jsou v zásadě vždy vhodnější než ruční čištění a dezinfekce. Při automatizovaném čištění a dezinfekci je proces bezpečnější. K ručnímu čištění/předčištění nikdy nepoužívejte kovové kartáče, kovové houby ani abrazivní čisticí prostředky. Silné alkalické čisticí prostředky poškozují plasty a eloxované vrstvy.

Nástroje se nesmí sterilizovat v horkovzdušných sterilizátorech.

Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky. Nepoužívejte silně oxidační čisticí prostředky. Nejvhodnější jsou prostředky s neutrální hodnotou pH (7,0).

13 HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ S PRODUKTEM



V souladu s požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických přístrojích a naším systémem řízení kvality musí být všechny problémy s výrobky hlášeny výrobci.

Během pracovní doby nás můžete kontaktovat telefonicky na +49 (0) 07461 / 1701-0.

Mimo běžnou pracovní dobu prosím pošlete e-mail na safety@tekno-medical.com.

Závažné incidenty musí být také hlášeny příslušnému úřadu ve svém okolí.



14 ZÁRUKA

Produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a procházejí kontrolou kvality před dodáním. Pokud chyby stále docházejí, kontaktujte prosím naši službu.

Tekno-Medical nemůže zaručit, že produkty jsou vhodné pro daný zákrok. To musí určovat sám uživatel.

Tekno-Medical nenesе žádnou odpovědnost za vedlejší nebo následné škody.

Tekno-Medical nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud se prokáže, že tyto pokyny k použití byly porušeny.

Pozor: V případě použití těchto nástrojů u pacientů s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou Tekno-Medical odmítá odpovědnost za opakované použití.

15 SERVIS A OPRAVY

Neprovádějte žádné opravy ani úpravy produktu sami. Za toto jsou odpovědné a zajištěny pouze oprávněné osoby výrobce. Vadné výrobky musely projít celým procesem repasace, než byly vráceny k opravě.


Pro vrácení použijte náš formulář žádosti o RMA a certifikát o dekontaminaci.

Formuláře najdete na naší domovské stránce: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>




16 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

16.1 Veressova jehla



Nezaměňujte vnější a vnitřní hřídele stejných jehel Veressnesmí se zaměňovat!

16.2 Bezpečnostní vozíky



01 Piercing rukáv / 02a Pružinová tyč / 02b Pružinová tyč Bezpečnostní trokar / 03 O-kroužek / 04 Čepice

Sestavení přístroje:



Vedte drážkované pouzdro 01 přes pružnou tyč 02a nebo 02b a otáčejte jím, dokud se vodící kolík nedostane do vodící drážky. Držte drážkované pouzdro 01 za vroubek a přišroubujte je k víčku 04. Zkontrolujte správnou funkci přístroje.

Demontáž přístroje:


Demontujte pouze předem vyčištěné přístroje!
Odšroubujte víčko 04 z propichovacího pouzdra 01 a vytáhněte pružnou tyč 02a nebo 02b. Bezpečnostní trokar je nyní zcela demontován.




16.3 Trokarové pouzdro (automatické)



Sestavení přístroje:




Demontáž přístroje:






16.4 Artroskopická hřídel

Demontáž přístroje:



1. Povolte a sejměte převlečnou matici.



2. Odstraňte krycí kroužek.




3. Odšroubujte krytky pružin.

4. Vyjměte kohoutek.




5. Vyjměte O-kroužky.

Sestavení přístroje:



1. Vložte oba O-kroužky vložte.

2. Vložte závitník do těla závitníku tak, aby byl kolík umístěn v připravené prohlubni.




3. Šroubuje se pomocí pružinového uzávěru..



4. Přetáhněte krycí kroužek přes trubku hřídele.

5. Nasad'te převlečnou matici na hřídelovou trubku a utáhněte ji..





17 SYMBOLY

Symboły použité v tomto návodu a na štítku mají podle DIN EN ISO 15223-1 následující význam:

	Pozornost!		Výrobce
	Lékařský		Výroba
	Nesterilní		Dodržujte návod k použití
	Katalog nr.		Chraňte před slunečním zářením
	Označení šarže		Skladujte na suchém místě
	Jasná identifikace produktu		
	označení CE s číslem oznámeného subjektu mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, 70191 Stuttgart		

REF

18 SEZNAM VÝROBKŮ

Vytisknuto dne: 19.03.2026

6150-30	704-012*	704-157	704-4025*	730-162	790-531*	791-056	793-024*
6150-35	704-012-15	704-158	704-4026	730-170	790-533*	791-057	793-027*
6150-40	704-013	704-160	704-4027*	730-171	790-535*	791-058	793-028*
6150-45	704-014	704-161	704-4030*	730-172	790-542	791-060	793-040
6150-50	704-015	704-162	704-4033	730-173*	790-543	791-061	793-049
6150-55	704-016	704-170	704-4037	730-210	790-544	791-064	793-050
6150-60	704-016-07	704-171	704-4039	730-220	790-545	791-065	793-052
6152-30	704-016-15	704-172	704-4080	790-040	790-546	791-070	793-121
6152-35	704-016-20*	704-175	704-4081	790-042	790-573	791-072	793-123
6152-40	704-017	704-176	704-4082	790-044	790-574	791-078	793-126
6152-45	704-019	704-177	704-4084	790-046	790-575	791-079	793-127
6152-50	704-020	704-200	704-415	790-047	790-589*	791-130	793-321
6152-55	704-021*	704-203	704-416	790-048	790-615	791-131	793-323
6152-60	704-022	704-204	704-418	790-050	790-617	791-132	794-040
6154-30	704-022-15	704-207	704-419	790-052	790-619	791-133	794-041
6154-40	704-023	704-216	704-435*	790-054	790-621	791-134	794-042
6154-50	704-024	704-217	704-436	790-055	790-623	791-136	794-043
6154-55	704-025	704-218	704-437*	790-059	790-625	791-137	794-044
6154-60	704-026	704-232*	704-438	790-2701Z*	790-642	791-138	797-311
6168-11	704-026-15	704-233*	704-439*	790-316	790-643	791-140	797-3111
6182-24	704-027*	704-238	704-440	790-317	790-644	791-142	797-312
6195-23	704-027-15	704-240	704-450	790-318	790-645	791-143	797-313
6197-23	704-028	704-241	704-451*	790-319*	790-646	791-144	797-314
6200-60	704-029	704-242	704-452	790-321	790-662	791-250	797-321
25224-72	704-030*	704-243	704-452-15	790-322	790-691	791-251	797-3211
39110-01*	704-031	704-244	704-453	790-323	790-696	791-252	797-322
39111-03*	704-032	704-245	704-454*	790-324	790-697	791-253	797-323



39112-01	704-033	704-3002*	704-460	790-324U	790-725	791-256	797-324
39112-02	704-034	704-3006*	704-460-15	790-325	790-726	791-257	797-325
39112-03	704-035	704-3007*	704-461*	790-327	790-727	791-258	797-326
39112-04	704-036*	704-3008*	704-461-15	790-328*	790-807	791-2601	797-327
39112-05*	704-037*	704-3009*	704-462	790-330-XL*	790-808	791-2601A	797-331
39113-01	704-038*	704-3036*	704-462-15	790-331	790-809	791-26010	797-3311
39113-02	704-060	704-3038*	704-463	790-332	790-810	791-2602	797-332
39113-03	704-061	704-3039*	704-464	790-335*	790-811	791-2604	797-333
39113-04	704-062	704-3052*	704-470	790-337*	790-812	791-2606	797-340
39113-05	704-063*	704-3056*	704-472	790-342*	790-813	791-2608	797-342
39113-05S*	704-064*	704-3057*	704-475	790-343	790-814	791-2610	797-343
39113-06*	704-065	704-3058*	704-475-07	790-344	790-815	791-2612	797-345
39114-02*	704-066*	704-3059*	704-475-15	790-345	790-828	791-2614	797-437
39114-03*	704-067	704-359*	704-476	790-345-XL*	790-829	791-2720	797-445
39114-04*	704-068*	704-362	704-477*	790-362	790-833	791-2721	797-493
39115-01	704-070	704-364*	704-478	790-375	790-843	791-2722	797-494
39115-02	704-072	704-366*	704-479	790-376	790-852	791-2723	797-573
39115-03	704-073*	704-366/13*	704-479-15	790-382*	790-862	791-2724	797-574
39117-01	704-076	704-367	704-481	790-416	791-014*	791-2801	797-575
39117-02	704-077	704-368	704-487	790-428*	791-024	791-2801A	797-589
39117-03	704-078	704-389K	704-488	790-429*	791-026	791-28010	799-311
39117-04	704-087	704-390K	704-489*	790-437*	791-030	791-2802	799-312
39175-01	704-088	704-397K	704-491	790-438*	791-031	791-2802A*	799-313
39175-02	704-090	704-398K*	704-497	790-439*	791-032	791-2805	799-321
39205-10	704-091	704-399G*	704-498	790-473	791-033	791-2806	799-322
39205-12	704-092	704-399K	704-499*	790-474	791-034	791-2900	799-323
39205-14	704-093	704-400*	712-440	790-475	791-035	791-2902	799-324
39205-20*	704-095	704-4001*	712-441	790-491	791-037	791-2904	799-325*
39205-21*	704-096	704-4001K*	712-443	790-492	791-038*	791-2910	799-326
39205-25	704-098	704-4002*	712-450	790-493*	791-040	791-2912	799-327
39205-30	704-099	704-4005*	712-451	790-494*	791-045	791-2914	799-331
39205-31	704-100	704-4006*	712-453	790-498	791-046	791-2919	799-331W*
39205-35	704-101	704-4008*	712-460	790-515	791-047	793-012*	799-332
39205-36	704-102	704-4010*	712-461	790-517	791-048	793-014*	799-333
704-000	704-103	704-4012*	712-463	790-519	791-049	793-015*	799-345
704-005*	704-150	704-4020*	712-470	790-521	791-050	793-016*	Z0000119997
704-006	704-151	704-4021	712-471	790-523	791-051	793-017*	Z0000120788
704-006-15	704-152	704-4022*	712-473	790-525	791-052	793-018*	Z0000129808
704-006-20*	704-154	704-4023*	730-160	790-527*	791-053	793-019*	Z0000130872
704-010	704-156	704-4024*	730-161	790-529*	791-055	793-020*	