



## » BIPOLAR KOAGULATIONSTANG EVO II & EVO III«





**Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH**

Sattlerstr. 11  
78532 Tuttlingen  
TYSKLAND  
SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Mail: [mail@tekno-medical.com](mailto:mail@tekno-medical.com)

Web: [www.tekno-medical.com](http://www.tekno-medical.com)



## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>ANVENDELSESOMRÅDE</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>KONTROLLER</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>HÅNDTERING</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>ANVENDELSESFORMÅL</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>INDIKATIONER</b> .....	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>KONTRAIKATIONER</b> .....	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>BIVIRKNINGER OG TILBAGEVÆRENDE RISICI</b> .....	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>PATIENTPOPULATION</b> .....	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>KOMBINATIONER</b> .....	<b>5</b>
9.1	GENERELT .....	5
9.2	LÆNGDEN AF TILBEHØRET .....	6
<b>10</b>	<b>BORTSKAFFELSE</b> .....	<b>6</b>
<b>11</b>	<b>ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER</b> .....	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>MONTERING OG AFMONTERING</b> .....	<b>6</b>
12.1	MONTERING OG AFMONTERING EVO II .....	7
12.2	MONTERING EVO III .....	8
12.3	AFMONTERING EVO III .....	9
<b>13</b>	<b>GENBEARBEJDELSERANVISNINGER</b> .....	<b>10</b>
13.1	FORBEREDELSE PÅ ANVENDELSESSTEDET .....	10
13.2	TRANSPORT .....	10
13.3	FORBEREDELSE TIL STERILISERING .....	10
13.4	MANUEL FOR-RENGØRING .....	10
13.5	RENGØRING I MASKINE .....	10
13.6	MASKINEL (TERMISK) DESINFICERING .....	11
13.7	FUNKTIONSKONTROL, VEDLIGEHOLDELSE .....	11
13.8	EMBALLAGE .....	11
13.9	STERILISATION .....	11
13.10	OPBEVARING .....	11
13.11	INFORMATION OM VALIDERING AF BEARBEJDELSEN .....	11
<b>14</b>	<b>YDERLIGERE VEJLEDNINGER</b> .....	<b>12</b>
<b>15</b>	<b>RAPPORTERING AF PRODUKTPROBLEMER</b> .....	<b>12</b>
<b>16</b>	<b>GARANTI</b> .....	<b>12</b>
<b>17</b>	<b>SERVICE OG REPARATION</b> .....	<b>12</b>
<b>18</b>	<b>SYMBOLER</b> .....	<b>13</b>
<b>19</b>	<b>PRODUKTLISTE</b> .....	<b>13</b>
19.1	PRODUKTE .....	13
19.2	HF-KABEL .....	13



For at minimere farer for patienter, brugere eller tredjeparter, hvis det er relevant, skal brugsanvisningen overholdes nøje. Brug, klargøring og test af instrumenterne må kun udføres af uddannede specialister.



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH (Tekno) bipolære koagulationstang og deres tilbehør leveres usterile og skal gennemgå den komplette oparbejdningscyklus (rengøring, desinfektion og sterilisering) før den første og hver efterfølgende brug.

## 1 ANVENDELSESOMRÅDE



Denne brugsanvisning gælder for de bipolære koagulationstang fra Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH. (Se artikellisten i sidste afsnit af denne brugsanvisning).

## 2 KONTROLLER

Før hver brug af de koagulationstang skal de efterses for brud, revner, deformation, skader og korrekt funktion. Man skal være særlig omhyggelig med at kontrollere områder som arbejdsender, forbindelser og alle bevægelige dele. Slidte, korroderede, deformerede, porøse eller på anden måde beskadigede instrumenter skal kasseres. Ud over den indsats, som producenten gør for at vælge de rigtige materialer og behandle dem omhyggeligt, skal bipolare klemmer underkastes professionel og kontinuerlig pleje og genbehandling af brugeren.

## 3 HÅNTERING

Produkterne må kun anvendes til deres tilsigtede formål af passende uddannet og kvalificeret personale. Den behandlende læge eller bruger er ansvarlig for at vælge instrumenterne til specifikke anvendelser eller kirurgisk brug, for at sikre tilstrækkelig personaleuddannelse og for at have erfaring med håndtering af produkterne. Dette produkt må kun anvendes på medicinske faciliteter af uddannet medicinsk personale.



**Opmærksomhed!** Elektrokirurgiske instrumenter må kun anvendes af personer, der er specielt uddannet eller instrueret i dette formål.

**Må ikke anvendes til andre formål!**



**Opmærksomhed!** Især ved brug af saks kan der forekomme deflagration under koagulationen af parenkymvæv.

**Maksimal udgangsspænding for generatoren  $U_{max}$  : 500 Vp.**

RF-generatorens udgangseffekt skal altid indstilles så lavt som muligt for at opnå den ønskede effekt.

## 4 ANVENDELSESFORMÅL

Endoskopiske elektrokirurgiske tænger bruges primært til at gribe, komprimere, koagulere eller termisk forsegle væv under minimalt invasive procedurer.

## 5 INDIKATIONER

EVO II & EVO III bipolære koagulationstænger er udviklet til brug i minimalt invasiv kirurgi. De skal tilsluttes den bipolære udgang på en RF-generator ved hjælp af et egnet bipolært kabel og må kun anvendes med bipolær koagulationsstrøm og parametre til karforsegling.

## 6 KONTRAIKATIONER

Brugen af RF-instrumenter er generelt kontraindiceret, når brugen af andre kirurgiske teknikker er indiceret, og i tilfælde af helbredstilstande, der hæmmer helingsprocessen, f.eks:

- Foringelse af blodforsyningen,
- akutte og kroniske, lokale eller systemiske infektioner,
- dybe og overfladiske infektioner,
- alvorlige muskulære, nervøse eller vaskulære lidelser,
- systemiske sygdomme og metabolisk dysfunktion,
- Psykiske tilstande, der umuliggør deltagelse i rehabiliteringsprogrammet (Parkinsons sygdom, alkoholisme, stofmisbrug osv.).

Der er også kontraindikationer,

- generel inoperabilitet;
- hvis patienten ikke er villig til at gennemgå proceduren;
- når de tekniske krav ikke er opfyldt.



Må ikke anvendes på hjertet og på det centrale kredsløbs- og nervesystem som defineret i recepten. Den ansvarlige læge skal på grundlag af patientens generelle tilstand afgøre, om den påtænkte anvendelse kan finde sted. Må ikke anvendes på det centrale kredsløbs- og nervesystem som defineret i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 (MDR).

## 7 BIVIRKNINGER OG TILBAGEVÆRENDE RISICI

Hændelser rapporteret i forbindelse med brug af RF-systemer:

- Utilsigtet aktivering, der resulterer i vævsskade på det forkerte sted og/eller skade på udstyr.
- Brand i forbindelse med afdækninger og andre brændbare materialer.
- Vekselstrømsbaner, der resulterer i forbrændinger på steder, hvor patienten eller brugeren kommer i kontakt med uisolerede komponenter.
- Eksplosioner forårsaget af gnister i nærheden af brændbare gasser.
- Perforering af organer.
- Pludselig alvorlig blødning.

Når elektrokirurgi anvendes på patienter med pacemakere eller andre aktive implantater, gælder der særlige krav (herunder lav RF-effekt, patientovervågning). Under alle omstændigheder bør en kardiolog eller anden relevant specialist konsulteres.

Må ikke anvendes i nærheden af brændbare eller eksplosive stoffer.

**Endogen forbrændingsfare:** Endogene forbrændinger er forbrændinger forårsaget af høj strømtæthed i patientens væv. Årsagerne kan omfatte:



- Patienten kommer ved et uheld i kontakt med elektrisk ledende dele.
- Direkte hudkontakt med elektroden eller HF-kablet kan forårsage kapacitive strømme, der forårsager forbrændinger.

**Fare for eksogene forbrændinger:** Eksogene forbrændinger er forbrændinger forårsaget af varmen fra antændte væsker eller gasser. Eksplosioner er også mulige. Årsager kan være:



- Antændelse af hudrensemidler og desinfektionsmidler,
- antændelse af bedøvelsesgasser osv.

Elektrodens arbejdsende kan stadig være varm, efter at strømmen er afbrudt, og forårsage forbrændinger. Utilsigtet aktivering eller bevægelse af pincetten ud af synsfeltet kan forårsage skade på patienten.

Manglende overholdelse af disse anvendelses- og sikkerhedsanvisninger kan medføre personskader, funktionsfejl eller andre uventede hændelser!

Aktivering af HF-spændingen kan føre til kapacitiv kobling, hvis arbejdsenden ikke rører det væv, der skal koaguleres, eller ikke er korrekt placeret til at levere energi (fulguration)

## 8 PATIENTPOPULATION

Bortset fra de kontraindikative anvendelser, som er anført i denne brugsanvisning, er der ingen begrænsninger hvad angår patientpopulationen.

## 9 KOMBINATIONER

### 9.1 Generelt

Koagulationsspindene er beregnet til kombination med følgende produkter:

- Indsatser (elektroder)
- Tilslutningskabler (HF-kabler)

(Se produktlisten i sidste afsnit af denne brugsanvisning).

Forkert kombination af produkterne kan resultere i skader på patienten, brugeren eller tredjeparter eller beskadigelse af produkterne! Generatorproducentens anvendelses- og sikkerhedsanvisninger skal overholdes!

#### Potentielt farlige situationer!

Kontroller altid håndtagene for:



- Synligt eksponeret metal ved RF-kablets tilslutningspunkt,
- dårlig elektrisk forbindelse mellem håndtaget og RF-kablet,
- Dårlig pasform mellem håndtaget og RF-kablet.



## 9.2 Længden af tilbehøret

**Bemærk** ( i henhold til DIN EN IEC 60601-2-2, afsnit 202.7.9.2.14 k):

**Længden af forbindelseskablerne, der fungerer som antenner, er mellem 3 og 5 meter.**

**Arbejdslængden for de komplette instrumenter er 340 mm.**

## 10 BORTSKAFFELSE

---

Hvis instrumenterne ikke længere kan repareres og istandsættes, skal instrumenterne bortskaffes i overensstemmelse med gældende landespecifikke regler og love.

## 11 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

---

Læg altid patientledninger (aktiv elektrode, neutral elektrode), så der ikke er kontakt med patienten eller andre ledninger. Midlertidigt ubrugte instrumenter skal altid placeres isoleret fra patienten for at undgå patientskader i tilfælde af utilsigtet aktivering af HF-strømmen.

Tjek muligheden for at bruge bipolære applikationer, hvis der er risiko for, at HF-strømmen kan flyde gennem relativt små tværsnitsområder af patientens krop (undgå utilsigtet vævsskade).

HF-generatorens effekt skal altid indstilles så lavt som muligt for at opnå den ønskede effekt.

HF-strømmen må kun aktiveres, hvis kontaktfladerne er inden for synsfeltet og har god kontakt med det væv, der skal behandles. Rør ikke ved andre metalliske instrumenter, trokarhylstre, optik, kabler eller lignende.

Fabriksnye produkter skal have gennemgået den komplette oparbejdningsproces én gang, før de bruges første gang. Bipolare klemmers funktion forringes, hvis de kommer i kontakt med aggressive stoffer. Derfor er det vigtigt at følge instruktionerne for oparbejdning og sterilisering.

Et nyt medicinsk udstyr skal underkastes en grundig visuel og funktionel inspektion, efter at det er leveret. Hvis det medicinske udstyr har eksternt genkendelige fejl (ridser, brud, revner, hak, beskadiget isolering, bøjede dele og binding), eller hvis det ikke fungerer som beskrevet i denne brugsanvisning, skal vi som producent eller din distributør straks underrettes. For at sikre sikker drift af de nævnte produkter er korrekt vedligeholdelse og pleje af produkterne afgørende. Derfor bør der udføres en funktionel eller visuel inspektion før hver applikation. Af denne grund henviser vi til de relevante afsnit i denne brugsanvisning.

Der er ingen specifikke krav til opbevaring af produkter før sterilisering. Ikke desto mindre anbefaler vi at opbevare det medicinske udstyr i et rent og tørt miljø. Alle kirurgiske instrumenter skal altid håndteres med yderste omhu ved transport, rengøring, pleje, sterilisering og opbevaring. Dette gælder især for skærkanter, fine spidser og andre følsomme områder.

For at minimere mulige sundhedsrisici skal der anvendes specifikke røgudsugningssystemer, og hvis det er muligt, skal kirurgiske filtermasker bæres. Før brug skal du sørge for, at produktet er korrekt forberedt og inspiceret. Når du sætter stikket i og tager stikket ud, skal du altid kun holde kablet i stikket og aldrig trække i kablet. Brug af beskadigede kabler kan medføre betydelig fare. Kontrollér kablet for synlige skader før hver brug.

### **Beskadigede HF-kabler må ikke bruges!**

For at minimere mulige sundhedsrisici bør der anvendes specifikke røgudsugningssystemer, og hvis det er muligt, bør der bæres kirurgiske filtermasker. Før brug skal det sikres, at produktet er korrekt forberedt og kontrolleret.

## 12 MONTERING OG AFMONTERING

---

Efter korrekt samling kan instrumentet holdes i enten højre eller venstre hånd.

Skære- eller koagulationsstrømmen udløses ved hjælp af en fodpedal, som er en del af HF-kirurgienheden.




12.1 Montering og afmontering EVO II





12.2 Montering EVO III





**13 GENBEARBEJDELSESANVISNINGER****13.1 Generelt**

Generelt må kirurgiske instrumenter kun genbruges af personer, der besidder den nødvendige ekspertise til de påtænkte opgaver. Detaljerede instruktioner til instrumentgenbrug findes i AKI's "Røde Brochure". Links til love, standarder og ekspertudvalg for genbrug kan også findes på [www.aki.org](http://www.aki.org).

Medicinsk udstyrs levetid bestemmes primært af dets funktion og omhyggelige håndtering. Hyppig genbehandling har ringe indflydelse på produktet. Produktets levetids afslutning bestemmes typisk af slitage og skader fra brug.

Mærkningens læsbarhed er blevet verificeret i løbet af 200 genbehandlingscykluser.

Instrumenternes rengørbarhed og steriliserbarhed er blevet bevist gennem 200 genbehandlingscykluser og er gyldige. Ophobning af rengøringsmidler eller andre skadelige stoffer kan udelukkes med de genbehandlingsprocedurer, der er beskrevet i disse instruktioner.

**13.2 Forberedelse på anvendelsesstedet**

Synligt snavs skal fjernes fra instrumenterne umiddelbart efter anvendelse. Anvend ingen fiksermidler eller varmt vand (> 40 °C), da dette medfører fiksering af rester og kan påvirke rengøringsresultatet negativt.

**13.3 Transport**

Sikker opbevaring i en lukket beholder og transport af instrumenterne til oparbejdningsstedet for at undgå beskadigelse af instrumenterne og forurening af miljøet.

**13.4 Forberedelse til sterilisering**

Instrumenterne skal, om muligt, adskilles eller åbnes i forbindelse med bearbejdelse (se produktspecifikke anvisninger). Instrumenter skal anbringes på maskinelt egnede instrumentbakker, så de kan skylles på korrekt vis. Instrumentbakkernes beskaffenhed skal sikre, at de ikke skygger for den efterfølgende rengøring og desinficering via lyd eller skylning.

**13.5 Manuel for-rengøring**

Instrumenterne lægges i koldt demineraliseret vand i mindst 5 minutter. Om muligt skal instrumenter adskilles og rengøres i koldt vand med en blød børste, indtil der ikke kan ses nogen rester længere. Hulrum, huller og gevindgange skal skylles igennem med vand med en trykpistol i mindst 10 sek. (pulserende proces, minimumstryk 2 bar).

Instrumenter lægges 15 min. i ultralydsbad ved 40 °C indeholdende 0,5 % alkalisk rengøringsmiddel eller enzymrengøringsmiddel og lydbehandles. Tag instrumenterne op og skyl dem af i koldt vand. Rengøringsopløsningen skal skiftes mindst en gang dagligt, om nødvendigt oftere. En for høj tilsmudsningsgrad har negativ indvirkning på rengøringseffekten og øger risikoen for korrosion. Nationale love og retningslinjer skal overholdes.

**13.6 Rengøring i maskine**

Trin	Parameter	
<b>Forskyll</b>	Skylletemperatur + vandets kvalitet	Koldt vand fra hanen
	Virkningstid	60 sek.
<b>Forskyll</b>	Skylletemperatur + vandets kvalitet	Koldt vand fra hanen
	Virkningstid	180 sek.
<b>Rengøring</b>	Rengøringsstemperatur	45 °C
	Vandkvalitet	Vand fra hanen
	Virkningstid	300 sek. (worst case condition) / RKI-anbefaling 600 sek.
	Rengøringsmiddel	Neodisk medizym
	Koncentration	0,50 %
<b>Neutralisering</b>	Skylletemperatur	40 °C
	Vandkvalitet	Vand fra hanen
	Virkningstid	180 sek.
	Neutraliseringsmiddel	Neodisk Z
	Koncentration	0,10 %
<b>Efterskyl</b>	Skylletemperatur	40 °C
	Vandkvalitet	Demineraliseret vand
	Virkningstid	120 sek.

**13.7 Maskinel (termisk) desinficering**

Trin	Parameter	
Termisk desinficering	Desinficeringstemperatur	90 °C (A <sub>0</sub> 3000)
	Vandkvalitet	Demineraliseret vand
	Virkningstid	300 sek.
Tørring	Tørring af ydersiden af instrumenterne via rengørings- / desinficeringsapparatets tørrecyklus. Om nødvendigt, kan der desuden foretages en manuel aftørring med en fnugfri klud. Hulrum og kanaler i instrumenterne tørres med steril trykluft.	

**13.8 Funktionskontrol, vedligeholdelse**

Lad instrumenterne køle af ved stuetemperatur.

Efter hver rengøring af instrumenterne skal de være makroskopisk rene, dvs. uden synligt snavs.

- Produkter med pletter skal omgående sorteres fra og underlægges specialbehandling.
- Alle bevægelige dele skal kontrolleres ekstra grundigt.
- Hvis produkterne udviser fejl eller er beskadiget, skal de straks sorteres fra.
- Alle plastkomponenter skal kontrolleres inden sterilisationen.

Om nødvendigt skal genbearbejdelsesprocessen gentages, indtil instrumentet er optisk rent.

Funktionskontrol og vedligeholdelse af instrumenterne skal foregå med største grundighed. En egnet vedligeholdelsesproces forlænger instrumenternes levetid. Instrumenter, der kan adskilles, skal samles inden kontrol. Produkter med bevægelige næb, led, låse eller metalliske glideflader skal behandles med egnede plejemidler baseret på paraffin / hvid olie iht. den europæiske farmakopé (f.eks.: TK95 100-00). Plejemidlet skal være fysiologisk ufarligt, kunne dampsteriliseres og være dampgennemtrængeligt.

Instrumenter, der er forsynet med lås, skal låses i første hak.

Defekte eller beskadigede instrumenter skal straks frasorteres.

**Yderligere oplysninger kan fås i DIN 96298-4.**

**13.9 Emballage**

Vælg standardkonform emballage til instrumenterne til sterilisering i henhold til DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 og DIN EN 868-8.

**13.10 Sterilisation**

Sterilisation af produkterne foregår via en fraktioneret præ-vakuumpå-proces (iht. DIN EN ISO 17665) under hensyntagen til de pågældende nationale krav.

<b>Præ-vakuumpå:</b>	3 gange
<b>Sterilisationstemperatur:</b>	134 °C
<b>Sterilisationstid:</b>	5 min.
<b>Tørretid:</b>	20 min.

Vi fralægger os ansvaret i tilfælde af brug af anden sterilisationsmetode!

Instrumenterne må ikke steriliseres i sterilisatorer, der anvender varm luft eller lave temperaturer (gas eller plasma).

**13.11 Opbevaring**

Opbevaring af de steriliserede instrumenter skal foregå i en egnet emballage under tørre, rene og støvfri forhold ved en moderat temperatur mellem +5 °C og +40 °C ved en konstant luftfugtighed. Må ikke opbevares sammen med kemikalier. Afstanden mellem gulv og hylde bør være mindst 30 cm. Opbevaringstiden fastlægges af brugeren.

**13.12 Information om validering af bearbejdelsen**

Følgende materialer og maskiner blev anvendt i forbindelse med valideringen af den maskinelle bearbejdelse:

<b>Rengøringsmiddel:</b>	Neodisk medizym 0,5 % (v/v)
<b>Neutralisation:</b>	Neodisk Z 0,1 % (v/v)
<b>Rengørings-desinfektionsapparat:</b>	Miele PG 8535
<b>Dampautoklave:</b>	Lautenschläger ZentraCert
For detaljer, se testrapporterne: 23277 / 23278 / 23279 (CleanControlling Medical GmbH & Co. KG)	



## 14 YDERLIGERE VEJLEDNINGER

---

Hvis ovennævnte kemikalier og maskiner ikke er til rådighed, er det brugerens ansvar at validere sin metode tilsvarende.



Det pålægges brugeren at sikre en egnet genbearbejdningsproces, inklusive ressourcer, materialer og personale, for at opnå de ønskede resultater.

Det tekniske niveau og nationale love stiller krav om at følge validerede processer.

**Under oparbejdningen må temperaturen på instrumentet ikke overstige 140 °C.**

I princippet er maskinel rengøring og desinfektion altid at foretrække frem for manuel rengøring og desinfektion. Med maskinel rengøring og desinfektion er der større sikkerhed i proceduren.

Koagulationspincetten må ikke nedsænkes i desinfektionsopløsning. Fugt eller rester af desinfektions- / rengøringsmidler på HF-forbindelserne kan føre til funktionsfejl under drift.

Brug aldrig metalbørster, metalsvampe eller slibende rengøringsmidler til manuel rengøring/forrensning.

Stærkt alkaliske rengøringsmidler beskadiger plast og anodiserede lag.

Instrumenterne må ikke steriliseres i varmluftsterilisatorer.

## 15 RAPPORTERING AF PRODUKTPROBLEMER

---



I overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr og vores kvalitetsstyringssystem skal alle produktproblemer rapporteres til producenten.

I åbningstiden kan du kontakte os telefonisk på +49 (0) 07461 / 1701-0.

Uden for normal åbningstid bedes du sende en e-mail til [safety@tekno-medical.com](mailto:safety@tekno-medical.com).

Alvorlige hændelser skal også anmeldes til den lokale myndighed, der er ansvarlig for deres placering.

## 16 GARANTI

---

Produkterne er fremstillet af materialer af høj kvalitet og gennemgår kvalitetskontrol før levering. Hvis der opstår defekter, bedes du kontakte vores serviceafdeling. Tekno-Medical kan ikke garantere, at produkterne er egnede til en specifik procedure. Tekno-Medical påtager sig intet ansvar for utilsigtede skader eller følgeskader. Tekno-Medical påtager sig intet ansvar, hvis denne brugsanvisning påviseligt er blevet overtrådt.



**Advarsel** : I tilfælde af brug af instrumenterne på patienter med Creutzfeldt-Jakobs sygdom eller dens varianter (vCJD, BSE, TSE), fraskriver Tekno-Medical sig ethvert ansvar for genbrug.

## 17 SERVICE OG REPARATION

---



Forsøg ikke selv at reparere eller ændre produktet. Dette arbejde bør kun udføres af Tekno eller Tekno- autoriseret personale.

Defekte produkter skal gennemgå hele genbehandlingsproceduren, før de returneres til reparation. Brug venligst vores RMA-ansøgningsformular og dekontamineringscertifikat til returnering.

Blanketter tilgængelige på: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

**18 SYMBOLER**

De symboler, der anvendes i denne instruktion og på etiketten, har følgende betydning i henhold til DIN EN ISO 15223-1:

	Opmærksomhed!		Fabrikant
	Medicinsk		Fabrikere
	Ikke-steril		Overhold brugsanvisningen
	Katalog no.		Beskyt mod sollys
	Batch betegnelse		Opbevares tørt
	Tydelig produktidentifikation		
	CE-mærkning med nummeret på det bemyndigede organ 0483: <b>mdc – medical device certification GmbH</b> Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart		

**REF****19 PRODUKTLISTE**

Trykt den: 31.10.2025

**19.1 Produkte**

707-000-45E*	707-009E	707-020-25	707-024-25	707-044	707-071	707-140
707-000E	707-012 Ø	707-020-45	707-024-45	707-045	707-072	707-141
707-001E	707-013	707-021	707-025	707-046	707-073	707-142
707-003-45E*	707-013 Ø	707-021-25	707-025-25	707-047	707-131	Z0000123830
707-003E	707-013-45*	707-021-45	707-025-45	707-050	707-131-25	Z0000127433
707-005-45E*	707-014	707-022	707-026	707-055	707-131-45	Z0000127434
707-005E	707-014-45*	707-022-45	707-026-45	707-056	707-132	Z0000127973
707-006E	707-015	707-023	707-040	707-058	707-133	
707-008-45E*	707-016	707-023-45	707-041	707-059	707-133-45	
707-008E	707-020	707-024	707-042	707-070	707-134	

**19.2 HF-kabel**

707-340
707-341
707-342
707-343