



» ARTROSKOPSKE ELEKTRODE (za višekratnu upotrebu do 5 puta) «





Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
NJEMAČKA
SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Pošta: mail@tekno-medical.com

Web : www.tekno-medical.com





Sadržaj

1	OPSEG	4
2	SCRUTINIES	4
3	RUKOVANJE	4
4	NAMJENE	4
5	INDIKACIJE	4
6	KONTRAINDIKACIJE	4
7	POPULACIJA PACIJENATA	5
8	RASPOLAGANJE	5
9	UPUTE ZA UPORABU I SIGURNOST	5
9.1	OPĆE SIGURNOSNE UPUTE	5
9.2	SIGURNOSNE UPUTE ZA HF INSTRUMENTE	5
9.3	DULJINA PRIBORA	6
10	PONOVNA OBRADA	6
10.1	PRIPREMA NA MJESTU UPORABE	6
10.2	TRANSPORT	6
10.3	PRIPREMA ZA DEKONTAMINACIJU	6
10.4	RUČNO PRETHODNO ČIŠĆENJE	6
10.5	STROJNO ČIŠĆENJE	6
10.6	MEHANIČKA (TOPLINSKA) DEZINFЕКЦИЈА	7
10.7	FUNKCIONALNO ISPITIVANJE, ODRŽAVANJE	7
10.8	PAKIRANJE	7
10.9	STERILIZACIJA	7
10.10	USKLADIŠTENJE	7
10.11	INFORMACIJE O VALIDACIJI PRIPRAVKA	7
11	DODATNE UPUTE	7
12	PRIJAVLJIVANJE PROBLEMA S PROIZVODOM	8
13	JAMSTVO	8
14	SERVIS I POPRAVAK	8
15	SIMBOLI	8
16	POPIS PROIZVODA	9
16.1	MONOPOLARNE ELEKTRODE ZA ARTROSKOPIJU DULJINE 115 MM	9
16.2	MONOPOLARNE ELEKTRODE ZA ARTROSKOPIJU DULJINE 170 MM	9
16.3	BIPOLARNE ELEKTRODE ZA ARTROSKOPIJU DULJINE 115 MM	9
16.4	BIPOLARNE ELEKTRODE ZA ARTROSKOPIJU DULJINE 170 MM	9
16.5	KABLOVI I ADAPTERI	9



Kako bi rizici za pacijente, korisnike ili treće strane bili što manji, potrebno je pažljivo slijediti upute za uporabu. Korištenje, pripremu i testiranje instrumenata smiju provoditi samo obučeni stručnjaci. Prije uporabe elektrokirurškog instrumenta pročitajte cijele upute za uporabu. Ovo se također odnosi na upute za uporabu korištenog pribora, uključujući neutralnu elektrodu i HF generator. Specifikacije, sigurnosne upute i upozorenja u odgovarajućim uputama za uporabu moraju se strogo pridržavati i slijediti.



Elektrode tvrtke Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH (Tekno) i njihov pribor isporučuju se nesterilne i moraju proći kroz cijeli ciklus obrade (čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija) prije prve i svake sljedeće uporabe.

1 OPSEG



Ove upute za uporabu vrijede za višekratne monopolarne i bipolarne artroskopske elektrode (u daljnjem tekstu "elektrode") tvrtke Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH.
(Pogledajte popis stavki u zadnjem odlomku ovih uputa za uporabu.)

2 SCRUTINIES

Prije svake uporabe elektrode moraju biti pregledane na lomove, pukotine, deformacije, oštećenja i funkcionalnost. Posebno pažljivo treba provjeriti područja poput izolacije, spojeva i radnih krajeva. Istrošeni, korodirani, deformirani, porozni ili na drugi način oštećeni instrumenti moraju se odbaciti.

3 RUKOVANJE

Svim kirurškim instrumentima uvijek treba rukovati s najvećom pažnjom prilikom transporta, čišćenja, održavanja, sterilizacije i skladištenja. To se posebno odnosi na kanile za finu sukciju s malim promjerima. Novi instrumenti trebaju proći tri ciklusa strojnog čišćenja prije početne sterilizacije. To dovodi do stvaranja pasivnog sloja na površini koji štiti instrument od promjene boje i korozije.

4 NAMJENE

Artroskopske elektrode namijenjene su koagulaciji ili rezanju tkiva. Spojeni su na HF generator pomoću drške elektrode.

Maksimalna frekvencija generatora ne smije biti veća od **4 MHz!**

5 INDIKACIJE

Elektrode su općenito namijenjene za upotrebu u otvorenoj artroskopiji i koriste se za rezanje, isparavanje i koagulaciju biološkog tkiva.

6 KONTRAINDIKACIJE

Korištenje HF instrumenata općenito je kontraindicirano kada je indicirana uporaba drugih kirurških tehnika i kod zdravstvenih stanja koja inhibiraju proces cijeljenja, npr.:

- poremećaj opskrbe krvlju,
- akutne i kronične, lokalne ili sistavne infekcije,
- duboke i površinske infekcije,
- teške bolesti mišića, živaca ili krvnih žila,
- sistavne bolesti i metaboličke disfunkcije,
- Psihička stanja koja onemogućuju sudjelovanje u rehabilitacijskom programu (Parkinsonova bolest, alkoholizam, ovisnost o drogama, itd.).

Postoje i kontraindikacije,

- s općom neoperabilnošću;
- ako pacijent nije pripremljen;
- ako tehnički uvjeti nisu ispunjeni.

Instrumenti nisu namijenjeni za uporabu na središnjem živčanom i krvožilnom sustavu.



7 POPULACIJA PACIJENATA

Osim kontraindiciranih uporaba navedenih u ovim uputama za uporabu, nema ograničenja za populaciju pacijenata.

8 RASPOLAGANJE

Ako se instrumenti više ne mogu popravljati i obnavljati, instrumenti se moraju zbrinuti u skladu s primjenjivim propisima i zakonima za pojedine zemlje.

9 UPUTE ZA UPORABU I SIGURNOST



Nepoštivanje ovih uputa za primjenu i sigurnosnih uputa može rezultirati ozljedama, kvarom ili drugim neočekivanim incidentima!

9.1 Opće sigurnosne upute

- Prije svake uporabe instrument se mora provjeriti radi ispravnosti i vidljivih oštećenja i istrošenosti, poput pukotina ili lomova.
- Transportna ambalaža nije prikladna za visoke temperature tijekom autoklaviranja i mora se baciti prije prve sterilizacije
- Nemojte preopteretiti instrumente. Preopterećenje zbog prekomjerne sile može dovesti do lomova, savijanja i kvarova medicinskog proizvoda te ozljeda pacijenta ili korisnika. Nemojte savijati savijene instrumente natrag u njihov izvorni položaj, opasnost od loma.
- Nemojte koristiti oštećen ili neispravan proizvod. Oštećene proizvode odmah sortirati i označiti te isključiti daljnju uporabu.

9.2 Sigurnosne upute za HF instrumente

- Opasnost od opekline od VF struje
- Monopolarne artroskopske elektrode smiju se koristiti samo zajedno s neutralnim elektrodama.
- Kada koristite monopolarne elektrode, moraju se koristiti otopine bez elektrolita (npr. Purisol).
- Kada koristite bipolarne elektrode, aktivna elektroda i neutralna elektroda moraju biti 100% okružene vodljivom tekućinom za ispiranje (0,9 postotna fiziološka otopina ili Ringerova otopina); nikada ne koristite nevodljive tekućine za ispiranje.
- U bolesnika s srčanim stimulatorom provjerite njihovu toleranciju na HF zračenje.
- Instrumenti koji se neko vrijeme ne koriste uvijek moraju biti izolirani od pacijenta kako bi se izbjegla ozljeda pacijenta ako se HF struja slučajno aktivira.
- Aktivirajte VF struju samo ako su kontaktne površine unutar vidljivog raspona i imaju dobar kontakt s tkivom koje treba tretirati. Ne dirajte druge metalne instrumente, nastavke troakara, optiku, vodove ili slično.
- Uklonite ostatke dezinficijensa s tijela pacijenta.
- Koristite instrument samo ako je izolacija neoštećena.
- Ne koristite eksplozivne/zapaljive materijale tijekom rada.
- Izbjegavajte karboniziranje tkanine!
- Snaga VF generatora uvijek mora biti postavljena na što nižu moguću razinu kako bi se postigao samo željeni učinak.
- Uvijek postavite linije za pacijente tako da nema kontakta s pacijentom ili drugim linijama.
- Za monopolarnu upotrebu: Razmotrite moguću upotrebu bipolarnih primjena ako postoji rizik da bi VF struja mogla teći kroz relativno mala područja poprečnog presjeka pacijentova tijela.
- Postavite neutralnu elektrodu tako da pacijent leži na cijeloj površini neutralne elektrode.
- Opasnost od opekline zbog pretjeranog zagrijavanja neutralne elektrode!

Uvijek provjerite elektrode i ručke za:

- vidljivo izloženi metal osovine elektrode na mjestu spajanja na ručku ili kabel,
- loša električna veza između ručke ili kabela i osovine elektrode,
- loše prijanjanje između drške ili kabela i osovine elektrode.

Kad uključujete i isključujete kabel, uvijek ga držite samo za utikač, nikada ne povlačite kabel. Korištenje oštećenih kabela može dovesti do značajnih opasnosti. Prije svake uporabe provjerite ima li na kabelu vidljivih oštećenja.



9.3 Duljina pribora

Napomena o priboru koji se može smatrati antenama (prema DIN EN IEC 60601-2-2, pododjeljak 202.7.9.2.14 k):

Duljina priključnih kabela je između 3 – 5 metara.

Duljina elektroda je između 115 – 170 mm (vidi popis članaka).

10 PONOVDNA OBRADA

Općenito, kirurške instrumente mogu ponovno obraditi samo osobe koje imaju potrebno stručno znanje za predviđene aktivnosti. Detaljne informacije o pripremi instrumenata mogu se naći u "Crvenoj brošuri" AKI-ja. Pod www.a-k-i.org ćete pronaći i poveznice na zakone, standarde i stručna povjerenstva za obradu.

Zbog dizajna proizvoda i korištenih materijala postavljeno je ograničenje od **najviše 5 preparata**.

10.1 Priprema na mjestu uporabe

Odmah nakon uporabe uklonite grubu prljavštinu s instrumenata. Ne koristite sredstva za pričvršćivanje ili toplu vodu (>40 °C), jer to dovodi do fiksiranja ostataka i može negativno utjecati na uspjeh čišćenja.

10.2 Transport

Sigurno skladištenje u zatvorenom spremniku i prijevoz instrumenata do mjesta ponovne obrade kako bi se izbjeglo oštećenje instrumenata i kontaminacija okoliša.

10.3 Priprema za dekontaminaciju

Ako je moguće, instrumenti se moraju rastaviti ili otvoriti za ponovnu obradu (vidjeti upute za pojedine proizvode). Instrumenti moraju biti pohranjeni na nosačima instrumenata kompatibilnim sa strojem na način koji je siguran za perilicu posuđa. Stanje ploča s instrumentima ne smije narušiti naknadno čišćenje i dezinfekciju zvukom ili sjenama za ispiranje.

10.4 Ručno prethodno čišćenje

Stavite instrumente u hladnu vodu najmanje 5 minuta. Ako je moguće, rastavite instrumente i očistite ih pod hladnom vodom mekom četkom dok se ne vide ostaci. Stavite instrumente u ultrazvučnu kupku na 40 °C s 0,5% alkalnog ili enzimskog sredstva za čišćenje 15 minuta i sonificirajte. Uklonite instrumente i isperite hladnom vodom.

Otopinu za čišćenje treba mijenjati najmanje jednom dnevno, češće ako je potrebno. Previše kontaminacije narušava učinak čišćenja i povećava rizik od korozije. Moraju se poštivati nacionalni zakoni i smjernice.

10.5 Strojno čišćenje

Korak	Parametarski	
Prethodno ispiranje	Temperatura ispiranja + kvaliteta vode	Hladna gradska voda
	Vrijeme izlaganja	60 s
Prethodno ispiranje	Temperatura ispiranja + kvaliteta vode	Hladna gradska voda
	Vrijeme izlaganja	180 s
Čist	Temperatura čišćenja	45°C
	Kvaliteta vode	Gradska voda
	Vrijeme izlaganja	300 s (najgore stanje) / RKI preporuka 600 s
	Deterdžent	Neodisher Medizym
	Koncentracija	0,50 %
Neutralizacije	Temperatura ispiranja	40°C
	Kvaliteta vode	Gradska voda
	Vrijeme izlaganja	180 s
	Neutralizirajuća sredstva	Neodisher Z
	Koncentracija	0,10 %
Isprati	Temperatura ispiranja	40 C
	Kvaliteta vode	Deionizirana voda
	Vrijeme izlaganja	120 s



10.6 Mehanička (toplinska) dezinfekcija

Korak	Parametarski	
Toplinska dezinfekcija	Temperatura dezinfekcije	90 °C (A ₀ 3000)
	Kvaliteta vode	Deionizirana voda
	Vrijeme izlaganja	300 s
Suh	Sušenje vanjske strane instrumenata ciklusom sušenja perilice-dezinficijensa. Ako je potrebno, ručno sušenje može se postići i uz pomoć krpe koja ne pušta dlačice. Suhe šupljine i kanali instrumenata sa sterilnim komprimiranim zrakom.	

10.7 Funkcionalno ispitivanje, održavanje

Nakon svakog čišćenja proizvodi moraju biti makroskopski čisti, tj. bez vidljivih nečistoća. Proizvodi s mrljama moraju se odmah razvrstati i posebno tretirati. Svi pokretni dijelovi moraju se posebno pažljivo provjeriti.

Ako se pojave pogreške ili oštećenja, proizvode je potrebno odmah razvrstati. Funkcionalno ispitivanje i održavanje instrumenata mora se provoditi vrlo temeljito. Odgovarajući postupak održavanja produljuje životni vijek instrumenata.

10.8 Pakiranje

Odaberite standardno usklađeno pakiranje instrumenata za sterilizaciju u skladu s normama DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 i DIN EN 868-8.

10.9 Sterilizacija

Sterilizacija proizvoda s frakcioniranim povratno-vakuumskim procesom (prema DIN EN ISO 17665), uzimajući u obzir odgovarajuće nacionalne zahtjeve.

Pre-vakuum:	3 puta
Temperatura sterilizacije:	134 °C
Vrijeme sterilizacije:	5 min
Sušenje:	20 min.

Korištenje bilo kojeg drugog procesa sterilizacije izvan je naše odgovornosti!

10.10 Uskladištenje



Sterilizirani instrumenti moraju se čuvati u prikladnoj ambalaži u suhom, čistom i bez prašine pri umjerenim temperaturama od +5 °C do +40 °C i stalnoj vlažnosti. Ne čuvajte zajedno s kemikalijama. Udaljenost između poda i police treba biti najmanje 30 cm. Razdoblje pohrane određuje sam korisnik.



Zaštitite od sunčeve svjetlosti!

10.11 Informacije o validaciji priprava

U validaciji strojne obrade korišteni su sljedeći materijali i strojevi:

Deterdžent:	Neodisher Medizym 0,5% (v/v)	Detalje potražite u izvješćima o testiranju: 23277 / 23278 / 23279 CleanControlling, medicinski GmbH & Co.
Neutralizator:	Neodisher Z 0,1 % (v/v)	
Čišćenje-Uređaj za dezinfekciju:	Miele PG 8535	
Parni autoklav:	Lautenschläger ZentraCert	

11 DODATNE UPUTE

Ako gore opisane kemikalije i strojevi nisu dostupni, odgovornost je korisnika da u skladu s tim potvrdi svoj proces. Korisnikova je dužnost osigurati da proces ponovne obrade, uključujući resurse, materijale i osoblje, bude prikladan za postizanje traženih rezultata. Stanje tehnike i nacionalni zakoni zahtijevaju da se slijede validirani procesi.

Tijekom ponovne obrade temperatura koja djeluje na instrument ne smije prelaziti **140°C**. U principu, mehaničko čišćenje i dezinfekcija su uvijek bolji od ručnog čišćenja. Uz mehaničko čišćenje i dezinfekciju veća je sigurnost u procesu. Nikada nemojte koristiti metalne četke, metalne spužve ili abrazivna sredstva za čišćenje za ručno čišćenje / predčišćenje. Jako alkalna sredstva za čišćenje oštećuju plastiku.

Instrumenti se ne smiju sterilizirati u sterilizatorima na vrući zrak. Nemojte koristiti kaustična sredstva za čišćenje.

Nemojte koristiti jaka oksidirajuća sredstva za čišćenje. Sredstva s neutralnom pH vrijednošću (7,0) su najprikladnija.



12 PRIJAVLJIVANJE PROBLEMA S PROIZVODOM



U skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i našim sustavom upravljanja kvalitetom, svi problemi s proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču.

Tijekom radnog vremena možete nas kontaktirati telefonom na +49 (0) 07461 / 1701-0.

Izvan redovnog radnog vremena, pošaljite e-mail na safety@tekno-medical.com.

Ozbiljni incidenti također se moraju prijaviti nadležnom tijelu u njihovoj lokaciji.

13 JAMSTVO

Proizvodi su izrađeni od visokokvalitetnih materijala i prije isporuke prolaze kontrolu kvalitete. Ako se pogreške i dalje pojavljuju, obratite se našoj službi. Tekno-Medical ne može jamčiti da su proizvodi prikladni za odgovarajući postupak. Tekno-Medical ne preuzima nikakvu odgovornost za slučajnu ili nastalu štetu. Tekno-Medical ne prihvaća nikakvu odgovornost ako se dokaže da su ove upute za uporabu prekršene.



Pažnja: U slučaju uporabe instrumenata u bolesnika s Creutzfeldt-Jakobovom bolešću ili njezinim varijantama (vCJK, BSE, TSE), Tekno-Medical odbija svaku odgovornost za ponovnu uporabu.

14 SERVIS I POPRAVAK

Ne vršite popravke ili preinake na proizvodu sami. Za to je odgovorno samo ovlašteno osoblje proizvođača.

Neispravni proizvodi moraju proći cijeli postupak ponovne proizvodnje prije nego što su vraćeni na popravak. Za povrat koristite naš obrazac zahtjeva za RMA i potvrdu o dekontaminaciji.

Obrasci na: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

15 SIMBOLI

Prema normi DIN EN ISO 15223-1, simboli korišteni u ovoj uputi i na oznaci imaju sljedeća značenja:

	Pažnja!		Proizvođač
	Medicinski		Datum proizvodnje
	Nesterilna		Slijedi upute
	Kataloški broj		Zaštititi od sunčeve svjetlosti
	Oznaka serije		Čuvati na suhom
	Jedinstvena identifikacija proizvoda		
	CE oznaka s brojem prijavljenog tijela: mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart		



Ispisano: 08.05.2026

16.1 Monopolarne elektrode za artroskopiju duljine 115 mm

Maksimalni nazivni napon dodatne opreme 4,3 kVp (120 W)				
39200-01	39200-04	39200-11	39210-02	39210-10
39200-02	39200-09	39200-12	39210-04	39210-11
39200-03	39200-10	39210-01	39210-09	39210-12

16.2 Monopolarne elektrode za artroskopiju duljine 170 mm

Maksimalni nazivni napon dodatne opreme 4,3 kVp (120 W)			
39200-05	39200-06	39200-07	39200-08

16.3 Bipolarne elektrode za artroskopiju duljine 115 mm

Maksimalni nazivni napon dodatne opreme 1,0 kVp (180 W)	
39300-01	39300-02
Maksimalni nazivni napon dodatne opreme 1,0 kVp (120 W)	
(Koristite samo za rezanje, nemojte isparavati!)	
39300-03	

16.4 Bipolarne elektrode za artroskopiju duljine 170 mm

Maksimalni nazivni napon dodatne opreme 1,0 kVp (180 W)	
39300-05	39300-06
Maksimalni nazivni napon dodatne opreme 1,0 kVp (120 W)	
(Koristite samo za rezanje, nemojte isparavati!)	
39300-07	

16.5 Kablovi i adapteri

Broj artikla	Oznaka
707-010	ADAPTER ZA RAVNE BIPOLARNE KABLOVE
707-300	3m bipolarni kabel, ravni konektor za Erbe / WISAP / Storz uređaje
707-301	Bipolarni kabel 3 m, ravni utikač za Martin / Berchthold uređaje
707-302	BIOPOLARNI KABEL 3M, RAVNI UTIKAČ ZA TEKNO / VALLEYLAB USA
707-303	3M BIOPOLARNI KABEL, RAVNI UTIKAČ ZA TEKNO / VALLEYLAB EUROPA UREĐAJE
707-303-4*	Priključni kabel za bipolarne instrumente, uređaji od 4 m, ValleyLab Europe / ravni utikač
707-306*	PRIKLJUČNI KABEL ZA BIOPOLARNE INSTRUMENTE 4 M ZA ERBE/WISAP/STORZ UREĐAJE / STANICE
707-309	Bipolarni kabel 3 m, 2-pinski konektor za TEKNO / VALLEYLAB Europe uređaje
707-310	BIOPOLARNI KABEL 3M, 2-PINSKI KONEKTOR ZA ERBE / WISAP / STORZ UREĐAJE
707-311	Bipolarni kabel 3 m, 2-pinski konektor za Martin / Berchthold uređaje
707-312	BIOPOLARNI KABEL 3M, 2-PINSKI KONEKTOR ZA TEKNO / VALLEYLAB USA
707-315*	PRIKLJUČNI KABEL ZA BIPOLARNE INSTRUMENTE 3 M STRANA UREĐAJA MARTIN, 2-PINSKI ETHICON INSTRUMENTS
707-317*	PRIKLJUČNA KAPA ZA BIPOLNI INSTRUMENT 3M, VALLEY LAB USA / 2-PINSKI KONEKTOR, KUTNI, 45°
707-322*	Bipolarni kabel za Storz, Erbe ICC/ACC uređaje i Storz instrumente, 3M
707-330	BIOPOLARNI KABEL 3M, OKRUGLI PLOSNATI KONEKTOR ZA ERBE/WISAP/STORZ UREĐAJE
707-331	BIOPOLARNI KABEL 3M, OKRUGLI RAVNI UTIKAČ ZA MARTIN/BERCHTOLD UREĐAJE



707-332	BIOPOLARNI KABEL 3M, OKRUGLI PLOSNATI KONEKTOR ZA TEKNO/VALLEYLAB USA
707-333	3M BIOPOLARNI KABEL, OKRUGLI RAVNI UTIKAČ ZA TEKNO/VALLEYLAB EUROPA UREĐAJE
707-338	BIOPOLARNI KABEL 3M, OKRUGLI RAVNI UTIKAČ, RAZMAK IZMEĐU PINOVA 18,7 MM
707-339	Bipolarni kabel 3 m, okrugli ravni konektor za ValleyLab Europe uređaje, razmak pinova
707-340	Bipolarni kabel za 3 mm koagulacijske pincete Erbe/WISAP/Storz, duljine 3 m
707-341	BIOPOLARNI KABEL ZA KOAGULACIONI KANAL MARTIN/BERCHTOLD OD 3 MM, DUŽINA 3 M
707-343	BIOPOLARNI KABEL ZA 3MM KALIBRACIJSKI KANAL TEKNO/VALLEYLAB EUROPA, DUŽINA 3M
707-350	Kabel za bipolarni resekcijski mikroskop, 5 m za TEKNO, VALLEYLAB uređaje
707-360*	Bipolarni kabel, 5 m, ravni konektor za Erbe ICC/ACC, WISAP, Storz uređaje
707-361*	Bipolarni kabel, 5 m, ravni utikač za Martin i Berchtold uređaje
707-362*	Bipolarni kabel, 5 m, ravni utikač za TEKNO / VALLEYLAB USA uređaje
707-430*	BIOPOLARNI KABEL 5M, OKRUGLI PLOSNATI KONEKTOR ZA ERBE/WISAP/STORZ UREĐAJE
707-433*	Priključni kabel za bipolarne instrumente, 5 m, uređaji, Valleyle Europe / ravni utikač, okrugli
707-510	MONOPOLARNI KABEL, 3M, MUŠKI 4MM / MUŠKI 4MM
707-511	MONOPOLARNI KABEL, 5M, MUŠKI 4MM / MUŠKI 4MM
707-519	3M monopolarni kabel, muški 8 mm za RF uređaje, Conmed ženski 4 m
707-520	MONOPOLARNI KABEL 3 M, MUŠKI 4 MM / ŽENSKI 4 MM
707-521	MONOPOLARNI KABEL 5 M, MUŠKI 4 MM / ŽENSKI 4 MM
707-523*	MONOPOLARNI KABEL ZA ERBE HF UREĐAJE, S FUNKCIJOM ZAŠTITE OD KLIZANJA
707-525	MONOPOLARNI KABEL 3M, MUŠKI 8MM / ŽENSKI 4MM
707-526	MONOPOLARNI KABEL 5M, MUŠKI 8MM / ŽENSKI 4MM
707-540*	MONOPOLARNI KABEL 3M, MUŠKI 8MM / MUŠKI 4MM SIGURNOSNI UTIKAČ
790-310	MONOPOLARNI KABEL, DUŽINA 3M, Š. 4MM (AESCULAP/BERCHTOLD/MARTIN)
790-311	MONOPOLARNI KABEL, DUŽINA 3M, D.5MM (STORZ/ERBE)
790-312	MONOPOLARNI KABEL, DUŽINA 3M, Š.8MM (TEKNO/VALLEYLAB/BOVIE)
790-313	MONOPOLARNI KABEL, DUŽINA 3M, Š. 4MM (BERCHTOLD/MARTIN)