



# » ХИРУРГИЧЕСКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ «





TEKNO-Medical Optik-Chirurgie GmbH  
Sattlerstr. 11  
D-78532 Tuttlingen  
ГЕРМАНИЯ  
SRN: DE-MF-000005822

Телефон: +49 7461 17 01 0  
Факс: +49 7461 17 01 50  
Електронна поща: [mail@tekno-medical.com](mailto:mail@tekno-medical.com)  
Web : [www.tekno-medical.com](http://www.tekno-medical.com)





## Съдържание

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1     | ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ .....                     | 4 |
| 2     | ПРОВЕРКИ.....                                  | 4 |
| 3     | БОРАВЕНЕ .....                                 | 4 |
| 4     | ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА.....                       | 4 |
| 5     | ПОКАЗАНИЯ.....                                 | 4 |
| 6     | ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.....                          | 5 |
| 7     | ПОПУЛАЦИЯ ПАЦИЕНТИ.....                        | 5 |
| 8     | КОМБИНАЦИИ .....                               | 5 |
| 9     | ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ .....                   | 5 |
| 10    | ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ.....                  | 5 |
| 11    | ПОВТОРНО ЗАГОТВЯНЕ .....                       | 5 |
| 11.1  | ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО НА УПОТРЕБА .....        | 5 |
| 11.2  | ТРАНСПОРТИРАНЕ.....                            | 5 |
| 11.3  | ПОДГОТОВКА ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ .....             | 6 |
| 11.4  | РЪЧНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ .....           | 6 |
| 11.5  | МЕХАНИЧНО ПОЧИСТВАНЕ.....                      | 6 |
| 11.6  | МАШИННА (ТЕРМИЧНА) ДЕЗИНФЕКЦИЯ.....            | 6 |
| 11.7  | ФУНКЦИОНАЛНО ИЗПИТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА .....        | 7 |
| 11.8  | ОПАКОВКА: .....                                | 7 |
| 11.9  | СТЕРИЛИЗАЦИЯ:.....                             | 7 |
| 11.10 | СЪХРАНЕНИЕ.....                                | 7 |
| 11.11 | ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗАГОТВЯНЕТО: ..... | 7 |
| 12    | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ.....                     | 8 |
| 13    | СЪБИТИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ.....                     | 8 |
| 14    | ГАРАНЦИЯ.....                                  | 8 |
| 15    | СЕРВИЗ И РЕМОНТ .....                          | 8 |
| 16    | СИМВОЛИ .....                                  | 8 |
| 17    | СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ .....                     | 9 |





# Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 4 / 23



Използването, подготовката и тестването на Държач за череп се допуска да се извършват само от обучени специалисти.



Държач за череп на Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH се доставят нестерилни и трябва да преминат през пълния цикъл на почистване и стерилизация преди първата и всяка следваща употреба.

## 1 ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Обхватът на тези инструкции за употреба се отнася за следните продукти: Вижте списъка на продуктите за инструкциите за употреба в последния раздел.

## 2 ПРОВЕРКИ



- Визуална проверка за наличие на замърсявания или промени по повърхността!
- Визуална проверка за счупвания!
- Проверка дали работните краища не са повредени!

**Повредените продукти не се допуска да се използват!**

**Инструментите трябва да се проверяват за годност за функциониране преди всяка употреба!**

## 3 БОРАВЕНЕ

Това ръководство с инструкции се отнася за инструменти, изработени от неръждаема стомана, алуминий и титан. Инструментите, изработени от чист титан или титанови сплави, трябва да се третират по същия начин като инструментите, изработени от неръждаема стомана. Няма специални инструкции, които да следвате.

Алуминиевите инструменти трябва да се обработват само с неалкални, неутрални дезинфектанти и почистващи препарати и напълно деминерализирана вода, в противен случай може да възникне повреда на анодизираната повърхност. Процесите на алкално почистване водят до избледняване на цвета и петна върху цветно анодизирани повърхности само след няколко цикъла.



Не претоварвайте инструментите чрез усукване или натискане с лост, тъй като това може да доведе до повреда или счупване на частите на инструмента.

## 4 ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Медицинско изделие с режещи или абразивни ръбове, с прави или извити остриета за изглаждане на повърхности и/или рязане, разделяне или отстраняване на тъкани, като кожа, органи, кости, или за отстраняване на чужди тела, за правене на разрези в тялото на пациента, за да се позволи въвеждането на инструменти в хирургичното поле. Потребителят решава въз основа на своя опит дали инструментът е подходящ за съответното приложение.

Продължителност на употреба: Временна (предназначен за непрекъсната употреба при нормални условия за период, по-малък от 60 минути) Съгласно Регламент (ЕС) 2017/745.

## 5 ПОКАЗАНИЯ

Инструментите от тази продуктова група се използват при почти всички хирургични процедури, напр:

- Разрез на кожата и тъканите и други разрези с ножове,
- осигуряване на достъп до мястото на операцията,
- Подготовка на части от тъкани и органи с ножици и щипки,
- Рязане и частично отстраняване на кости или части от кости с триони, длета, пили, перфоратори, костни лъжици, също и в областта на стоматологията,
- разхлабване на чужди тела в или върху човешкото тяло,
- Микроножици за фини, малки процедури върху тъкани, както и върху окото,
- Снайпери / кюрети: Отделяне на полипи от всякакъв вид с подходящи лакери за полипи, примки, лъжици, ланцетни игли за отстраняване на чужди тела или остри/тъпи кюрети за изстъргване на матката,
- Ножове за ампутация.





# Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 5 / 23

## 6 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Използването на режещи инструменти за многократна употреба обикновено е противопоказно, когато е показано използването на други хирургични техники.

Съществуват и противопоказания

- в случай на обща неоперабилност;
- ако пациентът не желае да се подложи на процедурата;
- когато не са изпълнени техническите изисквания.

Тези инструменти не са предназначени за използване на сърцето или централната нервна и кръвоносна система!

Отговорният лекар трябва да реши въз основа на общото състояние на пациента дали предвиденото приложение може да бъде извършено.

## 7 ПОПУЛАЦИЯ ПАЦИЕНТИ

С изключение на противопоказаните приложения, които са изброени в тези инструкции за употреба, няма ограничения по отношение на популацията на пациентите.

## 8 КОМБИНАЦИИ

Продуктите не са предназначени да се комбинират с други продукти или да се свързват с тях.

## 9 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Ако инструментите вече не могат да бъдат ремонтирани и ремонтирани, инструментите трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с приложимите специфични за страната разпоредби и закони.

## 10 ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

Инструментите, изработени от неръждаема стомана, не трябва да се поставят във физиологичен разтвор (NaCl), продължителният контакт може да доведе до питинг или корозия под напрежение.

Инструментите могат да се стерилизират само след предварително почистване и дезинфекция.

## 11 ПОВТОРНО ЗАГОТВЯНЕ

По принцип хирургическите инструменти могат да се обработват повторно само от хора, които имат необходимите специализирани познания за предвидените дейности.

Подробна информация за подготовката на инструментите можете да намерите в „Червената брошура“ на AKI.

Можете също да намерите връзки към закони, стандарти и комитети за обработка на [www.a-k-i.org](http://www.a-k-i.org).

Поради дизайна на продукта и използваните материали, не може да бъде зададена дефинирана граница на максимално осъществими приложения. Продължителността на живота на медицинските изделия се определя от тяхната функция и внимателно боравене. Честата повторна обработка има слабо въздействие върху продукта.

Краят на живота на продукта обикновено се определя от износването и повредата от употреба.

Четивността на етикета е проверена върху 200 препарата.

### 11.1 Подготовка на мястото на употреба

Отстранете грубите замърсявания от инструментите веднага след употреба. Не използвайте фиксиращи средства или гореща вода (>40°C), тъй като това ще доведе до фиксиране на остатъците и може да има отрицателен ефект върху успеха на почистването.

### 11.2 Транспортиране

Безопасно съхранение в затворен контейнер и транспортиране на инструментите до мястото за преработка, за да се избегне повреда на инструментите и замърсяване на околната среда.



## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 6 / 23

### 11.3 Подготовка за обеззаразяване

Ако е възможно, инструментите трябва да бъдат разглобени или отворени за повторна заготовка (вижте специфичните за продукта ръководства).

Инструментите трябва да се съхраняват по начин, който е подходящ за изплакване върху носачи за инструменти, които са подходящи за машини. Конструкцията на носачите на инструменти не се допуска да влошава последващото почистване и дезинфекция поради звукови или изплаквачи засенчвания.

### 11.4 Ръчно предварително почистване

Поставете инструментите в студена дейонизирана вода за минимум 5 мин. Ако е възможно, разглобете инструментите и ги почистете под студена вода с мека четка, докато повече не се виждат остатъци. Изплакнете под налягане кухините, отворите и резбите за минимум 10 сек. с воден пистолет (импулсен метод, минимално налягане 2 bar). Поставете инструментите в ултразвукова вана при 40°C с 0,5 % алкален или ензимен почистващ препарат за 15 мин. и ги третирайте с ултразвук. Извадете инструментите и ги изплакнете със студена вода. Почистващият разтвор трябва да се сменя поне веднъж дневно, при необходимост и по-често. Твърде високата степен на замърсяване влошава почистващия ефект и увеличава риска от корозия. Трябва да се спазват националните закони и директиви.

### 11.5 Механично почистване

| Стъпка                   | Параметър                                      |   |
|--------------------------|--|---|
| Предварително изплакване | Температура на изплакване + качество на водата | Студена вода от водопровода                           |
|                          | Време за въздействие                           | 60 сек  |
| Предварително изплакване | Температура на изплакване + качество на водата | Студена вода от водопровода                           |
|                          | Време за въздействие                           | 180 сек   |
| Почистване               | Температура на почистване                      | 45°C  |
|                          | Качество на водата                             | Вода от водопровода                                   |
|                          | Време за въздействие                           | 300 s (най-лошото състояние) / препоръка на Rkl 600 s |
|                          | Почистващи препарати                           | Neodisher Medizym                                     |
| Неутрализация            | Концентрация                                   | 0,50 %  |
|                          | Температура на изплакване                      | 40°C  |
|                          | Качество на водата                             | Вода от водопровода                                   |
|                          | Време за въздействие                           | 180 сек   |
| Изплакване               | Неутрализиращ агент                            | Neodisher Z   |
|                          | Концентрация                                   | 0,10 %  |
|                          | Температура на изплакване                      | 40 C  |
| Изплакване               | Качество на водата                             | Дейонизирана вода                                     |
|                          | Време за въздействие                           | 120 сек   |

### 11.6 Машинна (термична) дезинфекция

| Стъпка               | Параметър   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| Термична дезинфекция | Температура на дезинфекция  | 90°C (A <sub>0</sub> 3000) |
|                      | Качество на водата  | Дейонизирана вода          |
|                      | Време за въздействие  | 300 сек                    |
| Изушаване            | Изушаване на външната страна на инструментите чрез цикъла на сушене на миялно-дезинфекционната машина.<br>Ако е необходимо, може да се постигне допълнително ръчно подсушаване с помощта на неизпускаща влакна кърпа. Изсушете кухините и каналите на инструментите със стерилен въздух под налягане. |                            |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 7 / 23

### 11.7 Функционално изпитване, поддръжка

Оставете инструментите да се охладят до стайна температура.

След всяко почистване продуктите трябва да бъдат макроскопски чисти, т.е. без видими замърсявания.

- Замърсените продукти трябва да се сортират незабавно и да се третират специално.
- Всички движещи се части трябва да се проверяват с особено внимание.
- Ако се открият дефекти или повреди, продуктите трябва да се сортират незабавно.
- Всички пластмасови компоненти трябва да бъдат проверени преди стерилизация.

Ако е необходимо, повторете процеса на заготвяне, докато инструментът стане визуално чист.

Функционалното изпитване и поддръжката на инструментите трябва да бъдат изключително задълбочени. Подходящата процедура за поддръжка ще увеличи живота на инструментите.

Инструментите, които могат да се разглобяват, трябва да се сглобяват за тестване.

Продуктите с подвижни челюсти, шарнири, затварящи елементи или с метални плъзгащи се повърхности трябва да се третират с подходящи продукти за грижа на основата на парафин / бяло масло, съгласно Европейската фармакопея (напр: ТК95100-00). Продуктът за грижа трябва да е физиологично безопасен, да може да се стерилизира с пара и да пропуска пара.

Затваряйте инструментите с ключалки само в първото гнездо.

Дефектните или повредени инструменти трябва да се отделят незабавно.

**Допълнителна информация можете да намерите в DIN 96298-4.**

### 11.8 Опаковка:

Изберете стандартно съвместими опаковки на инструментите за стерилизация съгласно DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 и DIN EN 868-8.

### 11.9 Стерилизация:

Стерилизацията на продуктите се извършва по метода на фракционирано предварително вакуумиране (съгласно DIN EN ISO 17665-1), като се вземат предвид съответните национални изисквания.

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Предварително вакуумиране:</b>   | 3 пъти  |
| <b>Температура на стерилизация:</b> | 134 °C  |
| <b>Време на стерилизация:</b>       | 5 мин.  |
| <b>Време за сушене:</b>             | 20 мин. |

Използването на друг метод за стерилизация е извън нашата отговорност!

Инструментите не се допуска да се стерилизират с горещ въздух или в нискотемпературни стерилизатори (газови или плазмени).

### 11.10 Съхранение



Стерилизираните инструменти трябва да се съхраняват в подходящи опаковки в суха, чиста и безпрашна среда при умерени температури от +5°C до +40°C и постоянна въздушна влажност. Не съхранявайте заедно с химикали. Разстоянието между пода и рафта трябва да бъде минимум 30 cm. Периодът на съхранение трябва да се определи от потребителя.

### 11.11 Информация за валидиране на заготвянето:

Следните материали и машини са използвани при валидирането на обработката на машината:

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| <b>Почистващ препарат:</b>               | Neodisher Medizym 0,5 % (v/v) | За подробности вижте докладите от изпитванията:<br>23277 / 23278 / 23279<br>CleanControlling Medical GmbH & Co. KG |
| <b>Неутрализатор:</b>                    | Neodisher Z 0,1 % (v/v)       |  |
| <b>Уред за почистване и дезинфекция:</b> | Miele PG 8535                 |  |
| <b>Парен автоклав:</b>                   | Lautenschläger ZentraCert     |  |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 8 / 23

### 12 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ



Ако химикалите и машините, описани по-горе, не са налични, отговорност на потребителя е да валидира съответно своя процес. Задължение на потребителя е да гарантира, че процесът на повторна обработка, включително ресурси, материали и персонал, е подходящ за постигане на изискваните резултати.

Състоянието на техниката и националните закони изискват да се следват валидирани процеси.

### 13 СЪБИТИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ



В съответствие с изискванията на Регламента на ЕС за медицинските изделия (MDR) 2017/745 и нашата система за управление на качеството, дори и най-малките проблеми с този продукт трябва винаги да се съобщават на TEKNO-MEDICAL.

Ако не можете да се свържете с нас директно за подлежащи на докладване събития, моля, изпратете имейл на адрес:

[safety@tekno-medical.com](mailto:safety@tekno-medical.com)

Сериозните инциденти трябва допълнително да се докладват на компетентния орган в съответното населено място.

### 14 ГАРАНЦИЯ

За дефекти на материалите и изработката се поема гаранция от две години от датата на доставка до крайния потребител.

Текно не може да гарантира, че продуктите са подходящи за съответната процедура. Това трябва да се определи от потребителя. Текно не поема отговорност за случайни или последващи щети.

Текно не поема отговорност, ако може да се докаже, че тези инструкции за употреба са били нарушени или са били нарушени умишлено.

### 15 СЕРВИЗ И РЕМОТ

Не извършвайте ремонти или модификации на продукта сами. Само упълномощен персонал на производителя е отговорен и предназначен за това.

Дефектните продукти трябва да са преминали през целия процес на преработване, преди да бъдат върнати за ремонт.

За връщане използвайте нашия формуляр за заявка за RMA и сертификат за обеззаразяване.

Формуляри в: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

### 16 СИМВОЛИ

Символите, използвани в настоящата инструкция и върху етикета, имат следното значение съгласно DIN EN ISO 15223-1:

|  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
|  | Внимание!   |  | Производител                       |
|  | Медицински  |  | Производство                       |
|  | Нестерилни  |  | Спазвайте инструкциите за употреба |
|  | Каталог   |  | Пазете от слънчева светлина        |
|  | Обозначение на партидата  |  | Да се съхранява на сухо място      |
|  | Ясна идентификация на продукта  |  |                                    |
|  | Маркировка "CE" с номер на нотифицирания орган<br><b>mdc – сертифициране на медицински изделия GmbH</b><br>Кригерщрасе 6<br>D - 70191 Щутгарт |  |                                    |



# Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 9 / 23

## 17 СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ

REF

Отпечатано на: 19.03.2025

|          |            |           |           |              |          |          |
|----------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|
| 6500-08  | 8662-14    | 24092-18* | 24855-09  | 28081-03     | 39653-17 | 51686-01 |
| 6500-10  | 8663-14    | 24092-20  | 24855-10  | 28081-04     | 39653-18 | 51686-03 |
| 6500-12  | 8672-10    | 24092-25  | 24855-11  | 28081-05     | 39654-01 | 51686-05 |
| 6500-14  | 8673-10    | 24092-30  | 24855-12  | 28081-06     | 39654-02 | 51686-07 |
| 6500-16  | 8674-10    | 24092-38  | 24864-14  | 28082-02     | 39654-03 | 51686-09 |
| 6500-18  | 8687-10    | 24092-44  | 24898-14  | 28082-03     | 39654-04 | 51700-01 |
| 6500-28  | 8688-10    | 24092-50  | 24899-21  | 28082-04     | 39654-05 | 51700-02 |
| 6500-30  | 8689-10    | 24093-04* | 24907-15  | 28082-05     | 39654-06 | 51700-03 |
| 6500-32  | 8692-14    | 24093-06  | 24908-20  | 28082-06     | 39654-07 | 51710-03 |
| 6500-34  | 8692-14SU  | 24093-08  | 24909-21  | 28083-03     | 39654-08 | 51710-04 |
| 6500-36  | 8693-14    | 24093-10  | 24915-30  | 28083-04     | 39654-09 | 51711-03 |
| 6500-38  | 8693-14-B  | 24093-13  | 24915-40  | 28084-03     | 39654-10 | 51711-04 |
| 6501-06  | 8693-14SU  | 24093-15  | 24915-50  | 28084-04     | 39654-11 | 51712-03 |
| 6501-08  | 8694-09    | 24093-18* | 24915-60  | 28084-05     | 39654-12 | 51715-02 |
| 6501-10  | 8696-11    | 24093-20  | 24915-70  | 28085-03     | 39654-13 | 51716-02 |
| 6501-12  | 8697-10    | 24093-25  | 24916-00  | 28085-04     | 39654-14 | 51720-03 |
| 6501-14  | 8697-12    | 24093-30  | 24917-30  | 28085-05     | 39654-15 | 51722-03 |
| 6501-16  | 8697-12SU  | 24093-38  | 24917-40  | 28086-03     | 39654-16 | 51723-03 |
| 6501-18  | 8697-15    | 24093-44  | 24917-50  | 28086-04     | 39654-17 | 51724-03 |
| 6502-08  | 8697-15SU  | 24093-50  | 25303-13  | 28087-03     | 39654-18 | 51725-04 |
| 6502-10  | 8697-15SUB | 24094-02* | 25303-19  | 28087-04     | 39655-01 | 51726-04 |
| 6502-12  | 8697-18SU  | 24094-03  | 25304-20  | 28088-03     | 39655-02 | 51727-03 |
| 6502-14  | 8697-20SU  | 24094-04  | 25360-24  | 28088-04     | 39655-03 | 51728-04 |
| 6502-16  | 8697-20SUB | 24094-06  | 25372-22  | 28089-01     | 39655-04 | 51729-00 |
| 6502-18  | 8697-23SUB | 24094-08  | 25379-20  | 28089-02     | 39655-05 | 51729-01 |
| 6505-08* | 8698-12    | 24094-10  | 25380-29  | 28089-03     | 39655-06 | 51729-02 |
| 6506-10  | 8698-15    | 24094-12  | 25386-21  | 28090-01     | 39655-07 | 51729-03 |
| 6506-12  | 8699-11SU  | 24094-14* | 25387-21  | 28090-01Z    | 39655-08 | 51729-04 |
| 7000-03* | 8702-20    | 24094-15  | 25390-25  | 28090-02     | 39655-09 | 51729-05 |
| 7000-10* | 8702-23    | 24094-34  | 25395-01  | 28090-02Z    | 39655-10 | 51729-06 |
| 7000-18* | 8703-20    | 24094-36  | 25395-02  | 28090-02Z-C* | 39655-11 | 51730-03 |
| 7005-01  | 8703-20-C  | 24095-03  | 25395-03  | 28090-03     | 39655-12 | 51730-04 |
| 7005-02  | 8703-23    | 24095-04  | 25395-04  | 28090-03Z    | 39655-13 | 51731-03 |
| 7012-01  | 8704-18SU  | 24095-06  | 25395-05  | 28090-04     | 39655-14 | 51732-03 |
| 7012-02  | 8704-23SU  | 24095-08  | 25395-06* | 28090-04Z    | 39655-15 | 51733-04 |
| 7012-03  | 8705-18SU  | 24095-10  | 25410-15  | 28090-05     | 39655-16 | 51735-00 |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 10 / 23

|          |            |           |           |              |          |           |
|----------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 7012-04  | 8705-23SU  | 24095-12  | 25410-19  | 28090-05Z    | 39655-17 | 51735-01  |
| 7012-05  | 8706-15SU  | 24095-15  | 25411-16  | 28090-06     | 39655-18 | 51735-02  |
| 7012-06  | 8707-15SU  | 24096-07  | 25411-17  | 28090-06Z    | 39657-03 | 51736-00  |
| 7012-07  | 8707-15SUB | 24096-10  | 25411-18  | 28091-01Z    | 39657-04 | 51737-00  |
| 7012-08  | 8708-15    | 24096-15  | 25411-19  | 28091-02Z    | 39658-02 | 51737-01  |
| 7012-09  | 8722-14    | 24096-20  | 25435-01  | 28091-03Z    | 39658-04 | 51737-02  |
| 7012-10  | 8724-17    | 24096-25  | 25435-02  | 28091-04Z    | 39659-02 | 51737-03  |
| 7100-04  | 8725-17    | 24096-30  | 25438-04* | 28091-05Z    | 39659-04 | 51737-10* |
| 7101-04  | 8727-11    | 24097-07  | 25439-01* | 28091-06Z    | 39660-02 | 51737-12* |
| 7102-04  | 8728-18    | 24097-10  | 25439-02* | 28094-01     | 39660-04 | 51740-03  |
| 7105-08  | 8728-21    | 24097-15  | 25500-18  | 28094-02     | 39661-02 | 51740-04* |
| 7110-03  | 8728-24    | 24097-20  | 25501-18  | 28094-03     | 39661-04 | 52131-13+ |
| 7110-07  | 8730-21*   | 24097-25  | 25502-18  | 28094-04     | 39670-01 | 52601-23  |
| 7110-71  | 8732-19    | 24097-30  | 25520-16  | 28094-05     | 39670-02 | 52603-23  |
| 7111-03  | 8740-15    | 24098-05* | 25520-18  | 28094-06     | 39670-03 | 52605-22  |
| 7112-03  | 8741-15    | 24098-10* | 25521-16  | 28095-01Z    | 39670-04 | 52607-25  |
| 7113-03  | 8742-15    | 24098-15* | 25521-18  | 28095-02     | 39671-02 | 52608-24* |
| 7113-05  | 8744-22    | 24099-05* | 25522-16  | 28095-02Z    | 39671-04 | 52665-13  |
| 7115-03  | 8745-16    | 24099-10* | 25522-18  | 28095-02Z-C  | 39673-02 | 52665-15  |
| 7116-03  | 8745-23    | 24099-15* | 25523-18  | 28095-03     | 39673-04 | 52665-17  |
| 7125-13  | 8745-28    | 24100-08  | 25524-18  | 28095-03Z    | 39674-02 | 52671-00  |
| 7500-13  | 8746-16    | 24100-10  | 25526-16  | 28095-03Z-C* | 39674-04 | 52671-01  |
| 7500-16  | 8746-23    | 24100-12  | 25526-18  | 28095-04     | 39680-01 | 52671-02  |
| 7500-19  | 8746-28    | 24100-15  | 25527-16  | 28095-04Z    | 39680-02 | 52671-03  |
| 7500-22  | 8747-16    | 24100-20  | 25527-18  | 28095-04Z-C* | 39680-03 | 52671-10  |
| 7528-05  | 8747-19    | 24100-25  | 25550-19  | 28095-05     | 39680-04 | 52673-01  |
| 7529-05  | 8747-23    | 24102-08  | 25550-22  | 28095-05Z    | 39680-05 | 52673-02  |
| 7550-12  | 8747-28    | 24102-10  | 25551-22  | 28095-06     | 39680-06 | 52673-03  |
| 7900-00  | 8752-19    | 24102-12  | 25556-18  | 28095-06Z    | 39681-01 | 52673-04  |
| 7901-00  | 8753-19    | 24102-15  | 25556-22  | 28095-06Z-C* | 39681-02 | 52673-05  |
| 7902-00  | 8754-16    | 24102-18* | 25557-18  | 29092-23     | 39681-03 | 52673-06  |
| 7904-00  | 8754-19    | 24102-20  | 25557-22  | 29092-33     | 39681-04 | 52673-07  |
| 7905-00  | 8755-16    | 24102-25  | 25558-22  | 29092-40     | 39681-05 | 52675-01  |
| 7907-00  | 8755-19    | 24103-06  | 25559-22  | 29094-23     | 39681-06 | 52675-02  |
| 7907-01* | 8756-14    | 24103-08  | 25600-15  | 29094-33     | 39682-01 | 52675-03  |
| 7908-00  | 8756-16    | 24103-10  | 25601-15  | 29094-40     | 39682-02 | 52675-04  |
| 8023-10  | 8756-19    | 24103-12  | 25602-01  | 29097-35     | 39682-03 | 52675-05  |
| 8023-11  | 8757-16    | 24103-15  | 25602-02  | 29098-23     | 39682-04 | 52675-06  |
| 8023-13  | 8757-19    | 24103-20  | 25602-03  | 29098-33     | 39682-05 | 52675-07  |



## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 11 / 23

|           |            |          |           |           |            |          |
|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 8023-14   | 8758-16    | 24103-25 | 25602-04  | 29098-40  | 39682-06   | 52675-08 |
| 8023-15   | 8758-19    | 24106-08 | 25602-18  | 29100-28  | 39683-07   | 52675-09 |
| 8023-16   | 8762-24    | 24106-10 | 25603-01  | 29100-35  | 39683-08   | 52675-10 |
| 8023-17   | 8767-23    | 24106-12 | 25603-02  | 29100-42  | 39683-09   | 52675-11 |
| 8023-18   | 8769-22    | 24106-15 | 25603-03  | 29101-28  | 39683-10   | 52675-12 |
| 8023-20   | 8771-12    | 24106-20 | 25603-04  | 29101-35  | 39687-01   | 52675-13 |
| 8024-10   | 8771-25    | 24106-25 | 25603-18  | 29101-42  | 39687-02   | 52675-14 |
| 8024-11   | 8771-45    | 24107-08 | 25606-18  | 29102-28  | 39688-01   | 52675-15 |
| 8024-13   | 8771-45SU* | 24107-10 | 25607-18  | 29102-35  | 39688-02   | 52676-01 |
| 8024-14   | 8771-60    | 24107-12 | 25610-01  | 29102-42  | 39689-01   | 52676-02 |
| 8024-14SU | 8772-12    | 24107-15 | 25610-02  | 29103-28  | 39689-02   | 52676-03 |
| 8024-15   | 8772-25    | 24107-20 | 25610-03  | 29103-35  | 39689-02LL | 52676-04 |
| 8024-16   | 8772-45    | 24107-25 | 25610-04  | 29103-42  | 40000-01   | 52676-05 |
| 8024-17   | 8772-60    | 24111-02 | 25610-15  | 29129-35  | 40000-03   | 52676-06 |
| 8024-18   | 8772-90    | 24111-03 | 25611-01  | 30258-34  | 40000-04   | 52676-07 |
| 8024-20   | 8773-25    | 24111-04 | 25611-02  | 30285-01  | 40002-02   | 52676-08 |
| 8025-10   | 8773-45    | 24111-05 | 25611-03  | 30285-02  | 40004-01   | 52676-09 |
| 8025-11   | 8773-60    | 24111-06 | 25611-04  | 30285-03  | 40006-02   | 52678-01 |
| 8025-13   | 8774-12    | 24111-07 | 25611-15  | 30285-04  | 40006-05   | 52678-02 |
| 8025-14   | 8774-22*   | 24111-08 | 25612-12  | 30285-05  | 40007-01   | 52678-03 |
| 8025-14L  | 8774-25    | 24113-02 | 25613-12  | 30285-06  | 40008-02   | 52678-04 |
| 8025-15   | 8774-45    | 24113-03 | 25616-12  | 30285-07  | 40009-03   | 52678-05 |
| 8025-16   | 8774-60    | 24113-04 | 25617-12  | 30285-08  | 40010-01   | 52678-06 |
| 8025-17   | 8774-90    | 24113-05 | 25620-18  | 30290-28  | 40010-02   | 52678-08 |
| 8025-18   | 8775-23    | 24113-06 | 25621-18  | 30291-28* | 40011-01   | 52678-09 |
| 8025-20   | 8776-23    | 24113-07 | 25670-14* | 30295-21  | 40011-02   | 52678-10 |
| 8027-14   | 8777-16    | 24113-08 | 25670-15  | 30295-22  | 40011-03   | 52678-11 |
| 8027-16   | 8777-23    | 24117-02 | 25671-14* | 30295-23  | 40011-04   | 52678-12 |
| 8027-18*  | 8832-18    | 24117-03 | 25671-15  | 30423-00  | 40011-05   | 52678-13 |
| 8028-14   | 8837-17    | 24117-04 | 25672-15  | 30424-00  | 40011-06   | 52678-14 |
| 8028-16   | 8842-18    | 24117-05 | 25673-15  | 30424-01  | 40011-07   | 52678-15 |
| 8028-18*  | 8843-18    | 24117-06 | 25675-15  | 30424-02  | 40011-08   | 52680-04 |
| 8029-14   | 8847-17    | 24117-07 | 25677-18  | 30424-03  | 40011-09   | 52680-05 |
| 8029-16   | 8849-23    | 24117-08 | 25678-15  | 31100-02  | 40011-10   | 52680-06 |
| 8029-18*  | 8852-17    | 24211-02 | 25679-15  | 31100-12  | 40011-11   | 52680-07 |
| 8033-11   | 8857-17    | 24211-03 | 25680-15  | 31100-16  | 40011-12   | 52680-08 |
| 8033-13   | 8857-17SU  | 24211-04 | 25681-15  | 31100-18  | 40012-01   | 52680-09 |
| 8033-14   | 8859-17    | 24211-05 | 25715-15  | 31100-23  | 40012-02   | 52680-10 |
| 8033-15   | 8862-19    | 24211-06 | 25750-01  | 31101-12  | 40012-03   | 52681-01 |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 12 / 23

|           |               |           |          |          |          |          |
|-----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 8033-16   | 8867-19       | 24211-07  | 25750-02 | 31101-16 | 40013-01 | 52681-02 |
| 8033-17   | 8872-19       | 24211-08  | 25750-03 | 31101-18 | 40013-02 | 52681-03 |
| 8033-18   | 8882-13*      | 24213-02  | 25751-01 | 31101-23 | 40013-03 | 52681-04 |
| 8033-20   | 8882-30       | 24213-03  | 25751-02 | 31102-12 | 40014-00 | 52681-05 |
| 8034-11   | 8912-27       | 24213-04  | 25751-03 | 31102-16 | 40015-00 | 52681-06 |
| 8034-13   | 8922-21       | 24213-05  | 25751-04 | 31102-18 | 40016-01 | 52682-05 |
| 8034-14   | 8927-21       | 24213-06  | 25751-05 | 31102-23 | 40016-02 | 52682-06 |
| 8034-14SU | 8932-21       | 24213-07  | 25751-06 | 31103-12 | 40018-11 | 52682-07 |
| 8034-15   | 8935-30*      | 24213-08  | 25752-01 | 31103-16 | 40019-13 | 52682-08 |
| 8034-16   | 8936-30*      | 24217-02  | 25752-02 | 31103-18 | 40020-01 | 52682-09 |
| 8034-17   | 8939-25       | 24217-03  | 25752-03 | 31103-23 | 40020-02 | 52682-10 |
| 8034-18   | 8940-31*      | 24217-04  | 25752-04 | 31110-12 | 40020-03 | 52682-11 |
| 8034-20   | 9022-13       | 24217-05  | 25753-01 | 31110-16 | 40021-01 | 52682-12 |
| 8035-11   | 9022-16       | 24217-06  | 25753-02 | 31110-18 | 40023-01 | 52684-05 |
| 8035-13   | 9032-16       | 24217-07  | 25753-03 | 31110-23 | 40023-02 | 52684-06 |
| 8035-14   | 9042-10       | 24217-08  | 25753-04 | 31111-12 | 40023-03 | 52684-07 |
| 8035-15   | 9072-14       | 24220-03  | 25753-05 | 31111-16 | 40024-00 | 52684-08 |
| 8035-16   | 9077-20*      | 24220-05  | 25753-06 | 31111-18 | 40027-00 | 52684-09 |
| 8035-17   | 9077-22       | 24220-06  | 25754-12 | 31111-23 | 40029-00 | 52684-10 |
| 8035-18   | 9081-23       | 24220-08  | 25754-25 | 31112-12 | 40040-01 | 52684-11 |
| 8035-20   | 9083-22       | 24220-09  | 25754-45 | 31112-16 | 40040-02 | 52684-12 |
| 8037-14   | 9085-24*      | 24221-06  | 25754-60 | 31112-18 | 40041-01 | 52685-01 |
| 8037-16   | 9085-25*      | 24221-09* | 25754-90 | 31112-23 | 40041-02 | 52685-02 |
| 8038-14   | 9091-23       | 24221-13  | 25755-12 | 31113-12 | 40043-01 | 52685-03 |
| 8038-16   | 9093-22       | 24221-19  | 25755-25 | 31113-16 | 40043-02 | 52685-04 |
| 8038-18*  | 9102-15*      | 24221-25  | 25755-45 | 31113-18 | 40060-00 | 52685-05 |
| 8039-14   | 9107-18       | 24221-32  | 25755-60 | 31113-23 | 40061-00 | 52685-06 |
| 8039-16   | 9132-17       | 24222-06  | 25755-90 | 31120-16 | 40180-02 | 52685-07 |
| 8039-18*  | 9134-11       | 24222-13  | 25756-12 | 31120-23 | 40181-02 | 52685-08 |
| 8043-13   | 9134-11 SU TC | 24222-19  | 25756-25 | 31121-16 | 40182-02 | 52685-09 |
| 8043-14   | 9135-11       | 24222-25  | 25756-45 | 31121-23 | 40185-01 | 52685-10 |
| 8044-13   | 9135-11 SU TC | 24222-32  | 25756-60 | 31130-16 | 40186-01 | 52686-05 |
| 8044-14   | 9136-13*      | 24223-06  | 25756-90 | 31130-23 | 40187-01 | 52686-06 |
| 8045-13   | 9137-18       | 24223-13  | 25757-12 | 31131-16 | 40188-01 | 52686-07 |
| 8045-14   | 9138-20*      | 24223-19  | 25757-25 | 31131-23 | 40189-07 | 52686-08 |
| 8053-13   | 9142-19       | 24223-25  | 25757-45 | 31132-16 | 40200-05 | 52686-09 |
| 8053-14   | 9152-13       | 24223-32  | 25757-60 | 31132-23 | 40200-10 | 52686-10 |
| 8054-13   | 9152-13-B     | 24224-06  | 25757-90 | 31133-16 | 40200-15 | 52686-11 |
| 8054-14   | 9152-13SU     | 24224-13  | 25758-12 | 31133-23 | 40200-18 | 52686-12 |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 13 / 23

|           |               |          |            |            |           |           |
|-----------|---------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 8055-13   | 9153-13*      | 24224-19 | 25758-25   | 31140-12*  | 40200-20  | 52687-01  |
| 8055-14   | 9153-13-C     | 24224-25 | 25758-30*  | 31140-16   | 40200-25  | 52687-02  |
| 8056-13*  | 9157-16       | 24224-32 | 25758-31*  | 31140-23   | 40200-30* | 52687-03  |
| 8062-14   | 9162-19       | 24225-06 | 25758-32*  | 31148-12*  | 40200-35  | 52687-04  |
| 8063-14   | 9163-20SU     | 24225-13 | 25758-33*  | 31150-16   | 40200-40  | 52687-05  |
| 8072-14   | 9163-20SUB    | 24225-19 | 25758-34*  | 31150-23   | 40200-45  | 52687-06  |
| 8073-14   | 9164-20       | 24225-25 | 25758-45   | 34396-23   | 40202-10  | 52689-01  |
| 8082-14   | 9165-20 SU TC | 24225-32 | 25758-60   | 34397-27   | 40202-20  | 52689-02  |
| 8102-15   | 9167-19       | 24227-04 | 25758-90   | 34400-21   | 40202-25  | 52689-03  |
| 8103-15   | 9168-19       | 24227-06 | 25759-12   | 34400-26+  | 40202-30  | 52689-04  |
| 8103-15SU | 9168-19SU     | 24228-03 | 25759-25   | 34400-29   | 40202-35  | 52689-05  |
| 8112-15   | 9169-19-B     | 24228-04 | 25759-45   | 34402-23   | 40204-01  | 52689-06  |
| 8113-15   | 9169-19SU     | 24228-05 | 25759-60   | 34410-24   | 40204-02  | 52689-07  |
| 8122-16   | 9170-19       | 24228-06 | 25759-90   | 34420-22   | 40204-03  | 52689-08  |
| 8122-16SU | 9170-23       | 24239-11 | 25760-01   | 34420-24   | 40210-01  | 52689-09  |
| 8122-21   | 9171-19       | 24239-12 | 25760-02   | 34440-26   | 40210-02  | 52689-10  |
| 8123-16   | 9171-19-C     | 24248-03 | 25760-03   | 34450-28   | 40211-01  | 52691-06* |
| 8123-16-B | 9171-23       | 24248-05 | 25760-04   | 34460-23   | 40211-02  | 52696-01  |
| 8123-16-D | 9172-18       | 24248-08 | 25760-05   | 34461-23   | 40212-01  | 52742-25  |
| 8123-16SU | 9172-19 SU TC | 24249-12 | 25760-06   | 34470-00   | 40212-02  | 52742-40  |
| 8123-21   | 9173-18       | 24249-14 | 25760-07   | 34470-01   | 40215-01  | 52742-65* |
| 8125-16-C | 9173-19 SU TC | 24249-16 | 25760-08   | 34470-24*  | 40220-01  | 52744-23* |
| 8125-16-D | 9174-14       | 24250-02 | 25761-01   | 34470-25   | 40220-02  | 52744-24  |
| 8125-16-E | 9174-14SU     | 24250-03 | 25761-02   | 34473-01   | 40221-01  | 52746-19  |
| 8132-13   | 9174-18       | 24250-04 | 25761-03   | 34473-02   | 40221-02  | 52747-19  |
| 8132-14   | 9174-18SU     | 24250-05 | 25761-04   | 34475-01   | 40225-01  | 53361-30  |
| 8134-11   | 9175-14       | 24250-06 | 25761-05   | 34475-02   | 40430-01  | 53361-40  |
| 8134-11SU | 9175-14-C     | 24250-08 | 25761-06   | 34480-25   | 40430-02  | 53361-50  |
| 8135-11   | 9175-14SU     | 24250-10 | 25761-07   | 34485-20+  | 40430-03  | 53361-60  |
| 8135-11SU | 9175-18       | 24251-15 | 25761-08   | 34485-25+  | 40455-00  | 53364-30  |
| 8138-16   | 9175-18SU     | 24252-16 | 25769-45   | 34485-30   | 40460-00  | 53364-40  |
| 8138-21   | 9176-23       | 24253-04 | 25856-22   | 34487-20   | 40475-00  | 53364-50  |
| 8139-16   | 9176-23SU     | 24253-06 | 25857-22   | 34489-19US | 40480-00  | 53364-60  |
| 8139-16SR | 9176-23SUB    | 24253-08 | 25902-18+  | 34489-24   | 40760-09  | 53365-30  |
| 8139-21   | 9177-23       | 24254-03 | 25903-15*  | 34490-00   | 40850-01  | 53365-40  |
| 8142-14   | 9177-23SU     | 24255-04 | 28001-01   | 34490-01   | 40850-02  | 53365-50  |
| 8152-14   | 9177-23SUB    | 24255-06 | 28001-01A  | 34490-02   | 40850-03  | 53365-60  |
| 8152-16   | 9178-14 SU TC | 24255-08 | 28001-01ZA | 34490-03   | 40860-01  | 53367-30  |
| 8152-18   | 9178-18 SU TC | 24261-16 | 28001-02   | 34490-04   | 40860-02  | 53367-40  |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 14 / 23

|               |               |           |            |            |          |            |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 8154-14       | 9178-23 SU TC | 24263-16  | 28001-02A  | 34490-05   | 40862-01 | 53367-50   |
| 8154-18       | 9179-11       | 24270-07  | 28001-02ZA | 34490-06   | 40862-02 | 53367-60   |
| 8155-14       | 9179-14 SU TC | 24270-12  | 28001-03   | 34490-07   | 40880-01 | 53410-02   |
| 8155-18       | 9179-18 SU TC | 24272-19  | 28001-03A  | 34490-08   | 40880-02 | 53410-03   |
| 8188-11       | 9179-23 SU TC | 24277-02  | 28001-03ZA | 34490-09   | 40880-03 | 53410-04   |
| 8188-11SU     | 9180-11       | 24277-06  | 28001-04   | 34491-00   | 40880-04 | 53410-05   |
| 8188-14       | 9181-14SU     | 24278-04  | 28001-04A  | 34491-01   | 40881-00 | 53410-06   |
| 8188-14SU     | 9182-17       | 24278-05  | 28001-04ZA | 34491-02   | 40882-00 | 53410-08   |
| 8189-11       | 9182-17SU     | 24278-06  | 28001-05   | 34491-03   | 48120-00 | 53410-09   |
| 8189-11SU     | 9182-17SUB    | 24278-07  | 28001-05A  | 34491-04   | 48120-01 | 53410-12   |
| 8189-11SUB    | 9182-18SU     | 24278-08  | 28001-05ZA | 34491-05   | 48120-02 | 53410-13   |
| 8189-14       | 9182-18SU TC  | 24279-10  | 28001-06   | 34491-06   | 48120-03 | 53410-14   |
| 8189-14SU     | 9182-20       | 24279-12  | 28001-06A  | 34491-07   | 48120-04 | 53410-16   |
| 8193-14       | 9182-20SU     | 24279-14  | 28001-06ZA | 34491-08   | 48125-01 | 53550-20   |
| 8197-14 SU TC | 9182-20SUB    | 24279-16  | 28002-01   | 34491-09   | 48125-02 | 53581-01*  |
| 8198-14       | 9183-17       | 24280-04  | 28002-01A  | 34491-20   | 48125-03 | 54112-28   |
| 8198-14SU     | 9183-17SU     | 24280-06* | 28002-01Z  | 34491-20US | 48125-04 | 54113-28   |
| 8198-14SUB    | 9183-17SUB    | 24280-07  | 28002-01ZA | 34491-25   | 48125-05 | 54114-13   |
| 8250-10       | 9183-18 SU TC | 24280-08* | 28002-02   | 34491-25US | 48125-06 | 54115-22   |
| 8250-14*      | 9183-18SU     | 24280-09  | 28002-02A  | 34492-01   | 48126-01 | 54118-12   |
| 8272-14       | 9183-20       | 24280-12  | 28002-02-C | 34492-02   | 48147-00 | 54420-13   |
| 8272-14SU     | 9183-20SU     | 24281-04  | 28002-02Z  | 34492-03   | 48147-01 | 54421-13   |
| 8272-14SUB    | 9183-20SUB    | 24281-07  | 28002-02ZA | 34492-04   | 48147-02 | 56100-04 W |
| 8272-15       | 9184-16SU     | 24281-09  | 28002-03   | 34492-05   | 48147-03 | 56155-01 W |
| 8272-15SU     | 9185-23SU     | 24281-12  | 28002-03A  | 34492-06   | 48147-04 | 56155-02 W |
| 8272-17       | 9186-23SU     | 24283-06  | 28002-03-C | 34492-07   | 48147-05 | 56158-01 W |
| 8272-17L*     | 9187-12SU     | 24284-16  | 28002-03Z  | 34492-08   | 48147-06 | 56158-02 W |
| 8272-17SU     | 9188-11       | 24286-16  | 28002-03ZA | 34492-09   | 48147-07 | 56194-13 W |
| 8272-17SUB    | 9188-11 SU TC | 24287-03  | 28002-04   | 34492-10*  | 48150-02 | 56195-02 W |
| 8272-23       | 9188-14       | 24287-04  | 28002-04A  | 34492-11*  | 48150-03 | 56196-12 W |
| 8272-23SU     | 9188-14 SU TC | 24287-07  | 28002-04-C | 34492-20   | 48150-04 | 56730-03 W |
| 8272-28*      | 9189-11       | 24287-09  | 28002-04Z  | 34492-20US | 48150-05 | 56740-03 W |
| 8272-40*      | 9189-11 SU TC | 24287-12  | 28002-04ZA | 34492-25   | 48150-06 | 607-8112   |
| 8273-14       | 9189-14       | 24288-15* | 28002-05   | 34492-25US | 48150-07 | 607-8116   |
| 8273-14SU     | 9189-14 SU TC | 24290-10  | 28002-05A  | 34810-30   | 48150-08 | 610-8100   |
| 8273-14SUB    | 9191-18       | 24290-12  | 28002-05-C | 34810-35   | 49921-15 | 610-8101   |
| 8273-15       | 9191-18SU     | 24290-14  | 28002-05Z  | 34811-30   | 50311-16 | 610-8102   |
| 8273-15SU     | 9191-18SUB    | 24292-03  | 28002-05ZA | 34812-30   | 50313-16 | 610-8106   |
| 8273-15SUB    | 9192-17       | 24292-04  | 28002-06   | 34813-30   | 50315-17 | 610-8110   |



## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 15 / 23

|            |               |           |            |          |           |             |
|------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|-------------|
| 8273-16SU  | 9192-20       | 24294-03* | 28002-06A  | 34814-30 | 50319-20  | 610-8114    |
| 8273-17    | 9193-14       | 24294-04* | 28002-06Z  | 35000-00 | 50319-30  | 610-8200    |
| 8273-17L*  | 9193-17       | 24294-07* | 28002-06ZA | 35000-01 | 50319-40  | 610-8201    |
| 8273-17SU  | 9193-20       | 24294-12* | 28003-01   | 35000-02 | 50320-20  | 610-8202    |
| 8273-17SUB | 9194-18       | 24295-02  | 28003-01A  | 35000-03 | 50320-30  | 610-8206    |
| 8273-23    | 9195-14       | 24295-03* | 28003-01Z  | 35000-04 | 50323-26  | 703-205*    |
| 8273-23SU  | 9196-14       | 24295-04  | 28003-01ZA | 35000-05 | 50325-26  | 703-205LL   |
| 8273-28*   | 9197-14 SU TC | 24295-05* | 28003-02   | 35000-06 | 50328-24  | 704-140     |
| 8273-40*   | 9198-11       | 24295-06  | 28003-02A  | 35000-07 | 50336-28  | 704-145     |
| 8275-22    | 9198-11SU     | 24295-08  | 28003-02Z  | 35000-08 | 50338-28  | 704-146     |
| 8276-22    | 9198-14       | 24295-10  | 28003-02ZA | 35000-09 | 50340-28  | 708-400LL*  |
| 8278-14    | 9198-14SU     | 24295-12  | 28003-03   | 35000-10 | 50342-28  | 708-520-45* |
| 8278-17    | 9199-11       | 24295-15  | 28003-03A  | 35000-11 | 50345-40  | 709-103*    |
| 8278-17L*  | 9199-11SU     | 24295-18  | 28003-03Z  | 35000-12 | 50345-50  | 712-442     |
| 8278-23    | 9199-13       | 24296-01  | 28003-03ZA | 35000-20 | 50347-01  | 712-452     |
| 8279-14    | 9200-11       | 24296-02  | 28003-04   | 35001-00 | 50347-02  | 712-462     |
| 8279-17    | 9200-11 SU TC | 24296-03  | 28003-04A  | 35001-01 | 50351-01  | 712-472     |
| 8279-17SR  | 9201-11       | 24298-01  | 28003-04Z  | 35001-02 | 50424-01  | 779-1001    |
| 8279-23    | 9201-11 SU TC | 24298-02  | 28003-04ZA | 35001-03 | 50424-02  | 783-720     |
| 8281-17*   | 9202-13       | 24298-03  | 28003-05   | 35001-04 | 50424-03  | 783-721     |
| 8282-15    | 9203-10       | 24390-01  | 28003-05A  | 35001-05 | 50424-04  | 790-100     |
| 8282-15SU  | 9204-11       | 24390-02  | 28003-05Z  | 35001-06 | 50424-10  | 790-102     |
| 8282-17    | 9205-18       | 24390-03  | 28003-05ZA | 35001-07 | 50424-11  | 790-104     |
| 8282-17-E* | 9206-11       | 24390-04  | 28003-06   | 35001-08 | 50424-12  | 790-106     |
| 8282-17L*  | 9207-11       | 24390-05  | 28003-06A  | 35001-09 | 50424-13  | 790-120     |
| 8282-17SU  | 9208-12       | 24390-06  | 28003-06Z  | 35001-10 | 50424-14  | 790-196     |
| 8282-19    | 9208-12SU     | 24390-10  | 28003-06ZA | 35001-11 | 50425-01  | 790-197     |
| 8282-21    | 9208-12SUB    | 24390-20  | 28004-01   | 35001-12 | 50425-02  | 790-198     |
| 8283-15    | 9208-16       | 24390-30  | 28004-02   | 35001-20 | 50425-03  | 790-200     |
| 8283-15SU  | 9209-12SU     | 24391-01  | 28004-03   | 35002-00 | 50425-04  | 790-201     |
| 8283-16+   | 9209-16       | 24391-02  | 28004-04   | 35002-01 | 50425-52* | 790-202     |
| 8283-16SU  | 9210-16       | 24391-03  | 28004-05   | 35002-02 | 50426-02  | 790-203     |
| 8283-17    | 9211-09       | 24391-04  | 28004-06   | 35002-03 | 50426-05  | 790-204     |
| 8283-17-A  | 9211-15*      | 24391-05  | 28005-01   | 35002-04 | 50426-06  | 790-205     |
| 8283-17-B  | 9211-15SU*    | 24391-06  | 28005-01A  | 35002-05 | 50426-07  | 790-216     |
| 8283-17-D  | 9211-18SU*    | 24391-10  | 28005-01ZA | 35002-06 | 50426-08  | 790-216-34* |
| 8283-17-E  | 9212-09       | 24391-20  | 28005-02   | 35002-07 | 50426-42  | 790-217     |
| 8283-17SU  | 9212-13*      | 24391-30  | 28005-02A  | 35002-08 | 50427-01  | 790-218     |
| 8283-19    | 9213-09       | 24392-01  | 28005-02ZA | 35002-09 | 50427-02  | 790-218-34* |



## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 16 / 23

|            |           |          |            |          |          |          |
|------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 8283-19SU  | 9214-14SU | 24392-10 | 28005-03   | 35002-10 | 50427-03 | 790-220  |
| 8283-21    | 9215-10SU | 24392-20 | 28005-03A  | 35002-11 | 50427-04 | 790-221  |
| 8283-23SU  | 9216-10SU | 24392-30 | 28005-03ZA | 35002-12 | 50432-01 | 790-222  |
| 8288-15    | 9217-16SU | 24393-01 | 28005-04   | 35002-20 | 50432-02 | 790-223  |
| 8288-17    | 9222-01   | 24393-10 | 28005-04A  | 35003-00 | 50455-08 | 790-224  |
| 8289-15    | 9222-02   | 24393-30 | 28005-04ZA | 35003-01 | 50457-08 | 790-225  |
| 8289-17    | 9222-03   | 24394-10 | 28005-05   | 35003-02 | 50459-08 | 790-236  |
| 8292-14    | 9223-01   | 24394-20 | 28005-05A  | 35003-03 | 50459-14 | 790-237  |
| 8292-17    | 9223-02   | 24394-30 | 28005-05ZA | 35003-04 | 50459-16 | 790-238  |
| 8293-14    | 9223-03   | 24394-40 | 28005-06   | 35003-05 | 50461-08 | 790-240  |
| 8293-17    | 9230-12   | 24395-10 | 28005-06A  | 35003-06 | 50461-14 | 790-241  |
| 8295-14    | 9243-11   | 24395-20 | 28005-06ZA | 35003-07 | 50463-09 | 790-242  |
| 8295-22    | 9244-11   | 24395-30 | 28006-01   | 35003-08 | 50467-08 | 790-243  |
| 8323-11    | 9245-11   | 24395-40 | 28006-01A  | 35003-09 | 50469-01 | 790-244  |
| 8323-11SU  | 9252-05   | 24395-50 | 28006-01Z  | 35003-10 | 50469-02 | 790-245  |
| 8323-14    | 9257-05   | 24396-01 | 28006-01ZA | 35003-11 | 50469-03 | 790-251  |
| 8323-14-E  | 9262-09*  | 24400-13 | 28006-02   | 35003-12 | 50472-08 | 790-255  |
| 8323-14SU  | 9262-11   | 24400-14 | 28006-02A  | 35003-20 | 50472-45 | 790-256  |
| 8324-14    | 9263-11   | 24400-17 | 28006-02-C | 35004-00 | 50472-90 | 790-258  |
| 8325-14    | 9272-09   | 24410-13 | 28006-02Z  | 35004-01 | 50491-01 | 790-260  |
| 8327-11    | 9282-08   | 24410-16 | 28006-02ZA | 35004-02 | 50491-02 | 790-262  |
| 8327-14    | 9282-08S* | 24410-20 | 28006-03   | 35004-03 | 50491-03 | 790-263  |
| 8328-14    | 9283-08   | 24412-21 | 28006-03A  | 35004-04 | 50493-19 | 790-264  |
| 8329-14    | 9300-14   | 24440-10 | 28006-03-C | 35004-05 | 50494-14 | 790-368  |
| 8333-11    | 9319-14*  | 24440-20 | 28006-03Z  | 35004-06 | 50538-00 | 790-369  |
| 8333-11-A  | 9322-10   | 24440-30 | 28006-03ZA | 35004-07 | 50539-01 | 790-370  |
| 8333-11-B  | 9332-10   | 24440-40 | 28006-04   | 35004-08 | 50550-01 | 790-385  |
| 8333-11-D  | 9342-11   | 24442-01 | 28006-04A  | 35004-09 | 50550-02 | 790-387  |
| 8333-11-E  | 9347-11   | 24442-02 | 28006-04-C | 35004-10 | 50550-03 | 790-410  |
| 8333-12*   | 9352-11   | 24442-03 | 28006-04Z  | 35004-11 | 50550-04 | 790-412  |
| 8333-12SU* | 9357-11   | 24442-04 | 28006-04ZA | 35004-12 | 50550-06 | 790-667  |
| 8333-14    | 9358-14*  | 24442-05 | 28006-05   | 35004-13 | 50552-01 | 790-668  |
| 8333-14-A  | 9362-11   | 24442-06 | 28006-05A  | 35004-14 | 50552-03 | 790-669  |
| 8333-14-B  | 9362-22   | 24442-10 | 28006-05-C | 35004-15 | 50552-04 | 790-670  |
| 8333-14-E  | 9367-11   | 24442-20 | 28006-05Z  | 35004-16 | 50552-05 | 790-671  |
| 8333-14SU  | 9367-22   | 24442-30 | 28006-05ZA | 35004-20 | 50552-07 | 790-672  |
| 8333-14SUB | 9422-12   | 24442-40 | 28006-06   | 35005-00 | 50572-01 | 790-673  |
| 8334-14    | 9423-12   | 24443-00 | 28006-06A  | 35005-01 | 50572-02 | 790-674  |
| 8335-14    | 9432-11   | 24443-01 | 28006-06Z  | 35005-02 | 50573-01 | 791-092* |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 17 / 23

|            |             |          |            |          |          |           |
|------------|-------------|----------|------------|----------|----------|-----------|
| 8337-11    | 9432-11-B   | 24443-02 | 28007-01   | 35005-03 | 50573-02 | 791-093*  |
| 8337-14    | 9432-11-E   | 24443-03 | 28007-01A  | 35005-04 | 50574-01 | 791-097   |
| 8337-14SR  | 9432-11GL   | 24443-04 | 28007-01Z  | 35005-05 | 50574-02 | 791-3514  |
| 8338-14    | 9432-11SU   | 24445-01 | 28007-01ZA | 35005-06 | 50575-01 | 791-3515  |
| 8339-14    | 9432-11SU*  | 24445-02 | 28007-02   | 35005-07 | 50575-02 | 791-3516  |
| 8343-15    | 9432-11SUB* | 24445-03 | 28007-02A  | 35005-08 | 50579-01 | 791-3517  |
| 8343-18    | 9434-11     | 24445-04 | 28007-02Z  | 35005-09 | 50579-02 | 793-180   |
| 8343-18-B  | 9434-11-B   | 24445-05 | 28007-02ZA | 35005-10 | 50579-03 | 793-181   |
| 8343-18SU  | 9434-11-C   | 24445-06 | 28007-03   | 35005-11 | 50579-04 | 793-182   |
| 8343-18SUB | 9434-11GL   | 24448-01 | 28007-03A  | 35005-12 | 50579-05 | 793-183   |
| 8343-20    | 9434-11SR   | 24448-02 | 28007-03Z  | 35005-13 | 50610-01 | 793-184   |
| 8343-20-E  | 9434-11SU   | 24448-03 | 28007-03ZA | 35005-14 | 50610-02 | 793-185   |
| 8343-20SU  | 9436-11     | 24448-04 | 28007-04   | 35005-15 | 50610-10 | 793-364   |
| 8343-23    | 9436-11D    | 24448-05 | 28007-04A  | 35005-16 | 50610-11 | 793-365   |
| 8343-23SU  | 9438-11     | 24448-06 | 28007-04Z  | 35005-20 | 50610-12 | 793-366   |
| 8343-25    | 9452-10     | 24450-01 | 28007-04ZA | 35006-00 | 50610-13 | 793-367   |
| 8343-28    | 9452-10SU   | 24450-02 | 28007-05   | 35006-01 | 50610-14 | 793-368   |
| 8343-30    | 9452-11     | 24450-03 | 28007-05A  | 35006-02 | 50610-15 | 793-369   |
| 8344-18    | 9452-11SU   | 24450-04 | 28007-05Z  | 35006-03 | 50611-01 | 793-376   |
| 8344-20    | 9452-12*    | 24450-05 | 28007-05ZA | 35006-04 | 50611-02 | 793-377   |
| 8344-23    | 9452-12SU*  | 24450-06 | 28007-06   | 35006-05 | 50611-10 | 794-385   |
| 8344-25    | 9453-10     | 24450-10 | 28007-06A  | 35006-06 | 50611-11 | 794-387   |
| 8344-28    | 9453-10SU   | 24450-20 | 28007-06Z  | 35006-07 | 50611-12 | 794-390   |
| 8344-30    | 9453-11     | 24450-30 | 28007-06ZA | 35006-08 | 50611-13 | 794-391   |
| 8345-18    | 9453-11-B   | 24450-40 | 28008-01   | 35006-09 | 50611-14 | 794-394   |
| 8345-20    | 9453-11SU   | 24451-01 | 28008-01A  | 35006-10 | 50611-15 | 794-395   |
| 8345-23    | 9453-11SUB  | 24451-02 | 28008-01Z  | 35006-11 | 50614-01 | AH 100-04 |
| 8345-25    | 9453-12SU*  | 24451-03 | 28008-01ZA | 35006-12 | 50614-02 | AH 110-03 |
| 8345-28    | 9454-10     | 24451-04 | 28008-02   | 35006-13 | 50614-10 | AJ 023-11 |
| 8345-30    | 9455-10     | 24451-10 | 28008-02A  | 35006-14 | 50614-11 | AJ 023-13 |
| 8347-18    | 9456-10     | 24451-20 | 28008-02Z  | 35006-15 | 50614-12 | AJ 023-14 |
| 8347-20    | 9457-10     | 24451-30 | 28008-02ZA | 35006-16 | 50614-13 | AJ 023-15 |
| 8347-23    | 9462-10     | 24453-04 | 28008-03   | 35006-20 | 50614-14 | AJ 023-16 |
| 8347-25    | 9462-10SU   | 24453-05 | 28008-03A  | 35007-00 | 50614-15 | AJ 023-17 |
| 8347-28    | 9462-11     | 24454-03 | 28008-03Z  | 35007-01 | 50615-01 | AJ 023-18 |
| 8347-30    | 9462-11-B   | 24455-00 | 28008-03ZA | 35007-02 | 50615-02 | AJ 024-11 |
| 8348-18    | 9462-11SU   | 24455-01 | 28008-04   | 35007-03 | 50615-10 | AJ 024-13 |
| 8348-20    | 9463-10     | 24455-02 | 28008-04A  | 35007-04 | 50615-11 | AJ 024-14 |
| 8348-23    | 9463-10SU   | 24456-00 | 28008-04Z  | 35007-05 | 50615-12 | AJ 024-15 |



## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 18 / 23

|            |            |           |            |           |           |             |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 8349-18    | 9463-10SUB | 24456-01  | 28008-04ZA | 35007-06  | 50615-13  | AJ 024-16   |
| 8349-20    | 9463-11    | 24456-02  | 28008-05   | 35007-07  | 50615-14  | AJ 024-17   |
| 8349-23    | 9463-11-B  | 24459-02* | 28008-05A  | 35007-08  | 50615-15  | AJ 024-18   |
| 8351-20*   | 9463-11SU  | 24459-20* | 28008-05Z  | 35007-09  | 50620-13  | AJ 025-11   |
| 8351-23*   | 9463-11SUB | 24460-01  | 28008-05ZA | 35007-10  | 50621-01  | AJ 025-13   |
| 8351-28*   | 9463-13SU* | 24460-02  | 28008-06   | 35007-11  | 50621-04  | AJ 025-14   |
| 8352-18    | 9469-10    | 24460-03  | 28008-06A  | 35007-12  | 50621-05  | AJ 025-15   |
| 8352-18SU  | 9470-10*   | 24460-04  | 28008-06Z  | 35007-13  | 50621-20  | AJ 025-16   |
| 8352-18SUB | 9471-09    | 24460-05  | 28008-06ZA | 35007-14  | 50621-21* | AJ 025-17   |
| 8353-15    | 9472-10    | 24460-06  | 28009-01A  | 35007-15  | 50621-22  | AJ 025-18   |
| 8353-15-A  | 9473-10    | 24460-10  | 28009-01Z  | 35007-16  | 50622-16* | AJ 033-11   |
| 8353-15-B  | 9477-09    | 24460-20  | 28009-01ZA | 35007-20  | 50622-17  | AJ 033-13   |
| 8353-16    | 9482-11    | 24460-30  | 28009-02A  | 35012-27* | 50623-12  | AJ 033-14   |
| 8353-18    | 9482-11SU  | 24460-40* | 28009-02Z  | 35015-24* | 50624-12  | AJ 033-15   |
| 8353-18-A  | 9482-11SUB | 24461-01  | 28009-02ZA | 35016-01  | 50625-01* | AJ 033-16   |
| 8353-18-B  | 9483-11    | 24461-02  | 28009-03A  | 35016-03  | 50625-02* | AJ 033-17   |
| 8353-18-C  | 9483-11SU  | 24461-03  | 28009-03Z  | 35510-01  | 50625-04* | AJ 033-18   |
| 8353-18-E  | 9483-11SUB | 24461-04  | 28009-03ZA | 35510-02  | 50627-18* | AJ 034-11   |
| 8353-18SU  | 9484-11    | 24461-05  | 28009-04A  | 35510-03  | 50628-16  | AJ 034-13   |
| 8353-18SUB | 9485-11    | 24461-10  | 28009-04Z  | 35510-04  | 50630-00  | AJ 034-14   |
| 8353-20    | 9492-11    | 24461-20  | 28009-04ZA | 35510-05  | 50630-01  | AJ 034-15   |
| 8353-20-B  | 9502-11    | 24461-30  | 28009-05A  | 35510-06  | 50630-02  | AJ 034-16   |
| 8353-20-C  | 9502-13    | 24461-40  | 28009-05Z  | 35511-01  | 50630-10  | AJ 034-17   |
| 8353-20-E  | 9502-14    | 24462-01  | 28009-05ZA | 35511-02  | 50630-20  | AJ 034-18   |
| 8353-20SU  | 9503-11    | 24462-02  | 28009-06A  | 35511-03  | 50634-01  | AJ 035-11   |
| 8353-23    | 9503-13    | 24462-03  | 28009-06Z  | 35511-04  | 50634-02  | AJ 035-13   |
| 8353-23-B  | 9503-14    | 24463-01  | 28009-06ZA | 35511-05  | 50634-03  | AJ 035-14   |
| 8353-23-E  | 9517-14    | 24463-02  | 28010-01   | 35511-06  | 50690-13  | AJ 035-15   |
| 8353-23LH* | 9517-17    | 24464-01  | 28010-01A  | 35512-01  | 50705-17  | AJ 035-16   |
| 8353-23SU  | 9518-22    | 24464-02  | 28010-01ZA | 35512-02  | 50710-15  | AJ 035-17   |
| 8353-23SUB | 9519-22    | 24464-03  | 28010-02   | 35512-03  | 50712-16  | AJ 035-18   |
| 8353-25    | 9521-17    | 24464-04  | 28010-02A  | 35512-04  | 50714-16  | AK 432-11   |
| 8353-25-E  | 9522-12*   | 24464-05  | 28010-02ZA | 35512-05  | 50753-16  | AK 434-11   |
| 8353-25SU  | 9522-14    | 24464-06  | 28010-03   | 35512-06  | 50755-16  | AK 436-11   |
| 8353-28    | 9522-16*   | 24464-10  | 28010-03A  | 35513-01  | 50757-16  | AK 438-11   |
| 8353-30    | 9530-09    | 24464-20  | 28010-04   | 35513-02  | 50761-18  | Z0000025127 |
| 8354-18    | 9532-09    | 24464-30  | 28010-04A  | 35513-03  | 50763-18  | Z0000087375 |
| 8354-20    | 9532-10    | 24465-01  | 28010-05   | 35513-04  | 50766-04  | Z0000093030 |
| 8354-23    | 9532-11*   | 24465-02  | 28010-05A  | 35513-05  | 50766-05  | Z0000093216 |



## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 19 / 23

|              |            |           |              |           |           |             |
|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 8354-25      | 9532-12*   | 24465-03  | 28010-06     | 35513-06  | 50766-06  | Z000093552  |
| 8354-28      | 9532-13    | 24466-01* | 28010-06A    | 35730-01  | 51120-01  | Z000094794  |
| 8354-30      | 9533-11    | 24466-03* | 28011-01     | 35730-02  | 51120-02  | Z000095290  |
| 8356-18      | 9535-14    | 24466-04* | 28011-01A    | 35730-03  | 51121-01  | Z000097731  |
| 8356-20      | 9535-18    | 24468-02* | 28011-01Z    | 35730-13* | 51121-02  | Z0000100289 |
| 8356-23      | 9542-09    | 24471-00  | 28011-01ZA   | 35732-30  | 51123-01  | Z0000105016 |
| 8356-25      | 9542-12    | 24471-01  | 28011-01Z-C* | 35735-02  | 51123-02  | Z0000105079 |
| 8356-28      | 9552-15    | 24471-02  | 28011-02     | 38110-35  | 51123-03  | Z0000106100 |
| 8356-30      | 9562-10    | 24472-00  | 28011-02A    | 38112-08  | 51123-04  | Z0000106718 |
| 8357-18      | 9567-11    | 24472-01  | 28011-02-C   | 38112-10  | 51124-01  | Z0000109527 |
| 8357-18SR    | 9577-10    | 24472-02  | 28011-02Z    | 39100-01  | 51124-02  | Z0000109678 |
| 8357-18SUTC* | 9581-11    | 24472-03  | 28011-02ZA   | 39100-02  | 51124-03  | Z0000109680 |
| 8357-18W*    | 9593-10    | 24472-04  | 28011-02ZA*  | 39100-04  | 51131-12  | Z0000109682 |
| 8357-18WB    | 9593-12    | 24472-05  | 28011-02Z-C* | 39100-05  | 51133-12  | Z0000110039 |
| 8357-20      | 9602-10    | 24472-06  | 28011-03     | 39100-06  | 51141-10  | Z0000110416 |
| 8357-20SR    | 9602-12    | 24473-00  | 28011-03A    | 39101-01  | 51143-12  | Z0000113442 |
| 8357-20W*    | 9603-10    | 24473-01  | 28011-03-C   | 39101-02  | 51144-12* | Z0000114383 |
| 8357-23      | 9603-12    | 24473-02  | 28011-03Z    | 39101-03  | 51144-13* | Z0000114410 |
| 8357-23L     | 9612-10    | 24474-00  | 28011-03ZA   | 39101-04  | 51147-12  | Z0000115910 |
| 8357-23SR    | 9612-12    | 24474-01  | 28011-03Z-C* | 39101-05  | 51155-01  | Z0000115925 |
| 8357-25      | 9613-10    | 24474-02  | 28011-04     | 39178-01  | 51155-02  | Z0000115934 |
| 8357-25SR    | 9613-12    | 24474-03  | 28011-04A    | 39178-02  | 51155-03  | Z0000115987 |
| 8357-28      | 9642-12*   | 24474-04  | 28011-04-C   | 39201-01  | 51155-04  | Z0000115994 |
| 8357-30      | 9718-17    | 24474-05  | 28011-04Z    | 39202-10  | 51155-05  | Z0000115999 |
| 8357-35      | 9718-17KT* | 24474-06  | 28011-04ZA   | 39202-11  | 51156-01  | Z0000116003 |
| 8358-18      | 9718-17SR  | 24480-11  | 28011-04Z-C* | 39205-38  | 51156-02  | Z0000117905 |
| 8358-20      | 9725-18    | 24480-22  | 28011-05     | 39400-00  | 51156-03  | Z0000117997 |
| 8358-23      | 9725-20    | 24480-33  | 28011-05A    | 39400-01  | 51156-04  | Z0000118030 |
| 8359-18      | 9725-23    | 24485-00  | 28011-05-C   | 39400-02  | 51156-05  | Z0000118203 |
| 8359-20      | 9729-28*   | 24485-01  | 28011-05Z    | 39400-03  | 51156-06  | Z0000118633 |
| 8359-23      | 9731-23*   | 24485-12  | 28011-05ZA   | 39400-04  | 51156-21  | Z0000118634 |
| 8361-16*     | 9822-23    | 24487-00  | 28011-05Z-C* | 39400-05  | 51156-22  | Z0000119422 |
| 8363-14      | 9827-22    | 24487-01  | 28011-06     | 39400-06  | 51156-23  | Z0000119464 |
| 8365-14      | 9842-19    | 24487-12  | 28011-06A    | 39400-08  | 51156-24  | Z0000119590 |
| 8366-14      | 9842-22    | 24489-01  | 28011-06Z    | 39400-09  | 51156-25  | Z0000119710 |
| 8367-14      | 9847-21    | 24489-10  | 28011-06ZA   | 39400-10  | 51156-26  | Z0000119714 |
| 8369-16W     | 9922-13    | 24489-20  | 28012-01     | 39400-11  | 51157-01+ | Z0000119742 |
| 8370-16*     | 9922-13SU  | 24490-01  | 28012-02     | 39400-14  | 51157-02+ | Z0000119746 |
| 8370-18      | 9923-13    | 24490-10  | 28012-03     | 39400-15  | 51157-03+ | Z0000119844 |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 20 / 23

|            |               |           |             |          |           |             |
|------------|---------------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|
| 8370-20    | 9923-13SU     | 24490-20  | 28012-04    | 39400-16 | 51157-04+ | Z0000119923 |
| 8370-23    | 9923-13SUB    | 24549-03  | 28012-05    | 39400-18 | 51157-05+ | Z0000120057 |
| 8370-28*   | 9924-13 SU TC | 24563-19  | 28012-06    | 39400-20 | 51158-01  | Z0000120058 |
| 8371-16*   | 9925-13 SU TC | 24568-17  | 28013-01    | 39400-21 | 51158-02  | Z0000120229 |
| 8371-18    | 9942-14+      | 24569-17  | 28013-01A   | 39400-22 | 51158-03  | Z0000120458 |
| 8371-18SR  | 9982-10       | 24570-17  | 28013-01Z   | 39400-24 | 51158-04  | Z0000120475 |
| 8371-20    | 9982-11       | 24572-01  | 28013-02    | 39400-26 | 51159-01  | Z0000120533 |
| 8371-23    | 9983-10       | 24572-02  | 28013-02A   | 39400-28 | 51159-02  | Z0000120534 |
| 8371-25*   | 9983-11       | 24575-01  | 28013-02Z   | 39400-30 | 51159-03  | Z0000120553 |
| 8371-28*   | 21101-15      | 24575-02  | 28013-02ZA  | 39400-31 | 51160-01  | Z0000120561 |
| 8372-14    | 21101-19      | 24575-03  | 28013-02Z-C | 39400-32 | 51160-02  | Z0000120595 |
| 8372-14SU  | 21101-21+     | 24575-04  | 28013-03    | 39400-33 | 51160-03  | Z0000120717 |
| 8373-14    | 21101-23      | 24575-05  | 28013-03A   | 39400-34 | 51160-04  | Z0000121458 |
| 8373-14-A  | 21102-15      | 24578-40  | 28013-03Z   | 39400-35 | 51160-05  | Z0000121460 |
| 8373-14-B  | 21102-19      | 24578-45  | 28013-03ZA  | 39400-40 | 51161-01  | Z0000121623 |
| 8373-14-E  | 21102-21+     | 24578-55  | 28013-03Z-C | 39400-43 | 51161-02  | Z0000121794 |
| 8373-14SU  | 21102-23      | 24582-23  | 28013-04    | 39400-48 | 51161-03  | Z0000122120 |
| 8373-16*   | 21103-15      | 24588-20  | 28013-04A   | 39400-50 | 51161-04  | Z0000122140 |
| 8373-23*   | 21103-19      | 24601-15  | 28013-04Z   | 39400-51 | 51162-01  | Z0000122141 |
| 8374-14    | 21103-21+     | 24602-15  | 28013-05    | 39400-52 | 51162-03  | Z0000122232 |
| 8375-14    | 21103-23      | 24603-17  | 28013-05A   | 39400-53 | 51165-01  | Z0000122346 |
| 8380-18    | 21104-15      | 24604-17  | 28013-05Z   | 39400-54 | 51165-02  | Z0000122348 |
| 8380-18SU  | 21104-19      | 24605-10* | 28013-05ZA  | 39400-55 | 51165-03  | Z0000122684 |
| 8380-20    | 21104-21+     | 24605-11* | 28013-06    | 39400-56 | 51165-04  | Z0000122691 |
| 8380-20SU  | 21104-23      | 24605-12  | 28013-06A   | 39400-57 | 51166-01  | Z0000122838 |
| 8380-23    | 21121-01      | 24605-14  | 28013-06Z   | 39400-60 | 51171-11  | Z0000123004 |
| 8380-23SU  | 21121-02      | 24606-01  | 28014-02*   | 39400-61 | 51171-12  | Z0000123189 |
| 8381-18    | 21121-03      | 24606-02  | 28014-05*   | 39400-67 | 51171-13  | Z0000123218 |
| 8381-18-B  | 21229-24      | 24606-03  | 28015-01A   | 39400-75 | 51173-12  | Z0000123253 |
| 8381-18-D  | 21232-21      | 24607-01  | 28015-01Z   | 39400-76 | 51173-21* | Z0000123370 |
| 8381-18-E  | 21233-21      | 24607-02  | 28015-02A   | 39400-78 | 51173-31  | Z0000123425 |
| 8381-18SU  | 21234-24      | 24608-19  | 28015-02Z   | 39400-79 | 51174-01  | Z0000123708 |
| 8381-18SUB | 21235-24      | 24609-20  | 28015-03A   | 39400-80 | 51174-02  | Z0000123818 |
| 8381-20    | 21236-01      | 24610-18* | 28015-03Z   | 39400-81 | 51175-01  | Z0000123842 |
| 8381-20-E  | 21236-02      | 24610-21  | 28015-04A   | 39400-85 | 51175-02  | Z0000124042 |
| 8381-20SU  | 21236-03      | 24611-19  | 28015-04Z   | 39400-86 | 51175-03  | Z0000124098 |
| 8381-23    | 21236-04      | 24612-19  | 28015-05A   | 39400-90 | 51175-05  | Z0000124680 |
| 8381-23SU  | 21236-05      | 24612-20* | 28015-05Z   | 39400-91 | 51176-01  | Z0000124814 |
| 8381-23SUB | 21236-06      | 24613-00  | 28015-06A   | 39400-93 | 51176-11  | Z0000125120 |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 21 / 23

|           |           |           |             |           |           |             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 8385-18   | 21236-07  | 24613-02  | 28015-06Z   | 39400-94* | 51184-20  | Z0000125793 |
| 8385-20   | 21236-08  | 24613-04* | 28016-03    | 39400-95  | 51186-21* | Z0000125811 |
| 8385-23   | 21236-09  | 24614-01  | 28016-05    | 39400-97  | 51194-13  | Z0000125966 |
| 8392-14   | 24001-12  | 24614-02  | 28017-03    | 39400-98  | 51195-13  | Z0000126703 |
| 8392-14SU | 24001-35  | 24614-18  | 28017-05    | 39401-02  | 51196-12  | Z0000126736 |
| 8394-19   | 24002-03  | 24614-20  | 28018-03    | 39401-03  | 51197-12  | Z0000126866 |
| 8423-20   | 24002-05  | 24615-18  | 28018-05    | 39401-04  | 51198-04  | Z0000126925 |
| 8423-23   | 24002-07  | 24616-01+ | 28019-03    | 39401-05  | 51230-02  | Z0000126926 |
| 8424-20   | 24002-39  | 24616-04  | 28019-05    | 39401-68* | 51230-04  | Z0000126927 |
| 8424-23   | 24003-31  | 24616-05  | 28022-03    | 39401-69* | 51230-05  | Z0000127196 |
| 8425-23   | 24004-23  | 24616-23* | 28022-05    | 39401-70  | 51230-06  | Z0000127214 |
| 8433-20   | 24005-27  | 24617-23  | 28023-03    | 39401-71  | 51245-20  | Z0000127678 |
| 8433-23   | 24005-30  | 24618-23  | 28023-05    | 39401-72  | 51250-20  | Z0000127706 |
| 8434-20   | 24005-34  | 24619-04  | 28024-01    | 39401-73  | 51251-00  | Z0000127798 |
| 8434-23   | 24010-30  | 24619-06  | 28024-02    | 39402-10  | 51251-01  | Z0000128030 |
| 8442-27   | 24011-27  | 24619-08  | 28025-02    | 39402-12  | 51251-02  | Z0000128094 |
| 8443-16*  | 24014-28  | 24619-23+ | 28025-03    | 39402-20  | 51251-03  | Z0000128269 |
| 8443-18*  | 24015-24  | 24620-20  | 28025-04    | 39402-25  | 51302-01  | Z0000128435 |
| 8443-27   | 24016-22  | 24621-02  | 28025-05    | 39402-30  | 51302-02  | Z0000128673 |
| 8452-17   | 24060-08  | 24621-03* | 28026-02    | 39402-32  | 51303-01  | Z0000128674 |
| 8453-17   | 24060-10  | 24621-04  | 28026-03    | 39402-34  | 51303-02  | Z0000128780 |
| 8462-16   | 24060-12  | 24621-06  | 28026-04    | 39403-10  | 51304-01  | Z0000128805 |
| 8462-16SR | 24060-14  | 24621-08  | 28027-02    | 39404-10  | 51304-02  | Z0000128823 |
| 8462-16SU | 24060-16  | 24621-13  | 28027-03    | 39599-01  | 51305-01  | Z0000128898 |
| 8462-18   | 24062-08  | 24621-15  | 28027-04    | 39599-02  | 51306-15  | Z0000128906 |
| 8462-18SU | 24062-10  | 24621-18  | 28028-03*   | 39599-03  | 51308-15  | Z0000129021 |
| 8463-13-A | 24062-12  | 24622-04  | 28028-13*   | 39599-04  | 51313-13  | Z0000129248 |
| 8463-13-B | 24062-14  | 24622-18  | 28030-13    | 39599-05  | 51315-23  | Z0000129288 |
| 8463-16   | 24062-16  | 24624-22  | 28030-13Z   | 39599-06  | 51317-22  | Z0000129351 |
| 8463-16-A | 24064-08  | 24625-22  | 28030-15    | 39599-08  | 51321-21+ | Z0000129352 |
| 8463-16-D | 24064-10  | 24627-17  | 28030-18    | 39599-09  | 51323-23  | Z0000129353 |
| 8463-16-E | 24064-12  | 24628-36* | 28030-18Z   | 39599-10  | 51330-11  | Z0000129354 |
| 8463-16SR | 24064-14  | 24629-23  | 28030-20Z-C | 39599-11  | 51330-12  | Z0000129379 |
| 8463-16SU | 24064-16  | 24630-23  | 28030-22    | 39599-12  | 51335-03  | Z0000129535 |
| 8463-18   | 24074-04* | 24630-27* | 28031-13    | 39599-16  | 51342-12  | Z0000129536 |
| 8463-18SU | 24077-01  | 24631-16  | 28031-13Z   | 39599-17  | 51344-15  | Z0000129769 |
| 8464-16*  | 24077-02  | 24632-02  | 28031-15    | 39599-18  | 51346-15  | Z0000129809 |
| 8465-16*  | 24077-03  | 24632-03  | 28031-18    | 39599-19S | 51350-01  | Z0000129861 |
| 8469-12*  | 24077-04  | 24632-04* | 28031-18Z   | 39599-19W | 51355-01  | Z0000130016 |



## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 22 / 23

|            |           |           |              |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 8477-24    | 24077-05  | 24633-01  | 28031-22     | 39600-00  | 51361-02  | Z0000130152 |
| 8523-12    | 24080-06  | 24633-02  | 28033-13     | 39600-01  | 51364-21  | Z0000130159 |
| 8524-12    | 24080-09  | 24633-03* | 28033-13Z    | 39600-02  | 51366-01  | Z0000130240 |
| 8525-12    | 24080-13  | 24633-16* | 28033-15     | 39600-03  | 51366-02  | Z0000130291 |
| 8533-12    | 24080-16  | 24634-02* | 28033-18     | 39600-04  | 51366-03  | Z0000130323 |
| 8534-12    | 24080-19  | 24634-24  | 28033-18Z    | 39600-05  | 51366-04  | Z0000130369 |
| 8535-12    | 24080-25  | 24635-14  | 28033-22     | 39600-06  | 51366-05  | Z0000130370 |
| 8542-12    | 24080-32  | 24635-14D | 28034-13     | 39600-08  | 51366-06  | Z0000130373 |
| 8543-12    | 24081-06  | 24636-14* | 28034-13Z    | 39600-09  | 51368-12  | Z0000130393 |
| 8553-12    | 24081-09  | 24637-17  | 28034-15     | 39600-10  | 51369-00* | Z0000130402 |
| 8562-11    | 24081-13  | 24639-17  | 28034-18     | 39600-11  | 51405-01  | Z0000130426 |
| 8562-12    | 24081-16  | 24641-15  | 28034-18Z    | 39600-12  | 51405-02  | Z0000130428 |
| 8563-11    | 24081-19  | 24642-16* | 28034-20     | 39600-16  | 51405-03  | Z0000130429 |
| 8571-11    | 24081-25  | 24643-16  | 28034-20Z-C* | 39600-17  | 51405-04  | Z0000130525 |
| 8571-14    | 24081-32  | 24645-16  | 28034-22     | 39600-18  | 51405-05  | Z0000130588 |
| 8572-14    | 24082-06* | 24646-23* | 28035-13     | 39600-19S | 51410-03  | Z0000130598 |
| 8573-14    | 24082-09  | 24646-27  | 28035-13Z    | 39600-19W | 51410-04  | Z0000130600 |
| 8582-16    | 24082-12* | 24647-27  | 28035-15     | 39600-20  | 51410-05  | Z0000130637 |
| 8582-16D   | 24082-13* | 24649-19  | 28035-18     | 39600-22  | 51411-03  | Z0000130731 |
| 8587-16    | 24082-14* | 24650-14  | 28035-18Z    | 39600-23  | 51411-04  | Z0000130747 |
| 8589-16    | 24082-16  | 24650-17  | 28035-20     | 39600-24  | 51411-05  | Z0000130750 |
| 8591-16    | 24082-19  | 24650-19  | 28035-22     | 39600-25  | 51412-01  | Z0000130751 |
| 8592-12    | 24082-25  | 24650-22  | 28037-13     | 39600-26  | 51412-02  | Z0000130762 |
| 8597-12    | 24083-09  | 24651-14  | 28037-13Z    | 39600-27  | 51412-03  | Z0000130763 |
| 8602-16    | 24083-13* | 24651-17  | 28037-15     | 39600-28  | 51412-04  | Z0000130764 |
| 8602-16SU  | 24083-16  | 24651-19  | 28037-18     | 39600-29  | 51412-05  | Z0000130776 |
| 8602-16SUB | 24083-19  | 24651-22  | 28037-18Z    | 39600-30  | 51412-06  | Z0000130936 |
| 8602-18    | 24083-25  | 24653-15* | 28037-20     | 39650-01  | 51413-01  | Z0000130939 |
| 8602-18SU  | 24084-05  | 24654-15  | 28037-22     | 39650-02  | 51413-02  | Z0000130947 |
| 8603-14-A  | 24084-10  | 24655-15  | 28038-13     | 39650-20  | 51413-03  | Z0000130980 |
| 8603-16    | 24084-16  | 24660-18  | 28038-13Z    | 39651-01  | 51413-04  | Z0000130981 |
| 8603-16-A  | 24084-25  | 24661-18  | 28038-15     | 39651-02  | 51413-05  | Z0000130991 |
| 8603-16-E  | 24085-05  | 24666-24* | 28038-18     | 39651-03  | 51415-01  | Z0000131011 |
| 8603-16SU  | 24085-10  | 24667-24* | 28038-18Z    | 39651-04  | 51415-02  | Z0000131012 |
| 8603-16SUB | 24085-16  | 24670-27  | 28038-22     | 39651-05  | 51415-03  | Z0000131062 |
| 8603-18    | 24085-25  | 24671-23* | 28039-13     | 39651-06  | 51415-04  | Z0000131079 |
| 8603-18SU  | 24086-04  | 24671-27  | 28039-13Z    | 39651-07  | 51513-01  | Z0000131088 |
| 8603-18SUB | 24086-06  | 24673-22* | 28039-15     | 39651-08  | 51513-02  | Z0000131096 |
| 8603-20*   | 24086-08  | 24673-27  | 28039-18     | 39651-09  | 51513-03  | Z0000131114 |





## Инструкции за употреба - Моля, прочетете преди употреба 23 / 23

|            |           |          |           |           |           |             |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 8603-23SU  | 24086-10  | 24675-27 | 28039-18Z | 39651-10  | 51522-01  | Z0000131120 |
| 8612-12    | 24086-12  | 24677-24 | 28039-22  | 39651-11  | 51522-02  | Z0000131123 |
| 8614-12    | 24087-04  | 24680-24 | 28041-13  | 39651-12  | 51522-03  | Z0000131220 |
| 8616-12    | 24087-06  | 24681-32 | 28041-13Z | 39651-13  | 51655-20  | Z0000131221 |
| 8618-12    | 24087-08  | 24682-32 | 28041-18  | 39651-14  | 51657-20  | Z0000131222 |
| 8622-10    | 24087-10  | 24683-36 | 28041-18Z | 39651-15  | 51661-01  | Z0000131223 |
| 8623-10    | 24087-12  | 24685-24 | 28041-22  | 39651-16  | 51661-02  | Z0000131303 |
| 8632-11    | 24090-04  | 24685-26 | 28042-18  | 39651-17  | 51661-03  | Z0000131304 |
| 8633-11    | 24090-06  | 24687-26 | 28044-21* | 39651-18  | 51663-18  | Z0000131315 |
| 8636-11    | 24090-08  | 24688-27 | 28050-02  | 39651-32* | 51664-16  | Z0000131316 |
| 8636-11SU* | 24090-10  | 24693-23 | 28050-03  | 39653-01  | 51664-17  | Z0000131317 |
| 8637-11    | 24090-12  | 24694-34 | 28050-04  | 39653-02  | 51665-21  | Z0000131318 |
| 8637-11SR  | 24090-14  | 24851-01 | 28050-06  | 39653-03  | 51667-19  | Z0000131319 |
| 8639-11    | 24091-04  | 24851-02 | 28051-02  | 39653-04  | 51667-20  | Z0000131320 |
| 8642-09    | 24091-06  | 24851-03 | 28051-03  | 39653-05  | 51669-21  | Z0000131321 |
| 8643-09    | 24091-08  | 24851-04 | 28051-04  | 39653-06  | 51670-01  | Z0000131322 |
| 8652-09    | 24091-10  | 24854-05 | 28053-02  | 39653-07  | 51670-02  | Z0000131329 |
| 8652-10    | 24091-12  | 24854-09 | 28053-03  | 39653-08  | 51671-21  | Z0000131517 |
| 8652-10GL  | 24091-14  | 24855-01 | 28053-04  | 39653-09  | 51672-21  | Z0000135022 |
| 8652-10SU  | 24092-04* | 24855-02 | 28070-19  | 39653-10  | 51673-18* | Z0000135030 |
| 8652-11    | 24092-06  | 24855-03 | 28074-25  | 39653-11  | 51675-18  | Z0000138476 |
| 8653-09    | 24092-08  | 24855-04 | 28075-25  | 39653-12  | 51677-18  |             |
| 8653-10    | 24092-10  | 24855-05 | 28080-02  | 39653-13  | 51683-01  |             |
| 8653-10GL  | 24092-12* | 24855-06 | 28080-03  | 39653-14  | 51683-02  |             |
| 8653-10SU  | 24092-13  | 24855-07 | 28080-04  | 39653-15  | 51683-03  |             |
| 8653-11    | 24092-15  | 24855-08 | 28081-02  | 39653-16  | 51685-21  |             |

### **ÄNDERUNGSVERZEICHNIS**

(Vor Ausdruck / Versand / Veröffentlichung der GebA löschen – nur für interne Zwecke)

| Datum      | Version | Beschreibung der Änderung   | Geändert   | Freigabe |
|------------|---------|---|------------|----------|
| 14.09.2023 | 1       | Ersterstellung  | J. Kaeding | -        |
| 14.02.2024 | 2       | Übernahme in Version 2 des FRM-169.<br>Normenverweise aktualisiert. | J. Kaeding | -        |
| 22.10.2024 | 3       | Produktliste aktualisiert.  | J. Kaeding | FRM-149  |