



» CHIRURGICAL RÉUTILISABLE INSTRUMENTS DE TENIR «



Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
GERMANY

Telefon : +49 (0) 7461 / 17 01 0

Mail : mail@tekno-medical.com

Web : www.tekno-medical.com

**Table des matières**

1	Champ d'application	4
2	Examens	4
3	Manipulation.....	4
4	Objets.....	4
5	Indications.....	4
6	Contre-indications.....	4
7	Population de patients	5
8	Combinaisons.....	5
9	Élimination.....	5
10	Consignes d'utilisation et de sécurité	5
11	Retraitement	5
11.1	Préparation sur place	5
11.2	Transports	5
11.3	Préparation à la décontamination	6
11.4	Pré-nettoyage manuel	6
11.5	Nettoyage dans la machine	6
11.6	Désinfection automatique (thermique).....	6
11.7	Essais fonctionnels.....	6
11.8	Emballage.....	6
11.9	Stérilisation	7
11.10	Stockage	7
11.11	Informations sur la validation de la préparation	7
12	Instructions supplémentaires.....	7
13	Signaler les problèmes liés au produit	7
14	Garantie.....	7
15	Service et réparation	8
16	Symboles.....	8
17	Liste de produits.....	8



Afin de réduire au maximum les risques pour les patients, les utilisateurs ou les tiers, les instructions d'utilisation doivent être scrupuleusement suivies. L'utilisation, la préparation et le test des instruments ne peuvent être effectués que par des spécialistes qualifiés.



Sauf indication contraire, les instruments chirurgicaux réutilisables de Tekno-Medical sont livrés non stériles et doivent subir un cycle complet de nettoyage et de stérilisation avant la première utilisation et chaque utilisation ultérieure.

1 CHAMP D'APPLICATION



Le champ d'application de ce mode d'emploi concerne les produits suivants : Instruments de tenir.
(Voir la liste des produits pour les instructions d'utilisation dans la dernière section).

2 EXAMENS

Avant chaque utilisation des instruments, ceux-ci doivent être inspectés pour détecter les cassures, fissures, déformations, dommages et fonctionnalité. Les zones telles que les barrières, les coupes et les extrémités de travail doivent être vérifiées avec une attention particulière. Les instruments usés, corrodés, déformés, poreux ou autrement endommagés doivent être jetés.

3 MANIPULATION

Les produits ne peuvent être utilisés conformément à leur destination que par du personnel dûment formé et qualifié. Le médecin traitant ou l'utilisateur est responsable de la sélection des instruments pour des applications spécifiques ou à usage chirurgical, de la formation appropriée du personnel et de l'expérience dans la manipulation des produits. Tous les instruments chirurgicaux doivent toujours être manipulés avec le plus grand soin lors du transport, du nettoyage, de l'entretien, de la stérilisation et du stockage. Cela s'applique en particulier aux pointes fines et autres zones sensibles.

4 OBJETS

Dispositif médical pour saisir, positionner, guider, serrer, changer, insérer et retirer divers types de tissus, os, dents, organes, vaisseaux et matériaux tels que clips, pinces, aiguilles, sutures, cathéters et corps étrangers.

5 INDICATIONS

Les instruments de ce groupe de produits sont utilisés dans tous les types d'interventions chirurgicales, par exemple :

- Lors du serrage et du maintien des vaisseaux sanguins et des tissus ainsi que des organes tels que les intestins, etc.
- Comme instrument auxiliaire pour la suture, par ex. B. comme porte-aiguille pour faire passer l'aiguille à travers les tissus
- Pour extraire et retirer des tendons ou des parties de tissus, des dents, des calculs biliaires et rénaux, etc.
- Comme pince de maintien des os lors du repositionnement des os
- Comme instrument d'application de clips (pour fermer les vaisseaux ou marquer les tissus).

Durée d'utilisation : Temporaire (destiné à une utilisation ininterrompue pendant une durée inférieure à 60 minutes dans des conditions normales.) selon le Règlement (UE) 2017/745.

6 CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation d'instruments de maintien est généralement contre-indiquée lorsque le recours à d'autres techniques chirurgicales est indiqué et dans des conditions de santé qui inhibent le processus de guérison, telles que :

- altération de l'approvisionnement en sang,
- obésité extrême,
- infections aiguës et chroniques, locales ou systémiques,
- infections profondes ou superficielles,
- maladies systémiques et dysfonctionnements métaboliques,
- Conditions mentales rendant impossible la participation au programme de réadaptation (maladie de Parkinson, alcoolisme, consommation de drogues, etc.),
- Allergies ou autres réactions au matériau utilisé



Il existe également des contre-indications,

- Avec inopérabilité générale ;
- Si le patient n'est pas préparé ;
- Si les exigences techniques ne sont pas respectées.

Le médecin responsable doit décider, en fonction de l'état général du patient, si l'application envisagée peut être réalisée. Ne pas utiliser sur le cœur et les systèmes circulatoire et nerveux central.

7 POPULATION DE PATIENTS

Hormis les utilisations contre-indiquées répertoriées dans ce mode d'emploi, il n'existe aucune restriction concernant la population de patients.

8 COMBINAISONS

Les produits ne sont pas destinés à être combinés ou connectés à d'autres produits.

9 ÉLIMINATION

Si les instruments ne peuvent plus être réparés et reconditionnés, ils doivent être éliminés conformément aux réglementations et lois spécifiques au votre pays.

10 CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE

Les instruments en acier inoxydable ne doivent pas être placés dans une solution saline physiologique (NaCl), un contact prolongé peut entraîner des piqûres ou une corrosion sous contrainte. Les instruments ne peuvent être stérilisés qu'après un nettoyage et une désinfection préalable.

Un nouveau dispositif médical doit être soumis à une inspection visuelle et fonctionnelle approfondie après la livraison. Si le dispositif médical présente des défauts visibles de l'extérieur (rayures, cassures, fissures, entailles, isolation endommagée, pièces pliées et rigidité) ou s'il ne fonctionne pas comme décrit dans ce mode d'emploi, nous devons en être informés en tant que fabricant ou votre partenaire commercial. Immédiatement.

Pour garantir le fonctionnement sûr des produits mentionnés, un entretien et un entretien corrects des produits sont essentiels. Un test fonctionnel ou visuel doit donc être effectué avant chaque utilisation.

Il n'y a pas d'exigences spécifiques pour le stockage des produits avant stérilisation. Nous recommandons néanmoins de stocker les dispositifs médicaux dans un environnement propre et sec.



Après application, les clamps vasculaires et ombilicaux doivent être vérifiés régulièrement pour garantir leur bon ajustement !
Risque de perte de sang importante !



Lorsque vous utilisez des clips pour la fermeture vasculaire, assurez-vous qu'ils sont correctement ajustés !
Risque de perte de sang importante !

11 RETRAITEMENT

En général, les instruments chirurgicaux ne peuvent être retraités que par des personnes disposant de l'expertise nécessaire pour les activités prévues. Des informations détaillées sur la préparation des instruments peuvent être trouvées dans la „Brochure rouge“ de l'AKI. Sous www.a-k-i.org vous trouverez également des liens vers des lois, des normes et des comités d'experts en retraitement.

En raison de la conception du produit et des matériaux utilisés, aucune limite définie d'applications maximales réalisables ne peut être définie. La durée de vie des dispositifs médicaux est déterminée par leur fonction et leur manipulation en douceur. Un retraitement fréquent a peu d'effet sur le produit. La fin de vie du produit est généralement déterminée par l'usure et les dommages causés par l'utilisation.

La lisibilité du marquage a été vérifiée au cours de 200 préparations.

11.1 Préparation sur place

Immédiatement après utilisation, enlever la saleté grossière des instruments. N'utilisez pas d'agents fixateurs ou d'eau chaude (>40 °C), car cela entraînerait le gel des résidus et pourrait nuire au succès du nettoyage.

11.2 Transports

Stockage sûr dans un container fermé et transport des instruments vers le site de retraitement pour éviter d'endommager les instruments et de contaminer l'environnement.



11.3 Préparation à la décontamination

Si possible, les instruments doivent être démontés ou ouverts pour être retraités.

Les instruments doivent être stockés sur des supports d'instruments compatibles avec les machines et allant aux laves. La nature des tableaux de bord ne doit pas interférer avec le nettoyage et la désinfection ultérieurs par le son ou les ombres de rinçage.

11.4 Pré-nettoyage manuel

Faire tremper les instruments dans de l'eau déminéralisée froide pendant au moins 5 minutes. Si possible, démontez les instruments et nettoyez-les à l'eau froide avec une brosse douce jusqu'à ce qu'aucun résidu ne soit visible. Cavités, trous et filetages d'au moins 10 sec. Rinçage sous pression avec un pistolet à eau (méthode pulsée, pression minimale 2 bar). Placer les instruments dans un bain à ultrasons à 40 °C pendant 15 minutes avec un nettoyant alcalin ou enzymatique à 0,5 % et start l'ultrason. Retirer les instruments et rincer à l'eau froide.

La solution de nettoyage doit être changée au moins une fois par jour, plus souvent si nécessaire. Trop de contamination nuit à l'effet nettoyant et augmente le risque de corrosion. Les lois et directives nationales doivent être respectées.

11.5 Nettoyage dans la machine

Placez les instruments à l'état ouvert dans un plateau de tamis sur le chariot coulissant et commencez le processus de nettoyage. Instruments dissemblables dans leurs parties individuelles autant que possible.

Pas	Paramètre	
Prérinçage	Température de rinçage + qualité de l'eau	Eau froide de ville
	Temps d'exposition	60 s
Prérinçage	Température de rinçage + qualité de l'eau	Eau froide de ville
	Temps d'exposition	180 s
Nettoyage	Température de nettoyage	45°C
	Qualité de l'eau	Eau de ville
	Temps d'exposition	300 s (pire condition) Recommandation 600 s du RKI
	Détergent	Neodisher Medizym
	Concentration	0,50 %
Neutralisation	Température de rinçage	40°C
	Qualité de l'eau	Eau de ville
	Temps d'exposition	180 s
	Agents neutralisants	Neodisher Z
	Concentration	0,10 %
Rinçage	Température de rinçage	40 °C
	Qualité de l'eau	Désionisée
	Temps d'exposition	120 s

11.6 Désinfection automatique (thermique)

Pas	Paramètre	
Désinfection thermique	Température de désinfection	90°C (A ₀ 3000)
	Qualité de l'eau	Désionisée
	Temps d'exposition	300 s
Séchage	Séchage de l'extérieur des instruments par le cycle de séchage du nettoyage/ dispositif de désinfection. Si nécessaire, le séchage manuel peut également être effectué à l'aide d'un tissu peut être atteint. Cavités et canaux d'instruments avec air comprimé stérile sec.	

11.7 Essais fonctionnels

Inspection visuelle de la propreté ; Si nécessaire, montage des instruments, maintenance et tests fonctionnels.

Si nécessaire, répétez le processus de retraitement jusqu'à ce que l'instrument soit visuellement propre.

Traiter les instruments comportant des pièces mobiles avec de l'huile d'entretien, par exemple : TK95100-00. Fermez uniquement les instruments dotés de verrous dans la première encoche. Les instruments défectueux ou endommagés doivent être immédiatement jetés.

11.8 Emballage

Sélectionner un emballage pour la stérilisation conformément aux normes DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 et DIN EN 868-8.



11.9 Stérilisation

Stérilisation des produits par procédé de pré-vidé fractionné (conformément à la DIN EN ISO 17665-1), en tenant compte des exigences nationales respectives.

Pré-vidé :	3 fois
Température de stérilisation :	134 °C
Temps de stérilisation :	5 min
Séchage :	20 min.

L'utilisation de tout autre procédé de stérilisation est hors de notre responsabilité.

11.10 Stockage



Les instruments stérilisés doivent être stockés dans un emballage approprié dans un environnement sec, propre et exempt de poussière et à un niveau d'humidité constant. La distance entre le sol et l'étagère doit être d'au moins 30 cm. La durée de conservation doit être déterminée par l'utilisateur lui-même.

11.11 Informations sur la validation de la préparation

Les instructions d'essai, les matériaux et les machines suivants ont été utilisés pour la validation :

Détergent	Neodisher Medizym 0,5 % (v/v)
Neutralisant	Neodisher Z 0,1 % (v/v)
Laveur-désinfecteur	Miele PG 8535
Autoclave à vapeur	Lautenschläger ZentraCert
Pour plus de détails, voir les rapports : 23277 / 23279 / 23278 (CleanControlling Medical GmbH & Co. KG, 08-2021)	

12 INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Si les produits chimiques et les machines décrits ci-dessus ne sont pas disponibles, il est de la responsabilité de l'utilisateur de valider son procédé en conséquence. Il est du devoir de l'utilisateur de s'assurer que le processus de retraitement, y compris les ressources, les matériaux et le personnel, est adapté pour atteindre les résultats requis. L'état de l'art et les lois nationales exigent que des processus validés soient suivis. Pendant le retraitement, la température agissant sur l'instrument ne doit pas dépasser **140°C**. En principe, le nettoyage et la désinfection mécaniques sont toujours préférables au nettoyage manuel. Grâce au nettoyage et à la désinfection mécanique, le processus est plus sûr. N'utilisez jamais de brosses métalliques, d'éponges métalliques ou de produits de nettoyage abrasifs pour le nettoyage / pré-nettoyage manuel. Les produits de nettoyage fortement alcalins endommagent les plastiques et les revêtements anodisés. Les instruments ne doivent pas être stérilisés dans des stériliseurs à air chaud. N'utilisez pas de produits de nettoyage caustiques. N'utilisez pas de produits de nettoyage oxydants puissants. Les agents avec un pH neutre (7,0) sont les mieux adaptés.

13 SIGNALER LES PROBLÈMES LIÉS AU PRODUIT



Conformément aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et à notre système de gestion de la qualité, tous les problèmes liés aux produits doivent être signalés au fabricant. Pendant les heures de bureau, vous pouvez nous joindre par téléphone au +49 (0) 07461 / 1701-0. En dehors des heures normales de bureau, veuillez envoyer un courriel à safety@tekno-medical.com. Les incidents graves doivent également être signalés à l'autorité locale compétente.

14 GARANTIE

Les produits sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et font l'objet d'un contrôle qualité avant livraison. En cas de défaut, veuillez contacter notre service après-vente. Tekno-Medical ne garantit pas l'adéquation des produits à une procédure spécifique. Tekno-Medical décline toute responsabilité pour les dommages accidentels ou indirects. Tekno-Medical décline également toute responsabilité en cas de non-respect avéré du présent mode d'emploi.



Attention : En cas d'utilisation des instruments sur des patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de ses variantes (vMCJ, ESB, EST), Tekno-Medical décline toute responsabilité en cas de réutilisation.

**15 SERVICE ET RÉPARATION**

N'essayez pas vous-même de réparer ou de modifier le produit. Ces interventions doivent être effectuées exclusivement par Tekno-Medical ou son personnel agréé.

Produits défectueux doivent subir l'intégralité de la procédure de retraitement avant d'être retournés pour réparation. Veuillez utiliser notre formulaire de demande d'autorisation de retour (RMA) et notre certificat de décontamination pour tout retour.

Formulaires disponibles sur : <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

16 SYMBOLES

Les symboles utilisés dans ces instructions et sur l'étiquette ont la signification suivante selon DIN EN ISO 15223-1 :

	Attention !		Fabricant
	Dispositif médical		Fabriquer en
	Respectez les instructions d'utilisation		Non stérile
	Catalogue		Protéger de la lumière du soleil
	Désignation du lot		Conserver dans un endroit sec
	Identification claire du produit		
	Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié : mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart		

17 LISTE DE PRODUITS**REF**

Imprimé le 14.07.2026

10000-10	11941-12	12201-18	21801-12	24707-20	25699-02	30450-20	610-1537
10000-11	11941-13	12201-21	21802-12	24709-23	25699-03	30450-28	610-1538
10000-13	11941-16	12202-18	21803-12	24709-26	25699-04	30456-08	610-1550
10000-14	11941-18	12202-21	21804-12	24710-26	25699-05	30456-11	610-1551
10000-15	11941-20	12203-18	21805-12	24712-19	25699-06	30456-13	610-1552
10000-16	11942-08	12203-21	21806-13	24713-20	25699-07	30456-16	610-1553
10000-18	11942-09	12205-20	21807-13	24714-20	25699-08	30456-21	701-022
10000-20	11942-10	12205-24	21812-12	24715-20*	25699-09	30456-26	701-029
10000-23*	11942-12	12205-26	21813-12*	24720-17	25699-10	30456-32	703-500LL
10000-25	11943-07	12206-20	21920-00	24720-21	25699-11	30458-00	703-501LL
10000-30	11943-08	12206-24	22001-00	24721-17	25699-12	30467-14	704-106
10000-35	11943-09	12206-26	22001-01	24721-21	25699-30*	30471-14	704-107
10001-10	11943-11	12207-20	22001-02	24722-33	25720-13	30472-14	704-108
10001-11	11944-06	12207-24	22001-03	24722-45	25721-18	30472-15	704-130*
10001-13	11944-07	12207-26	22001-04	24723-33	25722-18	31142-12*	704-131*
10001-14	11944-09	12208-20	22001-05	24723-45	25723-01	31142-16	705-001
10001-16	11944-11	12208-24	22001-06	24724-21	25723-02	31142-23	705-002
10001-18	11945-05	12208-26	22001-07	24724-27	25723-03	31143-16	705-004
10001-20	11945-06	12209-18	22002-01	24724-30	25723-04	31143-23	705-005



10001-25	11945-07	12210-18	22002-02	24725-12	25723-05	31146-16	708-033LL*
10001-30	11945-09	12211-18	22002-03	24726-17	25724-01	31146-23	708-036LL*
10010-14	11945-11	12212-18	22002-04	24730-17	25724-02	31147-16	708-630
10010-18	11946-38	12213-18	22005-12	24730-25	25724-03	31147-23	708-631
10010-25	11946-50	12217-18*	22005-15*	24730-26	25724-04	31150-12*	708-633
10011-18	11946-55	12219-14	22006-12	24730-27	25725-01	31152-16	708-680
10100-10	11946-65	12220-14	22006-15*	24732-22	25725-02	31152-23	708-682
10100-11	11946-70	12220-18	22008-16*	24732-27	25725-03	31153-16	708-701
10100-13	11946-75	12221-14	22009-16*	24732-30	25725-04	31153-23	708-702
10100-14	11946-90	12221-18	22010-14	24733-00	25726-01	31156-16	708-703
10100-15	11947-38	12223-19	22010-16	24733-01	25726-02	31156-23	708-710
10100-16	11947-50	12223-22	22010-18	24733-02	25726-03	31157-16	708-711
10100-18	11947-55	12223-24	22010-20	24733-03	25726-04	31157-23	708-712
10100-20	11947-65	12225-19	22010-22	24733-15	25726-05*	34147-01	708-713
10100-23	11947-70	12225-22	22010-24	24734-14	25729-01*	34147-02	708-741
10100-25	11947-75	12225-24	22010-27	24735-14	25730-01	34147-03	708-742
10100-30	11947-90	12227-19	22010-30	24736-19*	25730-02	34147-04	708-743
10102-13	11948-23	12227-22	22011-14	24736-23	25730-03	34148-01	708-751
10102-14	11949-01	12227-24	22011-16	24736-25	25730-04	34148-02	708-752
10102-16	11949-02	12230-20	22011-18	24736-28	25730-05	34148-03	708-753
10103-13*	11949-03	12231-20	22011-20	24737-23	25730-06	34148-04	708-761
10103-14*	11949-04	12233-20	22011-22	24737-25	25730-07	34153-01*	708-762
10150-12	11949-05	12235-01	22011-24	24737-28	25730-08	34153-02*	708-763
10150-13	11949-06	12235-02	22011-27	24738-15*	25730-09	34153-03*	708-770
10150-14	11950-08	12235-03	22011-30	24738-16	25730-10	34153-10*	708-771
10150-15	11950-09	12235-04	22012-09*	24738-24	25730-11	34153-11*	708-772
10150-18	11950-10	12235-05	22014-23	24740-14	25730-12	34153-20*	708-773
10150-21	11950-12	12235-21	22014-25	24741-17	25730-13	34153-21*	709-100*
10150-25	11951-05	12236-18	22014-26	24742-20	25730-14	34153-22*	709-101*
10150-31	11951-08	12238-18	22015-01*	24743-01	25730-15	34153-23*	709-102*
10155-12	11951-09	12238-28	22015-02*	24745-16	25730-16	34153-30*	709-102-28*
10155-13	11951-10	12239-28	22015-21	24747-20	25731-01	34153-31*	775-4000
10155-14	11951-12	12241-19	22016-18	24748-18	25731-02	34153-32*	775-4001
10155-15	11953-07	12243-19	22017-17	24749-21	25731-03	34155-21	775-4002
10200-15	11953-09	12245-19*	22017-18	24750-23	25731-04	34155-24	775-4006
10200-18	11953-10	12250-14	22017-19	24845-01	25731-05	34155-30	775-4011-60
10200-20	11955-19	12250-21	22017-23	24845-02	25731-06	34155-35	775-4013
10200-25	11955-20	12250-26	22018-14	24845-32	25731-07	34155-40*	775-4014
10300-12	11957-07	12251-14	22018-16	24845-64	25731-08	34156-21	775-4014-36*
10300-15	11959-09	12251-21	22018-18	24901-02	25731-09	34156-24	775-4014LL*
10302-12	11959-11	12251-26	22019-16	24912-33	25731-10	34156-30	775-4015
10303-17	11960-12	12252-21	22019-19	25001-00	25731-11	34156-35	775-4016
10304-17	11960-14	12252-26	22019-23	25010-24	25731-12	34156-40*	775-4114-60
10305-17	11960-16	12253-21	22020-16	25020-15	25732-01	34157-21	779-1002
10306-18	11960-20	12253-26	22020-17	25020-19	25732-02	34157-24	779-1003



10310-17	11960-24	12261-23	22020-18	25021-15	25732-03	34157-30	779-1004
10312-17	11960-30	12262-23	22020-20	25021-19	25732-04	34157-35	779-1005
10313-17	11961-15	12263-23	22021-24	25040-15	25732-05	34158-21	783-710
10320-06*	11961-20	12264-23	22028-12	25059-01	25732-06	34158-24	783-711
10320-10*	11961-24	12265-23	22029-11	25059-02	25732-07	34158-30	783-740
10324-18	11962-15	12267-00	22032-13	25059-03	25732-08	34158-35	783-741
10325-18	11962-20	12267-01	22035-12	25060-01	25732-09	34158-36*	783-746*
10326-19	11962-24	12267-02	22037-01	25060-02	25732-10	34159-21	790-110
10327-15	11963-15	12268-12	22037-02	25060-03	25732-11	34159-24	790-112
10327-18	11963-20	12269-01	22037-03	25060-04	25732-12	34159-30	790-193
10400-17	11963-24	12269-02	22039-16	25061-01	25732-13	34159-35	790-197/40*
10401-17	11964-14	12269-12	22041-13	25061-02	25732-14	34310-26	790-199
10402-17	11964-16	12269-18	22041-15	25061-03	25732-15	34399-01*	790-206
10402-18	11964-20	12270-22	22042-15	25061-04	25732-16	34399-02	790-207
10415-18	11964-24	12271-22	22043-17	25062-01	25732-21	34872-00	790-213*
10500-12	11964-30	12280-21	22044-24*	25062-02	25732-31	34872-28	790-214*
10500-15	11964-35*	12280-27	22045-15	25062-03	25733-01	34875-27	790-218E*
10500-18	11964-40*	12281-21	22045-18	25062-04	25733-02	35665-21	790-219
10502-12	11965-14*	12281-27	22046-15	25063-01	25733-03	35760-08	790-219E*
10502-15	11965-16	12282-21	22046-18	25063-02	25733-04	35761-09	790-226
10503-12	11965-20	12282-27	22047-20	25063-03	25733-05	38116-29	790-226E*
10503-12 MX	11965-24	12283-21	22048-14*	25063-04	25733-06	38116-37	790-227
10503-15	11965-30	12283-27	22048-20	25064-01	25733-07	38116-43	790-233
10504-12	11965-35	12284-21	22048-24	25064-02	25733-08	38118-00	790-234
10504-15	11966-16	12284-27	22049-16	25064-03	25734-01	38441-21	790-235
10505-12	11966-20	12285-21	22049-19	25064-04	25734-02	38518-28	790-239
10506-12	11966-24	12285-27	22049-20	25065-01	25734-03	38520-21	790-246
10506-15	11966-30	12286-21	22050-21*	25065-02	25734-04	38562-13	790-247
10508-12	11966-40*	12286-27	22050-23*	25065-03	25734-05	38562-18	790-290
10509-12	11967-14	12287-00	22051-18*	25065-04	25734-06	38570-20	790-291
10510-12	11967-16	12287-01	22052-16	25070-01	25734-07	38573-03	790-293
10520-12	11967-20	12287-02	22052-17	25070-02	25734-08	38573-04	790-294
10550-15	11967-24	12287-03	22052-18	25070-03	25785-01	38573-05	790-298
10560-15	11967-30	12287-06	22055-01	25070-04	25786-01	38573-08	790-339
10600-20	11968-15	12287-14	22056-01	25071-01	25786-02	38573-09	790-386
10601-20	11968-19	12288-00	22056-02	25071-02	25786-03	38599-00	790-386-65
10604-20	11968-24	12288-01	22056-03	25071-03	25786-04	38723-11	790-388
10605-18*	11969-15	12288-06	22056-04	25071-04	25786-05	38724-13	790-389
10608-15	11969-19	12289-01	22056-05*	25072-01	25786-06	39400-68	790-389*
10608-23	11969-24	12290-13	22057-15*	25072-02	25786-07	39400-69	790-389-34*
10610-15	11970-16	12290-16	22058-01*	25072-03	25786-08	40235-01	790-400*
10610-23	11970-20	12290-18	22058-02*	25072-04	25786-09	40235-02	790-791
10616-15	11970-24	12290-20	22060-20	25073-01	25786-10	40456-00	790-793
10616-20	11971-16	12290-23	22060-22	25073-02	25786-11	40613-11	790-794
10616-25	11971-20	12290-25	22060-26	25073-03	25786-12	40614-10	791-096



10650-18	11971-24	12290-28	22061-20	25073-04	25786-13	40617-10	791-180
10650-21	11972-16	12290-35	22061-22	25074-01	25786-14	40618-10	791-181*
10650-25	11972-20	12291-18	22061-26	25074-02	25786-15	40619-09	791-185
10651-18	11972-24	12291-22	22063-01*	25074-03	25786-16	40620-20	791-187
10651-21	11975-16	12291-25	22063-02*	25074-04	25786-17	40620-27	791-189
10651-25	11975-20	12291-28	22065-17	25075-01	25786-18	40621-10	791-3510
10660-18	11975-24	12300-15	22066-16	25075-02	25786-19	40623-10	791-3520
10660-21	11976-16	12300-19	22067-16	25075-03	25786-20	40625-10	791-3522
10660-25	11976-20	12303-19	22068-12	25075-04	25786-21	40627-09	791-3524
11000-10	11976-24	12303-24	22068-15	25305-18	25786-22	40628-06	793-186
11000-11	11977-14	12303-26	22069-12	25307-18	25786-23	40629-06	793-187
11000-13	11977-16	12305-22	22069-15	25309-17	25786-24	40631-07	794-386
11000-14	11977-18	12305-35	22070-21	25310-15	25787-01	40632-07	794-386/60E
11000-15	11977-20	12306-23	22070-22	25320-20	25787-02	40633-07	794-388
11000-16	11977-25	12307-20	22075-21	25321-20	25787-03	40634-10	794-388/60E*
11000-18	11977-30	12308-19	22075-22	25344-14	25787-04	40634-15	794-389
11000-20	11978-15	12309-22	22077-21	25350-13	25787-05	40635-10	794-389/60E*
11000-23	11978-20	12310-19	22077-22	25350-18	25787-06	40635-15	794-389-40*
11000-25	11978-24	12310-23	22078-18	25351-13	25787-07	40637-10	794-392
11000-30	11979-15	12311-18	22078-22	25351-18	25787-08	40638-00	794-393
11000-35	11979-20	12312-24	22079-17	25409-19	25787-09	40639-00	794-396
11034-10	11979-24	12313-22	22079-22	25410-18	25787-10	40640-00*	BA 000-10
11034-11	11980-30*	12314-15	22079-24	25540-18	25787-11	40642-00	BA 000-11
11034-13	11990-10	12314-18	22080-26	25541-18	25787-12	40643-00	BA 000-13
11034-14	11990-14	12314-20	22081-22	25542-18	25787-13	40644-00	BA 000-14
11034-15	11990-20	12314-23	22083-21	25574-16*	25787-14	40647-10	BA 000-15
11034-16	11991-10	12315-25	22083-22	25576-22	25787-15	40648-05	BA 000-16
11034-18	11991-14	12315-28	22089-16*	25577-22	25787-16	40648-10	BA 000-18
11034-20	11991-20	12317-21	22090-16*	25580-03	25787-17	40649-05	BA 000-20
11034-25	12000-10	12317-24	22092-16*	25580-05	25787-18	40649-10	BA 000-25
11034-30	12000-10-P	12318-24	22110-18	25581-03	25787-19	40650-11	BA 000-30
11043-13	12001-10	12318-35	22110-19	25581-05	25787-20	40652-11	BA 100-10
11043-14	12001-10-P	12319-24	22110-21*	25582-03	25787-21	40654-11	BA 100-11
11043-16	12005-10*	12319-35	22110-23	25582-05	25787-22	40656-09	BA 100-13
11043-20	12006-08	12321-18	22110-27	25660-21*	25787-23	40657-09	BA 100-14
11043-25	12009-12*	12321-24	22112-20	25680-12	25787-24	40658-09	BA 100-15
11043-30	12010-12	12351-19	22112-21	25681-12	25788-01	40659-09	BA 100-16
11054-13	12010-12 C	12352-19	22112-25	25682-15	25788-02	40660-01	BA 100-18
11054-14	12010-12 S	12355-18	22112-29	25683-15	25788-03	40660-02	BA 100-20
11054-16	12010-12-P	12356-23	22116-27	25684-18	25788-04	40660-03	BA 100-25
11060-11	12010-14	12357-23	22117-24	25685-18	25788-05	40662-09	BA 100-30
11060-13	12010-14-P	12360-20	22118-24	25686-01	25788-06	40663-09	BB 000-10
11060-14	12011-12	12360-22	22120-25	25686-02	25788-07	40664-09	BB 000-11
11060-16	12011-12-P	12360-24	22120-26	25686-03	25788-08	40665-09	BB 000-13
11060-18	12011-14	12362-23*	22122-01*	25686-04	25788-09	40666-09	BB 000-14



11060-20	12011-14-P	12367-21	22122-02*	25686-05	25788-10	40667-09	BB 000-16
11060-25	12012-12	12368-21	22122-03*	25686-06	25788-11	40680-08	BB 000-18
11060-30*	12012-12-P	12371-22	22122-04*	25686-07	25788-12	40692-08	BB 000-20
11062-14*	12012-14	12372-23	22125-20	25686-08	25788-13	40710-07	BB 000-25
11062-18*	12012-14-P	12373-22	22125-24	25686-09	25788-14	40711-07	BB 000-30
11065-15	12013-12	12374-23	22125-25	25686-10	25788-15	40712-07	BB 034-10
11067-15	12013-12-P	12375-23	22125-26	25686-11	25788-16	40720-07	BB 034-11
11080-12	12013-14	12410-22	22125-27	25686-12	25788-17	40721-10	BB 034-13
11080-13	12013-14-P	12410-23	22126-17*	25686-13	25788-18	40722-10	BB 034-14
11080-14	12020-10	12410-35	22128-23	25686-14	25788-19	40725-07	BB 034-16
11080-15	12020-10-P	12415-20	22128-25	25686-15	25788-20	40726-07	BB 034-18
11080-18	12020-12	12416-20*	22129-25	25686-16	25788-21	40730-05	BB 034-20
11080-21	12020-12-P	12418-21	22131-26	25686-17	25788-22	40731-05	BB 034-25
11080-25	12020-14	12419-21	22131-27	25686-18	25788-23	40732-10	BB 034-30
11080-31	12021-10	12423-23	22131-30*	25686-19	25788-24	40733-10	BC 010-12
11083-15	12021-10-P	12424-24	22131-31	25686-20	25789-01	40735-10	BC 010-14
11085-15	12021-12	12426-14	22131-33	25686-21	25789-02	40736-10	BC 011-12
11086-15	12021-12-P	12427-20	22133-21	25686-22	25789-03	40737-08	BC 011-14
11086-20	12021-14	12428-18	22133-23	25686-23	25789-04	40737-10	BC 012-12
11087-15	12022-10	12428-20	22133-27	25686-24	25789-05	40738-08	BC 012-14
11087-20	12022-10-P	12429-18*	22133-31	25686-30	25789-06	40738-10	BC 013-12
11087-25	12022-12	12430-20*	22135-21	25686-35	25789-07	40740-10	BC 013-14
11100-20	12022-12-P	12431-20*	22135-23	25686-53	25789-08	40745-10	BC 040-14
11101-20	12023-10	12432-25	22135-27	25686-60	25789-09	40746-10	BC 040-16
11150-18	12023-10-P	12433-20	22135-31	25686-80*	25789-10	40755-10	BC 041-14
11150-21	12023-12	12433-25	22136-28	25687-01	25789-11	40916-14*	BC 041-16
11150-25	12023-12-P	12435-01	22137-30	25687-02	25789-12	40919-18	BC 050-14
11151-18	12030-14	12435-02	22138-21	25687-03	25789-13	40937-14	BC 050-16
11151-21	12031-12	12435-19+	22139-21	25687-04	25789-14	49150-14*	BC 051-14
11151-25	12032-14	12435-21	22139-27*	25687-05	25789-15	49900-15	BC 051-16
11200-12	12034-15	12435-23	22140-26	25687-06	25789-16	49900-20	BC 060-14
11200-12D	12035-15	12436-21	22141-26	25687-07	25789-17	49905-17	BC 060-16
11200-15	12036-15	12436-23	22144-18	25687-08	25789-18	50422-06*	BC 060-18
11200-18	12037-15	12437-19	22144-20	25687-09	25789-19	50501-08	BC 060-20
11201-12*	12039-13	12437-21	22144-23	25687-10	25789-20	50501-10	BC 060-22
11202-12	12039-15	12438-21	22144-25	25687-11	25789-21	50504-10	BC 060-24
11202-15	12040-14	12439-21	22145-23	25687-12	25789-22	50505-10	BC 060-26
11202-15DI	12040-14-P	12440-21	22145-24	25687-13	25789-23	51116-18	BC 060-30
11202-22*	12040-16	12444-20	22145-25	25687-14	25789-24	51162-02	BC 061-14
11203-15*	12040-16-P	12460-24	22450-16	25687-15	25792-18	51180-19	BC 061-16
11204-12	12041-14	12461-24	22450-20	25687-16	25800-00	51182-19	BC 061-18
11206-12	12041-14-P	12465-24*	22450-22*	25687-17	25876-22	51188-01	BC 061-20
11206-12 MX	12041-16	12481-25*	22450-25	25687-18	25877-22	51188-21	BC 061-22
11206-12B	12041-16-P	12485-22*	22450-30*	25687-19	25930-18	51416-19	BC 061-24
11206-13	12050-14	12486-22*	22452-16	25687-20	25931-18	51648-00	BC 061-26



11206-15	12050-14-P	12495-20	22452-20	25687-21	25960-18	51695-01	BC 061-30
11207-15*	12050-16	12496-20	22455-18	25687-22	25961-18	51695-02	BC 080-14
11209-12*	12050-16-P	12500-22	22455-20	25687-23	26001-11	51695-03	BC 080-16
11210-12	12051-14	12502-01	22455-23	25687-24	26002-11	51697-23	BC 080-18
11210-12 MX	12051-14-P	12502-02	22490-01	25687-30	26003-11	51698-20	BC 080-20
11210-12D	12051-16	12503-23	22490-02	25687-35	26005-12	52036-61	BC 080-22
11210-15*	12051-16-P	12504-23	22490-03	25688-01	26006-11+	52216-60	BC 080-24
11210-35*	12052-14	12505-24	22492-14	25688-02	26006-13	52436-62	BC 080-26
11211-12	12053-14	12510-24	22497-14	25688-03	26009-12	52594-22	BC 080-30
11212-12	12054-16	12545-15	22500-17	25688-04	26014-12	52598-24	BC 081-14
11220-12	12055-16	12550-01	22501-15	25688-05	26015-02	52622-22	BC 081-16
11221-12	12056-14	12550-02	22502-15	25688-06	26015-03	52623-62	BC 081-18
11250-15	12056-16	12551-01	22505-19	25688-07	26015-04	52627-20	BC 081-20
11255-15	12057-14	12551-02	22505-20	25688-08	26015-05	52640-18	BC 081-22
11300-12	12057-16	14155-28	22506-24	25688-09	26016-01	52641-18	BC 081-24
11300-15	12058-13	15100-18*	22506-26	25688-10	26016-02	52642-19	BC 081-26
11314-14	12058-13-P	15100-25	22506-28	25688-11	26018-14*	52655-19*	BC 081-30
11320-18	12058-14	15100-27	22506-30	25688-12	27442-17	52659-18	CJ 140-15
11322-18	12058-14-P	15100-35	22506-32	25688-13	28100-12*	52659-23	Z0000009197
11330-18	12058-16	15101-25	22506-36	25688-14	28100-14	52664-20	Z0000009440
11330-20	12058-16-P	15101-27	22507-21	25688-15	28140-15	52672-01	Z0000085965
11330-25	12059-13	15101-35	22508-16	25688-16	28140-15-P	52672-02	Z0000090353
11335-15*	12059-13-P	15102-25	22509-17	25688-17	28160-15	52672-03	Z0000090354
11335-18	12059-14	15103-25	22510-16	25688-18	28160-15-P	52672-04	Z0000090505
11335-20*	12059-14-P	15110-20	22511-16	25688-19	28160-19	52672-05	Z0000093219
11336-18	12059-16	15110-22	22512-16	25688-20	28160-19-P	52672-06	Z0000095158
11338-12	12059-16-P	15111-20	22513-16	25688-21	28160-22*	52672-07	Z0000098031
11338-15	12060-14	15111-22	22515-16	25688-22	28160-25	52672-08	Z0000098033
11340-14	12060-16	15112-20	22515-17	25688-23	28160-30	52672-09	Z0000098034
11340-17*	12060-18	15113-20	22515-18	25688-24	28160-35*	52672-10	Z0000102831
11340-20	12060-20	15120-22	22516-14	25689-01	28165-12*	52672-11	Z0000103558
11341-14	12060-22	15120-25	22520-01	25689-02	28167-15	52672-12	Z0000103612
11341-17*	12060-24	15120-27	22520-02	25689-03	28180-20	52674-01	Z0000104537
11341-20	12060-26	15121-22	22520-03	25689-04	28185-20*	52674-02	Z0000105713
11343-15	12060-28*	15121-25	22522-16	25689-05	28190-20	52674-04	Z0000105924
11343-20	12060-30	15121-27	22522-17	25689-06	28192-16	52674-05	Z0000107401
11343-25	12060-35	15130-18	22524-17	25689-07	28210-15	52674-06	Z0000108146
11348-19	12061-14	15130-25	22527-27*	25689-08	28250-15	52674-07	Z0000108405
11349-15	12061-16	15131-25	22528-19*	25689-09	28250-19	52677-01	Z0000108512
11349-18*	12061-18	15140-26	22529-21*	25689-10	28280-16	52677-02	Z0000109474
11349-20	12061-20	15141-26*	22530-24*	25689-11	28280-16-P	52677-04	Z0000109571
11349-25	12061-22	15145-26	22540-01	25689-12	28280-18	52677-05	Z0000109793
11349-30*	12061-24	15150-25	22540-02	25689-13	28280-18-P	52677-06	Z0000111060
11350-17	12061-26	15155-24*	22540-03	25689-14	28280-20	52677-07	Z0000111904
11352-17	12061-30	15156-24*	22540-04	25689-15	28280-20-P	52677-11	Z0000113573



11353-17	12061-35	15160-25	22540-05	25689-16	28280-24	52678-07	Z0000114399
11354-10*	12062-14	15170-25	22540-06	25689-17	28280-30	52680-01	Z0000115979
11356-17	12062-14-P	15180-18	22540-07	25689-18	28280-35*	52680-02	Z0000116692
11357-17	12062-16	15180-20*	22540-08	25689-19	28285-16	52680-03	Z0000116844
11359-18	12062-16-P	15180-25	22540-09	25689-20	28285-20	52680-11	Z0000117483
11370-17	12062-18	15182-18	22541-01	25689-21	28290-18	52682-02	Z0000117485
11400-17	12062-18-P	15182-20	22541-02	25689-22	28290-20	52682-03	Z0000117558
11401-17	12063-14	15182-25	22541-03	25689-23	28290-23	52682-04	Z0000117898
11406-15*	12063-14-P	15182-30	22541-04	25689-24	28292-20	52682-13	Z0000117984
11505-12	12063-16	15182-35	22541-05	25690-01	28292-23	52683-01	Z0000118718
11550-11	12063-16-P	15182-40	22541-06	25690-02	28293-20	52683-02	Z0000118720
11552-11	12063-18	15183-18	22541-07	25690-03	28294-22	52683-03	Z0000118854
11560-10*	12063-18-P	15183-25	22541-08	25690-04	28300-22	52683-04	Z0000118993
11565-10	12078-13	15185-18	22541-09	25690-05	28300-25	52683-05	Z0000119059
11606-14	12078-13-P	15185-20	22542-01	25690-06	28300-28	52683-06	Z0000119773
11618-12	12078-14	15185-25	22542-02	25690-07	28301-22	52683-07	Z0000119774
11630-12*	12078-14-P	15185-30*	22542-03	25690-08	28301-25	52683-08	Z0000119780
11630-15*	12078-16	15186-25	22542-04	25690-09	28301-28	52683-09	Z0000119837
11635-10	12078-16-P	15190-24*	22542-05	25690-10	28302-15	52683-10	Z0000119843
11638-15	12079-13	15190-25	22542-06	25690-11	28302-20*	52684-02	Z0000119933
11640-15	12079-13-P	15191-24*	22542-07	25690-12	28305-13	52684-03	Z0000120021
11652-15	12079-14	15191-25	22542-08	25690-13	28306-13	52684-04	Z0000120464
11652-18	12079-14-P	15200-17	22542-09	25690-14	28310-21	52684-13	Z0000120555
11652-21	12079-16	15200-25	22543-07*	25690-15	28310-23	52686-02	Z0000120638
11652-23	12079-16-P	15201-17	22543-09*	25690-16	28311-21	52686-03	Z0000120639
11652-25	12080-14	15201-25	22543-11*	25691-01	28311-23	52686-04	Z0000120646
11690-14	12080-16	15220-20	22543-12*	25691-02	28314-18	52686-13	Z0000120887
11690-16	12080-18	15221-20	22545-00	25691-03	28315-18	52688-01	Z0000121049
11690-18	12080-20	15300-13	22545-15	25691-04	28319-24	52688-02	Z0000121069
11690-20	12080-22	15300-16	22545-30	25691-05	28320-21*	52688-03	Z0000121071
11690-25	12080-24	15300-18	22545-45	25691-06	28321-21*	52688-04	Z0000121086
11690-30	12080-26	15305-13	22545-90	25691-07	28324-25	52688-05	Z0000121212
11700-07+	12080-30	17145-18	22550-19	25691-08	28325-25	52688-07	Z0000121213
11740-09	12080-35	17304-18*	22550-25	25691-09	28332-25	52688-08	Z0000121293
11740-10	12080-40*	17317-01	22550-26	25691-11	28350-30	52688-09	Z0000121361
11740-11	12081-14	17317-02	22550-27	25691-12	28351-30	52688-10	Z0000122122
11740-12	12081-16	17317-03	22550-28	25692-01	28400-15	52688-11	Z0000122262
11740-14*	12081-18	17317-05	22552-21	25692-02	28400-21	52738-61	Z0000122579
11741-09	12081-20	17880-06	22552-25	25692-03	28400-29	52753-15*	Z0000122637
11741-10	12081-22	17880-09	22555-15	25692-04	28410-15	52760-01*	Z0000122689
11741-11	12081-24	17880-13	22555-16	25692-05	28410-21	52760-02*	Z0000122809
11741-12	12081-26	17880-16	22560-18	25692-06	28410-29	52760-03*	Z0000122983
11742-10	12081-30	17880-19	22561-18	25693-01	28410-35*	52762-01*	Z0000123068
11742-11	12081-35	17880-25	22562-01	25693-02	28450-05	52762-02*	Z0000123334
11742-12	12082-14	17882-25*	22562-02	25693-03	28450-07	52762-03*	Z0000123424



11743-09	12082-14-P	17882-30	22562-03	25693-04	28451-26	52766-61	Z0000123933
11743-10	12082-16	17882-40	22562-04	25693-05	28452-08	52768-60	Z0000123960
11743-11	12082-16-P	17882-50	22562-05	25693-06	28452-23	52771-60	Z0000124125
11743-12	12082-18	17884-12	22562-06	25694-01	28470-18	52772-60	Z0000124676
11745-10	12082-18-P	17884-17	22565-17	25694-02	28470-20	52773-40	Z0000124971
11800-10*	12083-14	17884-25	22566-17	25694-03	28470-23	52774-40	Z0000125036
11830-08	12083-14-P	17886-25	22567-01	25694-04	28500-13	52775-40	Z0000125397
11846-09	12083-16	17886-30	22567-02	25694-05	28500-16	52801-62	Z0000125538
11910-14	12083-16-P	17886-45	22600-26	25694-06	28500-18	52802-60	Z0000125620
11910-16	12083-18	17887-28	22600-33	25694-07	28500-21	52847-61	Z0000126517
11910-20	12083-18-P	19009-12	22605-31	25694-08	28500-23	52848-60	Z0000126706
11915-23	12091-18	19009-14	22607-16	25695-01	28501-13	52930-60	Z0000126759
11917-18	12091-27	19009-16	22607-23	25695-02	28501-16	53362-30	Z0000126780
11917-23	12092-22*	19009-18	22610-17	25695-03	28501-18	53362-40	Z0000126829
11917-35	12093-28	19009-23	22610-20	25695-04	28501-21	53362-50	Z0000126985
11918-23	12094-19	19109-12	22610-23	25695-05	28501-23	53362-60	Z0000127376
11920-15	12095-19	19109-14	22740-01	25695-06	28506-25	53363-30	Z0000127771
11920-20	12110-12	19109-16	22740-02	25695-07	28507-25	53363-40	Z0000127870
11920-25	12111-12	19109-18	22740-03	25695-08	28510-22	53363-50	Z0000127905
11920-30	12112-12	19109-23	22740-04	25695-09	28510-25	53363-60	Z0000128000
11920-35	12113-12	19209-12	22740-05	25695-10	28510-28	53366-30	Z0000128119
11927-01	12120-15	19209-14	22740-06	25695-11	28511-22	53366-40	Z0000128465
11927-02	12120-18	19209-16	22740-07	25695-12	28511-25	53366-50	Z0000128573
11927-03	12121-15	19209-18	22740-08	25695-13	28511-28	53366-60	Z0000128830
11930-03	12121-18	19209-23	22740-09	25695-14	28520-33*	53410-01	Z0000129216
11930-05	12124-20*	19216-14*	22741-01	25695-15	28521-33*	53410-07	Z0000129266
11930-06	12140-14	19216-18	22741-02	25695-16	28525-24	53561-18	Z0000129501
11931-03	12141-14	19312-12	22741-03	25696-01	28526-26	53565-19	Z0000129623
11931-05	12150-12	19312-14	22741-04	25696-02	28526-28	53575-01	Z0000129880
11931-06	12150-14	19312-16	22741-05	25696-03	28527-23*	53575-02	Z0000129988
11933-01	12150-16	19312-18	22741-06	25696-04	28528-24	53575-03	Z0000130277
11933-02	12154-13*	19315-12	22741-07	25696-05	28529-30	53575-04	Z0000130460
11933-03	12156-13	19315-14	22741-08	25696-06	29105-24	55100-00	Z0000130527
11933-04	12158-13	19315-16	22741-09	25696-07	29111-19	55101-20*	Z0000130569
11933-05	12160-15	19315-18	22742-01	25696-08	29112-19	55102-23	Z0000130577
11933-06	12160-20	19415-12	22742-02	25696-09	29114-20	55103-20	Z0000130595
11933-07	12162-14	19415-14	22742-03	25696-10	29115-21	55103-28	Z0000130596
11933-08	12164-16*	19415-16	22742-04	25696-11	29116-08	55104-20	Z0000130609
11933-09	12169-17*	19415-18	22742-05	25696-12	29116-10	55104-30	Z0000130661
11933-10	12170-16	19501-28	22742-06	25697-01	29120-00	55105-20	Z0000130712
11933-11	12170-20	19503-23	22742-07	25697-02	30110-01	55105-28	Z0000130746
11933-12	12171-16	19505-25	22742-08	25697-03	30110-02	55108-12	Z0000130752
11934-01	12171-20	20536-14SM*	22742-09	25697-04	30110-03	55109-14	Z0000130832
11934-02	12172-15	20810-14*	24585-15	25697-05	30110-04	55110-14*	Z0000130833
11934-03	12172-19*	21225-25	24585-19	25697-06	30200-20	55120-55	Z0000130843



11934-04	12174-14	21300-30	24585-24	25697-07	30201-20	55345-25	Z0000130901
11934-05	12178-21*	21301-30	24586-00	25697-08	30210-23	55345-32	Z0000130902
11934-06	12180-16	21305-30	24586-01	25697-09	30212-23	56006-13 W	Z0000130951
11934-07	12180-20	21306-30	24586-15	25697-10	30221-23	56102-14 W	Z0000130973
11934-08	12181-16*	21310-28	24589-15	25697-11	30222-22	56188-21 W	Z0000131023
11934-09	12190-13	21325-27	24590-15	25697-12	30223-22	56629-14 W	Z0000131046
11934-10	12190-14	21340-24*	24652-19*	25698-01	30224-22	607-1520	Z0000131058
11934-11	12190-15	21345-19	24689-17*	25698-02	30225-19	607-1550	Z0000131059
11934-12	12190-18	21346-19	24696-13*	25698-03	30226-19	607-1551	Z0000131109
11935-00	12190-20	21355-03	24696-18	25698-04	30265-18	610-1520	Z0000131128
11935-05	12191-13	21355-05	24696-20	25698-05	30265-19	610-1521	Z0000131229
11935-06	12191-14	21355-07	24696-22	25698-06	30267-25	610-1522	Z0000131323
11935-07	12191-15	21365-22	24698-00	25698-07	30270-20*	610-1523	Z0000131324
11936-20*	12191-18	21366-22	24700-21	25698-08	30271-20*	610-1530	Z0000131383
11939-35*	12191-20	21375-23	24701-23	25698-09	30310-20	610-1531	Z0000131476
11940-08	12191-23*	21380-21	24702-21	25698-10	30320-23	610-1532	Z0000131555
11940-12	12195-15	21385-23	24703-18*	25698-11	30322-23	610-1533	Z0000135021
11940-16	12196-15	21420-18	24704-19	25698-12	30324-24	610-1534	Z0000138472
11940-20	12200-18	21425-12*	24705-19	25698-30*	30326-24*	610-1535	
11941-08	12200-21	21426-14*	24706-20	25699-01	30328-24	610-1536	