



» DAUGKARTINIO NAUDOJIMO CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI LAIKYMŲ INSTRUMENTAI «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
GERMANY
SRN: DE-MF-000005822

Telefonas: +49 (0) 7461 / 17 01 0

El. p.: mail@tekno-medical.com

Internete: www.tekno-medical.com



Turinys

1	TAIKYMO SRITIS.....	4
2	PATIKROS	4
3	VALDYMAS	4
4	PASKIRTYS	4
5	INDIKACIJOS	4
6	KONTRAINDIKACIJOS.....	4
7	PACIENTŲ POPULIACIJA.....	5
8	KOMBINACIJOS.....	5
9	ŠALINIMAS.....	5
10	NAUDOJIMO IR SAUGOS INSTRUKCIJOS	5
11	PAKARTOTINIS PARUOŠIMAS	5
11.1	PASIRENGIMAS NAUDOJIMO VIETOJE	5
11.2	TRANSPORTAVIMAS	5
11.3	PASIRENGIMAS TERŠALŲ ŠALINIMUI	5
11.4	RANKINIS PIRMINIS VALYMAS	5
11.5	MAŠININIS VALYMAS	6
11.6	MAŠININĖ (TERMINĖ) DEZINFEKCIJA	6
11.7	VEIKIMO PATIKRA, TVARKINGAS LAIKYMAS	6
11.8	PAKAVIMAS	6
11.9	STERILIZAVIMAS	6
11.10	SANDĖLIAVIMAS	6
11.11	INFORMACIJA DĖL PARUOŠIMO PATVIRTINIMO	7
12	PAPILDOMI NURODYMAI	7
13	PRANEŠIMAS APIE PRODUKTO PROBLEMAS	7
14	GARANTIJA	7
15	APTARNAVIMAS IR REMONTAS	7
16	SIMBOLIAI	8
17	PRODUKTŲ SĄRAŠAS	8



Siekiant sumažinti riziką pacientams, naudotojams ar trečiosioms šalims, būtina atidžiai laikytis naudojimo instrukcijų. Instrumentus naudoti, apdoroti ir bandyti gali tik apmokyti specialistai.



Jei nenurodyta kitaip, "Tekno-Medical" daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai tiekiami nesterilūs, todėl prieš pirmą ir kiekvieną paskesnę naudojimą jie turi būti visiškai išvalyti ir sterilizuoti.

1 TAIKYMO SRITIS



Šios naudojimo instrukcijos taikomos šiems gaminiams: laikymo priemonėms.

(Žr. paskutiniame skyriuje pateiktą gaminių sąrašą, kuriame pateiktos naudojimo instrukcijos).

2 PATIKROS

Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti, ar prietaisai nėra įtrūkę, įskilę, deformuoti, pažeisti ir ar veikia. Ypač atidžiai reikia patikrinti tokias vietas kaip reketai, pjovimo briaunos ir darbiniai galai. Susidėvėjusius, surūdijusius, deformuotus, porėtus ar kitaip pažeistus instrumentus reikia išmesti.

3 VALDYMAS

Gaminius pagal paskirtį gali naudoti tik tinkamai apmokytas ir kvalifikuotas personalas. Gydantis gydytojas arba naudotojas yra atsakingas už instrumentų parinkimą konkrečioms reikmėms ar chirurginiam naudojimui, tinkamą personalo apmokymą ir patirtį dirbant su gaminiiais. Su visais chirurginiais instrumentais transportuojant, valant, prižiūrint, sterilizuojant ir saugant visada reikia elgtis itin atsargiai. Tai ypač taikytina ploniems antgaliams ir kitoms jautrioms vietoms.

4 PASKIRTYS

Medicinos prietaisas, skirtas įvairiems audiniams, kaulams, dantims, organams, kraujagyslėms ir medžiagoms, pavyzdžiui, spaustukams, spaustukams, adatoms, siūlams, kateteriams ir svetimkūniams, sugriebti, pozicionuoti, nukreipti, užspausti, pakeisti, įstatyti ir pašalinti.

5 INDIKACIJOS

Šios gaminių grupės instrumentai naudojami visų rūšių chirurginėms procedūroms, pvz:

- kraujagyslėms ir audiniams, taip pat organams, pvz., žarnynui ir kt., užspausti ir prilaikyti.
- kaip pagalbinis siuvimo instrumentas, pvz., kaip adatos laikiklis, skirtas adatai pervesti per audinius.
- sausgyslėms ar audinių dalims, dantims, tulžies pūslės ir inkstų akmenims ištraukti ir pašalinti ir pan.
- kaip kaulų laikymo žnyplės keičiant kaulų padėtį
- kaip spaustukų padėties nustatymo įrankis (uždarant kraujagysles arba žymint audinius).

Naudojimo trukmė: laikina (skirta nepertraukiamam naudojimui įprastomis sąlygomis trumpiau nei 60 minučių) pagal Reglamentą (ES) 2017/745.

6 KONTRAINDIKACIJOS

Holdingo instrumentų naudojimas paprastai yra draudžiamas, jei yra indikacijų naudoti kitus chirurginius metodus ir esant sveikatos sutrikimams, kurie stabdo gijimo procesą, pvz:

- sutrikusi kraujotaka,
- itin didelis nutukimas,
- ūminės ir lėtinės, vietinės ar sisteminės infekcijos,
- gilios ar paviršinės infekcijos,
- sisteminės ligos ir medžiagų apykaitos sutrikimai,
- Psichinės būklės, dėl kurių neįmanoma dalyvauti reabilitacijos programoje (Parkinsono liga, alkoholizmas, narkotikų vartojimas ir kt.),
- Alergija ar kitos reakcijos į naudojamus medžiagas.

Taip pat yra kontraindikacijų,

- bendras neveiknumas;
- jei pacientas nenori;
- jei nesilaikoma techninių reikalavimų.

Atsakingas gydytojas turi nuspręsti, ar numatytą taikymą galima atlikti atsižvelgiant į bendrą paciento būklę. Negalima naudoti širdžiai ir centrinei kraujotakos bei nervų sistemai.



7 PACIENTŲ POPULIACIJA

Išskyrus kontraindikacijų turinčius naudojimo atvejus, kurie yra nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje, apribojimų pacientų populiacijos atžvilgiu nėra.

8 KOMBINACIJOS

Produktai nėra skirti derinti su kitais produktais ar prijungti prie jų.

9 ŠALINIMAS

Jei prietaisų nebegalima sutaisyti ir perdirbti, jie turi būti sunaikinti pagal šalyje galiojančias taisykles ir įstatymus.

10 NAUDOJIMO IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

Iš nerūdijančiojo plieno pagamintų instrumentų negalima dėti į fiziologinį druskos tirpalą (NaCl), nes dėl ilgesnio sąlyčio su juo gali atsirasti taškinė arba įtemptoji korozija. Instrumentus galima sterilizuoti tik prieš tai juos išvalius ir dezinfekavus. Pritačius naują medicinos prietaisą, jis turi būti nuodugniai vizualiai ir funkciškai patikrintas. Jei medicinos prietaisas turi išoriškai atpažįstamų defektų (įbrėžimų, lūžių, įtrūkimų, nubrozdinimų, pažeistos izoliacijos, sulenktų dalių ir standumo) arba neveikia taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje, reikia nedelsiant informuoti mus, kaip gamintoją, arba jūsų prekybos partnerį.

Norint užtikrinti saugų gaminių veikimą, būtina juos tinkamai prižiūrėti ir rūpintis. Todėl prieš kiekvieną naudojimą reikia atlikti funkcinę ir vizualinę patikrą.

Nėra jokių specialių reikalavimų gaminių laikymui prieš sterilizaciją. Tačiau rekomenduojame medicinos prietaisus laikyti švarioje ir sausoje aplinkoje.



Naudojant kraujagyslių ir bambos spaustuvus, reikia reguliariai tikrinti, ar jie tinkamai priglunda! Didelio kraujotekos rizika!



Naudojant spaustukus kraujagyslėms užveržti, būtina stebėti, ar jie tinkamai priglunda! Didelio kraujotekos rizika!

11 PAKARTOTINIS PARUOŠIMAS

Apskritai chirurginius instrumentus gali apdoroti tik asmenys, turintys reikiamą kompetenciją numatyti veiklai atlikti. Išsamią informaciją apie instrumentų apdorojimą galima rasti AKI "Raudonojoje brošiūroje". Nuorodas į įstatymus, standartus ir specializuotus apdorojimo komitetus taip pat galima rasti adresu www.a-k-i.org.

Dėl gaminio dizaino ir naudojamų medžiagų negalima nustatyti apibrėžtų maksimalių įmanomų pritaikymų ribų. Medicinos prietaisų naudojimo trukmę lemia jų funkcija ir kruopštus naudojimas. Dažnas perdirbimas nedaro įtakos gaminiui. Gaminio eksploatavimo pabaigos pabaigą paprastai lemia susidėvėjimas ir naudojimo metu padaryta žala. Ženklinimo įskaitomumas buvo patikrintas daugiau nei 200 preparatų.

11.1 Pasirengimas naudojimo vietoje

Iškart po naudojimo nuo instrumentų pašalinkite stambius nešvarumus. Nenaudokite fiksuojamųjų priemonių ar karšto vandens (> 40 °C), kadangi tai sukelia liekanų fiksaciją ir gali neigiamai paveikti valymo rezultatą.

11.2 Transportavimas

Saugus instrumentų laikymas uždaroje talpykloje ir gabenimas į apdorojimo vietą, kad būtų išvengta instrumentų sugadinimo ir aplinkos užteršimo.

11.3 Pasirengimas teršalų šalinimui

Instrumentus būtina, jei įmanoma, paruošimui išmontuoti arba atidaryti (žr. konkretaus produkto instrukcijas).

Instrumentus būtina laikyti tinkamai skalavimui ant mašinai tinkamų instrumentų laikiklių. Instrumentų laikiklių kokybė negali garso ar skalavimo šešėliais pakenkti paskiau vykstančiam valymui ir dezinfekavimui.

11.4 Rankinis pirminis valymas

Įdėkite instrumentus į šaltą visiškai išgėlintą vandenį mažiausiai 5 min. Jei įmanoma, instrumentus išardykite ir po šaltu vandeniu valykite minkštu šepetėliu tol, kol nebebus matomų liekanų. Ertmės, grąžtines skylės ir sriegių griovelius mažiausiai 10 sek. skalaukite su slėgiu vandens pistoletu (impulsinė procedūra, mažiausias slėgis 2 bar). Įdėkite instrumentus 15 min į 40 °C ultragarso vonelę su 0,5 % šarminio arba fermentinio valiklio ir apdorokite garu. Išimkite ir šaltu vandeniu nuplaukite instrumentus. Valymo tirpalą reikėtų keisti bent kartą per dieną, esant reikalui, dažniau. Per aukštas užšiteršimo laipsnis kenkia valomajam poveikiui ir padidina korozijos pavojų. Būtina laikytis šalies įstatymų ir gairių.



11.5 Mašininis valymas

Žingsnis	Parametrai	
Pirminis skalavimas	Skalavimo temperatūra + vandens kokybė	Šaltas miesto vanduo
	Poveikio trukmė	60 s
Pirminis skalavimas	Skalavimo temperatūra + vandens kokybė	Šaltas miesto vanduo
	Poveikio trukmė	180 s
Valymas	Valymo temperatūra	45 °C
	Vandens kokybė	Miesto vanduo
	Poveikio trukmė	300 s (worst case condition) / RKI 600 s
	Valymo priemonė	Neodisher Medizym
	Koncentracija	0,50 %
Neutralizavimas	Skalavimo temperatūra	40 °C
	Vandens kokybė	Miesto vanduo
	Poveikio trukmė	180 s
	Neutralizavimo priemonė	Neodisher Z
	Koncentracija	0,10 %
Perskalavimas	Skalavimo temperatūra	40 °C
	Vandens kokybė	Visiškai išgėlintas vanduo
	Poveikio trukmė	120 s

11.6 Mašininė (terminė) dezinfekcija

Žingsnis	Parametrai	
Terminė dezinfekcija	Dezinfekavimo temperatūra	90 °C (A ₀ 3000)
	Vandens kokybė	Visiškai išgėlintas vanduo
	Poveikio trukmė	300 s
Džiovinimas	Instrumentų išorinės pusės džiovinimas valymo / dezinfekavimo prietaiso džiovinimo ciklu. Jei būtina, papildomai galima džiovinėti rankiniu būdu, pasitelkiant pūkelių nepaliekančią šluostę. Instrumentų ertmes ir kanalus išdžiovinkite steriliu suslėgtu oru.	

11.7 Veikimo patikra, tvarkingas laikymas

Vizuali švaros patikra; jei reikia, prietaisų surinkimas, priežiūra ir veikimo bandymas. Jei reikia, pakartokite apdorojimo procesą, kol instrumentas bus vizualiai švarus. Prietaisus su judančiomis dalimis apdorokite priežiūros alyva, pvz: TK95100-00. Instrumentus su reketu uždarykite tik pirmuoju reketu. Sugedusius ar pažeistus instrumentus reikia nedelsiant išmesti.

11.8 Pakavimas

Pasirinkite standartą atitinkančią sterilizuojamų instrumentų pakuotę pagal DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 ir DIN EN 868-8.

11.9 Sterilizavimas

Produktų sterilizavimas frakcionuoto priešvakuuminio procedūra (pagal DIN EN ISO 17665), atsižvelgiant į atitinkamos šalies reikalavimus.

Priešvakuumis:	3 kartus
Sterilizavimo temperatūra:	134 °C
Sterilizavimo trukmė:	5 min
Džiovinimo trukmė:	20 min.

Kitokios sterilizavimo procedūros taikymas yra už mūsų atsakomybės ribų!

11.10 Sandėliavimas



Sandėliuoti sterilizuotus instrumentus būtina tinkamoje pakuotėje, sausoje, švarioje ir nedulkėtoje aplinkoje, esant nuosaikioms temperatūroms nuo +5 °C iki +40 °C ir nesikeičiančiam oro drėgnumui. Nesandėliuokite kartu su cheminėmis medžiagomis. Atstumas tarp grindų ir lentynos turėtų būti mažiausiai 30 cm. Sandėliavimo trukmę turi nustatyti pats naudotojas.





11.11 Informacija dėl paruošimo patvirtinimo

Šios medžiagos ir mašinos buvo naudojamos per mašininio paruošimo patvirtinimą:

Valymo priemonė:	Neodisher Medizym 0,5 % (v/v)	Detalės žr. bandymų ataskaitose: 23277 / 23278 / 23279 CleanControlling Medical GmbH & Co. KG
Neutralizatorius:	Neodisher Z 0,1 % (v/v)	
Valymo - dezinfekavimo prietaisas:	Miele PG 8535	
Garų autoklavas:	Lautenschläger ZentraCert	

12 PAPILDOMI NURODYMAI

Jei aukščiau aprašytų cheminių medžiagų ir mašinų nėra, naudotojas privalo atitinkamai patvirtinti jų procesą. Naudotojo pareiga yra užtikrinti, kad perdirbimo procesas, įskaitant išteklius, medžiagas ir personalą, būtų tinkamas reikiamiems rezultatams pasiekti. Šiuolaikiniai įstatymai ir nacionaliniai įstatymai reikalauja, kad būtų laikomasi patvirtintų procesų. Perdirbimo metu prietaisą veikianti temperatūra neturi viršyti **140°C**.

Iš esmės mechaninis valymas ir dezinfekcija visada yra geriau nei rankinis valymas. Naudojant mechaninį valymą ir dezinfekciją, procesas užtikrina didesnę saugumą. Niekada nenaudokite metalinių šepečių, metalinių kempinių ar abrazyvinių valymo priemonių rankiniam valymui / išankstiniam valymui. Stipriai šarminės valymo priemonės pažeidžia plastiką ir anoduotas dangas. Instrumentų negalima sterilizuoti karšto oro sterilizatoriuose.

Nenaudokite šarminių valymo priemonių. Nenaudokite stipriai oksiduojančių valymo priemonių. Geriausiai tinka neutralios pH vertės (7,0) priemonės.

13 PRANEŠIMAS APIE PRODUKTO PROBLEMAS



Vadovaujantis medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 reikalavimais ir mūsų kokybės valdymo sistema, apie visas gaminių problemas privaloma pranešti gamintojui.

Darbo valandomis galite susisiekti su mumis telefonu +49 (0) 07461 / 1701-0.

Ne darbo valandomis siųskite el. laišką adresu safety@tekno-medical.com.

Apie rimtus incidentus taip pat reikia pranešti vietos valdžios institucijai, atsakingai už jų buvimo vietą.

14 GARANTIJA

Produktai pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų ir prieš pristatymą praeina kokybės kontrolę. Jei atsiranda kokių nors defektų, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi. „Tekno-Medical“ negali garantuoti, kad produktai tinka bet kokiai konkrečiai procedūrai. „Tekno-Medical“ neprisiima jokios atsakomybės už atsitiktinę ar pasekminę žalą. „Tekno-Medical“ neprisiima jokios atsakomybės, jei šios naudojimo instrukcijos buvo akivaizdžiai pažeistos.



Atsargiai : Jei instrumentai naudojami pacientams, sergantiems Creutzfeldto-Jakobo liga arba jos variantais (vCJD, BSE, TSE), „Tekno-Medical“ neprisiima jokios atsakomybės už pakartotinį naudojimą.

15 APTARNAVIMAS IR REMONTAS



Nebandykite patys remontuoti ar modifikuoti gaminio. Šiuos darbus turėtų atlikti tik „Tekno-Medical“ arba įgalioti „Tekno-Medical“ darbuotojai.

Prieš grąžinant brokuotus gaminius remontui, jie turi būti visiškai perdirbti. Grąžinimui naudokite mūsų RMA paraiškos formą ir dezaktyvavimo sertifikatą.

Formas galima rasti adresu: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>



16 SIMBOLIAI

Šiose instrukcijose ir etiketėje naudojami simboliai pagal DIN EN ISO 15223-1 turi tokią reikšmę:

	Dėmesio!		Gamintojas
	Medicinos produktų		Pagaminimo data
	Nesterilus		Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis
	Katalogo numeris		Apsaugokite nuo saulės spindulių
	Partijos pavadinimas		Laikyti sausai
	Aiškus produkto identifikavimas		
	CE ženklas su notifikuotosios įstaigos numeriu mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart		

REF

17 PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Išspausdinta: 14.07.2026

10000-10	11941-12	12201-18	21801-12	24707-20	25699-02	30450-20	610-1537
10000-11	11941-13	12201-21	21802-12	24709-23	25699-03	30450-28	610-1538
10000-13	11941-16	12202-18	21803-12	24709-26	25699-04	30456-08	610-1550
10000-14	11941-18	12202-21	21804-12	24710-26	25699-05	30456-11	610-1551
10000-15	11941-20	12203-18	21805-12	24712-19	25699-06	30456-13	610-1552
10000-16	11942-08	12203-21	21806-13	24713-20	25699-07	30456-16	610-1553
10000-18	11942-09	12205-20	21807-13	24714-20	25699-08	30456-21	701-022
10000-20	11942-10	12205-24	21812-12	24715-20*	25699-09	30456-26	701-029
10000-23*	11942-12	12205-26	21813-12*	24720-17	25699-10	30456-32	703-500LL
10000-25	11943-07	12206-20	21920-00	24720-21	25699-11	30458-00	703-501LL
10000-30	11943-08	12206-24	22001-00	24721-17	25699-12	30467-14	704-106
10000-35	11943-09	12206-26	22001-01	24721-21	25699-30*	30471-14	704-107
10001-10	11943-11	12207-20	22001-02	24722-33	25720-13	30472-14	704-108
10001-11	11944-06	12207-24	22001-03	24722-45	25721-18	30472-15	704-130*
10001-13	11944-07	12207-26	22001-04	24723-33	25722-18	31142-12*	704-131*
10001-14	11944-09	12208-20	22001-05	24723-45	25723-01	31142-16	705-001
10001-16	11944-11	12208-24	22001-06	24724-21	25723-02	31142-23	705-002
10001-18	11945-05	12208-26	22001-07	24724-27	25723-03	31143-16	705-004
10001-20	11945-06	12209-18	22002-01	24724-30	25723-04	31143-23	705-005
10001-25	11945-07	12210-18	22002-02	24725-12	25723-05	31146-16	708-033LL*
10001-30	11945-09	12211-18	22002-03	24726-17	25724-01	31146-23	708-036LL*
10010-14	11945-11	12212-18	22002-04	24730-17	25724-02	31147-16	708-630
10010-18	11946-38	12213-18	22005-12	24730-25	25724-03	31147-23	708-631
10010-25	11946-50	12217-18*	22005-15*	24730-26	25724-04	31150-12*	708-633
10011-18	11946-55	12219-14	22006-12	24730-27	25725-01	31152-16	708-680
10100-10	11946-65	12220-14	22006-15*	24732-22	25725-02	31152-23	708-682
10100-11	11946-70	12220-18	22008-16*	24732-27	25725-03	31153-16	708-701



10100-13	11946-75	12221-14	22009-16*	24732-30	25725-04	31153-23	708-702
10100-14	11946-90	12221-18	22010-14	24733-00	25726-01	31156-16	708-703
10100-15	11947-38	12223-19	22010-16	24733-01	25726-02	31156-23	708-710
10100-16	11947-50	12223-22	22010-18	24733-02	25726-03	31157-16	708-711
10100-18	11947-55	12223-24	22010-20	24733-03	25726-04	31157-23	708-712
10100-20	11947-65	12225-19	22010-22	24733-15	25726-05*	34147-01	708-713
10100-23	11947-70	12225-22	22010-24	24734-14	25729-01*	34147-02	708-741
10100-25	11947-75	12225-24	22010-27	24735-14	25730-01	34147-03	708-742
10100-30	11947-90	12227-19	22010-30	24736-19*	25730-02	34147-04	708-743
10102-13	11948-23	12227-22	22011-14	24736-23	25730-03	34148-01	708-751
10102-14	11949-01	12227-24	22011-16	24736-25	25730-04	34148-02	708-752
10102-16	11949-02	12230-20	22011-18	24736-28	25730-05	34148-03	708-753
10103-13*	11949-03	12231-20	22011-20	24737-23	25730-06	34148-04	708-761
10103-14*	11949-04	12233-20	22011-22	24737-25	25730-07	34153-01*	708-762
10150-12	11949-05	12235-01	22011-24	24737-28	25730-08	34153-02*	708-763
10150-13	11949-06	12235-02	22011-27	24738-15*	25730-09	34153-03*	708-770
10150-14	11950-08	12235-03	22011-30	24738-16	25730-10	34153-10*	708-771
10150-15	11950-09	12235-04	22012-09*	24738-24	25730-11	34153-11*	708-772
10150-18	11950-10	12235-05	22014-23	24740-14	25730-12	34153-20*	708-773
10150-21	11950-12	12235-21	22014-25	24741-17	25730-13	34153-21*	709-100*
10150-25	11951-05	12236-18	22014-26	24742-20	25730-14	34153-22*	709-101*
10150-31	11951-08	12238-18	22015-01*	24743-01	25730-15	34153-23*	709-102*
10155-12	11951-09	12238-28	22015-02*	24745-16	25730-16	34153-30*	709-102-28*
10155-13	11951-10	12239-28	22015-21	24747-20	25731-01	34153-31*	775-4000
10155-14	11951-12	12241-19	22016-18	24748-18	25731-02	34153-32*	775-4001
10155-15	11953-07	12243-19	22017-17	24749-21	25731-03	34155-21	775-4002
10200-15	11953-09	12245-19*	22017-18	24750-23	25731-04	34155-24	775-4006
10200-18	11953-10	12250-14	22017-19	24845-01	25731-05	34155-30	775-4011-60
10200-20	11955-19	12250-21	22017-23	24845-02	25731-06	34155-35	775-4013
10200-25	11955-20	12250-26	22018-14	24845-32	25731-07	34155-40*	775-4014
10300-12	11957-07	12251-14	22018-16	24845-64	25731-08	34156-21	775-4014-36*
10300-15	11959-09	12251-21	22018-18	24901-02	25731-09	34156-24	775-4014LL*
10302-12	11959-11	12251-26	22019-16	24912-33	25731-10	34156-30	775-4015
10303-17	11960-12	12252-21	22019-19	25001-00	25731-11	34156-35	775-4016
10304-17	11960-14	12252-26	22019-23	25010-24	25731-12	34156-40*	775-4114-60
10305-17	11960-16	12253-21	22020-16	25020-15	25732-01	34157-21	779-1002
10306-18	11960-20	12253-26	22020-17	25020-19	25732-02	34157-24	779-1003
10310-17	11960-24	12261-23	22020-18	25021-15	25732-03	34157-30	779-1004
10312-17	11960-30	12262-23	22020-20	25021-19	25732-04	34157-35	779-1005
10313-17	11961-15	12263-23	22021-24	25040-15	25732-05	34158-21	783-710
10320-06*	11961-20	12264-23	22028-12	25059-01	25732-06	34158-24	783-711
10320-10*	11961-24	12265-23	22029-11	25059-02	25732-07	34158-30	783-740
10324-18	11962-15	12267-00	22032-13	25059-03	25732-08	34158-35	783-741
10325-18	11962-20	12267-01	22035-12	25060-01	25732-09	34158-36*	783-746*
10326-19	11962-24	12267-02	22037-01	25060-02	25732-10	34159-21	790-110



10327-15	11963-15	12268-12	22037-02	25060-03	25732-11	34159-24	790-112
10327-18	11963-20	12269-01	22037-03	25060-04	25732-12	34159-30	790-193
10400-17	11963-24	12269-02	22039-16	25061-01	25732-13	34159-35	790-197/40*
10401-17	11964-14	12269-12	22041-13	25061-02	25732-14	34310-26	790-199
10402-17	11964-16	12269-18	22041-15	25061-03	25732-15	34399-01*	790-206
10402-18	11964-20	12270-22	22042-15	25061-04	25732-16	34399-02	790-207
10415-18	11964-24	12271-22	22043-17	25062-01	25732-21	34872-00	790-213*
10500-12	11964-30	12280-21	22044-24*	25062-02	25732-31	34872-28	790-214*
10500-15	11964-35*	12280-27	22045-15	25062-03	25733-01	34875-27	790-218E*
10500-18	11964-40*	12281-21	22045-18	25062-04	25733-02	35665-21	790-219
10502-12	11965-14*	12281-27	22046-15	25063-01	25733-03	35760-08	790-219E*
10502-15	11965-16	12282-21	22046-18	25063-02	25733-04	35761-09	790-226
10503-12	11965-20	12282-27	22047-20	25063-03	25733-05	38116-29	790-226E*
10503-12 MX	11965-24	12283-21	22048-14*	25063-04	25733-06	38116-37	790-227
10503-15	11965-30	12283-27	22048-20	25064-01	25733-07	38116-43	790-233
10504-12	11965-35	12284-21	22048-24	25064-02	25733-08	38118-00	790-234
10504-15	11966-16	12284-27	22049-16	25064-03	25734-01	38441-21	790-235
10505-12	11966-20	12285-21	22049-19	25064-04	25734-02	38518-28	790-239
10506-12	11966-24	12285-27	22049-20	25065-01	25734-03	38520-21	790-246
10506-15	11966-30	12286-21	22050-21*	25065-02	25734-04	38562-13	790-247
10508-12	11966-40*	12286-27	22050-23*	25065-03	25734-05	38562-18	790-290
10509-12	11967-14	12287-00	22051-18*	25065-04	25734-06	38570-20	790-291
10510-12	11967-16	12287-01	22052-16	25070-01	25734-07	38573-03	790-293
10520-12	11967-20	12287-02	22052-17	25070-02	25734-08	38573-04	790-294
10550-15	11967-24	12287-03	22052-18	25070-03	25785-01	38573-05	790-298
10560-15	11967-30	12287-06	22055-01	25070-04	25786-01	38573-08	790-339
10600-20	11968-15	12287-14	22056-01	25071-01	25786-02	38573-09	790-386
10601-20	11968-19	12288-00	22056-02	25071-02	25786-03	38599-00	790-386-65
10604-20	11968-24	12288-01	22056-03	25071-03	25786-04	38723-11	790-388
10605-18*	11969-15	12288-06	22056-04	25071-04	25786-05	38724-13	790-389
10608-15	11969-19	12289-01	22056-05*	25072-01	25786-06	39400-68	790-389*
10608-23	11969-24	12290-13	22057-15*	25072-02	25786-07	39400-69	790-389-34*
10610-15	11970-16	12290-16	22058-01*	25072-03	25786-08	40235-01	790-400*
10610-23	11970-20	12290-18	22058-02*	25072-04	25786-09	40235-02	790-791
10616-15	11970-24	12290-20	22060-20	25073-01	25786-10	40456-00	790-793
10616-20	11971-16	12290-23	22060-22	25073-02	25786-11	40613-11	790-794
10616-25	11971-20	12290-25	22060-26	25073-03	25786-12	40614-10	791-096
10650-18	11971-24	12290-28	22061-20	25073-04	25786-13	40617-10	791-180
10650-21	11972-16	12290-35	22061-22	25074-01	25786-14	40618-10	791-181*
10650-25	11972-20	12291-18	22061-26	25074-02	25786-15	40619-09	791-185
10651-18	11972-24	12291-22	22063-01*	25074-03	25786-16	40620-20	791-187
10651-21	11975-16	12291-25	22063-02*	25074-04	25786-17	40620-27	791-189
10651-25	11975-20	12291-28	22065-17	25075-01	25786-18	40621-10	791-3510
10660-18	11975-24	12300-15	22066-16	25075-02	25786-19	40623-10	791-3520
10660-21	11976-16	12300-19	22067-16	25075-03	25786-20	40625-10	791-3522



10660-25	11976-20	12303-19	22068-12	25075-04	25786-21	40627-09	791-3524
11000-10	11976-24	12303-24	22068-15	25305-18	25786-22	40628-06	793-186
11000-11	11977-14	12303-26	22069-12	25307-18	25786-23	40629-06	793-187
11000-13	11977-16	12305-22	22069-15	25309-17	25786-24	40631-07	794-386
11000-14	11977-18	12305-35	22070-21	25310-15	25787-01	40632-07	794-386/60E
11000-15	11977-20	12306-23	22070-22	25320-20	25787-02	40633-07	794-388
11000-16	11977-25	12307-20	22075-21	25321-20	25787-03	40634-10	794-388/60E*
11000-18	11977-30	12308-19	22075-22	25344-14	25787-04	40634-15	794-389
11000-20	11978-15	12309-22	22077-21	25350-13	25787-05	40635-10	794-389/60E*
11000-23	11978-20	12310-19	22077-22	25350-18	25787-06	40635-15	794-389-40*
11000-25	11978-24	12310-23	22078-18	25351-13	25787-07	40637-10	794-392
11000-30	11979-15	12311-18	22078-22	25351-18	25787-08	40638-00	794-393
11000-35	11979-20	12312-24	22079-17	25409-19	25787-09	40639-00	794-396
11034-10	11979-24	12313-22	22079-22	25410-18	25787-10	40640-00*	BA 000-10
11034-11	11980-30*	12314-15	22079-24	25540-18	25787-11	40642-00	BA 000-11
11034-13	11990-10	12314-18	22080-26	25541-18	25787-12	40643-00	BA 000-13
11034-14	11990-14	12314-20	22081-22	25542-18	25787-13	40644-00	BA 000-14
11034-15	11990-20	12314-23	22083-21	25574-16*	25787-14	40647-10	BA 000-15
11034-16	11991-10	12315-25	22083-22	25576-22	25787-15	40648-05	BA 000-16
11034-18	11991-14	12315-28	22089-16*	25577-22	25787-16	40648-10	BA 000-18
11034-20	11991-20	12317-21	22090-16*	25580-03	25787-17	40649-05	BA 000-20
11034-25	12000-10	12317-24	22092-16*	25580-05	25787-18	40649-10	BA 000-25
11034-30	12000-10-P	12318-24	22110-18	25581-03	25787-19	40650-11	BA 000-30
11043-13	12001-10	12318-35	22110-19	25581-05	25787-20	40652-11	BA 100-10
11043-14	12001-10-P	12319-24	22110-21*	25582-03	25787-21	40654-11	BA 100-11
11043-16	12005-10*	12319-35	22110-23	25582-05	25787-22	40656-09	BA 100-13
11043-20	12006-08	12321-18	22110-27	25660-21*	25787-23	40657-09	BA 100-14
11043-25	12009-12*	12321-24	22112-20	25680-12	25787-24	40658-09	BA 100-15
11043-30	12010-12	12351-19	22112-21	25681-12	25788-01	40659-09	BA 100-16
11054-13	12010-12 C	12352-19	22112-25	25682-15	25788-02	40660-01	BA 100-18
11054-14	12010-12 S	12355-18	22112-29	25683-15	25788-03	40660-02	BA 100-20
11054-16	12010-12-P	12356-23	22116-27	25684-18	25788-04	40660-03	BA 100-25
11060-11	12010-14	12357-23	22117-24	25685-18	25788-05	40662-09	BA 100-30
11060-13	12010-14-P	12360-20	22118-24	25686-01	25788-06	40663-09	BB 000-10
11060-14	12011-12	12360-22	22120-25	25686-02	25788-07	40664-09	BB 000-11
11060-16	12011-12-P	12360-24	22120-26	25686-03	25788-08	40665-09	BB 000-13
11060-18	12011-14	12362-23*	22122-01*	25686-04	25788-09	40666-09	BB 000-14
11060-20	12011-14-P	12367-21	22122-02*	25686-05	25788-10	40667-09	BB 000-16
11060-25	12012-12	12368-21	22122-03*	25686-06	25788-11	40680-08	BB 000-18
11060-30*	12012-12-P	12371-22	22122-04*	25686-07	25788-12	40692-08	BB 000-20
11062-14*	12012-14	12372-23	22125-20	25686-08	25788-13	40710-07	BB 000-25
11062-18*	12012-14-P	12373-22	22125-24	25686-09	25788-14	40711-07	BB 000-30
11065-15	12013-12	12374-23	22125-25	25686-10	25788-15	40712-07	BB 034-10
11067-15	12013-12-P	12375-23	22125-26	25686-11	25788-16	40720-07	BB 034-11
11080-12	12013-14	12410-22	22125-27	25686-12	25788-17	40721-10	BB 034-13



11080-13	12013-14-P	12410-23	22126-17*	25686-13	25788-18	40722-10	BB 034-14
11080-14	12020-10	12410-35	22128-23	25686-14	25788-19	40725-07	BB 034-16
11080-15	12020-10-P	12415-20	22128-25	25686-15	25788-20	40726-07	BB 034-18
11080-18	12020-12	12416-20*	22129-25	25686-16	25788-21	40730-05	BB 034-20
11080-21	12020-12-P	12418-21	22131-26	25686-17	25788-22	40731-05	BB 034-25
11080-25	12020-14	12419-21	22131-27	25686-18	25788-23	40732-10	BB 034-30
11080-31	12021-10	12423-23	22131-30*	25686-19	25788-24	40733-10	BC 010-12
11083-15	12021-10-P	12424-24	22131-31	25686-20	25789-01	40735-10	BC 010-14
11085-15	12021-12	12426-14	22131-33	25686-21	25789-02	40736-10	BC 011-12
11086-15	12021-12-P	12427-20	22133-21	25686-22	25789-03	40737-08	BC 011-14
11086-20	12021-14	12428-18	22133-23	25686-23	25789-04	40737-10	BC 012-12
11087-15	12022-10	12428-20	22133-27	25686-24	25789-05	40738-08	BC 012-14
11087-20	12022-10-P	12429-18*	22133-31	25686-30	25789-06	40738-10	BC 013-12
11087-25	12022-12	12430-20*	22135-21	25686-35	25789-07	40740-10	BC 013-14
11100-20	12022-12-P	12431-20*	22135-23	25686-53	25789-08	40745-10	BC 040-14
11101-20	12023-10	12432-25	22135-27	25686-60	25789-09	40746-10	BC 040-16
11150-18	12023-10-P	12433-20	22135-31	25686-80*	25789-10	40755-10	BC 041-14
11150-21	12023-12	12433-25	22136-28	25687-01	25789-11	40916-14*	BC 041-16
11150-25	12023-12-P	12435-01	22137-30	25687-02	25789-12	40919-18	BC 050-14
11151-18	12030-14	12435-02	22138-21	25687-03	25789-13	40937-14	BC 050-16
11151-21	12031-12	12435-19+	22139-21	25687-04	25789-14	49150-14*	BC 051-14
11151-25	12032-14	12435-21	22139-27*	25687-05	25789-15	49900-15	BC 051-16
11200-12	12034-15	12435-23	22140-26	25687-06	25789-16	49900-20	BC 060-14
11200-12D	12035-15	12436-21	22141-26	25687-07	25789-17	49905-17	BC 060-16
11200-15	12036-15	12436-23	22144-18	25687-08	25789-18	50422-06*	BC 060-18
11200-18	12037-15	12437-19	22144-20	25687-09	25789-19	50501-08	BC 060-20
11201-12*	12039-13	12437-21	22144-23	25687-10	25789-20	50501-10	BC 060-22
11202-12	12039-15	12438-21	22144-25	25687-11	25789-21	50504-10	BC 060-24
11202-15	12040-14	12439-21	22145-23	25687-12	25789-22	50505-10	BC 060-26
11202-15DI	12040-14-P	12440-21	22145-24	25687-13	25789-23	51116-18	BC 060-30
11202-22*	12040-16	12444-20	22145-25	25687-14	25789-24	51162-02	BC 061-14
11203-15*	12040-16-P	12460-24	22450-16	25687-15	25792-18	51180-19	BC 061-16
11204-12	12041-14	12461-24	22450-20	25687-16	25800-00	51182-19	BC 061-18
11206-12	12041-14-P	12465-24*	22450-22*	25687-17	25876-22	51188-01	BC 061-20
11206-12 MX	12041-16	12481-25*	22450-25	25687-18	25877-22	51188-21	BC 061-22
11206-12B	12041-16-P	12485-22*	22450-30*	25687-19	25930-18	51416-19	BC 061-24
11206-13	12050-14	12486-22*	22452-16	25687-20	25931-18	51648-00	BC 061-26
11206-15	12050-14-P	12495-20	22452-20	25687-21	25960-18	51695-01	BC 061-30
11207-15*	12050-16	12496-20	22455-18	25687-22	25961-18	51695-02	BC 080-14
11209-12*	12050-16-P	12500-22	22455-20	25687-23	26001-11	51695-03	BC 080-16
11210-12	12051-14	12502-01	22455-23	25687-24	26002-11	51697-23	BC 080-18
11210-12 MX	12051-14-P	12502-02	22490-01	25687-30	26003-11	51698-20	BC 080-20
11210-12D	12051-16	12503-23	22490-02	25687-35	26005-12	52036-61	BC 080-22
11210-15*	12051-16-P	12504-23	22490-03	25688-01	26006-11+	52216-60	BC 080-24
11210-35*	12052-14	12505-24	22492-14	25688-02	26006-13	52436-62	BC 080-26



11211-12	12053-14	12510-24	22497-14	25688-03	26009-12	52594-22	BC 080-30
11212-12	12054-16	12545-15	22500-17	25688-04	26014-12	52598-24	BC 081-14
11220-12	12055-16	12550-01	22501-15	25688-05	26015-02	52622-22	BC 081-16
11221-12	12056-14	12550-02	22502-15	25688-06	26015-03	52623-62	BC 081-18
11250-15	12056-16	12551-01	22505-19	25688-07	26015-04	52627-20	BC 081-20
11255-15	12057-14	12551-02	22505-20	25688-08	26015-05	52640-18	BC 081-22
11300-12	12057-16	14155-28	22506-24	25688-09	26016-01	52641-18	BC 081-24
11300-15	12058-13	15100-18*	22506-26	25688-10	26016-02	52642-19	BC 081-26
11314-14	12058-13-P	15100-25	22506-28	25688-11	26018-14*	52655-19*	BC 081-30
11320-18	12058-14	15100-27	22506-30	25688-12	27442-17	52659-18	CJ 140-15
11322-18	12058-14-P	15100-35	22506-32	25688-13	28100-12*	52659-23	Z0000009197
11330-18	12058-16	15101-25	22506-36	25688-14	28100-14	52664-20	Z0000009440
11330-20	12058-16-P	15101-27	22507-21	25688-15	28140-15	52672-01	Z0000085965
11330-25	12059-13	15101-35	22508-16	25688-16	28140-15-P	52672-02	Z0000090353
11335-15*	12059-13-P	15102-25	22509-17	25688-17	28160-15	52672-03	Z0000090354
11335-18	12059-14	15103-25	22510-16	25688-18	28160-15-P	52672-04	Z0000090505
11335-20*	12059-14-P	15110-20	22511-16	25688-19	28160-19	52672-05	Z0000093219
11336-18	12059-16	15110-22	22512-16	25688-20	28160-19-P	52672-06	Z0000095158
11338-12	12059-16-P	15111-20	22513-16	25688-21	28160-22*	52672-07	Z0000098031
11338-15	12060-14	15111-22	22515-16	25688-22	28160-25	52672-08	Z0000098033
11340-14	12060-16	15112-20	22515-17	25688-23	28160-30	52672-09	Z0000098034
11340-17*	12060-18	15113-20	22515-18	25688-24	28160-35*	52672-10	Z0000102831
11340-20	12060-20	15120-22	22516-14	25689-01	28165-12*	52672-11	Z0000103558
11341-14	12060-22	15120-25	22520-01	25689-02	28167-15	52672-12	Z0000103612
11341-17*	12060-24	15120-27	22520-02	25689-03	28180-20	52674-01	Z0000104537
11341-20	12060-26	15121-22	22520-03	25689-04	28185-20*	52674-02	Z0000105713
11343-15	12060-28*	15121-25	22522-16	25689-05	28190-20	52674-04	Z0000105924
11343-20	12060-30	15121-27	22522-17	25689-06	28192-16	52674-05	Z0000107401
11343-25	12060-35	15130-18	22524-17	25689-07	28210-15	52674-06	Z0000108146
11348-19	12061-14	15130-25	22527-27*	25689-08	28250-15	52674-07	Z0000108405
11349-15	12061-16	15131-25	22528-19*	25689-09	28250-19	52677-01	Z0000108512
11349-18*	12061-18	15140-26	22529-21*	25689-10	28280-16	52677-02	Z0000109474
11349-20	12061-20	15141-26*	22530-24*	25689-11	28280-16-P	52677-04	Z0000109571
11349-25	12061-22	15145-26	22540-01	25689-12	28280-18	52677-05	Z0000109793
11349-30*	12061-24	15150-25	22540-02	25689-13	28280-18-P	52677-06	Z0000111060
11350-17	12061-26	15155-24*	22540-03	25689-14	28280-20	52677-07	Z0000111904
11352-17	12061-30	15156-24*	22540-04	25689-15	28280-20-P	52677-11	Z0000113573
11353-17	12061-35	15160-25	22540-05	25689-16	28280-24	52678-07	Z0000114399
11354-10*	12062-14	15170-25	22540-06	25689-17	28280-30	52680-01	Z0000115979
11356-17	12062-14-P	15180-18	22540-07	25689-18	28280-35*	52680-02	Z0000116692
11357-17	12062-16	15180-20*	22540-08	25689-19	28285-16	52680-03	Z0000116844
11359-18	12062-16-P	15180-25	22540-09	25689-20	28285-20	52680-11	Z0000117483
11370-17	12062-18	15182-18	22541-01	25689-21	28290-18	52682-02	Z0000117485
11400-17	12062-18-P	15182-20	22541-02	25689-22	28290-20	52682-03	Z0000117558
11401-17	12063-14	15182-25	22541-03	25689-23	28290-23	52682-04	Z0000117898



Naudojimo instrukcija – prašome prieš naudojant perskaityti 14 / 16

11406-15*	12063-14-P	15182-30	22541-04	25689-24	28292-20	52682-13	Z0000117984
11505-12	12063-16	15182-35	22541-05	25690-01	28292-23	52683-01	Z0000118718
11550-11	12063-16-P	15182-40	22541-06	25690-02	28293-20	52683-02	Z0000118720
11552-11	12063-18	15183-18	22541-07	25690-03	28294-22	52683-03	Z0000118854
11560-10*	12063-18-P	15183-25	22541-08	25690-04	28300-22	52683-04	Z0000118993
11565-10	12078-13	15185-18	22541-09	25690-05	28300-25	52683-05	Z0000119059
11606-14	12078-13-P	15185-20	22542-01	25690-06	28300-28	52683-06	Z0000119773
11618-12	12078-14	15185-25	22542-02	25690-07	28301-22	52683-07	Z0000119774
11630-12*	12078-14-P	15185-30*	22542-03	25690-08	28301-25	52683-08	Z0000119780
11630-15*	12078-16	15186-25	22542-04	25690-09	28301-28	52683-09	Z0000119837
11635-10	12078-16-P	15190-24*	22542-05	25690-10	28302-15	52683-10	Z0000119843
11638-15	12079-13	15190-25	22542-06	25690-11	28302-20*	52684-02	Z0000119933
11640-15	12079-13-P	15191-24*	22542-07	25690-12	28305-13	52684-03	Z0000120021
11652-15	12079-14	15191-25	22542-08	25690-13	28306-13	52684-04	Z0000120464
11652-18	12079-14-P	15200-17	22542-09	25690-14	28310-21	52684-13	Z0000120555
11652-21	12079-16	15200-25	22543-07*	25690-15	28310-23	52686-02	Z0000120638
11652-23	12079-16-P	15201-17	22543-09*	25690-16	28311-21	52686-03	Z0000120639
11652-25	12080-14	15201-25	22543-11*	25691-01	28311-23	52686-04	Z0000120646
11690-14	12080-16	15220-20	22543-12*	25691-02	28314-18	52686-13	Z0000120887
11690-16	12080-18	15221-20	22545-00	25691-03	28315-18	52688-01	Z0000121049
11690-18	12080-20	15300-13	22545-15	25691-04	28319-24	52688-02	Z0000121069
11690-20	12080-22	15300-16	22545-30	25691-05	28320-21*	52688-03	Z0000121071
11690-25	12080-24	15300-18	22545-45	25691-06	28321-21*	52688-04	Z0000121086
11690-30	12080-26	15305-13	22545-90	25691-07	28324-25	52688-05	Z0000121212
11700-07+	12080-30	17145-18	22550-19	25691-08	28325-25	52688-07	Z0000121213
11740-09	12080-35	17304-18*	22550-25	25691-09	28332-25	52688-08	Z0000121293
11740-10	12080-40*	17317-01	22550-26	25691-11	28350-30	52688-09	Z0000121361
11740-11	12081-14	17317-02	22550-27	25691-12	28351-30	52688-10	Z0000122122
11740-12	12081-16	17317-03	22550-28	25692-01	28400-15	52688-11	Z0000122262
11740-14*	12081-18	17317-05	22552-21	25692-02	28400-21	52738-61	Z0000122579
11741-09	12081-20	17880-06	22552-25	25692-03	28400-29	52753-15*	Z0000122637
11741-10	12081-22	17880-09	22555-15	25692-04	28410-15	52760-01*	Z0000122689
11741-11	12081-24	17880-13	22555-16	25692-05	28410-21	52760-02*	Z0000122809
11741-12	12081-26	17880-16	22560-18	25692-06	28410-29	52760-03*	Z0000122983
11742-10	12081-30	17880-19	22561-18	25693-01	28410-35*	52762-01*	Z0000123068
11742-11	12081-35	17880-25	22562-01	25693-02	28450-05	52762-02*	Z0000123334
11742-12	12082-14	17882-25*	22562-02	25693-03	28450-07	52762-03*	Z0000123424
11743-09	12082-14-P	17882-30	22562-03	25693-04	28451-26	52766-61	Z0000123933
11743-10	12082-16	17882-40	22562-04	25693-05	28452-08	52768-60	Z0000123960
11743-11	12082-16-P	17882-50	22562-05	25693-06	28452-23	52771-60	Z0000124125
11743-12	12082-18	17884-12	22562-06	25694-01	28470-18	52772-60	Z0000124676
11745-10	12082-18-P	17884-17	22565-17	25694-02	28470-20	52773-40	Z0000124971
11800-10*	12083-14	17884-25	22566-17	25694-03	28470-23	52774-40	Z0000125036
11830-08	12083-14-P	17886-25	22567-01	25694-04	28500-13	52775-40	Z0000125397
11846-09	12083-16	17886-30	22567-02	25694-05	28500-16	52801-62	Z0000125538



Naudojimo instrukcija – prašome prieš naudojant perskaityti 15 / 16

11910-14	12083-16-P	17886-45	22600-26	25694-06	28500-18	52802-60	Z0000125620
11910-16	12083-18	17887-28	22600-33	25694-07	28500-21	52847-61	Z0000126517
11910-20	12083-18-P	19009-12	22605-31	25694-08	28500-23	52848-60	Z0000126706
11915-23	12091-18	19009-14	22607-16	25695-01	28501-13	52930-60	Z0000126759
11917-18	12091-27	19009-16	22607-23	25695-02	28501-16	53362-30	Z0000126780
11917-23	12092-22*	19009-18	22610-17	25695-03	28501-18	53362-40	Z0000126829
11917-35	12093-28	19009-23	22610-20	25695-04	28501-21	53362-50	Z0000126985
11918-23	12094-19	19109-12	22610-23	25695-05	28501-23	53362-60	Z0000127376
11920-15	12095-19	19109-14	22740-01	25695-06	28506-25	53363-30	Z0000127771
11920-20	12110-12	19109-16	22740-02	25695-07	28507-25	53363-40	Z0000127870
11920-25	12111-12	19109-18	22740-03	25695-08	28510-22	53363-50	Z0000127905
11920-30	12112-12	19109-23	22740-04	25695-09	28510-25	53363-60	Z0000128000
11920-35	12113-12	19209-12	22740-05	25695-10	28510-28	53366-30	Z0000128119
11927-01	12120-15	19209-14	22740-06	25695-11	28511-22	53366-40	Z0000128465
11927-02	12120-18	19209-16	22740-07	25695-12	28511-25	53366-50	Z0000128573
11927-03	12121-15	19209-18	22740-08	25695-13	28511-28	53366-60	Z0000128830
11930-03	12121-18	19209-23	22740-09	25695-14	28520-33*	53410-01	Z0000129216
11930-05	12124-20*	19216-14*	22741-01	25695-15	28521-33*	53410-07	Z0000129266
11930-06	12140-14	19216-18	22741-02	25695-16	28525-24	53561-18	Z0000129501
11931-03	12141-14	19312-12	22741-03	25696-01	28526-26	53565-19	Z0000129623
11931-05	12150-12	19312-14	22741-04	25696-02	28526-28	53575-01	Z0000129880
11931-06	12150-14	19312-16	22741-05	25696-03	28527-23*	53575-02	Z0000129988
11933-01	12150-16	19312-18	22741-06	25696-04	28528-24	53575-03	Z0000130277
11933-02	12154-13*	19315-12	22741-07	25696-05	28529-30	53575-04	Z0000130460
11933-03	12156-13	19315-14	22741-08	25696-06	29105-24	55100-00	Z0000130527
11933-04	12158-13	19315-16	22741-09	25696-07	29111-19	55101-20*	Z0000130569
11933-05	12160-15	19315-18	22742-01	25696-08	29112-19	55102-23	Z0000130577
11933-06	12160-20	19415-12	22742-02	25696-09	29114-20	55103-20	Z0000130595
11933-07	12162-14	19415-14	22742-03	25696-10	29115-21	55103-28	Z0000130596
11933-08	12164-16*	19415-16	22742-04	25696-11	29116-08	55104-20	Z0000130609
11933-09	12169-17*	19415-18	22742-05	25696-12	29116-10	55104-30	Z0000130661
11933-10	12170-16	19501-28	22742-06	25697-01	29120-00	55105-20	Z0000130712
11933-11	12170-20	19503-23	22742-07	25697-02	30110-01	55105-28	Z0000130746
11933-12	12171-16	19505-25	22742-08	25697-03	30110-02	55108-12	Z0000130752
11934-01	12171-20	20536-14SM*	22742-09	25697-04	30110-03	55109-14	Z0000130832
11934-02	12172-15	20810-14*	24585-15	25697-05	30110-04	55110-14*	Z0000130833
11934-03	12172-19*	21225-25	24585-19	25697-06	30200-20	55120-55	Z0000130843
11934-04	12174-14	21300-30	24585-24	25697-07	30201-20	55345-25	Z0000130901
11934-05	12178-21*	21301-30	24586-00	25697-08	30210-23	55345-32	Z0000130902
11934-06	12180-16	21305-30	24586-01	25697-09	30212-23	56006-13 W	Z0000130951
11934-07	12180-20	21306-30	24586-15	25697-10	30221-23	56102-14 W	Z0000130973
11934-08	12181-16*	21310-28	24589-15	25697-11	30222-22	56188-21 W	Z0000131023
11934-09	12190-13	21325-27	24590-15	25697-12	30223-22	56629-14 W	Z0000131046
11934-10	12190-14	21340-24*	24652-19*	25698-01	30224-22	607-1520	Z0000131058
11934-11	12190-15	21345-19	24689-17*	25698-02	30225-19	607-1550	Z0000131059



11934-12	12190-18	21346-19	24696-13*	25698-03	30226-19	607-1551	Z0000131109
11935-00	12190-20	21355-03	24696-18	25698-04	30265-18	610-1520	Z0000131128
11935-05	12191-13	21355-05	24696-20	25698-05	30265-19	610-1521	Z0000131229
11935-06	12191-14	21355-07	24696-22	25698-06	30267-25	610-1522	Z0000131323
11935-07	12191-15	21365-22	24698-00	25698-07	30270-20*	610-1523	Z0000131324
11936-20*	12191-18	21366-22	24700-21	25698-08	30271-20*	610-1530	Z0000131383
11939-35*	12191-20	21375-23	24701-23	25698-09	30310-20	610-1531	Z0000131476
11940-08	12191-23*	21380-21	24702-21	25698-10	30320-23	610-1532	Z0000131555
11940-12	12195-15	21385-23	24703-18*	25698-11	30322-23	610-1533	Z0000135021
11940-16	12196-15	21420-18	24704-19	25698-12	30324-24	610-1534	Z0000138472
11940-20	12200-18	21425-12*	24705-19	25698-30*	30326-24*	610-1535	
11941-08	12200-21	21426-14*	24706-20	25699-01	30328-24	610-1536	