



» ÅTERANVÄNDBARA KIRURGISKA HÅLLINSTRUMENT «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
GERMANY
SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Mail: mail@tekno-medical.com

Web : www.tekno-medical.com



Innehållsförteckning

1	GILTIGHETSOMRÅDE	4
2	KONTROLLER	4
3	HANTERING	4
4	AVSETT ANVÄNDNINGSSYFTE	4
5	INDIKATIONER	4
6	KONTRAINDIKATIONER	4
7	PATIENTTYPER	5
8	KOMBINATIONER	5
9	AVFALLSHANTERING	5
10	ANVÄNDNINGS- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR	5
11	ÅTERKOMMANDE FÖRBEREDELSE	5
11.1	FÖRBEREDELSE PÅ ANVÄNDNINGSPLATSEN	5
11.2	TRANSPORT	5
11.3	FÖRBEREDELSE FÖR DEKONTAMINERING	5
11.4	MANUELL FÖRRENGÖRING	5
11.5	MASKINELL RENGÖRING	6
11.6	MASKINELL (TERMISK) DESINFEKTION	6
11.7	FUNKTIONSKONTROLL, SERVICE	6
11.8	FÖRPACKNING	6
11.9	STERILISERING	6
11.10	FÖRVARING	6
11.11	INFORMATION OM FÖRBEREDELSENAS VALIDERING	7
12	YTTERLIGARE ANVISNINGAR	7
13	RAPPORTERA PRODUKTPROBLEM	7
14	GARANTI	7
15	SERVICE OCH REPARATION	7
16	SYMBOLER	8
17	PRODUKTLISTA	8



För att hålla riskerna för patienter, användare eller tredje part så låga som möjligt måste bruksanvisningen följas noggrant. Användning, förberedelse och testning av instrumenten får endast utföras av utbildade specialister.



Återanvändbara kirurgiska instrument från Tekno-Medical levereras icke-sterila om inget annat anges och måste genomgå hela rengörings- och steriliseringscykeln före första och varje efterföljande användning.

1 GILTIGHETSOMRÅDE



Omfattningen av denna bruksanvisning avser följande produkter: Hållarinstrument.
(Se objektlistan i sista stycket i denna bruksanvisning.)

2 KONTROLLER

Före varje användning av instrumenten måste de inspekteras för brott, sprickor, deformationer, skador och funktionalitet. Ytor som bommar, skärande och arbetsändar måste kontrolleras särskilt noggrant. Slitna, korroderade, deformerade, porösa eller på annat sätt skadade instrument måste kasseras.

3 HANTERING

Produkterna får endast användas för det avsedda ändamålet av lämpligt utbildad och kvalificerad personal. Den behandlande läkaren eller användaren ansvarar för valet av instrument för specifika tillämpningar eller kirurgisk användning, lämplig utbildning av personalen och erfarenheten av att hantera produkterna. Alla kirurgiska instrument ska alltid hanteras med största försiktighet vid transport, rengöring, underhåll, sterilisering och förvaring. Detta gäller särskilt för fina tips och andra känsliga områden.

4 AVSETT ANVÄNDNINGSSYFTE

Medicinsk anordning för att greppa, positionera, styra, klämma fast, ändra, föra in och ta bort olika typer av vävnad, ben, tänder, organ, kärl och material såsom klämmor, klämmor, nålar, suturer, katetrar och främmande kroppar.

5 INDIKATIONER

Instrument i denna produktgrupp används i alla typer av kirurgiska ingrepp, till exempel:

- när man klämmer och håller fast blodkärl och vävnad samt organ som tarmar mm.
- som ett hjälpinstrument för suturering, t.ex. B. som nålhållare för att föra nålen genom vävnad
- för utdragning och borttagning av senor eller vävnadsdelar, tänder, gallsten och njursten etc.
- som att hålla pincett för ben vid ompositionering av benen
- som appliceringsinstrument för klämmor (för att stänga kärl eller markera vävnad).

Användningstid: Tillfällig (avsedd för oavbruten användning under en period på mindre än 60 minuter under normala förhållanden.) enligt förordning (EU) 2017/745.

6 KONTRAIKATIONER

Användningen av hållarinstrument är generellt kontraindicerad när användningen av andra kirurgiska tekniker är indicerad och vid hälsotillstånd som hämmar läkningsprocessen, såsom:

- försämrad blodtillförsel,
- extrem fetma,
- akuta och kroniska, lokala eller systemiska infektioner,
- djupa eller ytliga infektioner,
- systemiska sjukdomar och metabola dysfunktioner,
- Psykiska tillstånd som omöjliggör deltagande i rehabiliteringsprogrammet (Parkinsons sjukdom, alkoholism, droganvändning etc.),
- Allergier eller andra reaktioner på det använda materialet.

Det finns också kontraindikationer,

- med allmän inoperabilitet;
- om patienten inte är förberedd;
- om de tekniska kraven inte uppfylls.

Ansvarig läkare ska utifrån patientens allmäntillstånd ta ställning till om avsedd applikation kan genomföras. Ej för användning på hjärtat och det centrala cirkulations- och nervsystemet.



7 PATIENTTYPER

Förutom kontraindicerande användningar, angivna i denna bruksanvisning, föreligger inga begränsningar vad gäller patienttyper.

8 KOMBINATIONER

Produkterna är inte avsedda att kombineras med eller kopplas till andra produkter.

9 AVFALLSHANTERING

Om instrumenten inte längre kan repareras och uppårbetas måste de kasseras i enlighet med gällande landsspecifika bestämmelser och lagar.

10 ANVÄNDNINGS- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR

Instrument gjorda av rostfritt stål får inte placeras i fysiologisk saltlösning (NaCl), långvarig kontakt kan leda till gropbildning eller spänningskorrosion. Instrument får endast steriliseras efter föregående rengöring och desinfektion.

En ny medicinteknisk produkt ska genomgå en noggrann visuell och funktionskontroll efter leverans. Om den medicintekniska produkten har yttre synliga defekter (repor, brott, sprickor, skåror, skadad isolering, böjda delar och styvheter) eller om den inte fungerar enligt beskrivningen i denna bruksanvisning ska vi som tillverkare eller din säljare meddelas omedelbart.

För att säkerställa säker drift av de nämnda produkterna är korrekt underhåll och skötsel av produkterna väsentligt. Därför bör ett funktionellt eller visuellt test utföras före varje användning.

Det finns inga specifika krav för förvaring av produkter före sterilisering. Vi rekommenderar ändå att de medicinska produkterna förvaras i en ren och torr miljö.



**Efter applicering måste kärl- och navelklämmor kontrolleras regelbundet för korrekt passform!
Risk för större blodförlust!**



**När du använder klämmor för kärlförslutning, se till att de sitter korrekt!
Risk för större blodförlust!**

11 ÅTERKOMMANDE FÖRBEREDELSE

Generellt gäller att kirurgiska instrument endast får reprocessas av personer som har den kompetens som krävs för den avsedda verksamheten. Detaljerad information om uppårbetning av instrument finns i AKI:s "Red Brochure". Länkar till lagar, standarder och specialiserade reprocessing-kommittéer finns också på: www.a-k-i.org.

På grund av produktens utformning och de material som används kan ingen definierad gräns sättas för det maximala antalet applikationer som kan utföras. Livslängden för medicintekniska produkter bestäms av deras funktion och noggrann hantering. Frekvent uppårbetning har liten effekt på produkten. Slutet på produktens livslängd bestäms normalt av slitage och skador som orsakas av användning. Märkningens läsbarhet har verifierats under 200 reprocessingcykler.

11.1 Förberedelser på användningsplatsen

Ta bort grov smuts från instrumenten efter användningen. Använd inga fixerande medel eller hett vatten (>40°C) som kan medföra att rester fixeras och påverkar rengöringsresultatet negativt.

11.2 Transport

Säker förvaring i en sluten behållare och transport av instrumenten till uppårbetningsplatsen för att undvika skador på instrumenten och kontaminering av miljön.

11.3 Förberedelser för dekontaminering

Instrumenten måste om möjligt plockas isär resp. öppnas innan förberedelserna (se produktspecifika instruktioner). Instrumenten måste förvaras på maskintåliga instrumentbrickor, avsedda för spolning. Instrumentbrickornas beskaffenhet får inte påverka den påföljande rengöringen och desinfektionen med ljud- eller spolverkan.

11.4 Manuell förrengöring

Lägg instrumenten i kallt demineraliserat vatten i minst 5 minuter. Plocka om möjligt isär instrumenten och rengör under kallt vatten med en mjuk borste tills alla rester är borta. Spola ur ihåligheter, hål och gängor i minst 10 sekunder med en vattenpistol (pulsad metod, minimitryck 2 bar). Placera och behandla instrumenten i ultraljudsbad i 15 minuter vid 40°C med 0,5% alkaliskt eller enzymatiskt rengöringsmedel. Ta upp instrumenten och spola av med kallt vatten.

Rengöringslösningen bör bytas minst en gång om dagen, oftare vid behov. För mycket smuts påverkar rengöringsresultatet och ökar korrosionsrisken. Följ nationella lagar och riktlinjer.

**11.5 Maskinell rengöring**

Steg	Parameter	
Förspolning	Spoltemperatur + vattenkvalitet	Kallt vatten
	Verkanstid	60 s
Förspolning	Spoltemperatur + vattenkvalitet	Kallt stadsvatten
	Verkanstid	180 s
Rengöring	Rengöringstemperatur	45 °C
	Vattenkvalitet	Stadsvatten
	Verkanstid	300 s (worst case villkor)
	Rengöringsmedel	Neodisher Medizym
	Koncentration	0,50 %
Neutralisering	Spoltemperatur	40 °C
	Vattenkvalitet	Stadsvatten
	Verkanstid	180 s
	Neutraliseringsmedel	Neodisher Z
	Koncentration	0,10 %
Efterspolning	Spoltemperatur	40 C
	Vattenkvalitet	Demineraliserat vatten
	Verkanstid	120 s

11.6 Maskinell (termisk) desinfektion

Steg	Parameter	
Termisk desinfektion	Desinfektionstemperatur	90 °C (A ₀ 3000)
	Vattenkvalitet	Demineraliserat vatten
	Verkanstid	300 s
Torkning	Torka instrumentens utsida med rengörings-/ desinfektionsenhetens torkningsprocess. Torka för hand med luddfri duk om nödvändigt. Torka ihålligheter och kanaler i instrumenten med steril tryckluft.	

11.7 Funktionskontroll, service

Visuell inspektion av renlighet; Vid behov montering av instrumenten, underhåll och funktionsprovning.

Om det behövs, upprepa uppberedningsprocessen tills instrumentet är visuellt rent.

Behandla instrument med rörliga delar med skötselolja, t.ex.: TK95 100-00. Stäng endast instrument med lås i första skåran.

Defekta eller skadade instrument måste omedelbart kasseras.

11.8 Förpackning

Välj standardkompatibel förpackning av instrument för sterilisering enligt DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 och DIN EN 868-8.

11.9 Sterilisering

Sterilisering av produkter med fraktionerad förvakuumprocess (enl. DIN EN ISO 17665) med hänsyn till respektive nationella krav.

Förvakuum:	3 gånger
Steriliseringstemperatur:	134 °C
Steriliseringstid:	5 min
Torkningstid:	20 min.

Användning av annan steriliseringsprocess ligger utanför vårt ansvarsområde!

11.10 Förvaring

Steriliserade instrument måste förvaras i lämplig förpackning i torr, ren och dammfri miljö vid normal temperaturen mellan +5 °C till +40 °C och konstant luftfuktighet. Förvara inte tillsammans med kemikalier. Avståndet mellan golvet och hyllan bör vara minst 30 cm. Användaren bestämmer själv förvaringstiden.



11.11 Information om förberedelsernas validering

Följande material och maskiner har använts för valideringen av maskinell förberedelse:

Rengöringsmedel:	Neodisher Medizym 0,5 % (v/v)	Detaljer se kontrollrapporter: 23277 / 23278 / 23279 CleanControlling Medical GmbH & Co. KG
Neutralisare:	Neodisher Z 0,1 % (v/v)	
Rengörings-desinfektionsenhet:	Miele PG 8535	
Ångautoclav:	Lautenschläger ZentraCert	

12 YTTERLIGARE ANVISNINGAR

Om de kemikalier och maskiner som beskrivs ovan inte finns tillgängliga, är det användarens ansvar att validera sin process i enlighet med detta. Det är användarens ansvar att se till att upparbetningsprocessen, inklusive resurser, material och personal, är lämplig för att uppnå de resultat som krävs. Den senaste tekniken och nationella lagar kräver att validerade processer följs. Under upparbetningen får instrumentets temperatur inte överstiga **140°C**.

I princip är automatiserad rengöring och desinfektion alltid att föredra framför manuell rengöring och desinfektion. Det finns större säkerhet i processen med automatiserad rengöring och desinfektion.

Använd aldrig metallborstar, metallsvampar eller slipande rengöringsmedel för manuell rengöring/förrengöring. Starkt alkaliska rengöringsmedel skadar plast och anodiserade skikt.

Instrumenten får inte steriliseras i varmluftssterilisatorer.

Använd inte frätande rengöringsmedel. Använd inte starkt oxiderande rengöringsmedel. Bäst lämpar sig medel med ett neutralt pH-värde (7,0).

13 RAPPORTERA PRODUKTPROBLEM



I enlighet med kraven i förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter och vårt kvalitetsledningssystem måste alla produktproblem rapporteras till tillverkaren.

Under kontorstid kan du nå oss via telefon på +49 (0) 07461 / 1701-0.

Utanför ordinarie öppettider, vänligen skicka ett e-postmeddelande till safety@tekno-medical.com.

Allvarliga incidenter måste också rapporteras till den lokala myndighet som ansvarar för deras plats.

14 GARANTI

Produkterna är tillverkade av högkvalitativa material och genomgår kvalitetskontroll före leverans. Om några defekter uppstår, vänligen kontakta vår serviceavdelning. Tekno-Medical kan inte garantera att produkterna är lämpliga för någon specifik procedur. Tekno-Medical tar inget ansvar för oavsiktliga skador eller följdskador. Tekno-Medical tar inget ansvar om dessa bruksanvisningar bevisligen har brutits.



Varning : Vid användning av instrumenten på patienter med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom eller dess varianter (vCJD, BSE, TSE) fransäger sig Tekno-Medical allt ansvar för återanvändning.

15 SERVICE OCH REPARATION



Försök inte själv reparera eller modifiera produkten. Detta arbete bör endast utföras av Tekno-Medical eller auktoriserad personal från Tekno-Medical.

Defekta produkter måste genomgå hela återvinningsprocessen innan de returneras för reparation. Använd vår RMA-ansökningsblankett och dekontamineringsintyg för retur.

Blanketter finns på: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>



16 SYMBOLER

De symboler som används i denna bruksanvisning och på etiketten har följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:

	Uppmärksamhet!		Tillverkare
	Medicintekniska produkter		Datum för tillverkning
	Icke-steril		Följ bruksanvisningen
	Beställningsnummer		Skydda mot solljus
	Beteckning för parti		Förvaras torrt
	Tydlig identifiering av produkten		
	CE-märkning med det anmälda organets nummer mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart		

REF

17 PRODUKTLISTA

Utskriven den: 14.07.2026

10000-10	11941-12	12201-18	21801-12	24707-20	25699-02	30450-20	610-1537
10000-11	11941-13	12201-21	21802-12	24709-23	25699-03	30450-28	610-1538
10000-13	11941-16	12202-18	21803-12	24709-26	25699-04	30456-08	610-1550
10000-14	11941-18	12202-21	21804-12	24710-26	25699-05	30456-11	610-1551
10000-15	11941-20	12203-18	21805-12	24712-19	25699-06	30456-13	610-1552
10000-16	11942-08	12203-21	21806-13	24713-20	25699-07	30456-16	610-1553
10000-18	11942-09	12205-20	21807-13	24714-20	25699-08	30456-21	701-022
10000-20	11942-10	12205-24	21812-12	24715-20*	25699-09	30456-26	701-029
10000-23*	11942-12	12205-26	21813-12*	24720-17	25699-10	30456-32	703-500LL
10000-25	11943-07	12206-20	21920-00	24720-21	25699-11	30458-00	703-501LL
10000-30	11943-08	12206-24	22001-00	24721-17	25699-12	30467-14	704-106
10000-35	11943-09	12206-26	22001-01	24721-21	25699-30*	30471-14	704-107
10001-10	11943-11	12207-20	22001-02	24722-33	25720-13	30472-14	704-108
10001-11	11944-06	12207-24	22001-03	24722-45	25721-18	30472-15	704-130*
10001-13	11944-07	12207-26	22001-04	24723-33	25722-18	31142-12*	704-131*
10001-14	11944-09	12208-20	22001-05	24723-45	25723-01	31142-16	705-001
10001-16	11944-11	12208-24	22001-06	24724-21	25723-02	31142-23	705-002
10001-18	11945-05	12208-26	22001-07	24724-27	25723-03	31143-16	705-004
10001-20	11945-06	12209-18	22002-01	24724-30	25723-04	31143-23	705-005
10001-25	11945-07	12210-18	22002-02	24725-12	25723-05	31146-16	708-033LL*
10001-30	11945-09	12211-18	22002-03	24726-17	25724-01	31146-23	708-036LL*
10010-14	11945-11	12212-18	22002-04	24730-17	25724-02	31147-16	708-630
10010-18	11946-38	12213-18	22005-12	24730-25	25724-03	31147-23	708-631
10010-25	11946-50	12217-18*	22005-15*	24730-26	25724-04	31150-12*	708-633
10011-18	11946-55	12219-14	22006-12	24730-27	25725-01	31152-16	708-680
10100-10	11946-65	12220-14	22006-15*	24732-22	25725-02	31152-23	708-682
10100-11	11946-70	12220-18	22008-16*	24732-27	25725-03	31153-16	708-701



10100-13	11946-75	12221-14	22009-16*	24732-30	25725-04	31153-23	708-702
10100-14	11946-90	12221-18	22010-14	24733-00	25726-01	31156-16	708-703
10100-15	11947-38	12223-19	22010-16	24733-01	25726-02	31156-23	708-710
10100-16	11947-50	12223-22	22010-18	24733-02	25726-03	31157-16	708-711
10100-18	11947-55	12223-24	22010-20	24733-03	25726-04	31157-23	708-712
10100-20	11947-65	12225-19	22010-22	24733-15	25726-05*	34147-01	708-713
10100-23	11947-70	12225-22	22010-24	24734-14	25729-01*	34147-02	708-741
10100-25	11947-75	12225-24	22010-27	24735-14	25730-01	34147-03	708-742
10100-30	11947-90	12227-19	22010-30	24736-19*	25730-02	34147-04	708-743
10102-13	11948-23	12227-22	22011-14	24736-23	25730-03	34148-01	708-751
10102-14	11949-01	12227-24	22011-16	24736-25	25730-04	34148-02	708-752
10102-16	11949-02	12230-20	22011-18	24736-28	25730-05	34148-03	708-753
10103-13*	11949-03	12231-20	22011-20	24737-23	25730-06	34148-04	708-761
10103-14*	11949-04	12233-20	22011-22	24737-25	25730-07	34153-01*	708-762
10150-12	11949-05	12235-01	22011-24	24737-28	25730-08	34153-02*	708-763
10150-13	11949-06	12235-02	22011-27	24738-15*	25730-09	34153-03*	708-770
10150-14	11950-08	12235-03	22011-30	24738-16	25730-10	34153-10*	708-771
10150-15	11950-09	12235-04	22012-09*	24738-24	25730-11	34153-11*	708-772
10150-18	11950-10	12235-05	22014-23	24740-14	25730-12	34153-20*	708-773
10150-21	11950-12	12235-21	22014-25	24741-17	25730-13	34153-21*	709-100*
10150-25	11951-05	12236-18	22014-26	24742-20	25730-14	34153-22*	709-101*
10150-31	11951-08	12238-18	22015-01*	24743-01	25730-15	34153-23*	709-102*
10155-12	11951-09	12238-28	22015-02*	24745-16	25730-16	34153-30*	709-102-28*
10155-13	11951-10	12239-28	22015-21	24747-20	25731-01	34153-31*	775-4000
10155-14	11951-12	12241-19	22016-18	24748-18	25731-02	34153-32*	775-4001
10155-15	11953-07	12243-19	22017-17	24749-21	25731-03	34155-21	775-4002
10200-15	11953-09	12245-19*	22017-18	24750-23	25731-04	34155-24	775-4006
10200-18	11953-10	12250-14	22017-19	24845-01	25731-05	34155-30	775-4011-60
10200-20	11955-19	12250-21	22017-23	24845-02	25731-06	34155-35	775-4013
10200-25	11955-20	12250-26	22018-14	24845-32	25731-07	34155-40*	775-4014
10300-12	11957-07	12251-14	22018-16	24845-64	25731-08	34156-21	775-4014-36*
10300-15	11959-09	12251-21	22018-18	24901-02	25731-09	34156-24	775-4014LL*
10302-12	11959-11	12251-26	22019-16	24912-33	25731-10	34156-30	775-4015
10303-17	11960-12	12252-21	22019-19	25001-00	25731-11	34156-35	775-4016
10304-17	11960-14	12252-26	22019-23	25010-24	25731-12	34156-40*	775-4114-60
10305-17	11960-16	12253-21	22020-16	25020-15	25732-01	34157-21	779-1002
10306-18	11960-20	12253-26	22020-17	25020-19	25732-02	34157-24	779-1003
10310-17	11960-24	12261-23	22020-18	25021-15	25732-03	34157-30	779-1004
10312-17	11960-30	12262-23	22020-20	25021-19	25732-04	34157-35	779-1005
10313-17	11961-15	12263-23	22021-24	25040-15	25732-05	34158-21	783-710
10320-06*	11961-20	12264-23	22028-12	25059-01	25732-06	34158-24	783-711
10320-10*	11961-24	12265-23	22029-11	25059-02	25732-07	34158-30	783-740
10324-18	11962-15	12267-00	22032-13	25059-03	25732-08	34158-35	783-741
10325-18	11962-20	12267-01	22035-12	25060-01	25732-09	34158-36*	783-746*
10326-19	11962-24	12267-02	22037-01	25060-02	25732-10	34159-21	790-110



10327-15	11963-15	12268-12	22037-02	25060-03	25732-11	34159-24	790-112
10327-18	11963-20	12269-01	22037-03	25060-04	25732-12	34159-30	790-193
10400-17	11963-24	12269-02	22039-16	25061-01	25732-13	34159-35	790-197/40*
10401-17	11964-14	12269-12	22041-13	25061-02	25732-14	34310-26	790-199
10402-17	11964-16	12269-18	22041-15	25061-03	25732-15	34399-01*	790-206
10402-18	11964-20	12270-22	22042-15	25061-04	25732-16	34399-02	790-207
10415-18	11964-24	12271-22	22043-17	25062-01	25732-21	34872-00	790-213*
10500-12	11964-30	12280-21	22044-24*	25062-02	25732-31	34872-28	790-214*
10500-15	11964-35*	12280-27	22045-15	25062-03	25733-01	34875-27	790-218E*
10500-18	11964-40*	12281-21	22045-18	25062-04	25733-02	35665-21	790-219
10502-12	11965-14*	12281-27	22046-15	25063-01	25733-03	35760-08	790-219E*
10502-15	11965-16	12282-21	22046-18	25063-02	25733-04	35761-09	790-226
10503-12	11965-20	12282-27	22047-20	25063-03	25733-05	38116-29	790-226E*
10503-12 MX	11965-24	12283-21	22048-14*	25063-04	25733-06	38116-37	790-227
10503-15	11965-30	12283-27	22048-20	25064-01	25733-07	38116-43	790-233
10504-12	11965-35	12284-21	22048-24	25064-02	25733-08	38118-00	790-234
10504-15	11966-16	12284-27	22049-16	25064-03	25734-01	38441-21	790-235
10505-12	11966-20	12285-21	22049-19	25064-04	25734-02	38518-28	790-239
10506-12	11966-24	12285-27	22049-20	25065-01	25734-03	38520-21	790-246
10506-15	11966-30	12286-21	22050-21*	25065-02	25734-04	38562-13	790-247
10508-12	11966-40*	12286-27	22050-23*	25065-03	25734-05	38562-18	790-290
10509-12	11967-14	12287-00	22051-18*	25065-04	25734-06	38570-20	790-291
10510-12	11967-16	12287-01	22052-16	25070-01	25734-07	38573-03	790-293
10520-12	11967-20	12287-02	22052-17	25070-02	25734-08	38573-04	790-294
10550-15	11967-24	12287-03	22052-18	25070-03	25785-01	38573-05	790-298
10560-15	11967-30	12287-06	22055-01	25070-04	25786-01	38573-08	790-339
10600-20	11968-15	12287-14	22056-01	25071-01	25786-02	38573-09	790-386
10601-20	11968-19	12288-00	22056-02	25071-02	25786-03	38599-00	790-386-65
10604-20	11968-24	12288-01	22056-03	25071-03	25786-04	38723-11	790-388
10605-18*	11969-15	12288-06	22056-04	25071-04	25786-05	38724-13	790-389
10608-15	11969-19	12289-01	22056-05*	25072-01	25786-06	39400-68	790-389*
10608-23	11969-24	12290-13	22057-15*	25072-02	25786-07	39400-69	790-389-34*
10610-15	11970-16	12290-16	22058-01*	25072-03	25786-08	40235-01	790-400*
10610-23	11970-20	12290-18	22058-02*	25072-04	25786-09	40235-02	790-791
10616-15	11970-24	12290-20	22060-20	25073-01	25786-10	40456-00	790-793
10616-20	11971-16	12290-23	22060-22	25073-02	25786-11	40613-11	790-794
10616-25	11971-20	12290-25	22060-26	25073-03	25786-12	40614-10	791-096
10650-18	11971-24	12290-28	22061-20	25073-04	25786-13	40617-10	791-180
10650-21	11972-16	12290-35	22061-22	25074-01	25786-14	40618-10	791-181*
10650-25	11972-20	12291-18	22061-26	25074-02	25786-15	40619-09	791-185
10651-18	11972-24	12291-22	22063-01*	25074-03	25786-16	40620-20	791-187
10651-21	11975-16	12291-25	22063-02*	25074-04	25786-17	40620-27	791-189
10651-25	11975-20	12291-28	22065-17	25075-01	25786-18	40621-10	791-3510
10660-18	11975-24	12300-15	22066-16	25075-02	25786-19	40623-10	791-3520
10660-21	11976-16	12300-19	22067-16	25075-03	25786-20	40625-10	791-3522



10660-25	11976-20	12303-19	22068-12	25075-04	25786-21	40627-09	791-3524
11000-10	11976-24	12303-24	22068-15	25305-18	25786-22	40628-06	793-186
11000-11	11977-14	12303-26	22069-12	25307-18	25786-23	40629-06	793-187
11000-13	11977-16	12305-22	22069-15	25309-17	25786-24	40631-07	794-386
11000-14	11977-18	12305-35	22070-21	25310-15	25787-01	40632-07	794-386/60E
11000-15	11977-20	12306-23	22070-22	25320-20	25787-02	40633-07	794-388
11000-16	11977-25	12307-20	22075-21	25321-20	25787-03	40634-10	794-388/60E*
11000-18	11977-30	12308-19	22075-22	25344-14	25787-04	40634-15	794-389
11000-20	11978-15	12309-22	22077-21	25350-13	25787-05	40635-10	794-389/60E*
11000-23	11978-20	12310-19	22077-22	25350-18	25787-06	40635-15	794-389-40*
11000-25	11978-24	12310-23	22078-18	25351-13	25787-07	40637-10	794-392
11000-30	11979-15	12311-18	22078-22	25351-18	25787-08	40638-00	794-393
11000-35	11979-20	12312-24	22079-17	25409-19	25787-09	40639-00	794-396
11034-10	11979-24	12313-22	22079-22	25410-18	25787-10	40640-00*	BA 000-10
11034-11	11980-30*	12314-15	22079-24	25540-18	25787-11	40642-00	BA 000-11
11034-13	11990-10	12314-18	22080-26	25541-18	25787-12	40643-00	BA 000-13
11034-14	11990-14	12314-20	22081-22	25542-18	25787-13	40644-00	BA 000-14
11034-15	11990-20	12314-23	22083-21	25574-16*	25787-14	40647-10	BA 000-15
11034-16	11991-10	12315-25	22083-22	25576-22	25787-15	40648-05	BA 000-16
11034-18	11991-14	12315-28	22089-16*	25577-22	25787-16	40648-10	BA 000-18
11034-20	11991-20	12317-21	22090-16*	25580-03	25787-17	40649-05	BA 000-20
11034-25	12000-10	12317-24	22092-16*	25580-05	25787-18	40649-10	BA 000-25
11034-30	12000-10-P	12318-24	22110-18	25581-03	25787-19	40650-11	BA 000-30
11043-13	12001-10	12318-35	22110-19	25581-05	25787-20	40652-11	BA 100-10
11043-14	12001-10-P	12319-24	22110-21*	25582-03	25787-21	40654-11	BA 100-11
11043-16	12005-10*	12319-35	22110-23	25582-05	25787-22	40656-09	BA 100-13
11043-20	12006-08	12321-18	22110-27	25660-21*	25787-23	40657-09	BA 100-14
11043-25	12009-12*	12321-24	22112-20	25680-12	25787-24	40658-09	BA 100-15
11043-30	12010-12	12351-19	22112-21	25681-12	25788-01	40659-09	BA 100-16
11054-13	12010-12 C	12352-19	22112-25	25682-15	25788-02	40660-01	BA 100-18
11054-14	12010-12 S	12355-18	22112-29	25683-15	25788-03	40660-02	BA 100-20
11054-16	12010-12-P	12356-23	22116-27	25684-18	25788-04	40660-03	BA 100-25
11060-11	12010-14	12357-23	22117-24	25685-18	25788-05	40662-09	BA 100-30
11060-13	12010-14-P	12360-20	22118-24	25686-01	25788-06	40663-09	BB 000-10
11060-14	12011-12	12360-22	22120-25	25686-02	25788-07	40664-09	BB 000-11
11060-16	12011-12-P	12360-24	22120-26	25686-03	25788-08	40665-09	BB 000-13
11060-18	12011-14	12362-23*	22122-01*	25686-04	25788-09	40666-09	BB 000-14
11060-20	12011-14-P	12367-21	22122-02*	25686-05	25788-10	40667-09	BB 000-16
11060-25	12012-12	12368-21	22122-03*	25686-06	25788-11	40680-08	BB 000-18
11060-30*	12012-12-P	12371-22	22122-04*	25686-07	25788-12	40692-08	BB 000-20
11062-14*	12012-14	12372-23	22125-20	25686-08	25788-13	40710-07	BB 000-25
11062-18*	12012-14-P	12373-22	22125-24	25686-09	25788-14	40711-07	BB 000-30
11065-15	12013-12	12374-23	22125-25	25686-10	25788-15	40712-07	BB 034-10
11067-15	12013-12-P	12375-23	22125-26	25686-11	25788-16	40720-07	BB 034-11
11080-12	12013-14	12410-22	22125-27	25686-12	25788-17	40721-10	BB 034-13



11080-13	12013-14-P	12410-23	22126-17*	25686-13	25788-18	40722-10	BB 034-14
11080-14	12020-10	12410-35	22128-23	25686-14	25788-19	40725-07	BB 034-16
11080-15	12020-10-P	12415-20	22128-25	25686-15	25788-20	40726-07	BB 034-18
11080-18	12020-12	12416-20*	22129-25	25686-16	25788-21	40730-05	BB 034-20
11080-21	12020-12-P	12418-21	22131-26	25686-17	25788-22	40731-05	BB 034-25
11080-25	12020-14	12419-21	22131-27	25686-18	25788-23	40732-10	BB 034-30
11080-31	12021-10	12423-23	22131-30*	25686-19	25788-24	40733-10	BC 010-12
11083-15	12021-10-P	12424-24	22131-31	25686-20	25789-01	40735-10	BC 010-14
11085-15	12021-12	12426-14	22131-33	25686-21	25789-02	40736-10	BC 011-12
11086-15	12021-12-P	12427-20	22133-21	25686-22	25789-03	40737-08	BC 011-14
11086-20	12021-14	12428-18	22133-23	25686-23	25789-04	40737-10	BC 012-12
11087-15	12022-10	12428-20	22133-27	25686-24	25789-05	40738-08	BC 012-14
11087-20	12022-10-P	12429-18*	22133-31	25686-30	25789-06	40738-10	BC 013-12
11087-25	12022-12	12430-20*	22135-21	25686-35	25789-07	40740-10	BC 013-14
11100-20	12022-12-P	12431-20*	22135-23	25686-53	25789-08	40745-10	BC 040-14
11101-20	12023-10	12432-25	22135-27	25686-60	25789-09	40746-10	BC 040-16
11150-18	12023-10-P	12433-20	22135-31	25686-80*	25789-10	40755-10	BC 041-14
11150-21	12023-12	12433-25	22136-28	25687-01	25789-11	40916-14*	BC 041-16
11150-25	12023-12-P	12435-01	22137-30	25687-02	25789-12	40919-18	BC 050-14
11151-18	12030-14	12435-02	22138-21	25687-03	25789-13	40937-14	BC 050-16
11151-21	12031-12	12435-19+	22139-21	25687-04	25789-14	49150-14*	BC 051-14
11151-25	12032-14	12435-21	22139-27*	25687-05	25789-15	49900-15	BC 051-16
11200-12	12034-15	12435-23	22140-26	25687-06	25789-16	49900-20	BC 060-14
11200-12D	12035-15	12436-21	22141-26	25687-07	25789-17	49905-17	BC 060-16
11200-15	12036-15	12436-23	22144-18	25687-08	25789-18	50422-06*	BC 060-18
11200-18	12037-15	12437-19	22144-20	25687-09	25789-19	50501-08	BC 060-20
11201-12*	12039-13	12437-21	22144-23	25687-10	25789-20	50501-10	BC 060-22
11202-12	12039-15	12438-21	22144-25	25687-11	25789-21	50504-10	BC 060-24
11202-15	12040-14	12439-21	22145-23	25687-12	25789-22	50505-10	BC 060-26
11202-15DI	12040-14-P	12440-21	22145-24	25687-13	25789-23	51116-18	BC 060-30
11202-22*	12040-16	12444-20	22145-25	25687-14	25789-24	51162-02	BC 061-14
11203-15*	12040-16-P	12460-24	22450-16	25687-15	25792-18	51180-19	BC 061-16
11204-12	12041-14	12461-24	22450-20	25687-16	25800-00	51182-19	BC 061-18
11206-12	12041-14-P	12465-24*	22450-22*	25687-17	25876-22	51188-01	BC 061-20
11206-12 MX	12041-16	12481-25*	22450-25	25687-18	25877-22	51188-21	BC 061-22
11206-12B	12041-16-P	12485-22*	22450-30*	25687-19	25930-18	51416-19	BC 061-24
11206-13	12050-14	12486-22*	22452-16	25687-20	25931-18	51648-00	BC 061-26
11206-15	12050-14-P	12495-20	22452-20	25687-21	25960-18	51695-01	BC 061-30
11207-15*	12050-16	12496-20	22455-18	25687-22	25961-18	51695-02	BC 080-14
11209-12*	12050-16-P	12500-22	22455-20	25687-23	26001-11	51695-03	BC 080-16
11210-12	12051-14	12502-01	22455-23	25687-24	26002-11	51697-23	BC 080-18
11210-12 MX	12051-14-P	12502-02	22490-01	25687-30	26003-11	51698-20	BC 080-20
11210-12D	12051-16	12503-23	22490-02	25687-35	26005-12	52036-61	BC 080-22
11210-15*	12051-16-P	12504-23	22490-03	25688-01	26006-11+	52216-60	BC 080-24
11210-35*	12052-14	12505-24	22492-14	25688-02	26006-13	52436-62	BC 080-26



11211-12	12053-14	12510-24	22497-14	25688-03	26009-12	52594-22	BC 080-30
11212-12	12054-16	12545-15	22500-17	25688-04	26014-12	52598-24	BC 081-14
11220-12	12055-16	12550-01	22501-15	25688-05	26015-02	52622-22	BC 081-16
11221-12	12056-14	12550-02	22502-15	25688-06	26015-03	52623-62	BC 081-18
11250-15	12056-16	12551-01	22505-19	25688-07	26015-04	52627-20	BC 081-20
11255-15	12057-14	12551-02	22505-20	25688-08	26015-05	52640-18	BC 081-22
11300-12	12057-16	14155-28	22506-24	25688-09	26016-01	52641-18	BC 081-24
11300-15	12058-13	15100-18*	22506-26	25688-10	26016-02	52642-19	BC 081-26
11314-14	12058-13-P	15100-25	22506-28	25688-11	26018-14*	52655-19*	BC 081-30
11320-18	12058-14	15100-27	22506-30	25688-12	27442-17	52659-18	CJ 140-15
11322-18	12058-14-P	15100-35	22506-32	25688-13	28100-12*	52659-23	Z0000009197
11330-18	12058-16	15101-25	22506-36	25688-14	28100-14	52664-20	Z0000009440
11330-20	12058-16-P	15101-27	22507-21	25688-15	28140-15	52672-01	Z0000085965
11330-25	12059-13	15101-35	22508-16	25688-16	28140-15-P	52672-02	Z0000090353
11335-15*	12059-13-P	15102-25	22509-17	25688-17	28160-15	52672-03	Z0000090354
11335-18	12059-14	15103-25	22510-16	25688-18	28160-15-P	52672-04	Z0000090505
11335-20*	12059-14-P	15110-20	22511-16	25688-19	28160-19	52672-05	Z0000093219
11336-18	12059-16	15110-22	22512-16	25688-20	28160-19-P	52672-06	Z0000095158
11338-12	12059-16-P	15111-20	22513-16	25688-21	28160-22*	52672-07	Z0000098031
11338-15	12060-14	15111-22	22515-16	25688-22	28160-25	52672-08	Z0000098033
11340-14	12060-16	15112-20	22515-17	25688-23	28160-30	52672-09	Z0000098034
11340-17*	12060-18	15113-20	22515-18	25688-24	28160-35*	52672-10	Z0000102831
11340-20	12060-20	15120-22	22516-14	25689-01	28165-12*	52672-11	Z0000103558
11341-14	12060-22	15120-25	22520-01	25689-02	28167-15	52672-12	Z0000103612
11341-17*	12060-24	15120-27	22520-02	25689-03	28180-20	52674-01	Z0000104537
11341-20	12060-26	15121-22	22520-03	25689-04	28185-20*	52674-02	Z0000105713
11343-15	12060-28*	15121-25	22522-16	25689-05	28190-20	52674-04	Z0000105924
11343-20	12060-30	15121-27	22522-17	25689-06	28192-16	52674-05	Z0000107401
11343-25	12060-35	15130-18	22524-17	25689-07	28210-15	52674-06	Z0000108146
11348-19	12061-14	15130-25	22527-27*	25689-08	28250-15	52674-07	Z0000108405
11349-15	12061-16	15131-25	22528-19*	25689-09	28250-19	52677-01	Z0000108512
11349-18*	12061-18	15140-26	22529-21*	25689-10	28280-16	52677-02	Z0000109474
11349-20	12061-20	15141-26*	22530-24*	25689-11	28280-16-P	52677-04	Z0000109571
11349-25	12061-22	15145-26	22540-01	25689-12	28280-18	52677-05	Z0000109793
11349-30*	12061-24	15150-25	22540-02	25689-13	28280-18-P	52677-06	Z0000111060
11350-17	12061-26	15155-24*	22540-03	25689-14	28280-20	52677-07	Z0000111904
11352-17	12061-30	15156-24*	22540-04	25689-15	28280-20-P	52677-11	Z0000113573
11353-17	12061-35	15160-25	22540-05	25689-16	28280-24	52678-07	Z0000114399
11354-10*	12062-14	15170-25	22540-06	25689-17	28280-30	52680-01	Z0000115979
11356-17	12062-14-P	15180-18	22540-07	25689-18	28280-35*	52680-02	Z0000116692
11357-17	12062-16	15180-20*	22540-08	25689-19	28285-16	52680-03	Z0000116844
11359-18	12062-16-P	15180-25	22540-09	25689-20	28285-20	52680-11	Z0000117483
11370-17	12062-18	15182-18	22541-01	25689-21	28290-18	52682-02	Z0000117485
11400-17	12062-18-P	15182-20	22541-02	25689-22	28290-20	52682-03	Z0000117558
11401-17	12063-14	15182-25	22541-03	25689-23	28290-23	52682-04	Z0000117898



11406-15*	12063-14-P	15182-30	22541-04	25689-24	28292-20	52682-13	Z0000117984
11505-12	12063-16	15182-35	22541-05	25690-01	28292-23	52683-01	Z0000118718
11550-11	12063-16-P	15182-40	22541-06	25690-02	28293-20	52683-02	Z0000118720
11552-11	12063-18	15183-18	22541-07	25690-03	28294-22	52683-03	Z0000118854
11560-10*	12063-18-P	15183-25	22541-08	25690-04	28300-22	52683-04	Z0000118993
11565-10	12078-13	15185-18	22541-09	25690-05	28300-25	52683-05	Z0000119059
11606-14	12078-13-P	15185-20	22542-01	25690-06	28300-28	52683-06	Z0000119773
11618-12	12078-14	15185-25	22542-02	25690-07	28301-22	52683-07	Z0000119774
11630-12*	12078-14-P	15185-30*	22542-03	25690-08	28301-25	52683-08	Z0000119780
11630-15*	12078-16	15186-25	22542-04	25690-09	28301-28	52683-09	Z0000119837
11635-10	12078-16-P	15190-24*	22542-05	25690-10	28302-15	52683-10	Z0000119843
11638-15	12079-13	15190-25	22542-06	25690-11	28302-20*	52684-02	Z0000119933
11640-15	12079-13-P	15191-24*	22542-07	25690-12	28305-13	52684-03	Z0000120021
11652-15	12079-14	15191-25	22542-08	25690-13	28306-13	52684-04	Z0000120464
11652-18	12079-14-P	15200-17	22542-09	25690-14	28310-21	52684-13	Z0000120555
11652-21	12079-16	15200-25	22543-07*	25690-15	28310-23	52686-02	Z0000120638
11652-23	12079-16-P	15201-17	22543-09*	25690-16	28311-21	52686-03	Z0000120639
11652-25	12080-14	15201-25	22543-11*	25691-01	28311-23	52686-04	Z0000120646
11690-14	12080-16	15220-20	22543-12*	25691-02	28314-18	52686-13	Z0000120887
11690-16	12080-18	15221-20	22545-00	25691-03	28315-18	52688-01	Z0000121049
11690-18	12080-20	15300-13	22545-15	25691-04	28319-24	52688-02	Z0000121069
11690-20	12080-22	15300-16	22545-30	25691-05	28320-21*	52688-03	Z0000121071
11690-25	12080-24	15300-18	22545-45	25691-06	28321-21*	52688-04	Z0000121086
11690-30	12080-26	15305-13	22545-90	25691-07	28324-25	52688-05	Z0000121212
11700-07+	12080-30	17145-18	22550-19	25691-08	28325-25	52688-07	Z0000121213
11740-09	12080-35	17304-18*	22550-25	25691-09	28332-25	52688-08	Z0000121293
11740-10	12080-40*	17317-01	22550-26	25691-11	28350-30	52688-09	Z0000121361
11740-11	12081-14	17317-02	22550-27	25691-12	28351-30	52688-10	Z0000122122
11740-12	12081-16	17317-03	22550-28	25692-01	28400-15	52688-11	Z0000122262
11740-14*	12081-18	17317-05	22552-21	25692-02	28400-21	52738-61	Z0000122579
11741-09	12081-20	17880-06	22552-25	25692-03	28400-29	52753-15*	Z0000122637
11741-10	12081-22	17880-09	22555-15	25692-04	28410-15	52760-01*	Z0000122689
11741-11	12081-24	17880-13	22555-16	25692-05	28410-21	52760-02*	Z0000122809
11741-12	12081-26	17880-16	22560-18	25692-06	28410-29	52760-03*	Z0000122983
11742-10	12081-30	17880-19	22561-18	25693-01	28410-35*	52762-01*	Z0000123068
11742-11	12081-35	17880-25	22562-01	25693-02	28450-05	52762-02*	Z0000123334
11742-12	12082-14	17882-25*	22562-02	25693-03	28450-07	52762-03*	Z0000123424
11743-09	12082-14-P	17882-30	22562-03	25693-04	28451-26	52766-61	Z0000123933
11743-10	12082-16	17882-40	22562-04	25693-05	28452-08	52768-60	Z0000123960
11743-11	12082-16-P	17882-50	22562-05	25693-06	28452-23	52771-60	Z0000124125
11743-12	12082-18	17884-12	22562-06	25694-01	28470-18	52772-60	Z0000124676
11745-10	12082-18-P	17884-17	22565-17	25694-02	28470-20	52773-40	Z0000124971
11800-10*	12083-14	17884-25	22566-17	25694-03	28470-23	52774-40	Z0000125036
11830-08	12083-14-P	17886-25	22567-01	25694-04	28500-13	52775-40	Z0000125397
11846-09	12083-16	17886-30	22567-02	25694-05	28500-16	52801-62	Z0000125538



11910-14	12083-16-P	17886-45	22600-26	25694-06	28500-18	52802-60	Z0000125620
11910-16	12083-18	17887-28	22600-33	25694-07	28500-21	52847-61	Z0000126517
11910-20	12083-18-P	19009-12	22605-31	25694-08	28500-23	52848-60	Z0000126706
11915-23	12091-18	19009-14	22607-16	25695-01	28501-13	52930-60	Z0000126759
11917-18	12091-27	19009-16	22607-23	25695-02	28501-16	53362-30	Z0000126780
11917-23	12092-22*	19009-18	22610-17	25695-03	28501-18	53362-40	Z0000126829
11917-35	12093-28	19009-23	22610-20	25695-04	28501-21	53362-50	Z0000126985
11918-23	12094-19	19109-12	22610-23	25695-05	28501-23	53362-60	Z0000127376
11920-15	12095-19	19109-14	22740-01	25695-06	28506-25	53363-30	Z0000127771
11920-20	12110-12	19109-16	22740-02	25695-07	28507-25	53363-40	Z0000127870
11920-25	12111-12	19109-18	22740-03	25695-08	28510-22	53363-50	Z0000127905
11920-30	12112-12	19109-23	22740-04	25695-09	28510-25	53363-60	Z0000128000
11920-35	12113-12	19209-12	22740-05	25695-10	28510-28	53366-30	Z0000128119
11927-01	12120-15	19209-14	22740-06	25695-11	28511-22	53366-40	Z0000128465
11927-02	12120-18	19209-16	22740-07	25695-12	28511-25	53366-50	Z0000128573
11927-03	12121-15	19209-18	22740-08	25695-13	28511-28	53366-60	Z0000128830
11930-03	12121-18	19209-23	22740-09	25695-14	28520-33*	53410-01	Z0000129216
11930-05	12124-20*	19216-14*	22741-01	25695-15	28521-33*	53410-07	Z0000129266
11930-06	12140-14	19216-18	22741-02	25695-16	28525-24	53561-18	Z0000129501
11931-03	12141-14	19312-12	22741-03	25696-01	28526-26	53565-19	Z0000129623
11931-05	12150-12	19312-14	22741-04	25696-02	28526-28	53575-01	Z0000129880
11931-06	12150-14	19312-16	22741-05	25696-03	28527-23*	53575-02	Z0000129988
11933-01	12150-16	19312-18	22741-06	25696-04	28528-24	53575-03	Z0000130277
11933-02	12154-13*	19315-12	22741-07	25696-05	28529-30	53575-04	Z0000130460
11933-03	12156-13	19315-14	22741-08	25696-06	29105-24	55100-00	Z0000130527
11933-04	12158-13	19315-16	22741-09	25696-07	29111-19	55101-20*	Z0000130569
11933-05	12160-15	19315-18	22742-01	25696-08	29112-19	55102-23	Z0000130577
11933-06	12160-20	19415-12	22742-02	25696-09	29114-20	55103-20	Z0000130595
11933-07	12162-14	19415-14	22742-03	25696-10	29115-21	55103-28	Z0000130596
11933-08	12164-16*	19415-16	22742-04	25696-11	29116-08	55104-20	Z0000130609
11933-09	12169-17*	19415-18	22742-05	25696-12	29116-10	55104-30	Z0000130661
11933-10	12170-16	19501-28	22742-06	25697-01	29120-00	55105-20	Z0000130712
11933-11	12170-20	19503-23	22742-07	25697-02	30110-01	55105-28	Z0000130746
11933-12	12171-16	19505-25	22742-08	25697-03	30110-02	55108-12	Z0000130752
11934-01	12171-20	20536-14SM*	22742-09	25697-04	30110-03	55109-14	Z0000130832
11934-02	12172-15	20810-14*	24585-15	25697-05	30110-04	55110-14*	Z0000130833
11934-03	12172-19*	21225-25	24585-19	25697-06	30200-20	55120-55	Z0000130843
11934-04	12174-14	21300-30	24585-24	25697-07	30201-20	55345-25	Z0000130901
11934-05	12178-21*	21301-30	24586-00	25697-08	30210-23	55345-32	Z0000130902
11934-06	12180-16	21305-30	24586-01	25697-09	30212-23	56006-13 W	Z0000130951
11934-07	12180-20	21306-30	24586-15	25697-10	30221-23	56102-14 W	Z0000130973
11934-08	12181-16*	21310-28	24589-15	25697-11	30222-22	56188-21 W	Z0000131023
11934-09	12190-13	21325-27	24590-15	25697-12	30223-22	56629-14 W	Z0000131046
11934-10	12190-14	21340-24*	24652-19*	25698-01	30224-22	607-1520	Z0000131058
11934-11	12190-15	21345-19	24689-17*	25698-02	30225-19	607-1550	Z0000131059



11934-12	12190-18	21346-19	24696-13*	25698-03	30226-19	607-1551	Z0000131109
11935-00	12190-20	21355-03	24696-18	25698-04	30265-18	610-1520	Z0000131128
11935-05	12191-13	21355-05	24696-20	25698-05	30265-19	610-1521	Z0000131229
11935-06	12191-14	21355-07	24696-22	25698-06	30267-25	610-1522	Z0000131323
11935-07	12191-15	21365-22	24698-00	25698-07	30270-20*	610-1523	Z0000131324
11936-20*	12191-18	21366-22	24700-21	25698-08	30271-20*	610-1530	Z0000131383
11939-35*	12191-20	21375-23	24701-23	25698-09	30310-20	610-1531	Z0000131476
11940-08	12191-23*	21380-21	24702-21	25698-10	30320-23	610-1532	Z0000131555
11940-12	12195-15	21385-23	24703-18*	25698-11	30322-23	610-1533	Z0000135021
11940-16	12196-15	21420-18	24704-19	25698-12	30324-24	610-1534	Z0000138472
11940-20	12200-18	21425-12*	24705-19	25698-30*	30326-24*	610-1535	
11941-08	12200-21	21426-14*	24706-20	25699-01	30328-24	610-1536	